

SAM
MEDICAL

DISTRIBUZIONE
FORMAZIONE
ASSISTENZA TECNICA
PER L'ITALIA

SAGO
MEDICA
MEDICAL EQUIPMENT

www.sagomedica.it

Chito**SAM**TM

[chito-sam]

**COPRI.
COAGULA.
CONTROLLA.**

BLOCCA RAPIDAMENTE L'EMORRAGIA

ChitoSAM¹⁰⁰ è una medicazione emostatica ad alte prestazioni, non tessuta, filata direttamente da chitosano derivato dal guscio di crostacei o grancevole. Destinata a bloccare rapidamente emorragie letali, è estremamente efficace perché facile da usare. Agisce autonomamente dai normali processi di coagulazione del corpo.




ANYWHERE



TECNOLOGIA APPLICATA

CONFEZIONE CON CHIUSURA A STRAPPO SU OGNI LATO
La confezione innovativa strappabile su ogni lato consente di estrarre rapidamente la medicazione ChitoSAMTM 100.



PROGETTATA PER SALVARE LA VITA

- 1 **GARZA EFFICACE**
ChitoSAMTM 100 ha l'efficacia emostatica dei prodotti impregnati o rivestiti da agenti emostatici al chitosano.
- 2 **AGENTE EMOSTATICO AL CHITOSANO**
A differenza della maggior parte delle medicazioni emostatiche che sono solo rivestite o impregnate con chitosano, ChitoSAMTM 100 è composta da una garza al chitosano non tessuta, filata direttamente da chitosano derivato dal guscio di rostacei o grancevole.
- 3 **CONFEZIONE CON CHIUSURA A STRAPPO SU OGNI LATO**
La confezione innovativa strappabile su ogni lato consente di estrarre rapidamente la medicazione ChitoSAMTM 100.
- 4 **PIEGATURA A Z**
Disponibile nelle misure da 7,6 cm x 1,83 m (3" x 6 ft) o 7,6 cm x 3,05 m (3" x 10 ft) per ferite estese.
- 5 **STRATO SINGOLO**
La misura più piccola da 10 x 10 cm (4" x 4") a strato singolo di ChitoSAM può essere applicata sulle ferite assieme alle garze per trauma.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

sammedical.com

MODELLI DISPONIBILI DI CHITOSAMTM 100
 ChitoSAM 100 10 cm x 10 cm (4" x 4") (CTS100-04)
 ChitoSAM 100 7,6 cm x 1,83 m (3" x 6 ft) (CTS100-06)
 ChitoSAM 100 7,6 cm x 3,05 m (3" x 10 ft) (CTS100-10)

ATTENZIONE
 Non applicare sugli occhi.

EC	REP	CE 0050	2	Rx ONLY	STERILE R
Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP, L'Aia, Paesi Bassi					SAM Medical Products 27350 SW 95th Ave, Ste 3038 Wilsonville, OR 97070 USA

SAM[®] è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.
 ©2017 SAM Medical Products. Tutti i diritti riservati.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



Sago Medica s.r.l.
 Via Zallone, 25
 40066 Pieve di Cento
 Bologna, Italy
 Tel. +39 0516860811
 Fax +39 0516861246
 info@sagomedica.it
 www.sagomedica.it