

Schermature Mobili Anti Raggi X.

Sistemi per la radioprotezione.



**X-Ray &
SURGERY**
SAGO MEDICA DIVISION



Compatibili
per la gestione
informatizzata dei
dispositivi di protezione

Barriera ad **Altezza Fissa**

Tag elettronico per **gestione e identificazione** attraverso il software **iRadProMap**.

Struttura **solida e stabile** in acciaio verniciato colore bianco completa di maniglie.

Rivestimento in laminato plastico **ignifugo**, di **facile pulizia e disinfezione**.
Colori Opzionali:



Finestra visiva in vetro piombato **2,1 mm Pb eq.**

Schermatura anti x interna **2 mm Pb.**

192 cm

Ruote gemellate gommaste piroettanti, due dotate di freno.
Opzione antistatica a richiesta.

67 cm

80 cm

Modelli disponibili



Barriera mobile anti raggi x senza visiva
SM2B00



Barriera mobile anti raggi x con visiva 30x40 cm
SM2B43

Barriera mobile anti raggi x con visiva 24x30 cm
SM2B32



Barriera mobile anti raggi x con schermo 80x60 cm
SM2B86

Schermo ad **Altezza Regolabile**

SM2S79

Tag elettronico per **gestione e identificazione** attraverso il software **iRadProMap**.


Schermatura anti x interna **1mm Pb.**

Ruote gemellate gommaste piroettanti, due dotate di freno. **Opzione antistatica a richiesta.**

Struttura **solida e stabile** in acciaio verniciato colore bianco completa di maniglie. **Colori Opzionali:**



Schermo 70 x 90 cm in **acrilico piombato 0,5 mm Pb eq.** facilmente regolabile in altezza.



Schermo ad **Altezza Regolabile Sagomato**

SM2S51


Schermo **Sagomato** 116 x 50 cm in **acrilico piombato 0,5 mm Pb eq.** facilmente regolabile in altezza.

Tag elettronico per **gestione e identificazione** attraverso il software **iRadProMap**.

N. 2 Pannelli anti raggi x **0,5 mm Pb eq. sovrapponibili**

Struttura portante in acciaio verniciato colore bianco e cromato.

Ruote gemellate gommaste piroettanti, due dotate di freno. **Opzione antistatica a richiesta.**





iRadProMaP

Ionizing Radiation Protection
Management Program

iRadPro MaP® - Il sistema informatico per la gestione di DPI e DPC Anti raggi x.

iRadPro Map® ideato da Sago Medica è in grado di **gestire in maniera dinamica** l'inventario dei dispositivi di protezione sia individuale che collettiva contro le radiazioni ionizzanti, mantenendo costantemente aggiornata la **tracciabilità** e, nel caso dei DPI, lo **stato di integrità**, la frequenza di **lavaggio** e **disinfezione**.



Sago Medica s.r.l.
Via Zallone 25
40066 Pieve di Cento Bologna, Italy
Tel. +39 0516860811 - Fax +39 0516861246
www.sagomedica.it, info@sagomedica.it

**X-Ray &
SURGERY**
SAGO MEDICA DIVISION