

SEI PRONTO PER AFFRONTARE LE USTIONI?


**SAGO
MEDICA**
MEDICAL EQUIPMENT


**EMERGENCY
& RESCUE**
SAGO MEDICA
DIVISION



Foto copertina:
Maschera facciale Water-Jel impiegata
dai soccorritori inglesi durante l'attentato
del 07 Luglio 2005 a Londra.

(Foto: AP/Jane Mingay - Elaborazione grafica: Danilo Mistrioni)



TRATTAMENTO PREOSPEDALIERO DELLE USTIONI WATER-JEL



In qualsiasi contesto avvengano e di qualsiasi tipologia siano le ustioni, l'imperativo è soccorrere velocemente ed in maniera efficace.

Il "raffreddamento immediato" delle ustioni è raccomandato dai protocolli EMS. Water-Jel raffredda immediatamente la zona ustionata per alleviare il dolore velocemente durante la copertura e la protezione delle ustioni.

I prodotti Water-Jel sono costituiti da una garza in tessuto non tessuto di grado medicale, pre-imbevuto con la nuova composizione di gel trasparente all'acqua, inodore e con acido ialuronico.



Il gel costituito al 96% da acqua è lento ad evaporare e mantiene le coperte e le medicazioni umide e non aderenti.

Fornendo un raffreddamento termico non evaporativo delle ustioni non è necessario ribagnare le medicazioni, evitando così che diventino troppo fredde o aumentino il rischio di ipotermia — anche in caso di ustioni molto estese.




PRINCIPI FONDAMENTALI PER IL TRATTAMENTO DELLE USTIONI


- ✓ Raffreddare la sede di ustione
- ✓ Prevenire ulteriore contaminazione
- ✓ Mantenere i liquidi vitali nella sede d'ustione
- ✓ Non indurre ipotermia



30 sec.



2 min.



4 min.

Water-Jel forma un film viscoso di acqua termoassorbente sull'ustione e la raffredda con il principio dello scambio termico. Il calore dell'ustione diminuisce rapidamente, alleviando il dolore e limitando il processo di necrosi dermica.

L'EFFICIENZA DELLA GARZA WATER-JEL PER LE MANI

- Ideata per avvolgere al meglio tutte e cinque le dita
- Resistente allo strappo
- Specifico per le ustioni e scottature di dita e mani
- Capace di alleviare il dolore e ridurre i danni
- Grandi dimensioni (20 x 55 cm)
- Utilizzabile anche per altre parti del corpo



L'UNICITÀ DELLA MASCHERA FACCIALE WATER-JEL

- Design esclusivo
- Resistente allo strappo
- Specifico per le ustioni e scottature del viso e del capo.
- Grandi dimensioni (30 x 40 cm)
- Lembi pretagliati per la gestione delle vie aeree superiori.
- Utilizzabile anche per altre parti del corpo



KIT USTIONI



Kit Ustioni per Ambulanza con borsa
WJBBKLGWJE

Contenuto:

- n.1 Telo Ustioni 91x76 cm
- n.1 Garza facciale anti ustioni 30x40 cm
- n.1 Garza Medicazione Ustioni 20x45 cm
- n.2 Garza Medicazione Ustioni 10x40 cm
- n.1 Garza Medicazione Ustioni 20x55 cm
- n.4 Bende
- n.1 Forbici

Kit Ustioni per Vigili del Fuoco con borsa
WJBBKSMWJE

Contenuto:

- n.1 Garza facciale anti ustioni 30x40 cm
- n.2 Garza Medicazione Ustioni 10x40 cm
- n.2 Garza Medicazione Ustioni 10x10 cm
- n.2 Garza Medicazione Ustioni 5x15 cm
- n.2 Bende
- n.1 Forbici

Kit Ustioni XS con borsa

WJBBKXSWJE

Contenuto:

- n.2 Garza Medicazione Ustioni 5x15 cm
- n.2 Garza Medicazione Ustioni 10x10 cm
- n.1 Gel Ustioni in flacone da spremere 50ml
- n.1 Gel Ustioni monodose 3x4g

Kit Ustioni per Industria

WJBBKSMIBK

Contenuto:

- n.1 Garza facciale anti ustioni 30x40 cm
- n.1 Garza Medicazione Ustioni 10x40 cm
- n.2 Garza Medicazione Ustioni 10x10 cm
- n.2 Garza Medicazione Ustioni 5x15 cm
- n.1 Gel Ustioni in flacone da spremere 50ml
- n.1 Benda
- n.1 Forbice

Kit Ustioni per Catering

WJBBKSMCBK

Contenuto:

- n.2 Garza Medicazione Ustioni 5 x 15 cm
- n.2 Garza Medicazione Ustioni 10 x 10 cm
- n.1 Garza Medicazione Ustioni 10 x 40 cm
- n.1 Gel Ustioni in flacone da spremere 50ml
- n.1 Benda
- n.1 Forbice

Kit Ustioni Didattico

WJBKMTBK

NON sterile, per uso didattico

KIT USTIONI CON SUPPORTO A PARETE



Kit Emergenza Ustioni con supporto a muro

WJBEBSUNIT1

Contenuto:

- n.1 Garza facciale anti ustioni 30x40 cm
- n.2 Garza Medicazione Ustioni 10x40 cm
- n.2 Garza Medicazione Ustioni 10x10 cm
- n.1 Gel Ustioni in flacone da spremere 50ml
- n.1 Gel Ustioni monodose 6x4g
- n.2 Bende
- n.1 Forbici

Telo Ustioni 91 x 76 cm in valigetta con supporto a muro

WJBEBSUNIT2

Kit Lavoro Ustioni con supporto a muro

WJBEBSUNIT3

Contenuto:

- n.1 Garza Medicazione Ustioni 5 x 15 cm
- n.1 Garza Medicazione Ustioni 10 x 10 cm
- n.2 Gel Ustioni monodose 3x4g
- n.1 Benda

TELI E COPERTE



Telo Ustioni 91x76 cm con canestro

(1conf. = 4 pz.)

WJG3630C

Telo Ustioni 91x76 cm

WJG3630P

Coperta Antincendio-Plus 183x152 cm con canestro (1conf. = 4 pz.)

WJG7260C

Coperta Antincendio-Plus 183x152 cm

WJG7260P

Schermo Termico 244x183 cm

(1conf. = 4 pz.)

WJG9672C

GARZE MEDICAZIONE



Garza Medicazione Ustioni 5x15 cm
(1conf. = 60 pz.)

WJB0206

Garza Medicazione Ustioni 10x10 cm
(1conf. = 60 pz.)

WJB0404

Garza Medicazione Ustioni 10x40 cm
(1conf. = 28 pz.)

WJB0416

Garza Medicazione Ustioni 20x45 cm
(1conf. = 20 pz.)

WJB0818

Garza Medicazione Ustioni 20x55 cm
(1conf. = 20 pz.)

WJB0820

Maschera Viso 30x40 cm
(1conf. = 20 pz.)

WJB1216

GEL



Gel Ustioni in flacone da spremere 50ml
(1 cf x 24fl)

WJGBJ50

Gel Ustioni in flacone da spremere 80ml
(1 cf x 100fl)

WJGBJ80

Gel Ustioni in flacone da spremere 120ml
(1 cf x 24fl)

WJGBJ120

Gel Ustioni in flacone da spremere 240ml
(1 cf x 20fl)

WJGBJ240

Gel Ustioni monodose 3x4g (1 cf x 48pz)

WJGBJ340

Gel Ustioni monodose 6x4g (1 cf x 48pz)

WJGBJ640