



**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**PATIENT  
HANDLING  
& LOGISTICS**

CATALOGO  
GENERALE

**3**

**35** YEARS  
1989  
2024



AUSILI PER LA  
MOVIMENTAZIONE  
MANUALE

9

AUSILI PER IL  
POSIZIONAMENTO

21

VERTICALIZZATORI

27

SOLLEVATORI  
MOBILI E SISTEMI  
DI SOLLEVAMENTO  
A SOFFITTO

35

IMBRACATURE  
PER IL  
SOLLEVAMENTO

43

SISTEMI DI RIPO-  
SIZIONAMENTO E  
LETTI DEGENZA

61

BARELLE  
INTRA-  
OSPEDALIERE

99

SEDIE  
PROFESSIONALI

105

BARELLE E SEDIE  
MRI

111

BARELLE E SEDIE  
DOCCIA

115

TRASPORTO  
INTRA-  
OSPEDALIERO

133

CARRELLI

139

CONTENUTI

1



## Stretta collaborazione con il **Cliente** e capacità di innovazione

Vi affianchiamo  
nelle scelte e con voi  
**sviluppiamo prodotti  
e servizi innovativi**



## Solida partnership

con le **aziende  
produttrici  
più virtuose**  
del panorama  
internazionale



## Presenza capillare territorio

Tramite una **rete organizzata**  
di professionisti e rivenditori  
e un'attiva collaborazione di  
partner internazionali.



## Servizio Assistenza Tecnica Autorizzata Nazionale

Servizio puntuale e adattabile  
alle esigenze con il nostro team  
di ingegneri e tecnici qualificati,  
**autorizzati dalle aziende produttrici  
in ottemperanza alla Direttiva  
2007/47/CE e Reg. UE 2017/745**



## Formazione divulgazione di nuove conoscenze

Corsi di formazione e  
addestramento all'utilizzo dei  
presidi e Incontri informativi



## Qualità certificata

Sistema di gestione  
aziendale costantemente  
mantenuto **conforme alle  
norme UNI EN ISO 9001.**



35

YEARS  
1989  
2024

**Dal 1989  
al servizio  
della Sanità**

Da più di 35 anni affianchiamo i professionisti del settore medico con le nostre competenze, proponendo soluzioni e prodotti sempre all'avanguardia e che rispondono alle loro esigenze.

Pieve di Cento, Bologna  
051 6860811  
info@sagomedica.it  
[www.sagomedica.it](http://www.sagomedica.it)



**CORSI DI FORMAZIONE TECNICA  
ALL'USO DEI PRESIDI SANITARI**

**LA PROFONDA  
CONOSCENZA  
DEL PROPRIO  
STRUMENTO  
AUMENTA LA  
PERFORMANCE**

**Per chi assiste i  
pazienti, saper  
utilizzare appieno e  
correttamente tutte  
le potenzialità  
dei presidi a  
disposizione è di  
importanza vitale.**

I nostri corsi di formazione tecnica permettono di acquisire la giusta padronanza all'uso dei presidi che distribuiamo e rappresentano l'espressione massima della nostra missione; aiutare gli operatori sanitari ad effettuare le operazioni di routine con competenza e decisione, garantendo al paziente comfort e sicurezza.



## SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

# FORMATI ED AUTORIZZATI DAL PRODUTTORE, PER GARANTIRE L'EFFICACIA E LA SICUREZZA DEI TUOI DISPOSITIVI

6

Il Team Sago Medica di ingegneri e tecnici qualificati segue costantemente i **corsi di formazione ed aggiornamento delle aziende produttrici**, per garantire l'efficacia di ogni intervento e della relativa sicurezza di operatori e pazienti.




**Servizio  
Post-Vendita e  
Assistenza Tecnica  
Autorizzata dal  
Produttore**



- Manutenzione ordinaria
- Aggiornamento software
- Ricambi originali



# AUSILI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE



## Accessori

Tasca contenitiva per EasyGlide PH5020 e PH5050

UM	cod.
Pz	PH4014

# EASYGLIDE TAVOLETTA PER TRASFERIMENTI



Per trasferimenti in posizione seduta da/verso sedie a rotelle, letti, servizi igienici, autoveicoli. Particolarmente adatta per movimentazioni del paziente da una locazione ad un'altra con differenti altezze e nel caso di piccole distanze.

La superficie liscia anteriore facilita la movimentazione garantendo un trasferimento del paziente facile e sicuro, mentre la parte centrale della superficie posteriore è dotata di due strisce antiscivolo che impediscono a EasyGlide di scivolare durante il trasferimento.

- ▶ Trasporto semplice e comodo sempre a portata di mano.
- ▶ Due modelli e diverse dimensioni disponibili.
- ▶ I lati lunghi di Easy Glide a tre sezioni possono essere ripiegati per proteggere i vestiti dalle ruote della carrozzina.
- ▶ Angoli arrotondati e superficie superiore liscia a basso attrito per un facile posizionamento, trasferimento e rimozione scorrevole.
- ▶ Protezione antiscivolo sul lato inferiore.
- ▶ Guida rapida sul lato inferiore.
- ▶ Igienico; dopo l'uso può essere disinfettato con etanolo al 70%, isopropanolo al 45% o simili.

	UM	cod.
Tavoletta trasferimenti EasyGlide 60 x 33 cm a 3 sezioni	Pz	PH5020
Tavoletta trasferimenti EasyGlide 75 x 33 cm a 3 sezioni	Pz	PH5050
Tavoletta trasferimenti EasyGlide 60 x 25 cm	Pz	PH5060
Tavoletta trasferimenti EasyGlide 45 x 20 cm	Pz	PH5070





## EASYGLIDE TAVOLETTA PER TRASFERIMENTI OVALE

Per i trasferimenti in posizione supina da/verso letto o barella, ma anche per il posizionamento più in alto nel letto e per aiutare il posizionamento di un imbracatura.

EasyGlide, ovale viene utilizzata quando il divario massimo è di 5 cm. Per motivi di sicurezza EasyGlide ovale deve avere una superficie sottostante ferma su entrambi i lati durante il trasferimento.

EasyGlide, ovale è realizzato in robusto polietilene. La comoda dimensione la rendono facile da trasportare e per averla sempre a portata di mano.

EasyGlide, ovale è disponibile anche in una variante più piccola, EasyGlide ovale (mini), che viene utilizzata per il posizionamento posteriore in una seduta e per un'eventuale applicazione di imbracatura.

- ▶ Forma arrotondata e la superficie superiore liscia a basso attrito per un facile posizionamento, trasferimento e rimozione scorrevole.
- ▶ Guida e protezione antiscivolo sul lato inferiore.
- ▶ Igienico; dopo l'uso può essere disinfettato con etanolo al 70%, isopropanolo al 45% o simili.
- ▶ Realizzata in polietilene resistente ed è disponibile in due modelli.
- ▶ Utile quando l'utente non può essere ruotato di lato.
- ▶ Facilita il posizionamento di una cassetta x-ray.

	UM	cod.
Tavoletta trasferimenti EasyGlide Ovale 85 x 39 cm	Pz	PH5040
n.2 Tavoletta trasferimenti EasyGlide Ovale 85 x 39 cm	Set	PH5042
n.2 Tavoletta trasferimenti EasyGlide Ovale Mini 45 x 20 cm	Set	PH5045



## EASYGLIDE TAVOLETTA PER TRASFERIMENTI EXTRA LUNGO

Per i trasferimenti in posizione supina da/verso letto o barella. Viene utilizzato quando il divario massimo è di 15 cm. Per motivi di sicurezza, deve avere una superficie sottostante ferma su entrambi i lati durante il trasferimento.

- ▶ Angoli arrotondati e superficie superiore liscia a basso attrito per
- ▶ Un facile posizionamento, trasferimento e rimozione scorrevole.
- ▶ Protezione antiscivolo sul lato inferiore prevede la sicurezza.
- ▶ Molto facile da usare, rapida guida stampata sul lato inferiore.
- ▶ Igienico; dopo l'uso può essere disinfettato con etanolo al 70%, isopropanolo al 45% o simili.
- ▶ Realizzata in polietilene resistente ed è disponibile in due modelli.

	UM	cod.
Tavoletta trasferimenti EasyGlide Extra Long 120 x 60 cm	Pz	PH5000
Tavoletta trasferimenti EasyGlide Extra Long 170 x 59 cm	Pz	PH5010



## SITWALK CINTURA PER RI- POSIZIONAMENTI

Utilizzata per riposizionare correttamente il paziente sulla sedia e garantire una posizione seduta più comoda, facendo piegare il paziente su un lato alla volta. Può essere utilizzato in combinazione con FootStool per ridurre la pressione sotto le cosce.

- ▶ Materiale resistente allo sporco.
- ▶ Molto robusto e sicuro.
- ▶ Ottima superficie di supporto.
- ▶ Maniglia imbottite per una presa ergonomica e sicura.
- ▶ 8 maniglie (4 per lato) permettono una maggiore flessibilità e consentono all'operatore di assumere la corretta posizione di lavoro.

	UM	cod.
Cintura riposizionamenti SitWalk 140 x 30 cm	Pz	PH6080





# SCALEO MEDICAL TAVOLETTA PER TRASFERIMENTO MANUALE DRITTA E CURVA





Le tavolette di trasferimento sono usate come un "ponte" per colmare il divario tra le sedute per le persone che non possono usare le gambe come sostegno. Sono ausili tecnici consigliati per l'assistenza domiciliare e per tutti i servizi ospedalieri. Hanno una superficie superiore liscia, mentre la superficie inferiore è dotata di strisce antiscivolo.

Ideali per il trasferimento assistito o autonomo da letto a sedia a rotelle e per il trasferimento autonomo tra l'automobile e la sedia a rotelle.



Disponibili curva e dritta. La scelta tra un modello o l'altro dipende dal livello di autonomia del paziente, dalla patologia e sulle condizioni di trasferimento.

- ▶ Materiale: Polietilene ad alta densità
- ▶ Altissima resistenza ad agenti chimici e urti.
- ▶ Infrangibile e riciclabile

Trasferimento autonomo



Trasferimento assistito



Dimensioni: • 318 x 595 x 5 mm (vers. dritta)  
• 273 x 672.4 x 10 mm (vers. curva)

Peso: • 850 g (vers. dritta)  
• 1300 g (vers. curva)

UM cod.

Tavoletta DRITTA per il trasferimento manuale - Scaleo Medical Pz PHS8210360

Tavoletta CURVA per il trasferimento manuale - Scaleo Medical Pz PHS8210363





**150 kg**  
PORTATA MAX

## FLEXIMOVE TAVOLETTA PER SOLLEVAMENTO/ RIPOSIZIONA- MENTO MANUALE

FlexiMove è realizzato principalmente per riposizionare il paziente sul letto, per rigirarlo e per trasferimenti laterali. In queste situazioni, tirare è più facile di sollevare, dato che la superficie posteriore è liscia e scivola sulla superficie del letto. Grazie alla sua lunghezza, FlexiMove è facilmente posizionabile sotto il paziente ed è ideale per sollevamenti dal pavimento.

FlexiMove può essere una valida alternativa nel caso in cui si debba operare in spazi ristretti e non ci sia lo spazio per un sollevatore. Nel caso in cui è necessario sollevare il paziente, i vari modelli di FlexiMove possono essere utilizzati per trasferimenti sia in posizione orizzontale che in posizione seduta.

- ▶ Disponibile in 3 misure, con 4 o 6 maniglie
- ▶ Maniglie comode e robuste.
- ▶ Tavoletta flessibile in plastica con copertura in nylon
- ▶ Facile da pulire.

	UM	cod.
Tavolettina per sollevam./riposiz. manuale FlexiMove 102 x 43 cm, 4 maniglie	Pz	PH4011
Tavolettina per sollevam./riposiz. manuale FlexiMove 112 x 53 cm, 4 maniglie	Pz	PH4012
Tavolettina per sollevam./riposiz. manuale FlexiMove 152 x 53 cm, 6 maniglie	Pz	PH4016



## BINDER TRANSFER TELO TRASFERIMENTI

Telo per il trasferimento in sicurezza dei pazienti da una superficie all'altra. Progettato per essere integrato con barelle di immobilizzazione e trasporto, basta prefissarlo al telaio della barella e mantenere le fibbie agganciate fino al termine dell'operazione di trasferimento.

Mentre è fissato alla barella, il telo non può muoversi ma una volta che le fibbie vengono rilasciate, anche il paziente più pesante può essere trasferito con il minimo sforzo. Inoltre, non c'è da preoccuparsi di lasciare l'ausilio perché il bordo interno rimane sempre fissato.

- ▶ Velocizza le procedure di trasporto
- ▶ Realizzato in nylon (telo) e PVC (fibbie e punti di ancoraggio)

	UM	cod.
Telo trasferimento Binder Transfer	Pz	EMBTBDEMOBL





## ROLLERSLIDE MATERASSINO TRASFERIMENTI

Studiato per i trasferimenti in posizione supina, fa da "ponte" e segue il movimento degli operatori durante il trasferimento.

RollerSlide è costituito da un'asse rigida imbottita con copertura in materiale ULF (Ultra Low Friction), un materiale sofisticato che permette alla copertura di ruotare attorno all'asse durante il trasferimento. Questo particolare materiale riduce l'attrito sotto il paziente, facilitandone il trasferimento ed evitando la necessità di sollevamento da parte degli operatori. Inoltre, RollerSlide garantisce dei trasferimenti delicati per quei pazienti con ferite oppure molto sensibili al dolore. RollerSlide è facile da utilizzare e da mantenere. La copertura esterna è facile da sostituire e lavare.

- ▶ Facile da maneggiare e da trasportare
- ▶ Asse interna rigida per un trasferimento sicuro anche nel caso di differenti altezze e di spazi intermedi vuoti
- ▶ Maniglie alle estremità per un agevole trasporto

Disponibile in 3 modelli e diverse misure:

- ▶ RollerSlide - versione standard
- ▶ RollerSlide FLEXI - versione più leggera e pieghevole di RollerSlide.
- ▶ RollerSlide LIGHT - versione più leggera di RollerSlide FLEXI.

### Accessori

Copertura di scivolamento per RollerSlide PH9120, PH9145, PH9148  
 Copertura di scivolamento per RollerSlide PH9110, PH9155, PH9158  
 Copertura di scivolamento per RollerSlide PH9170  
 Copertura di scivolamento per RollerSlide PH9175  
 1cf x 5pz Copertura di scivolamento, lavabile per RollerSlide PH9120, PH9145, PH9148  
 1cf x 5pz Copertura di scivolamento, lavabile per RollerSlide PH9110, PH9155, PH9158  
 1cf x 5pz Copertura di scivolamento, lavabile per RollerSlide PH9170  
 1cf x 5pz Copertura di scivolamento, lavabile per RollerSlide PH9175  
 1cf x2sc x50pz Coperture monouso per RollerSlide PH9120, PH9145, PH9148  
 1cf x2sc x115pz Coperture monouso per RollerSlide PH9110, PH9155, PH9158  
 Appendino a muro per materassini per trasferimenti e coperture monouso di EasySlide e RollerSlide

UM	cod.
Pz	PH9136
Pz	PH9156
Pz	PH9172
Pz	PH9177
Cf	PH9142
Cf	PH9169
Cf	PH9173
Cf	PH9178
Cf	PH9138
Cf	PH9168
Pz	PH1085

UM cod.

Materassino trasferimenti RollerSlide 175 x 50 cm pieghevole	Pz	PH9145
Materassino trasferimenti RollerSlide 85 x 50 cm	Pz	PH9155
Materassino trasferimenti RollerSlide FLEXI 175 x 50 cm pieghevole	Pz	PH9148
Materassino trasferimenti RollerSlide FLEXI 85 x 50 cm	Pz	PH9158
Materassino trasferimenti RollerSlide LIGHT 175 x 50 cm pieghevole	Pz	PH9120
Materassino trasferimenti RollerSlide LIGHT 85 x 50 cm	Pz	PH9110
Materassino trasferimenti RollerSlide FLEXI 175 x 60 cm pieghevole	Pz	PH9170
Materassino per trasferimenti RollerSlide FLEXI 85 x 60 cm	Pz	PH9175



## EASYSLIDE MATERASSINO TRASFERIMENTI

Ausilio per aiutare i pazienti a riposizionarsi, scendere dal letto e trasferirsi da letto a sedia a rotelle. Elimina i rischi associati al sollevamento del paziente ed è ideale per donne incinta con dolori pelvici o alla schiena e per coloro che presentano ridotte capacità a girarsi autonomamente nel letto.

- ▶ 3 dimensioni disponibili
- ▶ Facilmente lavabile
- ▶ Disponibile con copertura rimovibile

	UM	cod.
Materassino trasferimenti EasySlide 25 x 60 cm, poliestere	Pz	PH2015
Materassino trasferimenti EasySlide 50 x 60 cm, poliestere	Pz	PH2010
Materassino trasferimenti EasySlide 50 x 60 cm, microfibra	Pz	PH2020
Materassino trasferimenti EasySlide 50 x 70 cm, poliestere	Pz	PH2011
Materassino trasferimenti EasySlide 50 x 70 cm, microfibra	Pz	PH2021
Set completo materassino per trasferimenti EasySlide 50 x 60 cm con copertura (PH2020 + PH2051)	Set	PH2030

### Accessori

	UM	cod.
Copertura protettiva riutilizzabile per PH2010, PH2020, PH2030	Pz	PH2051
n.100 Copertura protettiva monouso per PH2010, PH2020, PH2030	Set	PH2055
Copertura protettiva riutilizzabile per PH2011, PH2021	Pz	PH2052
Appendino a muro per materassini e coperture EasySlide e RollerSlide	Pz	PH1085



## TURNTABLE PEDANA GIREVOLE PORTATILE

Ausilio da posizionare sotto i piedi del paziente per consentire al paziente di muovere i piedi in posizione eretta. Ideale per trasferimenti da sedia a sedia a rotelle, da sedia a rotelle a toilette e da sedia a rotelle al letto.

Per una maggiore sicurezza durante i trasferimenti e per evitare torsioni delle caviglie e delle ginocchia, consigliamo l'uso di EasyBelt o di FlexiBelt, o anche di FlexiMove in combinazione con TurnTable.

- ▶ L'operatore può guidare e rallentare il trasferimento tenendo un piede su TurnTable.
- ▶ Facile da pulire con soluzioni detergenti.
- ▶ Pratici manici per un facile trasporto.
- ▶ La superficie di TurnTable permette un buon punto di appoggio tra i piedi e il pavimento.
- ▶ Due dischi rotanti l'uno su l'altro.
- ▶ Leggero

	UM	cod.
Pedana girevole portatile TurnTable Ø30 cm, senza maniglia, max 135 kg	Pz	PH5082
Pedana girevole portatile TurnTable Ø38 cm, senza maniglia, max 135 kg	Pz	PH5083
Pedana girevole portatile TurnTable Ø45 cm, max 250 kg	Pz	PH5084
Pedana girevole portatile TurnTable Ø38 cm, max 135 kg	Pz	PH5085



## ONE-WAY GLIDE CINGHIA SCORREVOLE UNIDIREZIONALE

I Prism One-Way Glide Sheets aiutano il paziente a mantenere una buona posizione seduta e consentono il riposizionamento su una sedia o un letto.

Lo scorrimento unidirezionale scorrerà solo nella direzione delle frecce, che sono chiaramente etichettate sui fogli.

Può essere utilizzato su tutte le superfici e aiuta a evitare che il paziente scivoli in avanti su una sedia a rotelle/poltroncina/letto e aiuta il paziente a posizionarsi in una buona posizione seduta.

	UM	cod.
One-Way Glide Single 1400 x 430 mm	Pz	PH2002ACCPMOWGS14
One-Way Glide Single 700 x 430 mm	Pz	PH2002ACCPMOWGS70
One-Way Glide Tube 600 x 430 mm	Pz	PH2002ACCPMOWGT60
One-Way Glide Tube 730 x 600 mm	Pz	PH2002ACCPMOWGT73



## MULTIGLIDE TELI SCORREVOLI TUBOLARI PIATTI

I teli scorrevoli tubolari e piatti vengono utilizzati come ausilio per il riposizionamento e lo spostamento dei pazienti. Sono disponibili varie dimensioni (identificazione tramite colore) e la cover protettiva.

	UM	cod.
Telo MultiGlide - Tag Blu 400 x 400 mm	Pz	PH2002ACCPMMGBLUE
Teli MultiGlide - Tag Marrone 700 x 720 mm	Pz	PH2002ACCPMMGBROW
Teli MultiGlide - Tag Verde 1350 x 1000 mm	Pz	PH2002ACCPMMGGREE
Teli MultiGlide - Tag Viola 720 x 2000 mm	Pz	PH2002ACCPMMGPURP
Teli MultiGlide - Tag Rosso 1000 x 710 mm	Pz	PH2002ACCPMMGRED
Teli MultiGlide - Tag Grigio 1100 x 800 cm	Pz	PH2002ACCPMMGGREY

### Accessori

	UM	cod.
Copertura protettiva Teli MultiGlide 450 x 310 mm	Pz	PHPMMB



**SUPERFICIE  
INTERNA  
IN SOFFICE  
VELLO PER  
UN MAGGIORE  
COMFORT**



## **FLEXIBELT** **CINTURA DI SUPPORTO PER SPOSTAMENTI**

FlexiBelt è ideale per i passaggi dalla posizione seduta a quella eretta o per trasferimenti dalla sedia a rotelle al letto, alla toilette o alla macchina.

La cintura, posizionabile attorno alla vita o ai fianchi, è dotata di robuste maniglie poste sia verticalmente che orizzontalmente, che garantiscono agli operatori varie opzioni di presa.

- ▶ Dotata di superficie interna in soffice vello per un maggiore comfort
- ▶ Valido aiuto in molteplici situazioni di trasferimento
- ▶ Supporto stabile
- ▶ Utilizzo semplice
- ▶ Nuova versione: FlexiBelt Hug dispone di un nuovo design brevettato con maniglie orizzontali che scorrono liberamente in modo che la cintura "abbracci" l'utente invece di scivolare durante le situazioni di trasferimento.

	UM	cod.
Cintura di supporto FlexiBelt S, 60 - 100 cm, 7 maniglie	Pz	PH6023
Cintura di supporto FlexiBelt M, 70 - 120 cm, 9 maniglie	Pz	PH6024
Cintura di supporto FlexiBelt L, 100 - 160 cm, 11 maniglie	Pz	PH6025
Cintura di supporto FlexiBelt XL, 115 - 175 cm, 13 maniglie	Pz	PH6026
Cintura di supporto FlexiBelt Hug XS, 45 - 70 cm, 3+2 maniglie mobili	Pz	PH6072
Cintura di supporto FlexiBelt Hug S, 60 - 100 cm, 4+3 maniglie mobili	Pz	PH6073
Cintura di supporto FlexiBelt Hug M, 70 - 120 cm, 5+4 maniglie mobili	Pz	PH6074
Cintura di supporto FlexiBelt Hug L, 100 - 160 cm, 6+5 maniglie mobili	Pz	PH6075
Cintura di supporto FlexiBelt Hug XL, 115 - 175 cm, 7+6 maniglie mobili	Pz	PH6076

**SUPERFICIE INTERNA IN NYLON RIVESTITO IN PU IDEALE PER REQUISITI IGIENICI**



**LAVABILE: PUÒ ESSERE PULITO CON DISINFETTANTI**



## **EASYBELT** **CINTURA DI** **SUPPORTO PER** **SPOSTAMENTI**

EasyBelt è ideale per i passaggi dalla posizione seduta a quella eretta o per trasferimenti dalla sedia a rotelle al letto, alla toilette o alla macchina.

La cintura, posizionabile attorno alla vita o ai fianchi, è dotata di robuste maniglie poste sia verticalmente che orizzontalmente, che garantiscono agli operatori varie opzioni di presa.

- ▶ Dotata di superficie interna in nylon rivestito in PU, ideale per situazioni in cui sono presenti liquidi e umidità o in cui sono richiesti particolari requisiti igienici.
- ▶ Valido aiuto in molteplici situazioni di trasferimento
- ▶ Supporto stabile
- ▶ Utilizzo semplice
- ▶ Nuova versione: EasyBelt Hug dispone di un nuovo design brevettato con maniglie orizzontali che scorrono liberamente in modo che la cintura "abbracci" l'utente invece di scivolare durante le situazioni di trasferimento.

	UM	cod.
Cintura di supporto EasyBelt XS, 45 - 70 cm, 5 maniglie	Pz	PH6012
Cintura di supporto EasyBelt S, 60 - 100 cm, 7 maniglie	Pz	PH6013
Cintura di supporto EasyBelt M, 70 - 120 cm, 9 maniglie	Pz	PH6014
Cintura di supporto EasyBelt L, 100 - 160 cm, 11 maniglie	Pz	PH6015
Cintura di supporto EasyBelt Hug XS, 45 - 70 cm, 3+2 maniglie mobili	Pz	PH6002
Cintura di supporto EasyBelt Hug S, 60 - 100 cm, 4+3 maniglie mobili	Pz	PH6003
Cintura di supporto EasyBelt Hug M, 70 - 120 cm, 5+4 maniglie mobili	Pz	PH6004
Cintura di supporto EasyBelt Hug L, 100 - 160 cm, 6+5 maniglie mobili	Pz	PH6005
Cintura di supporto EasyBelt Hug XL, 115 - 175 cm, 7+6 maniglie mobili	Pz	PH6006
Cintura di supporto EasyBelt lavabile S, 60 - 100 cm, 7 maniglie	Pz	PH6113
Cintura di supporto EasyBelt lavabile M, 70 - 120 cm, 9 maniglie	Pz	PH6114
Cintura di supporto EasyBelt lavabile L, 100 - 160 cm, 11 maniglie	Pz	PH6115
Cintura di supporto EasyBelt lavabile XL, 115 - 175 cm, 13 maniglie	Pz	PH6116



# AUSILI PER IL POSIZIONAMENTO



## LEJRELET TUBE 125 CUSCINO TUBOLARE PER PETTO E SCHIENA

Cuscino ideale da posizionare davanti al petto o sulla schiena per creare una posizione comoda e rilassante. Questo cuscino di posizionamento può essere utilizzato sia per bambini che per adulti.

L'imbottitura in 100% schiuma viscoelastica fornisce proprietà di redistribuzione della pressione, mentre il posizionamento appropriato può consentire l'alleviamento della pressione

- ▶ Rivestimento in poliestere
- ▶ Impermeabile e ignifugo
- ▶ Dimensioni: Ø250 x 1250 mm
- ▶ Peso: 2350 g
- ▶ Forma utile di stimolazione tattile per i pazienti con disfunzioni cognitive, deprivazione sensoriale o un bisogno generale di rassicurazione e conforto
- ▶ Borsa di protezione disponibile (cod. PH5000007)

	UM	cod.
Cuscino tubolare LEJRELET Tube 125	Pz	PH5000000



## LEJRELET TUBE 250 CUSCINO TUBOLARE PER TUTTO IL CORPO


Cuscino ideale per tutto il corpo, creando posizioni comode e che alleviano la pressione per i pazienti a letto, in particolare nella posizione supina a 30°.

L'imbottitura con granulato di schiuma anti-pressione (modellabile e che fornisce stabilità e comfort) assieme alla fodera multielastica garantiscono una riduzione della pressione, rendendolo ideale per prevenire e curare le ulcere da decubito.

- ▶ Rivestimento in poliestere
- ▶ Impermeabile e ignifugo
- ▶ Dimensioni: Ø250 x 2500 mm
- ▶ Peso: 4700 g
- ▶ Forma utile di stimolazione tattile per i pazienti con disfunzioni cognitive, deprivazione sensoriale o un bisogno generale di rassicurazione e conforto
- ▶ Borsa di protezione disponibile (cod. PH5000007)

	UM	cod.
Cuscino tubolare LEJRELET Tube 250	Pz	PH5000001






## LEJRELET WEDGE CUSCINO A CUNEO

Cuscino a cuneo progettato in base all'anatomia del torace umano, adatto per essere posizionato davanti al torace del paziente o sulla sua schiena. Consente inoltre di creare una piega esattamente dove si trovano le ginocchia del paziente, fornendogli il miglior supporto possibile.

L'imbottitura combina due tipi di schiuma, per garantire fermezza e stabilità, alleviando allo stesso tempo la pressione e aiutando la prevenzione di ulcere.

- ▶ Rivestimento in poliester
- ▶ Impermeabile e ignifugo
- ▶ Dimensioni: 100 x 250 x 400 mm
- ▶ Peso: 350 g
- ▶ Forma ovale che lo rende utile anche come supporto lombare, ad esempio per pazienti che hanno difficoltà respiratorie
- ▶ Borsa di protezione disponibile (cod. PH5000007)

	UM	cod.
Cuscino a cuneo LEJRELET Wedge	Pz	PH5000002




## LEJRELET OVAL CUSCINO OVALE



Cuscino ovale di dimensioni estremamente ridotte, dunque ideale per fornire un piccolo supporto extra da integrare a cuscini più grandi.

L'imbottitura con granulato di schiuma anti-pressione, consente di modellare il cuscino, ad esempio, per creare una forma a ciambella. Ciò è particolarmente utile per alleviare la pressione su orecchie, gomiti o mani.

- ▶ Rivestimento in poliester
- ▶ Impermeabile e ignifugo
- ▶ Dimensioni: Ø150 x 300 x 500 mm
- ▶ Peso: 550 g
- ▶ Forma a cuneo ed esclusiva fodera antiscivolo rendono questo cuscino di supporto ideale per creare posizioni laterali comode e stabili, utili durante l'igiene intima e la vestizione a letto, la cura delle ferite nella zona lombare o pelvica o per rilassarsi e dormire
- ▶ Borsa di protezione disponibile (cod. PH5000007)

	UM	cod.
Cuscino ovale LEJRELET Oval	Pz	PH5000009





## LEJRELET PAD HIGH CUSCINO DI SUPPORTO





Cuscino di posizionamento antidecubito che assicura una posizione neutra dell'anca e del bacino del paziente in posizione laterale. Ciò elimina qualsiasi dolorosa torsione nella parte bassa della schiena.

Può essere utilizzato anche in posizione supina per sollevare la parte inferiore delle gambe del paziente e quindi alleviare la pressione sulla zona sensibile del tallone.

L'imbottitura combina infatti due tipi di schiuma per creare un nucleo solido che assicura stabilità e allevia la pressione.

- ▶ Rivestimento in poliesteri
- ▶ Impermeabile e ignifugo
- ▶ Dimensioni: 150 x 300 x 500 mm
- ▶ Peso: 800 g
- ▶ Abbinato al cuscino Wedge agevola l'assistenza al paziente come la cura delle ferite e la vestizione a letto
- ▶ Borsa di protezione disponibile (cod. PH5000007)

	UM	cod.
Cuscino LEJRELET Pad High	Pz	PH5000003



## LEJRELET PAD LOW CUSCINO DI SUPPORTO

Cuscino di posizionamento leggero e morbido, modellabile e adattabile a molte situazioni diverse. La sua struttura consente infatti di arrotolarlo o piegarlo per posizionalo, ad esempio sotto il collo o per utilizzarlo come cuneo di abduzione.

È anche possibile utilizzarlo così com'è per posizionalo sotto i talloni o il gomito per alleviare i punti di pressione, o ancora, tra le ginocchia come cuscino di abduzione o tra i piedi per evitare che le sporgenze ossee tocchino.

- ▶ Rivestimento in poliesteri
- ▶ Impermeabile e ignifugo
- ▶ Dimensioni: 40 x 300 x 500 mm
- ▶ Peso: 350 g
- ▶ Abbinabile a cuscini più grandi per un supporto maggiore
- ▶ Borsa di protezione disponibile (cod. PH5000007)

	UM	cod.
Cuscino LEJRELET Pad Low	Pz	PH5000004





## COMFORTCUSHION CUSCINO ANTI- SCIVOLAMENTO DA LETTO

Con ComfortCushion, il paziente può assumere una posizione rilassata anche quando la sezione testa del letto è rialzata.

Questo cuscino impedisce al paziente di scivolare. ComfortCushion può essere posizionato anche sotto le gambe, garantendo così una riduzione della pressione alle gambe e donando al paziente una piacevole sensazione di relax.

- Il materiale è caratterizzato dalla giusta morbidezza ma anche dalla giusta rigidità per garantire un valido supporto.

	UM	cod.
Cuscino antiscivolamento da letto ComfortCushion 40 x 50 cm	Pz	PH8050



## ANTISLIP TAPPETINO ANTISCIVOLO DA LETTO

AntiSlip crea un punto di appoggio ottimale per il paziente quando è necessario riposizionarsi correttamente sul letto.

Può essere utilizzato anche tra due materiali della nostra gamma.

- La superficie è facilmente lavabile con sapone o soluzione diluita a base di alcol.

	UM	cod.
Tappetino antiscivolo da letto AntiSlip 45 x 38 cm	Pz	PH8040
n.10 Tappetino antiscivolo da letto AntiSlip 45 x 38 cm	Set	PH8045
n.30 Tappetino antiscivolo da letto AntiSlip 45 x 38 cm	Set	PH8046





# VERTICALIZZATORI

**185 kg**  
PORTATA MAX



Lunghezza	<b>950 mm</b>
Larghezza	<b>680 mm</b>
Larghezza esterna (gambe aperte)	<b>1048 mm</b>
Raggio di sterzata	<b>1010 mm</b>



Imbracatura per Freeway TA180

Scopri la lista  
completa delle  
imbracature  
a pag. 32

prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## FREEWAY TA180 AUSILIO AL TRASFERIMENTO

La versatilità di Freeway TA180 consente un facile utilizzo in una varietà di ambienti sanitari e di cura.

Facile da usare, dispone di gambe apribili per spostarsi su sedie e altri ostacoli e ruote posteriori frenate per mantenere stabile l'unità mentre il paziente si alza dalla posizione seduta. Una volta in posizione sollevata, i cuscini del sedile posteriore vengono spostati in posizione per evitare cadute e il paziente può quindi essere trasferito tra letti, sedie, servizi igienici, ecc. senza la necessità di una sedia a rotelle.

Adatto per l'uso con clienti che hanno una certa mobilità, ma necessitano di quel piccolo aiuto extra a causa della ridotta forza delle gambe o dell'equilibrio.

È inoltre disponibile una cintura di supporto per la schiena facilmente adattabile e regolabile per i clienti che necessitano di maggiore sicurezza durante i trasferimenti.

- ▶ Fornisce un facile trasporto al bagno/WC
- ▶ Offre un'alternativa adeguata alla sedia a rotelle
- ▶ Consente un migliore contatto visivo tra l'utente e l'assistente
- ▶ Supporto ginocchio imbottito per un comfort extra
- ▶ Apertura e chiusura gamba manuale

	UM	cod.
Verticalizzatore Freeway TA180	Pz	PH1301TAFWTA180



## FREEWAY SA180C AUSILIO PER LA POSIZIONE ERETTA

**180 kg**  
PORTATA MAX



Lunghezza	<b>882 mm</b>
Altezza	<b>925 - 1570 mm</b>
Altezza da terra	<b>50 mm</b>
Spazio sotto il letto	<b>134 mm</b>
Peso unitario (senza confezione)	<b>52 Kg</b>
Ruote anteriori e ruote posteriori con freno	<b>75 mm</b>
Intervallo di apertura delle gambe	<b>541 - 939 mm</b>
Tempo di ricarica	<b>8 ore</b>
Ascensori per carica	<b>30</b>
Diametro di sterzata	<b>915 mm</b>

### Accessori

	UM	cod.
Cavo di ricarica	Pz	PH510092
Cavo a scatto	Pz	PH510091
Batteria	Pz	PH510005
Telecomando SA180C	Pz	PH123100



Imbracatura Toracica Minilift

Scopri la lista completa delle imbracature a pag. 32

Ausilio per la posizione eretta compatto utilizzato per alzarsi e trasferire in sicurezza le persone con mobilità ridotta. Questo supporto facile da manovrare ridurrà il rischio e lo sforzo per l'assistente.

Compatto e resistente, è in grado di supportare anziani o persone disabili con mobilità ridotta. L'ausilio per la posizione eretta è progettato per fornire supporto e comfort, aiutando l'utente a spostarsi dolcemente dalla posizione seduta a quella in piedi. È ideale per chi ha bisogno di ulteriore aiuto per stare in piedi o seduto su una sedia.

Se utilizzata con l'imbracatura toracica Freeway, fornisce la combinazione perfetta da seduto a in piedi. Il supporto compatto SA180C e l'imbracatura funzionano armoniosamente per offrire un'esperienza di sollevamento molto delicata e sicura.

Di conseguenza, l'utente viene spostato in modo più naturale - in avanti e verso l'alto - fornendo supporto nella parte bassa della schiena, sotto i piedi e nella parte inferiore delle gambe durante il sollevamento.

Questo supporto di facile utilizzo riduce il rischio e lo sforzo per gli operatori sanitari ed è perfetto per l'uso quotidiano sia in ambienti professionali che domiciliari. Un notevole vantaggio è dato da mobilità e versatilità, in modo che una singola unità possa prendersi cura di più persone che vivono in stanze diverse. Il supporto è dotato di un braccio di sollevamento regolabile posizionato ad angolo per ridurre la pressione e la resistenza sotto le braccia. Ciò aiuta a fornire un movimento da seduto a in piedi sicuro e confortevole.

È dotato di tutte le funzioni vitali necessarie per supportare in sicurezza qualcuno tra la posizione seduta e quella in piedi e per il trasferimento sicuro.

- ▶ Ginocchiera regolabile
- ▶ Apertura elettrica delle gambe
- ▶ Comandi manuali: pulsantiera elettrica con filo agganciata
- ▶ Collegamento dell'imbracatura ad anello
- ▶ Attuatore di sollevamento di tipo elettrico (LA40)
- ▶ Materiale: acciaio verniciato a polvere, schiuma PU, PVC vinilico

	UM	cod.
Verticalizzatore Freeway SA180C	Pz	PH1301SASA180C

**160 kg**  
PORTATA MAX



Dimensioni:	<b>1200 x 645 x 592 mm</b>
Ingombro ginocchiera:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>200 x 464 mm (versione g. singola)</b></li> <li>• <b>177 x 121 mm - x 2 (versione g. doppia)</b></li> </ul>
Altezza da terra	<b>21 mm</b>
Peso ginocchiera/e	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>20 Kg (versione g. singola)</b></li> <li>• <b>21 Kg (versione g. doppia)</b></li> </ul>
Ruote anteriori e ruote posteriori con freno	<b>35 mm</b>
Ruota centrale	<b>125 mm</b>
Diametro di sterzata	<b>575 mm</b>

prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## MACKWORTH RAISER AUSILIO PER LA POSIZIONE ERETTA

Il Mackworth Raiser è progettato per il comfort, la sicurezza e l'ergonomia sia per l'operatore che per il paziente.

Progettato per i pazienti che hanno una certa capacità di tirarsi su ma hanno bisogno di una mano, il Mackworth Raiser richiede ai pazienti di utilizzare la propria forza e i propri muscoli, aiutandoli a rimanere attivi.

Il Mackworth Raiser è disponibile con un ginocchiera singolo o doppia.

- ▶ Assiste nei trasferimenti sit-to-stand
- ▶ Leggero e facile da manovrare
- ▶ Supporto per le gambe imbottito per un maggiore comfort
- ▶ Diverse opzioni di presa per l'utente e il personale
- ▶ Compatibile con cinture di sicurezza
- ▶ Freni posteriori a bloccaggio indipendente
- ▶ Raggio di rotazione 360°

	UM	cod.
Verticalizzatore Mackworth Raiser ginocchiera singola	Pz	PH1301TAMWRAIS1
Verticalizzatore Mackworth Raiser ginocchiera doppia	Pz	PH1301TAMWRAIS2



Imbracatura di sicurezza  
Safety Belt



Imbracatura  
Ladder Belt

Scopri la lista completa delle imbracature a pag. 32

## MACKWORTH SA180 AUSILIO PER LA POSIZIONE ERETTA



**180 kg**  
PORTATA MAX

Ausilio per la posizione eretta utilizzato per alzarsi in sicurezza e trasferire persone con mobilità ridotta, riducendo al tempo stesso il rischio e lo sforzo per l'assistente. Può essere utilizzato per supportare anziani o disabili con mobilità ridotta. L'ausilio è ideale per chi ha bisogno di un piccolo supporto extra quando si sta in piedi o seduti su una sedia e può essere utilizzato anche per il trasferimento sicuro dei pazienti.

Questo supporto di facile utilizzo riduce il rischio e lo sforzo per gli operatori sanitari ed è perfetto per l'uso quotidiano sia in ambienti professionali che domiciliari. Un enorme vantaggio è dato da mobilità e versatilità, quindi una singola unità può essere utilizzata per prendersi cura di più persone, che vivono in stanze diverse.

È dotato di tutte le funzioni vitali necessarie per supportare in sicurezza qualcuno tra la posizione seduta e quella in piedi e per il trasferimento sicuro.

- ▶ Apertura elettrica delle gambe
- ▶ Comandi manuali: pulsantiera elettrica con filo agganciata
- ▶ Collegamento dell'imbracatura ad anello
- ▶ Attuatore di sollevamento di tipo elettrico (LA40)
- ▶ Materiale: acciaio verniciato a polvere, schiuma PU, PVC vinilico

Lunghezza	<b>1190 mm</b>
Altezza	<b>1145 - 1685 mm</b>
Altezza da terra	<b>33 mm</b>
Spazio sotto il letto	<b>112 mm</b>
Peso unitario (senza confezione)	<b>47 Kg (Base 23 Kg + Albero e Boma 24 Kg)</b>
Ruote anteriori e ruote posteriori con freno	<b>100 mm</b>
Intervallo di apertura delle gambe	<b>680 - 1050 mm</b>
Tempo di ricarica	<b>8 ore</b>
Ascensori per carica	<b>30</b>
Diametro di sterzata	<b>1230 mm</b>

	UM	cod.
Verticalizzatore Mackworth SA180	Pz	PH1301SASA180

### Accessori

	UM	cod.
Cavo di ricarica	Pz	PH510092
Cavo a scatto	Pz	PH510091
Batteria	Pz	PH510005
Telecomando SA180E	Pz	PH123103
Telecomando SA180	Pz	PH123105

Scopri la lista completa delle imbracature a pag. 32



Imbracatura per il trasporto Holly



Imbracatura con supporto lombare Maple



Imbracatura classica Poplar

# IMBRACATURE PER VERTICALIZZATORI

## FREEWAY TA180



UM cod.

Imbracatura per Freeway TA180 - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201TAB550C
Imbracatura per Freeway TA180 - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201TAB540C
Imbracatura per Freeway TA180 - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201TAB530C
Imbracatura per Freeway TA180 - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201TAB520C

## FREEWAY SA180C



UM cod.

Imbracatura toracica Minilift per Freeway SA180C - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018Y0500
Imbracatura toracica Minilift per Freeway SA180C - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018Y0400
Imbracatura toracica Minilift per Freeway SA180C - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018Y0300
Imbracatura toracica Minilift per Freeway SA180C - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018Y0200

## MACKWORTH RAISER



UM cod.

Imbracatura di sicurezza Safety Belt per Mackworth Raiser - taglia <b>S</b>	Pz	PH2002ACCRAISBELTS
Imbracatura di sicurezza Safety Belt per Mackworth Raiser - taglia <b>M</b>	Pz	PH2002ACCRAISBELTM
Imbracatura di sicurezza Safety Belt per Mackworth Raiser - taglia <b>L</b>	Pz	PH2002ACCRAISBELTL



Imbracatura Ladder Belt per Mackworth Raiser - <b>taglia unica</b>	Pz	PH2002ACCRAISLAD
--	----	------------------

## MACKWORTH SA180



**IMBRACATURE CLASSICHE**

UM cod.

Imbracatura classica Poplar per Mackworth SA180 - taglia <b>10 - 14 anni</b>	Pz	PH1201PL7800
Imbracatura classica Poplar per Mackworth SA180 - taglia <b>XS</b>	Pz	PH1201PL7600
Imbracatura classica Poplar per Mackworth SA180 - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201PL7500
Imbracatura classica Poplar per Mackworth SA180 - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201PL7400
Imbracatura classica Poplar per Mackworth SA180 - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201PL7300
Imbracatura classica Poplar per Mackworth SA180 - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201PL7200
Imbracatura classica Poplar per Mackworth SA180 - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH1201PL7100
Imbracatura classica Poplar per Mackworth SA180 - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH1201PL7000



**IMBRACATURE CON SUPPORTO LOMBARE**

UM cod.

Imbracatura supporto lombare Maple per Mackworth SA180 - taglia <b>XS</b>	Pz	PH1201MP7600
Imbracatura supporto lombare Maple per Mackworth SA180 - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201MP7500
Imbracatura supporto lombare Maple per Mackworth SA180 - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201MP7400
Imbracatura supporto lombare Maple per Mackworth SA180 - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201MP7300
Imbracatura supporto lombare Maple per Mackworth SA180 - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201MP7200
Imbracatura supporto lombare Maple per Mackworth SA180 - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH1201MP7100
Imbracatura supporto lombare Maple per Mackworth SA180 - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH1201MP7000



**IMBRACATURE PER IL TRASPORTO**

UM cod.

Imbracatura trasporto Holly per Mackworth SA180 - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201HL7500
Imbracatura trasporto Holly per Mackworth SA180 - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201HL7400
Imbracatura trasporto Holly per Mackworth SA180 - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201HL7300
Imbracatura trasporto Holly per Mackworth SA180 - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201HL7200
Imbracatura trasporto Holly per Mackworth SA180 - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH1201HL7100
Imbracatura trasporto Holly per Mackworth SA180 - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH1201HL7000





# SOLLEVATORI MOBILI E SISTEMI DI SOLLEVAMENTO A SOFFITTO

Mackworth  
Essentials 180

Compatibile con  
Bilancia QRS  
(pag. 40)

Mackworth  
M180 FixedMackworth  
M180 Folding

Lunghezza	<b>1310 mm</b>
Altezza	<b>1340 - 1970 mm</b>
Larghezza interna	<b>540 - 1030 mm</b>
Larghezza esterna	<b>680 - 1120 mm</b>
Altezza da terra	<b>25 mm</b>
Spazio sotto il letto	<b>112 mm</b>
Peso unitario (senza confezione)	<b>39 Kg (Base 18 Kg + Albero e Boma 21 Kg)</b>
Peso della barra di trasporto	<b>2 Kg (extra opzionale)</b>
Ruote	<b>100 mm</b>
Tempo di ricarica	<b>8 ore</b>
Ascensori per carica	<b>30</b>
Diametro di sterzata	<b>1010 mm</b>

## MACKWORTH 180 SOLLEVATORI MOBILI

Sollevatore mobile robusto di facile utilizzo in grado di supportare il trasferimento sicuro di anziani o disabili con mobilità ridotta. Riduce il rischio e lo sforzo per gli operatori sanitari e può essere utilizzato da una sola persona come parte di una routine di assistenza con una sola mano. Il design del sollevatore conferisce al paziente piena dignità e benessere ed è adatto all'uso quotidiano sia in ambienti professionali che domiciliari. Un notevole vantaggio di un sollevatore mobile è che una singola unità può prendersi cura di più pazienti in stanze diverse.

Il paranco è disponibile anche nella versione pieghevole (M180 Folding), offrendo un'opzione per riporlo facilmente o una soluzione ideale durante i viaggi.

- ▶ Apertura manuale delle gambe
- ▶ Comandi manuali: pulsantiera elettrica con filo agganciata
- ▶ Collegamento dell'imbracatura ad anello
- ▶ Materiale: acciaio verniciato a polvere, PVC vinilico

	UM	cod.
Sollevatore Mackworth Essentials 180	Pz	PH1301MHESS180
Sollevatore Mackworth M180 Fixed	Pz	PH1301MHM180FIXED
Sollevatore Mackworth M180 Folding	Pz	PH1301MHM180FOLD

### Accessori

	UM	cod.
Cavo di ricarica	Pz	PH510092
Cavo a scatto	Pz	PH510091
Batteria	Pz	PH510005
Telecomando M180E	Pz	PH123104
Telecomando M180	Pz	PH123101



Scopri la lista  
completa delle  
imbracature  
a pag. 43

## FREEWAY M205 SOLLEVATORE MOBILE

Sollevatore mobile robusto in grado di trasferire in sicurezza persone anziane o disabili con mobilità ridotta, grazie ad un pacchetto di soluzioni completo.

Questo sollevatore di facile utilizzo riduce il rischio e lo sforzo per gli operatori sanitari e può essere utilizzato da una sola persona come parte di una routine di assistenza con una sola mano. Il design del sollevatore garantisce dignità e benessere al paziente, mentre il design robusto lo rende ideale per l'uso quotidiano sia in ambienti professionali che domiciliari. Un notevole vantaggio di un sollevatore mobile è che una singola unità può prendersi cura di più pazienti in stanze diverse.

- ▶ Apertura motorizzata delle gambe
- ▶ Comandi manuali: pulsantiera elettrica con filo agganciata
- ▶ Collegamento dell'imbracatura ad anello
- ▶ Attuatore di sollevamento di tipo elettrico (LA44)
- ▶ Attuatore apertura gambe elettrico (LA23)
- ▶ Materiale: acciaio verniciato a polvere e PVC vinilico

**205 kg**  
PORTATA MAX



Compatibile con  
Bilancia QRS  
(pag. 40)

Lunghezza	<b>1235 mm</b>
Altezza	<b>1340 - 2010 mm</b>
Altezza da terra	<b>15 mm</b>
Spazio sotto il letto	<b>100 mm</b>
Peso unitario (senza confezione)	<b>40 Kg (Base 18.5 Kg + Albero e Boma 21.5 Kg)</b>
Peso della barra di trasporto	<b>2 Kg (extra opzionale)</b>
Ruote anteriori	<b>75 mm</b>
Ruote posteriori con freno	<b>100 mm</b>
Campo di sollevamento (dal pavimento alla barra di trasporto)	<b>380 - 1750 mm</b>
Intervallo di apertura delle gambe	<b>620 - 1150 mm</b>
Tempo di ricarica	<b>8 ore</b>
Ascensori per carica	<b>30</b>
Diametro di sterzata	<b>1010 mm</b>

UM cod.

Sollevatore Freeway M205	Pz	PH1301MHFWM205
--------------------------	----	----------------

### Accessori

UM cod.

Cavo di ricarica	Pz	PH510092
Cavo a scatto	Pz	PH510091
Batteria	Pz	PH510005
Telecomando M205	Pz	PH123102



Scopri la lista  
completa delle  
imbracature  
a pag. 43

**200 kg**  
PORTATA MAX



Compatibile con  
Bilancia QRS  
(pag. 40)



prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## CP200 SOLLEVATORE A SOFFITTO PORTATILE

Il sollevatore portatile con binario a soffitto Prism CP200 offre un'eccezionale versatilità poiché può essere utilizzato sia con un binario a soffitto fisso che con sistema a sollevatore portatile.

- ▶ Possibilità di utilizzo come sollevatore con binario fisso a soffitto o sollevatore portatile
- ▶ Design piccolo e compatto
- ▶ Funziona insieme a qualsiasi sistema Prism Gantry
- ▶ Facile utilizzo del microtelefono elettrico
- ▶ Funzionamento silenzioso con "avvio/arresto graduale"
- ▶ Attacco a sgancio rapido a 360° per facilitare l'aggancio/sgancio al/dal binario
- ▶ Barra di trasporto integrata e chiusure QRS (sistema di sgancio rapido).

	UM	cod.
Sollevatore portatile CP200	Pz	PH1001CP200



Scopri la lista completa delle imbracature a pag. 43

**200 kg**  
PORTATA MAX



prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## FSG200 PORTALE AUTOPORTANTE PORTATILE

Il portale autoportante completamente portatile può essere facilmente spostato in qualsiasi luogo e assemblato da una sola persona in pochi minuti.

- ▶ Non sono necessarie modifiche alla stanza per applicazioni permanenti o temporanee
- ▶ Sicuro e robusto
- ▶ Facile da montare (non sono necessari attrezzi)
- ▶ Altezza regolabile fino a 1950 mm
- ▶ Può essere utilizzato con il paranco Freeway CP200.

	UM	cod.
Portale autoportante FSG200	Pz	PH1102PHFSG200

## Sistema Completo CP200 + FSG200

Sistema completo composto da Sollevatore portatile CP200 e Portale autoportante FSG200

cod. PH1001CP200/FSG



## FREEWAY TX ADVANCED SOLLEVATORE A SOFFITTO

Il Freeway TX Advanced è un ausilio al sollevamento che consente di spostare persone con mobilità ridotta ed è progettato per fornire comfort e supporto al cliente durante il trasferimento. Questo paranco a soffitto è completo:

- ▶ Nastro di sollevamento superiore
- ▶ Pulsantiera pneumatica facile da usare, con possibilità di spostamento del paranco avanti/indietro dove si trova la traslazione motorizzata l'opzione è stata installata
- ▶ Display LCD che visualizza il livello della batteria e le informazioni di servizio
- ▶ Barra di trasporto a sgancio rapido che facilita il cambio o collegare l'opzione unità di scala QRS
- ▶ Alta qualità verificata dalla certificazione TÜV.

La Freeway TX Advanced è disponibile come traversa manuale o motorizzata e può essere fornita con una delle seguenti opzioni aggiuntive:

- ▶ Trolley a sgancio rapido (QRT)
- ▶ Carica costante
- ▶ Sistema H alimentato
- ▶ Giradischi motorizzato

	UM	cod.
TX132 azionamento motorizzato per binario Prism - 130 Kg	Pz	PH1001TXADV122602
TX202 azionamento motorizzato per binario Prism - 200 Kg	Pz	PH1001TXADV122607
TX272 azionamento motorizzato per binario Prism - 272 Kg	Pz	PH1001TXADV122612



Compatibile con  
Bilancia QRS  
(pag. 40)

Raggio di sollevamento	<b>2 metri, adatto alla maggior parte degli utenti</b>
Compatibilità	<b>Compatibile con una gamma di diversi sistemi a binario fisso</b>
Personalizzazione	<b>Si, grazie agli extra opzionali</b>
Abbassamento di emergenza elettrico	<b>Si</b>
Funzione di abbassamento manuale	<b>Si</b>
Arresto di emergenza	<b>Si</b>



Scopri la lista completa delle imbracature a pag. 43

## QRS SISTEMA BILANCIA INCORPORATA

Un metodo dignitoso, accurato e conveniente per determinare la massa corporea pesando un individuo mentre si trova in un'imbracatura e sospeso da un montacarichi. Questo prodotto è compatibile con qualsiasi prodotto Prism Medical QRS che contenga un gancio QRS.

- ▶ Si inserisce in linea tra il paranco e la barra di trasporto
- ▶ Carico da 10 a 320 kg (il carico funzionale massimo è limitato da il paranco o l'imbracatura, ovvero 180 kg se utilizzato con il Mackworth paranco M180).
- ▶ QRS (sistema di sgancio rapido)
- ▶ Funzionamento con 1 pulsante
- ▶ Spegnimento automatico dopo 60 secondi (programmabile)
- ▶ Schermo LED da 15 mm
- ▶ Risoluzione del display fino a 0,2 kg
- ▶ Precisione di classe III

UM    cod.

Sistema bilancia incorporata Freeway QRS	Pz	PH 1102QRSSCCASSY
---	----	-------------------





## EVA600EE SOLLEVATORE MOBILE BARIATRICO

Leggero, compatto, ad ingombro ridotto, con apertura elettrica della base e sollevamento elettrico del braccio. Dotato di:

- ▶ Colonna portante regolabile su 3 altezze, per adattarsi a diverse situazioni di sollevamento
- ▶ Arresto e discesa d'emergenza manuali o elettrici, mediante pulsanti facilmente accessibili
- ▶ Batteria Linak ricaricabile ed estraibile, ad alta capacità e con tempo di ricarica ridotto
- ▶ Indicatore luminoso di livello di carica
- ▶ Classe di protezione IPx4
- ▶ Diverse tipologie di imbracature compatibili
- ▶ Disponibile in versione con gambe ribassate per infilarsi sotto i letti più bassi

Dimensioni esterne della base:	<b>750 - 1150 mm</b>
Dimensioni interne della base:	<b>650 - 1050 mm</b>
Altezza di sollevamento min / max:	<b>500 / 1810 mm</b>
Peso (batterie incluse):	<b>39 Kg</b>
Velocità sollevamento senza paziente:	<b>35 mm / s</b>
Ruote:	<b>Ø100 mm</b>
Ruote versione gambe ribassate:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø35 mm (anteriori)</li> <li>• Ø100 mm (posteriori)</li> </ul>
Larghezza bilancino per imbracatura:	<b>600 mm</b>
Batteria:	<b>2.9 Ah</b>
Diametro di sterzata	<b>1230 mm</b>

	UM	cod.
Sollevatore mobile bariatrico EVA600EE	Pz	PH60100003
Sollevatore mobile bariatrico EVA600EE - gambe ribassate	Pz	PH60100010
Cavo di alimentazione EU per Sollevatore EVA600EE <b>(obbligatorio)</b>	Pz	PH90000626

### Accessori

	UM	cod.
Bracci deambulazione	Pz	PH80100010
Caricabatterie esterno Linak	Pz	PH70200029
Bilancino a 2 punti - Lar. 350 mm, 300 Kg SlingBar S	Pz	PH70200001
Bilancino a 2 punti - Lar. 450 mm, 300 Kg SlingBar M	Pz	PH70200002
Bilancino a 2 punti - Lar. 600 mm, 300 Kg SlingBar L	Pz	PH70200003
Bilancino a 4 punti - 300 Kg SlingBar RFL X4	Pz	PH70200017
Bilancino a 10 punti sollev. orizz. - 300 Kg StretcherBar	Pz	PH70200006
Bilancia pesa pazienti max 300 Kg Charler MHS2500	Pz	PH70200029
Bilancia pesa pazienti max 400 Kg Charler MHS2500	Pz	PH70200029

## Imbracature

**Imbracatura BariSling** per sollevamento pazienti con peso ≥ 200 Kg

	UM	cod.
Imbracatura BariSling poliestere - 3XL portata max 570 Kg	Pz	PH47001010
n.2 Imbracatura BariSling 3XL monouso - portata max 450 Kg	Pz	PH47091010
Imbracatura BariSling poliestere - 4XL portata max 570 Kg	Pz	PH47001011



**Imbracatura BariVest** per riabilitazione pazienti con peso ≥ 180 Kg

	UM	cod.
Imbracatura BariVest poliestere - 3XL portata max 570 Kg	Pz	PH47103010
Imbracatura BariVest poliestere - 4XL portata max 570 Kg	Pz	PH47103011





# IMBRACATURE PER IL SOLLEVAMENTO

IMBRACATURE PER IL SOLLEVAMENTO

43



prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## PRISM UNIVERSAL SLING IMBRACATURA UNIVERSALE

Imbracatura per trasferimenti generici. Progettata per offrire grande sostegno e adattarsi alla maggior parte dei pazienti e situazioni. La sua flessibilità consente di posizionarla in una disposizione a gambe divise o incrociate.

È dotata di cinghie laterali per una distribuzione uniforme del peso. Le sezioni delle gambe trapuntate e l'assenza di legature sulla sezione esterna delle gambe offrono un comfort aggiuntivo (esclusi distanziatori e tessuti specifici per il paziente).

- ▶ Adatto per l'uso del bagno grazie all'ampia apertura per il water.
- ▶ Disponibile in cinque materiali diversi, ciascuno studiato su misura per offrire vantaggi specifici all'utente (vedi pag 50).
- ▶ Disponibile con o senza supporto per la testa



Lista  
completa  
imbracature  
a pag. 49



prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## PRISM DELUXE SUPPORT SLING IMBRACATURA UNIVERSALE

Imbracatura confortevole progettata per offrire grande sostegno e adattarsi alla maggior parte dei pazienti e situazioni. La sua forma aiuta a mantenere le sezioni delle gambe piatte, evitando così la formazione di pieghe.

- ▶ Sezioni delle gambe trapuntate e nessuna bordatura sulla sezione esterna della gamba per un maggiore comfort (ad eccezione del materiale distanziatore)
- ▶ Versatile perché può essere utilizzato in posizione divisa o incrociata
- ▶ Specificamente sagomato per evitare pieghe sotto la sezione della gamba
- ▶ Disponibile in tre materiali, ognuno dei quali offre all'utente una serie di vantaggi diversi.
- ▶ Disponibile con o senza supporto per la testa



Lista  
completa  
imbracature  
a pag. 50



prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## PRISM HAMMOCK SLING IMBRACATURA AD AMACA SU SEDIA

Imbracatura ad amaca progettata per gli utenti che necessitano di supporto alla zona sacrale. Ideale per situazioni in cui una normale imbracatura non è adatta: la sua flessibilità consente di posizionarla in una disposizione a gamba divisa o incrociata e questa adattabilità è utile per individui con toni corporei variabili, oltre a fornire un supporto essenziale per coloro che hanno subito amputazioni.

È dotata di sezioni trapuntate per le gambe e non presenta legature sulla sezione esterna della gamba, per un comfort maggiore (ad eccezione del distanziatore e dei tessuti specifici per il paziente).

- ▶ Adatto per l'uso del bagno grazie all'ampia apertura per il water.
- ▶ Disponibile in cinque materiali diversi, ciascuno studiato per offrire vantaggi specifici all'utente.
- ▶ Disponibile con o senza supporto per la testa

Lista  
completa  
imbracature  
a pag. 51



prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## PRISM COMFORT SLING IMBRACATURA RECLINABILE

Imbracatura progettata per rimanere in posizione sotto il cliente mentre è seduto, poiché è realizzata in materiale traspirante "distanziatore". Ideale quando l'introduzione di un'imbracatura è difficile, nonché per clienti amputati o utenti che rimangono nell'imbracatura per periodi di tempo prolungati.

È dotata di sezioni elastiche che consentono di ripiegare le cinghie quando il cliente è seduto, garantendo il massimo comfort.

- ▶ Nessuna maniglia inclusa per il massimo comfort in posizione supina o seduta
- ▶ Disponibile solo in materiale Spacer

Lista  
completa  
imbracature  
a pag. 52





prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## PRISM CRESSY SLING IMBRACATURA MULTIUSO

Imbracatura multiuso per tutto il corpo, con supporto per la testa integrato con imbottitura rimovibile. Offre sicurezza, comfort e posizionamento ottimale per adattarsi a un'ampia gamma di utenti del servizio ed è stato progettato per una facile applicazione da parte dell'assistente.

Include spallacci autoregolanti con contrappeso per adattarsi agli utenti che tendono a soffrire di spasmi estensori quando indossano un'imbracatura.

- ▶ Ampia apertura per il water
- ▶ Disponibile nelle taglie S, M e L
- ▶ Disponibile in due materiali, ognuno dei quali offre vantaggi diversi all'utente: Poliestere/Slip Fit e Spacer

Lista  
completa  
imbracature  
a pag. 52



prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## PRISM DUAL ACCESS SLING IMBRACATURA MULTIUSO

Imbracatura progettata per offrire grande versatilità, poiché può essere utilizzata sia con un sollevatore per pazienti sia con un verticalizzatore. Le sezioni tagliate riducono inoltre la pressione sotto le braccia, mentre le sezioni delle gambe ben imbottite offrono un comfort extra all'utente durante i trasferimenti.

È dotata di una fascia toracica che può essere regolata prima e durante il sollevamento. La fascia toracica è dotata sia di chiusura VELCRO® Brand che di chiusura con fibbia per una maggiore sicurezza.

- ▶ Consente di togliere e rimettere gli indumenti inferiori durante il trasferimento, rendendola ideale per l'uso del bagno.
- ▶ Disponibile anche con cinghie di fissaggio laterali per coloro che necessitano di un supporto extra o non hanno il tono muscolare necessario per utilizzare una imbracatura per il water.
- ▶ Disponibile solo in materiale Mesh (Poliestere).

Lista  
completa  
imbracature  
a pag. 52



## PRISM STANDING SUPPORT SLING IMBRACATURE PER SOLLEVAMENTO



Imbracatura di supporto per la posizione eretta progettata specificamente per l'uso in abbinamento a un verticalizzatore. Aiuta il paziente a stare in piedi ed è ideale per facilitare l'uso del bagno o come parte di un programma di riabilitazione.

Questa imbracatura può essere utilizzata insieme all'imbracatura posteriore e alle cinghie di supporto in piedi per coloro che necessitano di un supporto extra nella zona dei fianchi durante il passaggio da posizione seduta ad eretta.

Disponibile solo in materiale Poliestere.

Versioni disponibili:

- ▶ Standing (Sollevamento)
- ▶ Full Support
- ▶ Supporto posteriore
- ▶ Deambulazione



Lista  
completa  
imbracature  
a pag. 52

## MATERIALI IMBRACATURE PER IL SOLLEVAMENTO PRISM



### Poliestere/Slip Fit

L'imbragatura universale in materiale Poliestere/Slip Fit è un ottimo tuttofare, può essere usata per trasferimenti generici e per fare il bagno. Il materiale Slip Fit è stato applicato sulla sezione esterna delle gambe per facilitare l'applicazione e la rimozione dell'imbragatura. **Disponibile per imbracature Prism Universal, Hammock e Cressy.**



### Mesh (Poliestere)

La versione in rete di poliestere (Mesh) è perfetta per chi ha bisogno di un'imbragatura per fare il bagno. Le sezioni imbottite sono composte da schiuma non assorbente che aiuta a ridurre l'assorbimento dell'acqua. **Disponibile per imbracature Prism Universal, Hammock e Dual Access.**



### Slip Fit

La versione Slip Fit è stata progettata per fornire un'eccezionale facilità di montaggio e rimozione. Questo materiale è ideale per l'uso con utenti che hanno una limitata capacità di movimento durante l'applicazione dell'imbragatura. Tuttavia, non è ideale per fare il bagno, perché trattiene l'acqua quando viene sollevata. **Disponibile per imbracature Prism Universal e Hammock.**



### Spacer

Materiale distanziatore progettato per fornire un maggiore comfort all'utente poiché consente un certo grado di elasticità per modellarsi intorno alla persona. Questa variante dell'imbragatura universale è ideale per coloro che indossano imbracature per periodi prolungati. Disponibile in nero o rosa. **Disponibile per imbracature Prism Universal, Hammock e Cressy.**



### Tessuto non tessuto

Tessuto non tessuto in poliestere adatto solo per un uso a breve termine e non lavabile. È ideale per prevenire infezioni crociate o quando una fionda è richiesta solo per un periodo limitato. **Disponibile per imbracature Prism monouso.**

# PRISM UNIVERSAL SLING IMBRACATURA UNIVERSALE



POLIESTERE/SLIP FIT	UM	cod.
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018A1700
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018A1600
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018A1500
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018A1400
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018A1300
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018A1200
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH12018A1100

MESH	UM	cod.
Prism Universal Sling Mesh - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018A2700
Prism Universal Sling Mesh - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018A2600
Prism Universal Sling Mesh - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018A2500
Prism Universal Sling Mesh - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018A2400
Prism Universal Sling Mesh - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018A2300
Prism Universal Sling Mesh - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018A2200

SLIP FIT	UM	cod.
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018A3700
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018A3600
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018A3500
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018A3400
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018A3300
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018A3200

SPACER	UM	cod.
Prism Universal Sling Spacer- taglia <b>child</b>	Pz	PH12018A4700
Prism Universal Sling Spacer- taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018A4600
Prism Universal Sling Spacer- taglia <b>S</b>	Pz	PH12018A4500
Prism Universal Sling Spacer - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018A4400
Prism Universal Sling Spacer - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018A4300
Prism Universal Sling Spacer - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018A4200

POLIESTERE/SLIP FIT CON SUPPORTO TESTA SAGOMATO	UM	cod.
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa sagomato - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018A1720
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa sagomato - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018A1620
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa sagomato - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018A1520
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa sagomato - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018A1420
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa sagomato - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018A1320
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa sagomato - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018A1220
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa sagomato - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH12018A1120

MESH CON SUPPORTO TESTA NASTRATO	UM	cod.
Prism Universal Sling Mesh supporto testa nastrato - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018A2730
Prism Universal Sling Mesh supporto testa nastrato - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018A2630
Prism Universal Sling Mesh supporto testa nastrato - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018A2530
Prism Universal Sling Mesh supporto testa nastrato - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018A2430
Prism Universal Sling Mesh supporto testa nastrato - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018A2330
Prism Universal Sling Mesh supporto testa nastrato - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018A2230

SLIP FIT CON SUPPORTO TESTA NASTRATO	UM	cod.
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa nastrato - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018A3730
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa nastrato - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018A3630
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa nastrato - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018A3530
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa nastrato - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018A3430
Prism Universal Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa nastrato - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018A3330

SPACER CON SUPPORTO TESTA NASTRATO	UM	cod.
Prism Universal Sling Spacer supporto testa nastrato - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018A4730
Prism Universal Sling Spacer supporto testa nastrato - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018A4630
Prism Universal Sling Spacer supporto testa nastrato - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018A4530
Prism Universal Sling Spacer supporto testa nastrato - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018A4430
Prism Universal Sling Mesh supporto testa nastrato - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018A4330

## PRISM DELUXE SUPPORT SLING IMBRACATURA UNIVERSALE



POLIESTERE/SLIP FIT	UM	cod.
Prism Deluxe Support Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018H1700
Prism Deluxe Support Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018H1600
Prism Deluxe Support Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018H1500
Prism Deluxe Support Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018H1400
Prism Deluxe Support Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018H1300
Prism Deluxe Support Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018H1200

MESH	UM	cod.
Prism Deluxe Support Sling Mesh - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018H2700
Prism Deluxe Support Sling Mesh - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018H2600
Prism Deluxe Support Sling Mesh - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018H2500
Prism Deluxe Support Sling Mesh - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018H2400
Prism Deluxe Support Sling Mesh - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018H2300
Prism Deluxe Support Sling Mesh - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018H2200

SPACER	UM	cod.
Prism Deluxe Support Sling Spacer - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018H4700
Prism Deluxe Support Sling Spacer - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018H4600
Prism Deluxe Support Sling Spacer - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018H4500
Prism Deluxe Support Sling Spacer - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018H4400
Prism Deluxe Support Sling Spacer - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018H4300
Prism Deluxe Support Sling Spacer - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018H4200

POLIESTERE/SLIP FIT CON SUPPORTO TESTA	UM	cod.
Prism Deluxe Support Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018H1720
Prism Deluxe Support Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018H1620
Prism Deluxe Support Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018H1520
Prism Deluxe Support Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018H1420
Prism Deluxe Support Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018H1320
Prism Deluxe Support Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018H1220

MESH CON SUPPORTO TESTA	UM	cod.
Prism Deluxe Support Sling Mesh supporto testa - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018H2730
Prism Deluxe Support Sling Mesh supporto testa - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018H2630
Prism Deluxe Support Sling Mesh supporto testa - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018H2530
Prism Deluxe Support Sling Mesh supporto testa - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018H2430
Prism Deluxe Support Sling Mesh supporto testa - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018H2330
Prism Deluxe Support Sling Mesh supporto testa - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018H2230

SPACER CON SUPPORTO TESTA	UM	cod.
Prism Deluxe Support Sling Spacer supporto testa - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018H4730
Prism Deluxe Support Sling Spacer supporto testa - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018H4630
Prism Deluxe Support Sling Spacer supporto testa - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018H4530
Prism Deluxe Support Sling Spacer supporto testa - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018H4430
Prism Deluxe Support Sling Spacer supporto testa - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018H4330
Prism Deluxe Support Sling Spacer supporto testa - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018H4230

# PRISM HAMMOCK SLING IMBRACATURA AD AMACA SU SEDIA



POLIESTERE/SLIP FIT	UM	cod.
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018D1700
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018D1600
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018D1500
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018D1400
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018D1300
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018D1200

MESH (POLIESTERE)	UM	cod.
Prism Hammock Sling Mesh - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018D2600
Prism Hammock Sling Mesh - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018D2500
Prism Hammock Sling Mesh - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018D2400
Prism Hammock Sling Mesh - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018D2300
Prism Hammock Sling Mesh - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018D2200

SLIP FIT	UM	cod.
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018D3700
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018D3600
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018D3500
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018D3400
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018D3300

SPACER	UM	cod.
Prism Hammock Sling Spacer - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018D4500
Prism Hammock Sling Spacer - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018D4400
Prism Hammock Sling Spacer - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018D4300
Prism Hammock Sling Spacer - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018D4200

POLIESTERE/SLIP FIT CON SUPPORTO TESTA SAGOMATO	UM	cod.
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa sagomato - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018D1620
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa sagomato - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018D1520
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa sagomato - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018D1420
Prism Hammock Sling Poliestere/Slip Fit supporto testa sagomato - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018D1320

MESH CON SUPPORTO TESTA NASTRATO	UM	cod.
Prism Hammock Sling Mesh supporto testa nastrato - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018D2630
Prism Hammock Sling Mesh supporto testa nastrato - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018D2530
Prism Hammock Sling Mesh supporto testa nastrato - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018D2430
Prism Hammock Sling Mesh supporto testa nastrato - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018D2330

SPACER CON SUPPORTO TESTA NASTRATO	UM	cod.
Prism Hammock Sling Spacer supporto testa nastrato - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018D4730
Prism Hammock Sling Spacer supporto testa nastrato - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018D4630
Prism Hammock Sling Spacer supporto testa nastrato - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018D4530
Prism Hammock Sling Spacer supporto testa nastrato - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018D4430
Prism Hammock Sling Mesh supporto testa nastrato - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018D4330

## PRISM COMFORT SLING IMBRACATURA RECLINABILE



SPACER	UM	cod.
Prism Comfort Recline Sling Spacer- taglia <b>child</b>	Pz	PH12018E4700
Prism Comfort Recline Sling Spacer- taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018E4600
Prism Comfort Recline Sling Spacer- taglia <b>S</b>	Pz	PH12018E4500
Prism Comfort Recline Sling Spacer - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018E4400
Prism Comfort Recline Sling Spacer - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018E4300
Prism Comfort Recline Sling Spacer - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018E4200

SPACER CON SUPPORTO TESTA	UM	cod.
Prism Comfort Recline Sling Spacer supporto testa - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018E4730
Prism Comfort Recline Sling Spacer supporto testa - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018E4630
Prism Comfort Recline Sling Spacer supporto testa - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018E4530
Prism Comfort Recline Sling Spacer supporto testa - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018E4430
Prism Comfort Recline Sling Spacer supporto testa - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018E4330
Prism Comfort Recline Sling Spacer supporto testa - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018E4230

## PRISM DUAL ACCESS SLING IMBRACATURA MULTIUSO



POLIESTERE	UM	cod.
Prism Dual Access Sling Poliestere - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018B0700
Prism Dual Access Sling Poliestere - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018B0600
Prism Dual Access Sling Poliestere - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018B0500
Prism Dual Access Sling Poliestere - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018B0400
Prism Dual Access Sling Poliestere - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018B0300
Prism Dual Access Sling Poliestere - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018B0200

POLIESTERE CON CINGHIE DI CONTENIMENTO LATERALE	UM	cod.
Prism Dual Access Sling Poliestere Cinghie Contenimento - taglia <b>child</b>	Pz	PH12018C0700
Prism Dual Access Sling Poliestere Cinghie Contenimento - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018C0600
Prism Dual Access Sling Poliestere Cinghie Contenimento - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018C0500
Prism Dual Access Sling Poliestere Cinghie Contenimento - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018C0400
Prism Dual Access Sling Poliestere Cinghie Contenimento - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018C0300
Prism Dual Access Sling Poliestere Cinghie Contenimento - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018C0200

## PRISM CRESSY SLING IMBRACATURA MULTIUSO



POLIESTERE/SLIP FIT	UM	cod.
Prism Cressy Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>S</b>	Pz	PH120178T1500
Prism Cressy Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>M</b>	Pz	PH120178T1400
Prism Cressy Sling Poliestere/Slip Fit - taglia <b>L</b>	Pz	PH120178T1300

SPACER	UM	cod.
Prism Cressy Sling Spacer- taglia <b>S</b>	Pz	PH120178T4500
Prism Cressy Sling Spacer - taglia <b>M</b>	Pz	PH120178T4400
Prism Cressy Sling Spacer - taglia <b>L</b>	Pz	PH120178T4300

## PRISM STANDING SUPPORT SLING IMBRACATURE PER SOLLEVAMENTO



STANDING (SOLLEVAMENTO)	UM	cod.
Prism Standing Support Sling Poliestere- taglia <b>S</b>	Pz	PH12018K0500
Prism Standing Support Sling Poliestere- taglia <b>M</b>	Pz	PH12018K0400
Prism Standing Support Sling Poliestere - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018K0300
Prism Standing Support Sling Poliestere - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018K0200

FULL SUPPORT	UM	cod.
Prism Standing Support Sling Full Support Poliestere - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018G0500
Prism Standing Support Sling Full Support Poliestere - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018G0400
Prism Standing Support Sling Full Support Poliestere - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018G0300

POSTERIORE	UM	cod.
Prism Standing Support Sling Posteriore Poliestere - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018L0500
Prism Standing Support Sling Posteriore Poliestere - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018L0400
Prism Standing Support Sling Posteriore Poliestere - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018L0300
Prism Standing Support Sling Posteriore Poliestere - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12018L0200

DEAMBULAZIONE	UM	cod.
Prism Standing Support Sling Deambulazione Poliestere - taglia <b>junior</b>	Pz	PH12018F0600
Prism Standing Support Sling Deambulazione Poliestere - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018F0500
Prism Standing Support Sling Deambulazione Poliestere - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018F0400
Prism Standing Support Sling Deambulazione Poliestere - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018F0300

## FREEWAY FALLS RECOVERY SLING IMBRACATURA DI RECUPERO CADUTE

L'imbragatura per il recupero dalle cadute Freeway consente agli assistenti di trasferire in sicurezza chi necessita di assistenza immediatamente dopo una caduta.

Questa imbragatura consente alla persona caduta di essere messa sull'imbragatura mentre è sdraiata. Una volta spostata sull'imbragatura, la persona può essere facilmente fatto scorrere in un'area più aperta come richiesto per il posizionamento adeguato di un paranco. La persona può quindi essere sollevata dal pavimento in tutta sicurezza su una sedia o un letto.

- ▶ Design versatile – adatto per adulti e bambini
- ▶ Robusto, ma costruito per il comfort
- ▶ Facile applicazione e rimozione
- ▶ Borsa salvaspazio integrata per riporre e trasportare l'imbragatura agevolmente
- ▶ Lavabile in lavatrice

UM cod.

Imbragatura di recupero cadute Freeway Falls Recovery Sling	Pz	PH12018E3FRS
---	----	--------------



**200 kg**  
PESO MAX  
DELL'UTENTE



Tipologie di fissaggio:

- **Anello**

Materiali disponibili:

**Poliestere e slipfit, un materiale a basso attrito per un trasferimento e uno scorrimento confortevoli dell'utente (lato giallo)**

Taglie disponibili:

- **Taglia unica**





prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## MACKWORTH OAK UNIVERSAL SLING IMBRACATURA UNIVERSALE

Imbracatura universale standard di qualità per molteplici usi, semplice da utilizzare e di grande supporto.

La tasca per fettuccia consente di riporre ordinatamente la fettuccia quando non viene utilizzata.

- ▶ Cinghie o clip con codice colore: altezza regolabile per applicazioni multi-paziente
- ▶ Disponibile con o senza sezione per la testa sagomata
- ▶ Disponibile in diversi materiali

Lista  
completa  
imbracature  
a pag. 57



prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## MACKWORTH HAMMOCK SLING IMBRACATURA PER AMACA

L'imbracatura per amaca Mackworth è progettata per fornire supporto completo a schiena, collo e spalle, offrendo comfort per tutto il giorno.

Disponibile in poliestere (versatile, traspirante e resistente) e in tessuto tridimensionale morbido (traspirante, molto resistente e che fornisce un'eccellente distribuzione della pressione). Quest'ultimo inoltre risulta adatto per il bagno dato che si asciuga rapidamente.

- ▶ Può essere applicato e rimosso stando seduti su una sedia
- ▶ Altezza regolabile per applicazioni su più pazienti
- ▶ Design specialistico adatto agli amputati

Lista  
completa  
imbracature  
a pag. 58





prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## MACKWORTH HAZEL CLASSIC SLING IMBRACATURA UNIVERSALE

Imbracatura universale resistente, sviluppata per trasferimenti generici e per il bagno. Può adattarsi perfettamente ad ogni paziente e riesce a sostenere in modo stabile anche pazienti con disabilità complesse.

Le maniglie di posizionamento bifacciali ne facilitano la manovrabilità, mentre la tasca per fettuccia consente di riporre ordinatamente la fettuccia quando non viene utilizzata.

- ▶ Cinghie o clip con codice colore: altezza regolabile per applicazioni multi-paziente
- ▶ Disponibile in diversi materiali

Lista  
completa  
imbracature  
a pag. 59



prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## MACKWORTH WILLOW LUXURY TOILET SLING IMBRACATURA PER TOILETTE

Imbracatura realizzata utilizzando la più recente tecnologia per aumentare la resistenza. È dotata di cintura di sicurezza ed è progettata per rimuovere facilmente gli indumenti. L'imbottitura sotto le ascelle garantisce il comfort del paziente durante il trasferimento, mentre la tasca per fettuccia consente di riporre ordinatamente la fettuccia quando non viene utilizzata.

- ▶ Cinghie o clip con codice colore: altezza regolabile per applicazioni multi-paziente
- ▶ Disponibile con o senza supporto per la testa per funzionare in combinazione con le diverse esigenze dei pazienti.

Lista  
completa  
imbracature  
a pag. 59



## MATERIALI IMBRACATURE PER IL SOLLEVAMENTO PRISM



### Rigida

Tessuto in poliestere lavorato a maglia liscio e dalla consistenza solida, per uso multidisciplinare. **Disponibile per imbracature Mackworth Oak Universal, Hammock e Hazel Classic.**



### Mesh (Poliestere)

Rete in poliestere (Mesh) versatile, traspirante e resistente, utilizzata principalmente per l'uso in piscina e in bagno. **Disponibile per imbracature Mackworth Oak Universal, Hammock, Hazel Classic e Willow Luxury Toilet.**



### Parasilk

Tessuto in poliestere liscio, leggero, a basso attrito, intrecciato. Ideale per un'asciugatura rapida, quando la velocità di riciclabilità è di fondamentale importanza. **Disponibile per imbracature Mackworth Oak Universal e Hazel Classic.**



### Trapuntato

Un tessuto in poliestere imbottito e trapuntato che aumenta il comfort del paziente. **Disponibile per imbracature Willow Luxury Toilet.**

### Supersoft

Un tessuto traspirante ed elastico "super morbido", che è anche imbottito per il comfort durante i periodi di trasferimento più lunghi. **Disponibile per imbracature Mackworth Oak Universal, Hammock e Hazel Classic.**

# MACKWORTH OAK UNIVERSAL SLING IMBRACATURA UNIVERSALE



RIGIDA	UM	cod.
Mackworth Oak Universal Sling Rigida - taglia <b>XS</b>	Pz	PH12010K7600
Mackworth Oak Universal Sling Rigida - taglia <b>S</b>	Pz	PH12010K7500
Mackworth Oak Universal Sling Rigida - taglia <b>M</b>	Pz	PH12010K7400
Mackworth Oak Universal Sling Rigida - taglia <b>L</b>	Pz	PH12010K7300
Mackworth Oak Universal Sling Rigida - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12010K7200
Mackworth Oak Universal Sling Rigida - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH12010K7100
Mackworth Oak Universal Sling Rigida - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH12010K7000

MESH	UM	cod.
Mackworth Oak Universal Sling Mesh - <b>4 - 6 anni</b>	Pz	PH12010K8X00
Mackworth Oak Universal Sling Mesh - <b>6 - 10 anni</b>	Pz	PH12010K8900
Mackworth Oak Universal Sling Mesh - taglia <b>10 - 14 anni</b>	Pz	PH12010K8800
Mackworth Oak Universal Sling Mesh - taglia <b>XS</b>	Pz	PH12010K8600
Mackworth Oak Universal Sling Mesh - taglia <b>S</b>	Pz	PH12010K8500
Mackworth Oak Universal Sling Mesh - taglia <b>M</b>	Pz	PH12010K8400
Mackworth Oak Universal Sling Mesh - taglia <b>L</b>	Pz	PH12010K8300
Mackworth Oak Universal Sling Mesh - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12010K8200
Mackworth Oak Universal Sling Mesh - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH12010K8100
Mackworth Oak Universal Sling Mesh - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH12010K8000

PARASILK	UM	cod.
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk - taglia <b>S</b>	Pz	PH12010K3500
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk - taglia <b>M</b>	Pz	PH12010K3400
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk - taglia <b>L</b>	Pz	PH12010K3300
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12010K3200
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH12010K3100
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH12010K3000

SUPER SOFT	UM	cod.
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft - taglia <b>4 - 6 anni</b>	Pz	PH12010K4X00
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft - taglia <b>6 - 10 anni</b>	Pz	PH12010K4900
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft - taglia <b>XS</b>	Pz	PH12010K4600
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft - taglia <b>S</b>	Pz	PH12010K4500
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft - taglia <b>M</b>	Pz	PH12010K4400
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft - taglia <b>L</b>	Pz	PH12010K4300
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12010K4200
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH12010K4100
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH12010K4000

RIGIDA CON SUPPORTO TESTA	UM	cod.
Mackworth Oak Universal Sling Rigida supporto testa - taglia <b>4 - 6 anni</b>	Pz	PH12010K7X00
Mackworth Oak Universal Sling Rigida supporto testa - taglia <b>6 - 10 anni</b>	Pz	PH12010K7900
Mackworth Oak Universal Sling Rigida supporto testa - taglia <b>10 - 14 anni</b>	Pz	PH12010K7800
Mackworth Oak Universal Sling Rigida supporto testa - taglia <b>XS</b>	Pz	PH12010K7620
Mackworth Oak Universal Sling Rigida supporto testa - taglia <b>S</b>	Pz	PH12010K7520
Mackworth Oak Universal Sling Rigida supporto testa - taglia <b>M</b>	Pz	PH12010K7420
Mackworth Oak Universal Sling Rigida supporto testa - taglia <b>L</b>	Pz	PH12010K7320
Mackworth Oak Universal Sling Rigida supporto testa - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12010K7220
Mackworth Oak Universal Sling Rigida supporto testa - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH12010K7120
Mackworth Oak Universal Sling Rigida supporto testa - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH12010K7020

MESH CON SUPPORTO TESTA	UM	cod.
Mackworth Oak Universal Sling Mesh supporto testa - taglia <b>XS</b>	Pz	PH12010K8620
Mackworth Oak Universal Sling Mesh supporto testa - taglia <b>S</b>	Pz	PH12010K8520
Mackworth Oak Universal Sling Mesh supporto testa - taglia <b>M</b>	Pz	PH12010K8420
Mackworth Oak Universal Sling Mesh supporto testa - taglia <b>L</b>	Pz	PH12010K8320
Mackworth Oak Universal Sling Mesh supporto testa - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12010K8220
Mackworth Oak Universal Sling Mesh supporto testa - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH12010K8120
Mackworth Oak Universal Sling Mesh supporto testa - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH12010K8020

PARASILK CON SUPPORTO TESTA	UM	cod.
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk supporto testa - taglia <b>6 - 10 anni</b>	Pz	PH12010K3920
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk supporto testa - taglia <b>10 - 14 anni</b>	Pz	PH12010K3820
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk supporto testa - taglia <b>XS</b>	Pz	PH12010K3620
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk supporto testa - taglia <b>S</b>	Pz	PH12010K3520
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk supporto testa - taglia <b>M</b>	Pz	PH12010K3420
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk supporto testa - taglia <b>L</b>	Pz	PH12010K3320
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk supporto testa - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12010K3220
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk supporto testa - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH12010K3120
Mackworth Oak Universal Sling Parasilk supporto testa - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH12010K3020

SUPER SOFT CON SUPPORTO TESTA	UM	cod.
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft supporto testa - taglia <b>XS</b>	Pz	PH12010K4620
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft supporto testa - taglia <b>S</b>	Pz	PH12010K4520
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft supporto testa - taglia <b>M</b>	Pz	PH12010K4420
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft supporto testa - taglia <b>L</b>	Pz	PH12010K4320
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft supporto testa - taglia <b>XL</b>	Pz	PH12010K4220
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft supporto testa - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH12010K4120
Mackworth Oak Universal Sling Super Soft supporto testa - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH12010K4020

# MACKWORTH HAMMOCK SLING IMBRACATURA PER AMACA



MESH	UM	cod.
Mackworth Hammock Sling Mesh - taglia <b>XS</b>	Pz	PH1201PN8600
Mackworth Hammock Sling Mesh - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201PN8500
Mackworth Hammock Sling Mesh - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201PN8400
Mackworth Hammock Sling Mesh - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201PN8300
Mackworth Hammock Sling Mesh - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201PN8200
Mackworth Hammock Sling Mesh - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH1201PN8100
Mackworth Hammock Sling Mesh - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH1201PN8000

SUPER SOFT	UM	cod.
Mackworth Hammock Sling Super Soft - taglia <b>4 - 6 anni</b>	Pz	PH1201PN4X00
Mackworth Hammock Sling Super Soft - taglia <b>6 - 10 anni</b>	Pz	PH1201PN4900
Mackworth Hammock Sling Super Soft - taglia <b>10 - 14 anni</b>	Pz	PH1201PN4800
Mackworth Hammock Sling Super Soft - taglia <b>XXS</b>	Pz	PH1201PN4700
Mackworth Hammock Sling Super Soft - taglia <b>XS</b>	Pz	PH1201PN4600
Mackworth Hammock Sling Super Soft - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201PN4500
Mackworth Hammock Sling Super Soft - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201PN4400
Mackworth Hammock Sling Super Soft - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201PN4300
Mackworth Hammock Sling Super Soft - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201PN4200
Mackworth Hammock Sling Super Soft - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH1201PN4100
Mackworth Hammock Sling Super Soft - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH1201PN4000

CON SUPPORTO TESTA RIGIDO	UM	cod.
Mackworth Hammock Sling supporto testa rigido - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201PN7520
Mackworth Hammock Sling supporto testa rigido - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201PN7420
Mackworth Hammock Sling supporto testa rigido - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201PN7320
Mackworth Hammock Sling supporto testa rigido - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201PN7220
Mackworth Hammock Sling supporto testa rigido - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH1201PN7120
Mackworth Hammock Sling supporto testa rigido - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH1201PN7020

CON SUPPORTO TESTA MESH	UM	cod.
Mackworth Hammock Sling supporto testa Mesh - taglia <b>6 - 10 anni</b>	Pz	PH1201PN8920
Mackworth Hammock Sling supporto testa Mesh - taglia <b>10 - 14 anni</b>	Pz	PH1201PN8820
Mackworth Hammock Sling supporto testa Mesh - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201PN8520
Mackworth Hammock Sling supporto testa Mesh - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201PN8420
Mackworth Hammock Sling supporto testa Mesh - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201PN8320
Mackworth Hammock Sling supporto testa Mesh - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201PN8220
Mackworth Hammock Sling supporto testa Mesh - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH1201PN8120
Mackworth Hammock Sling supporto testa Mesh - taglia <b>XXXL</b>	Pz	1201PN8020

CON SUPPORTO TESTA SUPER SOFT	UM	cod.
Mackworth Hammock Sling supporto testa Super Soft - taglia <b>4 - 6 anni</b>	Pz	PH1201PN4X20
Mackworth Hammock Sling supporto testa Super Soft - taglia <b>XXS</b>	Pz	PH1201PN4720
Mackworth Hammock supporto testa Sling Super Soft - taglia <b>XS</b>	Pz	PH1201PN4620
Mackworth Hammock supporto testa Sling Super Soft - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201PN4520
Mackworth Hammock supporto testa Sling Super Soft - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201PN4420
Mackworth Hammock supporto testa Sling Super Soft - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201PN4320
Mackworth Hammock supporto testa Sling Super Soft - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201PN4220
Mackworth Hammock supporto testa Sling Super Soft - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH1201PN4120
Mackworth Hammock supporto testa Sling Super Soft - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH1201PN4020

BEECH EASY FIT CON SUPPORTO TESTA SUPER SOFT	UM	cod.
Mackworth Beech Hammock Sling Easy Fit supporto testa Super Soft - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201BC4520
Mackworth Beech Hammock Sling Easy Fit supporto testa Super Soft - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201BC4420
Mackworth Beech Hammock Sling Easy Fit supporto testa Super Soft - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201BC4320
Mackworth Beech Hammock Sling Easy Fit supporto testa Super Soft - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201BC4220
Mackworth Beech Hammock Sling Easy Fit supporto testa Super Soft - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH1201BC4120
Mackworth Beech Hammock Sling Easy Fit supporto testa Super Soft - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH1201BC4020

## MACKWORTH HAZEL CLASSIC SLING IMBRACATURA UNIVERSALE



RIGIDA	UM	cod.
Mackworth Hazel Classic Sling Rigida - taglia <b>6 - 10 anni</b>	Pz	PH1201HZ7900
Mackworth Hazel Classic Sling Rigida - taglia <b>10 - 14 anni</b>	Pz	PH1201HZ7800
Mackworth Hazel Classic Sling Rigida - taglia <b>XS</b>	Pz	PH1201HZ7600
Mackworth Hazel Classic Sling Rigida - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201HZ7500
Mackworth Hazel Classic Sling Rigida - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201HZ7400
Mackworth Hazel Classic Sling Rigida - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201HZ7300
Mackworth Hazel Classic Sling Rigida - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201HZ7200
Mackworth Hazel Classic Sling Rigida - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH1201HZ7100
Mackworth Hazel Classic Sling Rigida - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH1201HZ7000

MESH	UM	cod.
Mackworth Hazel Classic Sling Mesh - taglia <b>6 - 10 anni</b>	Pz	PH1201HZ8900
Mackworth Hazel Classic Sling Mesh - taglia <b>10 - 14 anni</b>	Pz	PH1201HZ8800
Mackworth Hazel Classic Sling Mesh - taglia <b>XS</b>	Pz	PH1201HZ8600
Mackworth Hazel Classic Sling Mesh - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201HZ8500
Mackworth Hazel Classic Sling Mesh - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201HZ8400
Mackworth Hazel Classic Sling Mesh - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201HZ8300
Mackworth Hazel Classic Sling Mesh - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201HZ8200
Mackworth Hazel Classic Sling Mesh - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH1201HZ8100
Mackworth Hazel Classic Sling Mesh - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH1201HZ8000

PARASILK	UM	cod.
Mackworth Hazel Classic Sling Parasilk - taglia <b>XS</b>	Pz	PH1201HZ3600
Mackworth Hazel Classic Sling Parasilk - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201HZ3500
Mackworth Hazel Classic Sling Parasilk - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201HZ3400
Mackworth Hazel Classic Sling Parasilk - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201HZ3300
Mackworth Hazel Classic Sling Parasilk - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201HZ3200

SUPER SOFT	UM	cod.
Mackworth Hazel Classic Sling Super Soft - taglia <b>4 - 6 anni</b>	Pz	PH1201HZ4700
Mackworth Hazel Classic Sling Super Soft - taglia <b>XS</b>	Pz	PH1201HZ4600
Mackworth Hazel Classic Sling Super Soft - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201HZ4500
Mackworth Hazel Classic Sling Super Soft - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201HZ4400
Mackworth Hazel Classic Sling Super Soft - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201HZ4300
Mackworth Hazel Classic Sling Super Soft - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201HZ4200
Mackworth Hazel Classic Sling Super Soft - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH1201HZ4100
Mackworth Hazel Classic Sling Super Soft - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH1201HZ4000

## MACKWORTH WILLOW LUXURY TOILET SLING IMBRACATURA PER TOILETTE



POLIESTERE	UM	cod.
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere - taglia <b>6 - 10 anni</b>	Pz	PH1201WL7900
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere - taglia <b>XXS</b>	Pz	PH1201WL7700
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere - taglia <b>XS</b>	Pz	PH1201WL7600
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201WL7500
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201WL7400
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201WL7300
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201WL7200
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH1201WL7100
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH1201WL7000

POLIESTERE CON SUPPORTO TESTA	UM	cod.
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere supporto testa - taglia <b>6 - 10 anni</b>	Pz	PH1201WL7920
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere supporto testa - taglia <b>XS</b>	Pz	PH1201WL7620
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere supporto testa - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201WL7520
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere supporto testa - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201WL7420
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere supporto testa - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201WL7320
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere supporto testa - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201WL7220
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere supporto testa - taglia <b>XXL</b>	Pz	PH1201WL7120
Mackworth Willow Luxury Toilet Sling Poliestere supporto testa - taglia <b>XXXL</b>	Pz	PH1201WL7020

## MACKWORTH ELM SLING IMBRACATURA TRASPORTO MONOUSO (10 LAVAGGI)

TRASPORTO MONOUSO	UM	cod.
Mackworth Elm Sling Trasporto monuso - taglia <b>S</b>	Pz	PH1201EL6500
Mackworth Elm Sling Trasporto monuso - taglia <b>M</b>	Pz	PH1201EL6400
Mackworth Elm Sling Trasporto monuso - taglia <b>L</b>	Pz	PH1201EL6300
Mackworth Elm Sling Trasporto monuso - taglia <b>XL</b>	Pz	PH1201EL6200

TRASPORTO MONOUSO CON SUPPORTO TESTA	UM	cod.
Mackworth Elm Sling Trasporto monuso supporto testa - taglia <b>S</b>	Pz	PH12018A6510
Mackworth Elm Sling Trasporto monuso supporto testa - taglia <b>M</b>	Pz	PH12018A6410
Mackworth Elm Sling Trasporto monuso supporto testa - taglia <b>L</b>	Pz	PH12018A6310



# SISTEMI DI RIPOSIZIONAMENTO E LETTI DEGENZA

# SISTEMA DI RIPOSIZIONAMENTO PAZIENTI

## HERCULES<sup>TM</sup>

PATIENT REPOSITIONER

by The Morel Company




SITO WEB



+ INFO

## 3 COMPONENTI FONDAMENTALI

**1** UNITÀ DI AZIONAMENTO  
Hercules Drive Unit



**2** COVER PER MATERASSI  
Hercules Dream Gel<sup>TM</sup> /  
Hercules Dream Air<sup>TM</sup>

**3** LENZUOLO  
Hercules Dream Sheet<sup>TM</sup> /  
Hercules Disposable Sheet

## KIT COMPLETI

	UM	cod.
Drive Unit + Dream Gel + n.7 Dream Sheet con staffe di fissaggio	Kit	PHHPR2
Drive Unit + Dream Air + n.7 Dream Sheet con staffe di fissaggio	Kit	PHHPR2A

SISTEMI DI RIPOSIZIONAMENTO E LETTI DEGENZA



**RIPOSIZIONA IL PAZIENTE SENZA SFORZI PER L'OPERATORE**

Compatibile con molteplici tipologie di letti degenza



L'unità di azionamento, con la semplice pressione dei due pulsanti, fa avanzare il lenzuolo lasciando il paziente a letto.



Cover per materassi dotata di clip che trattengono il lenzuolo e lo spingono verso l'unità, eliminando ogni tipo di tensione.



Il lenzuolo consente circa 10 riposizionamenti del paziente.

## DA NOSTRA ESPERIENZA SAPPIAMO CHE:

### GLI OPERATORI SANITARI

effettuano operazioni pericolose e faticose ogni giorno, si sentono oberati di lavoro e poco apprezzati, non hanno tempo per le pause e sono frustrati perché non riescono a portare a termine i loro compiti.

### I PAZIENTI

sono a disagio e in imbarazzo e spesso aspettano 5-10 minuti per essere riposizionati, il che ha un impatto negativo sulla loro dignità e genera insoddisfazione.

### L'AMMINISTRAZIONE

prova frustrazione e preoccupazione per la carenza di personale (c'è una vera e propria crisi da carenza di infermieri) e per i problemi finanziari legati a sostituzioni da infortuni (oltre 40.000 €).

## CASO REALE DI UN POLICLINICO ITALIANO

Su 1600 posti letto, 750 necessitano in media di 12 riposizionamenti giornalieri ciascuno. Quindi **9.000 riposizionamenti giornalieri e 3.285.000 riposizionamenti l'anno**. Ora consideriamo che ogni riposizionamento va effettuato da minimo 2 operatori che:

- ▶ Rischiano il danno dorso-lombare e di recare danni al paziente
- ▶ Devono investire circa 10 minuti per ogni riposizionamento

### QUAL È IL RISULTATO?

Il consumo totale di tempo per ogni operatore è di:

- ▶ 2 ore al giorno per riposizionare 12 volte un solo paziente
- ▶ 1.500 ore al giorno per riuscire a riposizionare tutti i pazienti dell'ospedale (750 letti x 2 ore cad.)
- ▶ 547.500 ore l'anno per riposizionare tutti i pazienti dell'ospedale 12 volte al giorno (1500 ore/gg x 365 gg)

Considerando poi una paga di 20€ l'ora per due operatori, il costo diventa quindi di:

- ▶ 80€ al giorno (2 op. x 2 ore x 20€) per riposizionare 12 volte un solo paziente
- ▶ 60.000€ al giorno (1.500 ore/gg x 20€ x 2 op.) per riuscire a riposizionare tutti i pazienti dell'ospedale
- ▶ 10.950.000€ (547.500 ore/anno x 20€) di stipendi pagati per riposizionare pazienti

Inoltre, molto probabilmente un ulteriore 10% di costo è dovuto alle sostituzioni di personale che non lavora e resta a casa per dolore dorso lombare o per infortunio. A questo si aggiunga il fatto che sostituire un infermiere costa oltre 40.000 €

**UN SOLO LETTO COSTA 14.600€ ANNUI  
IN RIPOSIZIONAMENTI.**



## IL PROBLEMA



x2



10'



break



Lesioni



Infortunio



Sostituzioni



Costi

1

# HERCULES DRIVE UNIT UNITÀ DI AZIONAMENTO CON CELLE D'ARIA AUTOREGOLANTI

**340 kg**  
PORTATA MAX



L'unità di azionamento può essere aperta facilmente per consentirne la pulizia e manutenzione



Interfaccia utente HERCULES per la gestione completa del sistema di riposizionamento del paziente

L'unità motrice è il cuore del sistema di riposizionamento pazienti di Hercules e si trova all'estremità della testata del letto, appena sotto la sezione della testata, incernierata del piano di riposo.

Presenta su entrambi i lati l'interfaccia con i comandi che consentono il funzionamento del sistema e forniscono LED di stato. Il materasso si fissa all'unità mediante 2 ganci nella parte posteriore dell'unità, mentre delle cinghie laterali ne consentono il fissaggio al letto.

Un sistema di aggancio a clip mantiene poi il lenzuolo adeso al materasso, consentendo al contempo il suo avanzamento durante il riposizionamento del paziente, attraverso il rullo dell'unità di azionamento.

La sezione superiore della testa del piano di riposo è incernierata e può essere facilmente sollevata dall'utente per accedere all'unità di azionamento. Ciò consente di accedere al vano dei rulli per la pulizia e manutenzione dell'unità.

Dimensioni:	<b>978 x 95 x 279 mm</b>
Peso:	<b>21.7 Kg</b>

	UM	cod.
Unità di azionamento Hercules Drive Unit	Pz	PHDFSA3N





## HERCULES DREAM AIR™ MATERASSO CON CELLE D'ARIA AUTOREGOLANTI

Il materasso avanzato Hercules Dream Air™ è progettato per ridistribuire la pressione attraverso un sistema di celle d'aria aperte e autoregolante. Si adatta inoltre a diverse situazioni di terapia agevolando la cura delle ferite dei pazienti e può essere utilizzato altresì senza un'unità di controllo (tempo di intervallo della pressione alternata di 5 min).

- ▶ **8 Celle d'aria autoregolanti:** ridistribuiscono la pressione donando sollievo soprattutto alle aree ad alto rischio (testa, spalle, fianchi, sacro, gambe e talloni)
- ▶ **Tecnologia a bassa perdita d'aria:** gestione del microclima e della pressione alternata con un funzionamento silenzioso e semplici regolazioni
- ▶ **Rivestimento elastico traspirante a 4 vie:** design ad alta trasmissione del vapore acqueo (MVT) che favorisce un ambiente cutaneo più asciutto e fresco in tutte le direzioni per un avvolgimento completo del paziente
- ▶ **Sezione piedi retrattile:** riduce naturalmente la pressione sui talloni e si adatta a numerose pediere
- ▶ **Dimensioni:** 2130 x 880 mm


	UM	cod.
Materasso Hercules Dream Air	Pz	PHMFPB54
Cover materasso Hercules Dream Air	Pz	PHC1403DA
Pompa materasso Hercules Dream Air	Pz	PHCPC

## HERCULES DREAM GEL™ MATERASSO CON TECNOLOGIA GEL

Il materasso avanzato Hercules Dream Gel™ è progettato per ridistribuire la pressione, garantendo il comfort del paziente e la prevenzione delle lesioni da pressione. La tecnologia gel, infusa nella superficie visco-elastica superiore, combinata con la parte inferiore in schiuma multi-strato, riduce al minimo la pressione, aumentando l'avvolgimento e il comfort del paziente.

- ▶ **Rivestimento elastico traspirante a 4 vie + 3 strati di schiuma a celle aperte:** consentono un maggiore flusso d'aria per aiutare a regolare temperatura e umidità, favorendo un ambiente cutaneo più asciutto e fresco, oltre a donare un sollievo avanzato dalla pressione nelle aree ad alto rischio (testa, spalle, fianchi, sacro, gambe e talloni)
- ▶ **Superficie superiore visco-elastica infusa di gel:** dissipazione, gestione dell'umidità, redistribuzione della pressione e comfort del paziente.
- ▶ **Sezione del piede inclinata e retrattile:** pressione sui talloni ossuti prominenti e fornisce compatibilità con i letti dotati di sezioni piedi retrattili sezioni del piede

	UM	cod.
Materasso Hercules Dream Gel	Pz	PHMFGB54
Cover materasso Hercules Dream Gel	Pz	PHC0016GL



## HERCULES DREAM SHEET™ LENZUOLO LAVABILE

Il lenzuolo Hercules Dream Sheet è progettato per offrire sicurezza e comfort al paziente sanitario. La sua tecnologia brevettata regala un tessuto estremamente morbido con traspirabilità e termoregolazione aumentate, aiutando i pazienti a dormire nel modo più riposante possibile.

- ▶ **Raffreddamento e umidità sotto controllo:** utilizza una tecnologia in microfibra che aiuta a trasferire il calore corporeo e a migliorare la gestione dell'umidità, con il risultato che le lenzuola e la pelle rimangono più asciutte e fresche, garantendo un sonno migliore.
- ▶ **Sicuro per la pelle:** tessuto da un filamento continuo che lo rende meno abrasivo rispetto alle tradizionali lenzuola in policotone, con conseguente minore attrito/taglio e irritazioni cutanee inferiori.
- ▶ **5 volte più durevole e resistente alle macchie:** realizzato in tessuto sintetico al 100% che le rende più durevole e resistente alle macchie rispetto alle tradizionali lenzuola in cotone e policotone per uso sanitario.
- ▶ **Vestibilità perfetta:** dimensioni adeguate per garantire una vestibilità perfetta e ridurre al minimo le grinze.
- ▶ **Dimensioni:** 1920 x 470 mm

	UM	cod.
Lenzuolo lavabile Hercules Dream Sheet	Pz	PHSSA54

## HERCULES DISPOSABLE SHEET LENZUOLO MONOUSO

Il lenzuolo Hercules Disposable Sheet è progettato per offrire sicurezza e comfort al paziente sanitario. Realizzato in Tessuto-non-Tessuto ipoallergenico riciclabile al 100%, garantisce alte prestazioni e massima igiene.

- ▶ **Riduce il rischio di trasmissione:** diminuisce la possibilità di entrare in contatto con biancheria potenzialmente infettiva.
- ▶ **Sicuro per la pelle:** tessuto morbido, confortevole e altamente traspirante, che riduce attrito/taglio della pelle.
- ▶ **Pulito e conveniente:** il tessuto ipoallergenico assicura un ambiente pulito e protetto, mentre il fatto di essere monouso, elimina le spese di lavanderia riducendo altresì i costi di movimentazione della biancheria.
- ▶ **Dimensioni:** 1920 x 470 mm

	UM	cod.
n.30 Lenzuolo monouso Hercules Disposable Sheet	Set	PHSDA64

## UNA SOLUZIONE WIN-WIN-WIN

### WIN 1: GLI OPERATORI SANITARI

non devono effettuare operazioni pericolose e faticose ogni giorno, possono fare delle pause e riescono a portare a termine i loro compiti con maggiore tranquillità.

### WIN 2: I PAZIENTI

vengono riposizionati senza imbarazzo o manovre che potrebbero arrecare danni e sono più sicuri perché lontani da rischi e problematiche dovute alla permanenza a letto.

### WIN 3: L'AMMINISTRAZIONE

può ridurre notevolmente il problema della carenza di personale e per i problemi finanziari legati a sostituzioni da infortuni.



## I VANTAGGI DEL SISTEMA HERCULES ATTRAVERSO ALCUNI CASI STUDIO

Numerosi studi confermano che integrare nella propria struttura il sistema Hercules rappresenta un miglioramento per gli operatori sanitari, pazienti e amministrazione:

	<b>Asheville Specialty Hospital</b>	<i>Ulcera da pressione dell'ospedale specializzato di Asheville utilizzando il riposizionatore pazienti Hercules</i>
	<b>Shepherd Center</b>	<i>Il Centro Shepherd implementa un nuovo standard di cura per la sua riabilitazione pazienti con l'impiego di Hercules</i>
	<b>Reid Health Hospital</b>	<i>I risultati significativi dell'implementazione di Hercules a livello del sistema ospedaliero</i>
	<b>Roper St. Francis Hospital</b>	<i>I risultati dell'acquisto di Hercules combinato con le pratiche di aggiornamento di infermeria</i>
	<b>Memorial Hospital</b>	<i>I benefici significativi apportati da Hercules al personale sanitario, migliorando la sua efficienza</i>
	<b>The Christ Hospital</b>	<i>Hercules offre vantaggi di sicurezza per gli operatori sanitari, nonché miglioramenti al paziente [...]</i>



## LA SOLUZIONE



x1



1'



break



Lesioni



Infortunio



Sostituzioni



Costi



## HITECH i10 LETTO DEGENZA TERAPIA INTENSIVA

La versione **HiTech i10 ACT** comprende un moderno e intuitivo touch screen con accesso a tutte le funzioni del letto e sistema di pesatura con allarme di uscita dal letto. Possibilità di includere sistema di pesatura e sensore.

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Letto ospedaliero per terapia intensiva ad azionamento elettrico con inclinazione laterale e attuatori livello di protezione IPX6 (LINAK)
- ▶ Articolato in 4 sezioni con attuatori lineari
- ▶ Regolazione dell'altezza tramite tre colonne rettangolari per l'inclinazione laterale
- ▶ Piattaforma del materasso con pannelli in HPL rimovibili (senza attrezzi).
- ▶ Ruote a doppia pedata (Ø 150 mm) direzionali e antistatiche.
- ▶ Sistema di frenata centralizzato tramite pedale di sterzo e doppio pedale sulla testata.
- ▶ Sezione dello schienale radiotrasparente
- ▶ Doppio ritorno automatico (16,5 cm).
- ▶ Leve per la rianimazione d'emergenza.
- ▶ Unità paziente portatile (con pulsante per la luce sotto il letto).
- ▶ Centralina infermieristica avanzata (con filo, funzioni programmate).
- ▶ Batteria di emergenza.
- ▶ Prese per porta flebo, barra trapezio e telaio Balkan ad ogni angolo.
- ▶ Barra DIN con supporti per sacche urina, etc.
- ▶ Fermamaterasso laterali e paracolpi angolari.
- ▶ Molla a gas per l'articolazione manuale della sezione gambe.
- ▶ Testiera e pediera rimovibili in polipropilene con funzione di bloccaggio rapido.



Modello HiTech i10



Modello HiTech i10 ACT

Versioni disponibili:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HiTech i10</li> <li>• HiTech i10 ACT</li> </ul>
Larghezza totale con corrimano:	980 mm
Lunghezza totale con testiera e pediera:	2270 mm
Altezza totale min / max:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 510 / 910 mm - ±10 mm (HiTech i10)</li> <li>• 510 / 910 mm - ±100 mm (HiTech i10 ACT)</li> </ul>
Angolo max dello schienale:	65° (± 5°)
Angolo max del poggiatesta:	47° (± 2°)
Inclinazione laterale:	20° (± 2°)
Trendelemburg / Anti-Trendelemburg	18° / 18°
Estensione max letto:	260 mm

	UM	cod.
Letto terapia intensiva HiTech i10	Pz	PH00703210872
Letto terapia intensiva HiTech i10 ACT	Pz	PH00703210873

### Opzioni\*

	UM	cod.
Quinta ruota	Pz	PH00703210928
Controllo a pedale per regolazione altezza	Pz	PH00703210929
Allarme freno - vers. HiTech i10	Pz	PH00703210930
Allarme freno (con 5 ruota) - vers. HiTech i10 ACT	Pz	PH00703210931
Luce 1 colore sotto il letto	Pz	PH00703210932

\*Valide per entrambe le versioni. Rivolgetevi ai nostri esperti per conoscere la lista completa delle opzioni.



COMPATIBILE  
CON SAGO  
PORTER 3.0

250 kg  
PORTATA MAX



## TECHNOPLUS i10 LETTO DEGENZA TERAPIA INTENSIVA

La versione **TechnoPlus i10 ICU** comprende un sistema di pesatura e un allarme di uscita dal letto integrato su entrambi i lati rotaie (sezione di gamba).

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Letto ospedaliero per terapia intensiva ad azionamento elettrico e attuatori livello di protezione IPX6 (LINAK)
- ▶ Articolato in 4 sezioni con attuatori lineari
- ▶ Regolazione dell'altezza tramite due colonne rettangolari
- ▶ Piattaforma del materasso con pannelli in HPL rimovibili (senza attrezzi).
- ▶ Ruote a doppia pedata (Ø 150 mm) direzionali e antistatiche.
- ▶ Sistema di frenata centralizzato tramite pedale di sterzo.
- ▶ Sezione dello schienale radiotrasparente
- ▶ Leve per la rianimazione d'emergenza.
- ▶ Unità paziente portatile (con pulsante per la luce sotto il letto).
- ▶ Centralina infermieristica avanzata (con filo, funzioni programmate).
- ▶ Batteria di emergenza.
- ▶ Prese per porta flebo, barra trapezio e telaio Balkan ad ogni angolo.
- ▶ Barra DIN con supporti per sacche urina, etc.
- ▶ Fermamaterasso laterali e paracolpi angolari.
- ▶ Molla a gas per l'articolazione manuale della sezione gambe.
- ▶ Testata e pediera rimovibili in polipropilene con funzione di bloccaggio rapido.



Modello TechnoPlus i10



Modello TechnoPlus i10 ICU

Versioni disponibili:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TechnoPlus i10</li> <li>• TechnoPlus i10 ACT</li> </ul>
Larghezza totale con corrimano:	980 - 1000 mm
Lunghezza totale con testiera e pediera:	2230 mm
Altezza totale min / max:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 440 / 840 mm (ruota singola integrata)</li> <li>• 430 / 830 mm (doppia ruota carenata)</li> </ul>
Angolo max dello schienale:	65° (± 5°)
Angolo max del poggia-gamba:	47° (± 2°)
Trendelemburg / Anti-Trendelemburg	17° / 17° (± 2°)
Estensione max letto:	300 mm

UM cod.

Letto terapia intensiva TechnoPlus i10	Pz	PH00703210874
Letto terapia intensiva TechnoPlus i10 ICU	Pz	PH00703210875

### Opzioni\*

	UM	cod.
Quinta ruota	Pz	PH00703210928
Controllo a pedale per regolazione altezza (con 5 ruota) - vers. TechnoPlus i10	Pz	PH00703210933
Controllo a pedale per regolazione altezza - vers. TechnoPlus i10 ICU	Pz	PH00703210929
Allarme freno (con 5 ruota)	Pz	PH00703210931
Luce 1 colore sotto il letto	Pz	PH00703210932

\*Valide per entrambe le versioni. Rivolgetevi ai nostri esperti per conoscere la lista completa delle opzioni.



**265 kg**  
PORTATA MAX




# NEWCARE V3 ACT LETTO DEGENZA TERAPIA INTENSIVA

Letto per terapia intensiva con schermo intuitivo che consente di accedere a tutte le funzioni del letto.

## CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Letto ospedaliero per terapia intensiva ad azionamento elettrico con attuatori livello di protezione IPX6 (LINAK)
- ▶ Articolato in 4 sezioni con attuatori lineari
- ▶ Regolazione dell'altezza tramite sistema di elevazione bussola
- ▶ Piattaforma del materasso con pannelli in HPL rimovibili (senza attrezzi).
- ▶ Ruote a battistrada singolo (Ø 150 mm) direzionali e antistatiche.
- ▶ Sistema di frenata centralizzato tramite pedale di sterzo.
- ▶ Sezione dello schienale radiotrasparente
- ▶ Doppio ritorno automatico (16,5 cm)
- ▶ Leve per la rianimazione d'emergenza.
- ▶ Prese per porta flebo, barra trapezio e telaio Balkan ad ogni angolo.
- ▶ Barra DIN con supporti per sacche urina, etc.
- ▶ Fermamaterasso laterali e paracolpi angolari.
- ▶ Molla a gas per l'articolazione manuale della sezione gambe.
- ▶ Testata e pediera rimovibili in polipropilene con funzione di bloccaggio rapido.
- ▶ Touch screen con accesso a tutte le funzioni del letto e sistema di pesatura con allarme di uscita dal letto.



Larghezza totale con corrimano:	<b>1010 mm</b>
Lunghezza totale con testiera e pediera:	<b>2220 mm</b>
Altezza totale min / max:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>425 / 840 mm (ruota singola integrata)</b></li> <li>• <b>415 / 830 mm (doppia ruota carenata)</b></li> </ul>
Angolo max dello schienale:	<b>65° (± 5°)</b>
Angolo max del pogggiagamba:	<b>45° (± 2°)</b>
Trendelemburg / Anti-Trendelemburg	<b>17° / 17° (± 2°)</b>
Estensione max letto:	<b>300 mm</b>

	UM	cod.
Letto terapia intensiva NewCare V3 ACT	Pz	PH00703210317

## Opzioni\*

	UM	cod.
Controllo a pedale per regolazione altezza	Pz	PH00703210929
Allarme freno	Pz	PH00703210930
Luce 1 colore sotto il letto	Pz	PH00703210932

\*Rivolgetevi ai nostri esperti per conoscere la lista completa delle opzioni.



COMPATIBILE  
CON SAGO  
PORTER 3.0

265 kg  
PORTATA MAX



## NEWCARE V3 LETTO DEGENZA TRATTAMENTO

Letto di ricovero leggero, facile da trasportare e semplice da gestire, oltre che confortevole per il paziente.

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Letto ospedaliero ad azionamento elettrico con attuatori livello di protezione IP66 (LINAK)
- ▶ Articolato in 4 sezioni con attuatori lineari
- ▶ Regolazione dell'altezza tramite sistema di elevazione bussola
- ▶ Piattaforma del materasso con pannelli in HPL rimovibili (senza attrezzi).
- ▶ Ruote a battistrada singolo (Ø 150 mm) direzionali e antistatiche.
- ▶ Sistema di frenata centralizzato tramite pedale di sterzo.
- ▶ Sezione dello schienale radiotrasparente
- ▶ Doppio ritorno automatico (16,5 cm)
- ▶ Leve per la rianimazione d'emergenza.
- ▶ Prese per porta flebo, barra trapezio e telaio Balkan ad ogni angolo.
- ▶ Barra DIN con supporti per sacche urina, etc.
- ▶ Fermamaterasso laterali e paracolpi angolari.
- ▶ Molla a gas per l'articolazione manuale della sezione gambe.
- ▶ Testata e pediera rimovibili in polipropilene con funzione di bloccaggio rapido.



Larghezza totale con corrimano:	<b>1010 mm</b>
Lunghezza totale con testiera e pediera:	<b>2220 mm</b>
Altezza totale min / max:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 425 / 840 mm (ruota singola integrata)</li> <li>• 415 / 830 mm (doppia ruota carenata)</li> </ul>
Angolo max dello schienale:	<b>65° (± 5°)</b>
Angolo max del poggiatesta:	<b>45° (± 2°)</b>
Inclinazione laterale:	<b>± 20°</b>
Trendelemburg / Anti-Trendelemburg	<b>17° / 17° (± 2°)</b>
Estensione max letto:	<b>300 mm</b>

	UM	cod.
Letto degenza NewCare V3	Pz	PH00703210133

Opzioni*	UM	cod.
Quinta ruota	Pz	PH00703210928
Controllo a pedale per regolazione altezza	Pz	PH00703210929
Controllo a pedale per regolazione altezza (con 5 ruota)	Pz	PH00703210933
Allarme freno	Pz	PH00703210930
Allarme freno (con 5 ruota)	Pz	PH00703210931
Luce 1 colore sotto il letto	Pz	PH00703210932

\*Rivolgiti ai nostri esperti per conoscere la lista completa delle opzioni.



## ADVANTCARE LETTO DEGENZA TRATTAMENTO

Letto ad alta tecnologia che offre sicurezza e funzionalità sia per i pazienti che per il personale sanitario. Progettato per consentire grande accessibilità al letto, è dotato di sponde laterali più corte, studiate per aiutare il paziente ad alzarsi dal letto quando abbassate.

Lo spazio extra sotto la sponda laterale nella posizione più bassa facilita la mobilitazione dei pazienti e consente loro di posizionare i piedi direttamente sotto il centro di gravità, in modo da potersi alzarsi in modo efficiente e con meno sforzo.

Il letto AdvantCare sono dotati di un sistema di posizionamento automatico, che consente al personale infermieristico di far sedere il paziente con la semplice pressione di un pulsante.

L'integrazione di **funzioni di emergenza pre-programmate** in un letto ospedaliero è fondamentale per garantire il benessere e la salute ottimale dei pazienti. Queste funzioni non solo migliorano la velocità di risposta in situazioni critiche, ma svolgono anche un ruolo fondamentale nell'assistenza medica completa.

- ▶ Presa ergonomica di testiera e pedane
- ▶ Doppio accesso alla frenata consentendo il funzionamento sia dalla parte anteriore che da quella laterale
- ▶ Quinta ruota ammortizzata retrattile con bloccaggio direzionale, girevole a 360°
- ▶ Sistema di lavoro a mani libere con pedali su due lati che permettono la regolazione di altezza e posizione di visita



Versioni disponibili:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard (materasso 850 x 2000 mm)</li> <li>• S (materasso 800 x 2000 mm)</li> <li>• XS (materasso 850 x 1900 mm)</li> <li>• XSS (materasso 800 x 1900 mm)</li> </ul>
Larghezza totale con corrimano:	da 950 a 980 mm (in base alla versione)
Lunghezza totale con testiera e pediera:	da 2040 a 2220 mm (in base alla versione)
Altezza totale min / max:	da 380 a 795 mm (senza materasso - in base alla versione)
Angolo max dello schienale:	65° (± 5°)
Angolo max del poggia-gamba:	44° (± 2°)
Trendelemburg / Anti-Trendelemburg	17° / 17° (± 2°)
Estensione max letto:	300 mm

	UM	cod.
Letto degenza AdvantCare Standard	Pz	PH00703210876
Letto degenza AdvantCare S	Pz	PH00703210877
Letto degenza AdvantCare XS	Pz	PH00703210878
Letto degenza AdvantCare XSS	Pz	PH00703210912



Letto AdvantCare in posizione a Poltrona Cardiaca

### Miglioramento del recupero da malattia cardiaca:

la posizione a poltrona cardiaca è essenziale per i pazienti affetti da patologie cardiache e respiratorie, in quanto contribuisce ad aumentare il ritmo di recupero.

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Letto ospedaliero ad azionamento elettrico con attuatori livello di protezione IP66 (TIMOTION)
- ▶ Articolato in 4 sezioni con attuatori lineari
- ▶ Regolazione dell'altezza tramite sistema di elevazione bussola
- ▶ Piattaforma del materasso con pannelli in HPL rimovibili (senza attrezzi).
- ▶ Ruote a battistrada singolo (Ø 150 mm) direzionali e antistatiche.
- ▶ Sistema di frenata centralizzato tramite pedale di sterzo.
- ▶ Sezione dello schienale radiotrasparente
- ▶ Doppio ritorno automatico (15 cm).
- ▶ Leve per la rianimazione d'emergenza.
- ▶ Prese per porta flebo, barra trapezio e telaio Balkan ad ogni angolo.
- ▶ Barra DIN con supporti per sacche urina, etc.
- ▶ Fermamaterasso.
- ▶ Paracolpi angolari.
- ▶ Molla a gas per l'articolazione manuale della sezione gambe.
- ▶ Unità portatile per pazienti.
- ▶ Unità di controllo avanzato per l'assistenza (con filo, funzioni programmate).
- ▶ Set di testiera e pedane in polipropilene amovibili con funzione di bloccaggio veloce.

Regolazione assistita mediante controller integrato o telecomando



Regolazione autonoma mediante controller integrato o telecomando



### Opzioni\*

	UM	cod.
Quinta ruota	Pz	PH00703210928
Controllo a pedale per regolazione altezza (con 5 ruota)	Pz	PH00703210933
Allarme freno (con 5 ruota)	Pz	PH00703210931
Luce 1 colore sotto il letto	Pz	PH00703210932
Luce 3 colori sotto il letto	Pz	PH00703210934

\*Valide per tutte le versioni. Rivolgiti ai nostri esperti per conoscere la lista completa delle opzioni di ciascun prodotto.



320 kg  
PORTATA MAX



Larghezza totale con corrimano:	1130 mm
Lunghezza totale con testiera e pediera:	2210 mm
Altezza totale min / max:	400 / 810 mm (doppia ruota carenata)
Angolo max dello schienale:	65° (± 5°)
Angolo max del poggia-gamba:	45° (± 2°)
Trendelemburg / Anti-Trendelemburg	13° / 15° (± 2°)
Estensione max letto:	300 mm



## NEWCARE BARIATRIC LETTO DEGENZA BARIATRICO TRATTAMENTO

Letto di ricovero bariatrico, facile da trasportare e semplice da gestire, oltre che confortevole per il paziente.

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Letto ospedaliero bariatrico con livello di protezione IP66
- ▶ Articolato in 4 sezioni con attuatori lineari
- ▶ Regolazione dell'altezza tramite sistema di elevazione a bussola
- ▶ Piattaforma del materasso con pannelli in HPL fissi
- ▶ Ruote a doppio battistrada (Ø 150 mm) direzionali e antistatiche
- ▶ Sistema di frenata centralizzato tramite pedali sulle ruote
- ▶ Doppio ritorno automatico (150 mm)
- ▶ Leve per la rianimazione d'emergenza.
- ▶ Prese per porta flebo, barra trapezio e telaio Balkan ad ogni angolo.
- ▶ Barra DIN con supporti per sacche urina, etc.
- ▶ Fermamaterasso laterali e paracolpi angolari.
- ▶ Rastomat per l'articolazione manuale della sezione gambe.
- ▶ Unità portatile per pazienti con funzioni di blocco.
- ▶ Batteria di riserva d'emergenza.
- ▶ Set di testa e pedane estraibili in acciaio inox, con scheda centrale in HPL.
- ▶ Tutta la lunghezza Split guide laterali.

	UM	cod.
Letto degenza NewCare Bariatric	Pz	PH00703210879



**230 kg**  
PORTATA MAX



## NEWBABYCARE LETTO PER PARTORIENTI

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Letto per partorienti ad azionamento elettrico;
- ▶ con possibilità di estensione a letto "normale"
- ▶ Piattaforma materasso con pannelli HPL
- ▶ Sistema di elevazione a forbice con attuatori lineari IPX6 di alta qualità
- ▶ Trendelenburg elettrico/Anti-trendelenburg
- ▶ Leve per la rianimazione d'emergenza
- ▶ Ruote a doppio battistrada (Ø 150 mm) con direzionale e anti statica
- ▶ Sistema di frenatura centralizzato mediante pedale su ogni ruota
- ▶ Prese per portaflebo e barra trapezio (solo sulla testata)
- ▶ Unità portatile per la mano del paziente (versione cablata) con blocco funzioni.
- ▶ Sdoppiamento delle rotaie laterali (solo per lo schienale).
- ▶ Batteria di riserva d'emergenza.
- ▶ Materasso in schiuma ad alta densità diviso in 2 sezioni.
- ▶ Riposo del piede e del ginocchio.
- ▶ Impugnature manuali.
- ▶ Set di testina e pediera in polipropilene amovibili con bloccaggio veloce.

Dimensioni: **1650 x 1020 mm**

Angolo max dello schienale: **75° (± 5°)**

	UM	cod.
Letto partorienti NewBabyCare	Pz	PH00703210880

*\*Rivolgiti ai nostri esperti per conoscere la lista completa di opzioni e/o accessori.*



**200 kg**  
PORTATA MAX



## NEWCARE JUNIOR LETTO PEDIATRICO

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Letto ospedaliero pediatrico ad azionamento elettrico, articolato in 4 sezioni con attuatori lineari
- ▶ Livello di protezione IPX6 (LINAK)
- ▶ Regolazione altezza tramite sistema di elevazione bussola.
- ▶ Ruote a battistrada singolo (Ø 150 mm) direzionali e antistatiche
- ▶ Sistema di frenata centralizzato tramite pedale dello sterzo.
- ▶ Trendelenburg e Antitrendelenburg.
- ▶ Doppio ritorno automatico (145 mm).
- ▶ Leve per la rianimazione d'emergenza.
- ▶ Prese per porta flebo, barra trapezio e telaio Balkan in ogni angolo.
- ▶ Barra DIN con supporti per sacche urina ecc.
- ▶ Molla a gas per l'articolazione manuale della sezione gambe.
- ▶ Unità portatile per pazienti.
- ▶ Unità di controllo avanzato per l'assistenza (con filo, funzioni programmate).
- ▶ Letto facilmente allungabile di 30 cm.
- ▶ Set di testiera e pediera in polipropilene amovibili con funzione di bloccaggio veloce.

Dimensioni: **1920 x 980 mm**

Angolo max dello schienale: **65° (± 5°)**

	UM	cod.
Letto pediatrico NewCare Junior	Pz	PH00703210881

*\*Rivolgiti ai nostri esperti per conoscere la lista completa di opzioni e/o accessori.*



**Portaflebo**

Asta portaflebo collegabile a letti e poltrone, realizzato in acciaio rivestito EPOXY o acciaio inox Ø25 mm. Facilmente rimovibile, è regolabile in altezza con possibilità di ganci metallici a 2 o 4 supporti

	UM	cod.
Portaflebo con 2 ganci	Pz	PH00703210882
Portaflebo con 4 ganci	Pz	PH00703210913



**Tavolo multifunzione**

Tavolo multifunzione con sistema di piegatura, ancorato al piano pediera, realizzato in HPL e con struttura in acciaio. Può essere utilizzato come mensola o supporto per monitor.

	UM	cod.
Tavolo multifunzione	Pz	PH00703210885



**Barra trapezio**

Dispositivo di assistenza per l'inserimento del paziente nel letto, realizzato in acciaio rivestito EPOXY o barra in acciaio inossidabile con Ø33 mm. Facilmente rimovibile, è regolabile in altezza, manualmente o a scomparsa a seconda del modello

	UM	cod.
Barra Trapezio Standard	Pz	PH00703210883
Barra Trapezio Bariatrica	Pz	PH00703210914



**Telaio Balkan**

Dispositivo di sollevamento, posizionamento e ri-posizionamento per pazienti con mobilità ridotta. Realizzato in alluminio leggero e resistente. L'utilizzo del telaio balcanico ideale per ortopedia, riabilitazione, reumatologia e neurologia.

La struttura è composta da 2 archi curvi (inseriti su entrambi i lati di testiera e pediera) e una barra centrale (in posizione longitudinale lungo il letto). Il set è poi dotato di manico trapezoidale per facilitare la mobilità del paziente senza danni.

	UM	cod.
Telaio balcanico	Pz	PH00703210886



**Supporto per O2**

Supporto per bombola di ossigeno progettato per sostenere e quindi evitare la caduta della bombola. Facilmente rimovibile.

	UM	cod.
Supporto per O2	Pz	PH00703210884



## DENSITY 900 MATERASSO ALTO RISCHIO ULCERAZIONE

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Base (8 cm) in poliuretano espanso ad alta densità (30 kg/m<sup>3</sup>) con sistema di canali incorporato che facilita la flessione delle articolazioni del letto.
- ▶ Strato intermedio (4 cm) in schiuma di poliuretano HR (35 kg/m<sup>3</sup>) con canali trasversali.
- ▶ Strato superiore (4 cm) in gomma viscoelastica ThermoFoam (50 kg/m<sup>3</sup>) con profili sulle zone di pressione del corpo
- ▶ Rivestimento 100% bi-elastico in poliuretano ignifugo.
- ▶ Disponibile opzione 4 angoli (su richiesta)
- ▶ Disponibile opzione 4 maniglie (su richiesta)
- ▶ Rinforzi laterali per maggior sostegno ai pazienti.

Larghezza: **80 cm / 85 cm / 90 cm**

Lunghezza: **190 cm / 200 cm**

	UM	cod.
Materasso Density 900 - 80/85/90 x 190/200 cm	Pz	PH00703510118



## DENSITY 600 MATERASSO ALTO RISCHIO ULCERAZIONE

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Base (8 cm) in schiuma poliuretanicca ad alta densità (42 kg/m<sup>3</sup>) con sistema di canali incorporato che facilita la flessione delle articolazioni del letto.
- ▶ Strato intermedio (4 cm) in schiuma di poliuretano HR (35 kg/m<sup>3</sup>) con canali trasversali.
- ▶ Strato superiore (4 cm) in gomma viscoelastica ThermoFoam (50 kg/m<sup>3</sup>) con profili sulle zone di pressione del corpo.
- ▶ Rivestimento 100% bi-elastico in poliuretano ignifugo.
- ▶ Disponibile opzione 4 angoli (su richiesta)
- ▶ Disponibile opzione 4 maniglie (su richiesta)

Larghezza: **80 cm / 85 cm / 90 cm**  
**100 cm / 105 cm**

Lunghezza: **190 cm / 200 cm**

	UM	cod.
Materasso Density 600 - 80/85/90 x 190/200 cm	Pz	PH00703510887
Materasso Density 600 - 100/105 x 190/200 cm	Pz	PH00703510916

155 kg  
PORTATA MAX



## DENSITY 400 MATERASSO MEDIO RISCHIO ULCERAZIONE

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Base (9 cm) in poliuretano espanso ad alta densità (30 kg/m<sup>3</sup>) con sistema di canali incorporato che facilita la flessione delle articolazioni del letto.
- ▶ Strato superiore (5 cm) in schiuma viscoelastica ThermoFoam (50 kg/m<sup>3</sup>).
- ▶ Rivestimento 100% bi-elastico in poliuretano ignifugo.

Larghezza: • 80 cm / 85 cm / 90 cm  
• 100 cm / 105 cm

Lunghezza: 190 cm / 200 cm

	UM	cod.
Materasso Density 400 - 80/85/90 x 190/200 cm	Pz	PH00703510888
Materasso Density 400 - 100/105 x 190/200 cm	Pz	PH00703510917



## STRATUS TURN MATERASSO AD ARIA ALTO RISCHIO ULCERAZIONE - ULCERE IV GRADO

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Materasso antidecubito ad aria di ricambio
- ▶ 20 celle ad aria microperforata.
- ▶ Celle sezionate nella parte centrale per consentire l'inclinazione laterale.
- ▶ Rinforzi per il telaio aereo.
- ▶ Valvola CPR.
- ▶ Cuscino d'aria sotto le celle
- ▶ Copertura in nylon con rivestimento ignifugo poliuretano, con zip piena lontano dai bordi del materasso.
- ▶ Unità di controllo digitale ABS.
- ▶ 10 livelli di fermezza.
- ▶ La redistribuzione della pressione è automatica.
- ▶ Tempo di ciclo variabile da 3 a 20 minuti.
- ▶ Allarme di bassa pressione e mancanza di corrente visivo e acustico, con mute.
- ▶ Protezione elettrica tipo B, classe II e IP24.
- ▶ Terapie: Inclinazione laterale, pulsazione e statica.
- ▶ Modalità di trasferimento.
- ▶ Modo di posizionamento Fowler.
- ▶ Dimensioni: 85 x 200 x 20 cm

	UM	cod.
Materasso ad aria antidecubito Stratus Turn	Pz	PH00703510124

250 kg  
PORTATA MAX



## STRATUS 7.1 MATERASSO AD ARIA ALTO RISCHIO ULCERAZIONE - ULCERE III GRADO

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Materasso antidecubito con sostituzione aria alternata
- ▶ 20 celle d'aria: 2 laterali ventilate e 3 continuamente gonfiate sotto la testa
- ▶ Sistema cella-su-cella.
- ▶ Valvola CPR.
- ▶ Copertura in nylon con rivestimento ignifugo poliuretano, con zip piena lontano dai bordi del materasso.
- ▶ Unità di controllo digitale ABS.
- ▶ 8 livelli di fermezza.
- ▶ La redistribuzione della pressione è automatica.
- ▶ Tempi di ciclo variabili 10 / 15 / 20 / 25 minuti.
- ▶ Bassa pressione visiva e udibile, guasto del sistema e mancanza di alimentazione allarme, con mute.
- ▶ Protezione elettrica tipo B, classe II e IP24.
- ▶ Terapie: alterne e statiche.
- ▶ CLP (bassa pressione continua).
- ▶ 2-1 terapia alternata.
- ▶ Regolabile Bassa perdita d'aria.
- ▶ Modalità di trasferimento.
- ▶ Modalità automatica di posizionamento del cacciatore.
- ▶ Dimensioni: 85 x 200 x 20 cm.

	UM	cod.
Materasso ad aria antidecubito Stratus 7.1	Pz	PH00703510127

250 kg  
PORTATA MAX



## STRATUS 3.1 MATERASSO AD ARIA ALTO RISCHIO ULCERAZIONE - ULCERE II GRADO

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Materasso antidecubito con sostituzione aria alternata
- ▶ 20 celle d'aria: celle centrali ventilate e 3 continuamente gonfiate sotto la testa
- ▶ Sistema cella-su-cella.
- ▶ Valvola CPR.
- ▶ Copertura in nylon con rivestimento ignifugo poliuretano, con zip piena lontano dai bordi del materasso.
- ▶ Unità di controllo analogica ABS.
- ▶ 8 livelli di fermezza.
- ▶ Tempo di ciclo: 10 minuti.
- ▶ Visiva e udibile bassa & pressione normale, con mute.
- ▶ Protezione elettrica tipo B, classe II e IP24.
- ▶ Terapie: alterne e statiche.
- ▶ CLP (bassa pressione continua).
- ▶ 2-1 terapia alternata.
- ▶ Dimensioni: 85 x 200 x 20 cm.

	UM	cod.
Materasso ad aria antidecubito Stratus 3.1	Pz	PH00703510126



## OPTICELL AIR1 MATERASSO AD ARIA IBRIDO ALTO RISCHIO ULCERAZIONE - ULCERE III E II GRADO

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Materasso silenzioso con pressione extra bassa.
- ▶ Nucleo in schiuma con canali forati per sistema chiuso di celle d'aria fatte di TPU.
- ▶ Le celle d'aria hanno valvole di non ritorno e sono interconnesse da due tubi flessibili.
- ▶ Sistema di rilievo del tallone con una camera d'aria integrata per una facile disconnessione delle cellule.
- ▶ Rivestimento in tessuto bi-elastico a doppio strato con morbido PU elastico.
- ▶ Quattro maniglie.
- ▶ Pompa a mano per controllare e regolare la pressione dell'aria nel materasso (da 0 a 60 mmHg)
- ▶ Dimensioni: 850 x 2000 x 180 mm.

	UM	cod.
Materasso ad aria ibrido Opticell Air1	Pz	PH00703510889

### Opzioni

	UM	cod.
Larghezza 900 mm	Pz	PH00703510935
Larghezza 1050 mm	Pz	PH00703510936
Larghezza 1200 mm	Pz	PH00703510937
Versione S (materasso + unità di controllo Opticell 2 Pro)	Pz	PH00703510938



## JÄRVEN TELO DI EVACUAZIONE PER MATERASSI

Telo per evacuare rapidamente il paziente in caso di incendio o altro pericolo con una semplice presa.

- ▶ Può essere posizionato stabilmente tra il materasso e il letto
- ▶ Dotato di 4 cinghie: 2 cinghie di fissaggio con velcro per bloccare il paziente durante l'evacuazione e 2 cinghie di trasporto.
- ▶ Maniglia extra lunga su ciascun lato corto che consente al personale di eseguire l'evacuazione con la schiena dritta, riducendo così la tensione fisica
- ▶ Utilizzabile da un solo operatore
- ▶ Radiotrasparente
- ▶ Dimensioni telo: 205x80 cm
- ▶ Disponibile in 4 misure personalizzabili (su richiesta) per materassi di larghezza compresa tra 70 e 105 cm.

	UM	cod.
Telo di evacuazione per materassi Järven	Pz	PH00704010867



## FIBRA CUSCINO IN SILICONE CAVO

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Realizzato in fibra di silicone cavo, con alto grado di ritorno alla forma originale, evitando l'agglomerazione.
- ▶ Ipoallergenico
- ▶ Disponibile cover in poliestere

Dimensioni standard:	•	80 cm
	•	90 cm
	•	100 cm
	•	105 cm

	UM	cod.
Cuscino in silicone Fibra - 80 cm	Pz	PH00703510890
Cuscino in silicone Fibra - 90 cm	Pz	PH00703510918
Cuscino in silicone Fibra - 100 cm	Pz	PH00703510919
Cuscino in silicone Fibra - 105 cm	Pz	PH00703510920

Accessori	UM	cod.
Cover in poliestere	Pz	PH00703510939



## VISCO CUSCINO IN MEMORY FOAM VISCOELASTICA

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Realizzato in schiuma viscoelastica memory foam
- ▶ Ipoallergenico
- ▶ Disponibile cover in poliestere

Dimensioni standard:	•	80 cm
	•	90 cm
	•	100 cm
	•	105 cm

	UM	cod.
Cuscino in memory foam Visco - 80 cm	Pz	PH00703510891
Cuscino in memory foam Visco - 90 cm	Pz	PH00703510921
Cuscino in memory foam Visco - 100 cm	Pz	PH00703510922
Cuscino in memory foam Visco - 105 cm	Pz	PH00703510923

Accessori	UM	cod.
Cover in poliestere	Pz	PH00703510939



## SALDUBA COMODINO

- ▶ Versione con cassetto e ripostiglio
- ▶ Leggero e resistente
- ▶ Pannelli in MDP con rivestimento in melamine e bordi arrotondati in PVC
- ▶ Copertura superiore e inferiore in ABS
- ▶ 4 ruote con frenata individuale

	UM	cod.
Comodino Salduba	Pz	PH00704410892



## NEWCARE OVERBED TABLE COMODINO PER LETTO

- ▶ Versione con tavolo integrato con molla a gas per regolazione in altezza
- ▶ Con cassetto nella parte superiore, nicchia centrale e armadietto nella parte inferiore
- ▶ Modulo laterale con doppio spazio
- ▶ Ruote con frenata individuale

	UM	cod.
Comodino NewCare Overbed Table	Pz	PH00704410893



## NEWCARE FRIDGE COMODINO CON FRIGO

- ▶ Versione con frigorifero da 21 litri
- ▶ Con cassetto nella parte superiore, nicchia centrale e vano frigo inferiore
- ▶ Ruote con frenatura individuale

	UM	cod.
Comodino NewCare Fridge	Pz	PH00704410894



## EGA COMODINO CON TAVOLINO

- ▶ Versione con tavolo integrato con molla a gas per regolazione in altezza (reclinabile in 5 posizioni).
- ▶ Struttura in metallo e frontali e tavoli in materiale HPL.
- ▶ Frenata individuale su 2 ruote.

	UM	cod.
Comodino Ega	Pz	PH00704410156



## SALDUBA WARDROBE ARMADIETTO

- ▶ Armadietto resistente e leggero con rella appendiabiti e sistema di chiusura a chiave.
- ▶ Pannelli in MDP con calotta melamina e PVC arrotondato spigoli.
- ▶ Copertura superiore e inferiore in ABS.
- ▶ Ruote con frenata individuale.

	UM	cod.
Armadietto Salduba Wardrobe	Pz	PH00703210077



Modello Atril Volteable



Modello Atril Gas

## ATRIL TAVOLINO DA LETTO

- ▶ Tavolino in HPL con piede a forma di U o H
- ▶ Disponibile con regolazione altezza manuale (modello Volteable) o mediante molla a gas (modello Gas)
- ▶ Con funzione tilt-top per risparmiare spazio (modello Volteable) o meccanismo di rotazione per mangiare/leggere (modello Gas)
- ▶ Ruote con frenata individuale

	UM	cod.
Tavolino da letto Atril Volteable - H Shape	Pz	PH00704410895
Tavolino da letto Atril Gas - H Shape	Pz	PH00704410924
Tavolino da letto Atril Volteable - U Shape	Pz	PH00704410957
Tavolino letto Atril Gas - U Shape	Pz	PH00704410958



## DANDA LETTINO VISITE

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Struttura in acciaio cromato.
- ▶ Altezza fissa.
- ▶ Due sezioni.
- ▶ Poggiatesta regolabile con sistema a cremagliera 70°.
- ▶ Tappi per i piedi in gomma.
- ▶ Sintetico e ignifugo M2 rivestito in pelle, ad alta densità 25 kg/m<sup>3</sup>
- ▶ Dimensioni\*: 550 x 1800 mm
- ▶ Altezza: 600 / 700 / 800 mm

	UM	cod.
Lettino visite Danda	Pz	PH00703210896

### Opzioni

	UM	cod.
Larghezza 600 mm	Pz	PH00703210940
Larghezza 650 mm	Pz	PH00703210941
Larghezza 700 mm	Pz	PH00703210942
Lunghezza 1850 mm	Pz	PH00703210943
Struttura in acciaio verniciato	Pz	PH00703210944
Struttura in acciaio inox	Pz	PH00703210945
Supporto rotolo di carta	Pz	PH00703210946

**120 kg**  
PORTATA MAX

\*Rivolgiti ai nostri esperti per altre dimensioni



## NATU LETTINO VISITE

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Due sezioni - tavola di trattamento idraulico.
- ▶ Altezza (posizione piatta): 530 - 840 mm.
- ▶ Inclinazione dello schienale (da -20° a +70° oppure 0° - 70°) mediante sollevamento a gas.
- ▶ Foro di respirazione.
- ▶ 4 ruote grandi retrattili (Ø 75 mm) per facilitare il movimento.
- ▶ Supporto per rotoli di carta.
- ▶ Dimensioni: 660 x 1950 mm.
- ▶ Spessore della schiuma: 50 mm (densità: 36 kg/m<sup>3</sup>)
- ▶ Rivestimento: MED PVC.

	UM	cod.
Lettino visite Natu	Pz	PH00703210897

**250 kg**  
PORTATA MAX



## MCP-R1 ASTA PORTAFLEBO MOBILE

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Struttura in acciaio inossidabile, regolabile in altezza manualmente da vite di sicurezza.
- ▶ 4 ganci con capacità 2 Kg per supporto
- ▶ Base in nylon Ø 54 cm
- ▶ 5 ruote Ø 50 mm.

Larghezza:	<b>54 cm</b>
Lunghezza:	<b>54 cm</b>
Altezza min / max:	<b>125 / 210 cm</b>
Tubo esterno:	<b>ø 25 mm</b>
Asta interna:	<b>ø 10 mm</b>

	UM	cod.
Asta portaflebo MCP-R1	Pz	PH00704410898



## MCP-RV1 ASTA PORTAFLEBO MOBILE

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Struttura in acciaio inossidabile, regolabile in altezza manualmente da vite di sicurezza.
- ▶ 4 ganci di plastica con capacità 2 Kg per supporto.
- ▶ Bicchiere da goccia
- ▶ Base in alluminio Ø 64 cm
- ▶ 5 ruote Ø 65 mm

Larghezza:	<b>64 cm</b>
Lunghezza:	<b>64 cm</b>
Altezza min / max:	<b>130 / 210 cm</b>
Tubo esterno:	<b>ø 25 mm</b>
Asta interna:	<b>ø 18 mm</b>

	UM	cod.
Asta portaflebo MCP-RV1	Pz	PH00704410899



## MCB PARAVENTO DA 2 O 3 PANNELLI

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Struttura in acciaio con rivestimento epossidico.
- ▶ Tende 141 x 145 cm rimovibili e lavabili.
- ▶ 2 pannelli (MCB-2C) o 4 pannelli (MBC-3C)
- ▶ Altezza pannelli: 75 cm
- ▶ Ogni pannello si piega in modo indipendente.
- ▶ 4 ruote (MCB-2C) o 6 ruote (MBC-3C)
- ▶ Ruote da 45 mm
- ▶ Dimensioni paravento aperto: 150 x 177 cm (MCB-2C) o 225 x 177 cm (MBC-3C).
- ▶ Dimensioni paravento chiuso: 75 x 40 x 177 cm.

	UM	cod.
Paravento MCB-2C - due pannelli e quattro ruote	Pz	PH00704410900
Paravento MCB-3C - tre pannelli e sei ruote	Pz	PH00704410925

### Opzioni

	UM	cod.
Rivestimento in acciaio inox	Pz	PH00704410947



Modello 2 pannelli



## MCE GRADINI DI SUPPORTO DA 1 O 2 STEP

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Struttura in acciaio cromato.
- ▶ Con 1 gradino (MCE-1P) o 2 gradini (MCE-2P).
- ▶ Superficie di gomma antiscorrimento.
- ▶ Tappi per i piedi in gomma.
- ▶ Dimensioni (MCE-1P): 45 x 20 x 25 cm
- ▶ Dimensioni (MCE-2P): 45 x 52 x 45 cm

	UM	cod.
Gradini di supporto MCE-1P - 1 step	Pz	PH00704410901
Gradini di supporto MCE-2P - 2 step	Pz	PH00704410926



Modello 1 step



## MCT-B1 SGABELLO GIREVOLE BASSO

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Altezza regolabile da cilindro gas cromato (possibile blocco a diverse altezze)
- ▶ Seduta in M2 sintetico e ignifugo
- ▶ Base in nylon Ø 490 mm
- ▶ 5 ruote in nylon Ø 50 mm
- ▶ Sedile Ø 34 cm
- ▶ Altezza min / max : 55 / 74 cm
- ▶ Diverse opzioni colore

	UM	cod.
Sgabello girevole basso MCT-B1	Pz	PH00704410902



## MCT-A1 SGABELLO GIREVOLE ALTO

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Altezza regolabile da cilindro gas cromato (possibile blocco a diverse altezze)
- ▶ Seduta in M2 sintetico e ignifugo
- ▶ Schienale regolabile in altezza e profondità, in polipropilene e M2 sintetico e ignifugo
- ▶ Anello regolabile per poggiatesta.
- ▶ Base in alluminio Ø 490 mm
- ▶ 5 ruote in nylon Ø 50 mm
- ▶ Sedile Ø 37 cm
- ▶ Altezza min / max: 64 / 89 cm
- ▶ Dimensioni schienale: 40 x 25 cm
- ▶ Diverse opzioni colore

	UM	cod.
Sgabello girevole alto MCT-A1	Pz	PH00704410903





## CARTAGO SEDIA RECLINABILE

- ▶ Struttura metallica robusta.
- ▶ Rivestimento in vinile facile da pulire.
- ▶ Schienale reclinabile tramite leva (molla a gas).
- ▶ Reclinazione manuale del poggiatesta.
- ▶ Bracciolo pieghevole per facile accesso laterale.
- ▶ Disponibile asta portaflebo (su richiesta)
- ▶ Disponibile tavolo (su richiesta)

	UM	cod.
Sedia reclinabile Cartago	Pz	PH00704410904

## CARTAGO BARIATRIC SEDIA RECLINABILE BARIATRICA



- ▶ Struttura metallica extra robusta.
- ▶ Rivestimento in vinile facile da pulire.
- ▶ Schienale reclinabile tramite leva (molla a gas).
- ▶ Reclinazione manuale del poggiatesta.
- ▶ Bracciolo pieghevole per facile accesso laterale.
- ▶ Disponibile asta portaflebo (su richiesta)

	UM	cod.
Sedia reclinabile bariatrica Cartago Bariatric	Pz	PH00704410905





## BELATE MED POLTRONA RECLINABILE

- ▶ Schienale e poggiatesta reclinabili
- ▶ Robusta struttura in legno di pino e rivestimento in vinile per una facile pulizia.
- ▶ 4 ruote da 100 mm, di cui 2 con freno individuale.
- ▶ Supporto per asta portaflebo
- ▶ Diverse opzioni di colore.

	UM	cod.
Poltrona reclinabile Belate Med	Pz	PH00704410906

### Opzioni

	UM	cod.
Braccioli rimovibili	Pz	PH00704410948
Palo porta flebo con due ganci e supporto	Pz	PH00704410949
Imbottitura in schiuma ignifuga Crib5	Pz	PH00704410950
Seduta in memory foam	Pz	PH00704410951



## BELATE ELECTRIC POLTRONA RECLINABILE ELETTRICA

- ▶ Schienale e poggiatesta reclinabili mediante 1 o 2 attuatori.
- ▶ Unità di controllo incorporata nel bracciolo.
- ▶ Robusta struttura in legno di pino e rivestimento in vinile per una facile pulizia.
- ▶ Diverse opzioni di colore.

	UM	cod.
Poltrona reclinabile Belate Electric 1 Motore	Pz	PH00704410907
Poltrona reclinabile Belate Electric 2 Motori	Pz	PH00704410927

### Opzioni

	UM	cod.
Sistema di sollevamento	Pz	PH00704410952
Palo porta flebo con due ganci e supporto	Pz	PH00704410949
Quattro ruote ø100 mm (due con freni singoli)	Pz	PH00704410953
Maniglia posteriore	Pz	PH00704410954
Imbottitura in schiuma ignifuga Crib5	Pz	PH00704410950
Seduta in memory foam	Pz	PH00704410951



## B-CLASS DIVANO LETTO

Divano facilmente trasformabile in letto: facile da aprire e chiudere grazie ad meccanismo push-pull intuitivo.

Dotato di scomparto portaoggetti per lenzola e coperte.

- ▶ Quattro ruote piroettanti a doppio battistrada (Ø 75 mm) con sistema frenante individuale
- ▶ Robusta struttura in acciaio
- ▶ Diverse opzioni colore

	UM	cod.
Divano letto B-Class	Pz	PH00704410908

### Opzioni

	UM	cod.
Imbottitura in schiuma ignifuga Crib5	Pz	PH00704410955
Seduta in memory foam + Crib5	Pz	PH00704410956



## C-CLASS DIVANO LETTO

Divano facilmente trasformabile in letto: facile da aprire e chiudere grazie ad meccanismo push-pull intuitivo.

Dotato di materasso in schiuma 1900 x 800 mm.

- ▶ Robusta struttura in acciaio
- ▶ Diverse opzioni colore

	UM	cod.
Divano letto C-Class	Set	PH00704410909





## 770-02 ARMADIETTO DOMICILIO

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Ripiano superiore, sponda e spazio inferiore con un ripiano e due cassetti
- ▶ Struttura e ripiani in laminato di faggio (spessore 19 mm) con bordatura in PVC.
- ▶ Apertura a 90°
- ▶ Sistema di apertura cassetti mediante guida metallica
- ▶ 4 gambe in metallo.
- ▶ Dimensioni: 40 x 55 x 210 cm.

	UM	cod.
Armadietto domicilio 770-02	Pz	PH00704410910



## 774-02 ARMADIETTO DOMICILIO

### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- ▶ Ripiano superiore, sponda e spazio inferiore con due cassetti esterni
- ▶ Struttura in melamina (spessore 19 mm) con bordatura in PVC e cassetti in profilo di melamina (spessore 12 mm)
- ▶ Apertura di 110°
- ▶ Sistema di apertura cassetti mediante maniglia con finitura in acciaio inox
- ▶ 4 gambe in metallo con finitura inossidabile.
- ▶ Dimensioni: 45 x 55 x 190 cm.

	UM	cod.
Armadietto domicilio 774-02	Pz	PH00704410911



**PROGETTI  
CHIAVI IN  
MANO**



92

**ipardo**

**REALIZZIAMO IL  
TUO REPARTO  
SECONDO LE  
TUE ESIGENZE**

Chi occupiamo di curare la progettazione di reparti ed ambienti intra ed extra-ospedalieri.  
**Contattaci per richiedere una consulenza e costruire insieme il tuo progetto.**

**270 kg**  
PORTATA MAX



## BORA KALA LETTO ELETTRICO REGOLABILE

- ▶ Letto elettrico regolabile su 4 livelli e doppio sistema di sollevamento elettrico a compasso
- ▶ Il telaio a doppia regressione (14 cm) previene le ulcere da pressione su pazienti a lunga degenza, poiché riduce la pressione sia sulla zona addominale sia su quella sacrale
- ▶ 4 ruote doppie carenate da 100 mm (di cui una girevole) con frenata simultanea tramite leva
- ▶ Consente il fissaggio di 3 diversi tipi di sponde laterali alla base del letto, offrendo diversi livelli di sicurezza e mobilità all'utente
- ▶ Ampia gamma di testiere e pediere

Larghezza totale: • **1020 mm (con sponde telescopiche)**  
• **1040 mm (con sponde continue)**

Lunghezza totale: **2040 mm (± 10 mm)**

Altezza min / max: **235 / 835 mm (± 10 mm)**

Trendelenburg: **15° (± 1°)**

Anti-Trendelenburg: **16° (± 1°)**

	UM	cod.
Letto elettrico regolabile Bora Kala	Pz	PH00703210960

### Opzioni\*

	UM	cod.
Ruote in lamiera Ø125 mm	Pz	PH00703210961
Luce sotto il letto	Pz	PH00703210962
Letto in ABS	Pz	PH00703210963
Batteria per letto Bora Kala	Pz	PH00703210964

\*Rivolgiti ai nostri esperti per conoscere la lista completa delle opzioni.

**230 kg**  
PORTATA MAX



## 19/75 LETTO ELETTRICO REGOLABILE

- ▶ Letto elettrico regolabile a 4 livelli
- ▶ La base in HPL a doppia regressione (12 cm) previene le ulcere da pressione su pazienti a lunga degenza, poiché riduce la pressione sia sulla zona addominale sia su quella sacrale
- ▶ Doppio arresto intermedio automatico
- ▶ 4 ruote doppie piroettanti con frenata simultanea sulla pediera
- ▶ Sgancio di emergenza bilaterale della sezione toracica per le operazioni cardiorespiratorie di emergenza

Dimensioni materasso: • **900 x 1900 x 2000 mm**  
• **1050 x 1900 x 2000 mm**

Larghezza totale: **1050 mm (± 10 mm)**

Lunghezza totale: **2040 mm (± 10 mm)**

Altezza min / max: **190 / 750 mm**

Trendelenburg: **16° (± 1°)**

Anti-Trendelenburg: **14° (± 1°)**

	UM	cod.
Letto elettrico regolabile 19/75	Pz	PH00703210965

### Opzioni\*

	UM	cod.
Batteria per letto 19/75	Pz	PH00703210966

\*Rivolgiti ai nostri esperti per conoscere la lista completa delle opzioni.



COMPATIBILE  
CON SAGO  
PORTER 3.0



Woburn Letto Elettrico 4 Sezioni  
Versione Standard



Woburn Letto Elettrico 4 Sezioni  
Versione Low

Versioni disponibili:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Woburn letto elettrico 4 sezioni Standard</b></li> <li>• <b>Woburn letto elettrico 4 sezioni Low</b></li> </ul>
Dimensioni ingombro materasso:	<b>2000 x 900 mm</b>
Peso max utente	<b>185 Kg</b>
Altezza min / max:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>365 / 795 mm (versione Standard)</b></li> <li>• <b>220 / 650 mm (versione Low)</b></li> </ul>
Regolazione schienale:	<b>0° - 70°</b>
Regolazione poggiatesta:	<b>0° - 30°</b>
Autoregressione (opzionale):	<b>177 mm</b>

prismmedicaluk  
a prism healthcare company

## WOBURN LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI

Le robuste sponde laterali in legno sono pieghevoli sotto il livello del materasso e si estendono più in alto per consentire una profondità sicura del materasso di 205 mm, offrendo spazio per un migliore sollievo dalla pressione e comfort.

La versione Low del letto consente l'abbassamento della piattaforma a soli 220 mm dal livello del pavimento, riducendo significativamente il rischio di lesioni per chi ha la tendenza a rotolare fuori di letto.

- ▶ Alimentazione a bassa tensione (nessuna tensione di rete sul telaio del letto)
- ▶ Freno elettrico dello schienale e delle ginocchia con parte inferiore della gamba meccanica con supporto di blocco
- ▶ Sponde laterali integrali da 115 mm (possono ospitare materassi fino a 8") (incluse)
- ▶ Batteria di backup di emergenza integrata
- ▶ Testata e pediera avvolgenti in legno
- ▶ Attuatori a sgancio rapido
- ▶ PCB sostituibile
- ▶ Pistoni dell'attuatore sostituibili
- ▶ Facile da installare
- ▶ Autoregressione (opzionale)
- ▶ Trendelenburg (opzionale)
- ▶ Testiere imbottite disponibili su richiesta
- ▶ È disponibile anche un'estensione della lunghezza integrale

	UM	cod.
Letto degenza Woburn	Pz	PHHLB79103
Letto degenza Woburn con sponde laterali	Pz	PHHLB79103SR
Letto degenza Woburn Low	Pz	PHHLB79703
Letto degenza Woburn Low con sponde laterali	Pz	PHHLB79703SR

### Opzioni

	UM	cod.
Estensione lunghezza (incluse base e sponde laterali)	Pz	PHHLDWC123
Estensione materasso	Pz	PHHFIM2016
Binari lunghezza standard	Pz	PHHLDWC110
n.4 Blocchi laterali	Set	PHHLDWC112
n.8 Tappi terminali	Set	PHHLDWC001
n.4 Bottoni di fermo	Pz	PHHLDWC12202
Handset Clip	Pz	PHHLDW008
Supporto per cavi riutilizzabile	Pz	PHHLB603



**COMPATIBILE  
CON SAGO  
PORTER 3.0**



prismmedicaluk  
a prism healthcare company

## WOBURN 800 LETTO ELETTRICO 4 SEZIONI ULTRA BASSO

Il letto profilato Woburn Ultra Low è un sistema unico che consente di abbassare la piattaforma fino a 67 mm dal livello del suolo.

Destinato all'uso senza sponde laterali, l'utente del servizio può rotolare in sicurezza su un materassino se ha la tendenza a rotolare mentre è a letto. Costruito con la funzione Trendelenburg di serie, gli utenti del servizio possono sollevarsi quasi in posizione eretta o seduta, consentendo al paziente di sentirsi più a loro agio a letto.

La versione Ultra-Low 800 consente di abbassare la piattaforma a 90 mm dal pavimento per la sicurezza del paziente e sollevata a 800 mm per facilitare l'assistenza. Utilizzando la pulsantiera bloccabile, impostazione automatica dell'altezza, dello schienale o delle ginocchia il freno è semplice. Il Woburn Ultra-Low 800 ha di serie la funzione Trendelenburg. 275-690 mm.

- ▶ Alimentazione a bassa tensione (nessuna tensione di rete sul telaio del letto) ridurre il rischio di scosse elettriche)
- ▶ Freno elettrico dello schienale e delle ginocchia con parte inferiore della gamba meccanica supporto
- ▶ Batteria di backup di emergenza integrata
- ▶ Testata e pediera avvolgenti in legno
- ▶ Attuatori a sgancio rapido (solo Ultra Low)
- ▶ PCB sostituibile (solo Ultra Low)
- ▶ Pistoni dell'attuatore sostituibili (solo Ultra Low)
- ▶ Compatibile con il sistema di controllo ambientale (solo Ultra Low 800)
- ▶ Facile pulizia (conforme alle linee guida MHRA)
- ▶ Autoregressione incorporata
- ▶ Trendelenburg di serie
- ▶ Testiere imbottite disponibili su richiesta



Woburn Letto Elettrico 4 Sezioni Versione Ultra Low



Woburn Letto Elettrico 4 Sezioni Versione Ultra Low 800

Versioni disponibili:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Woburn letto elettrico 4 sezioni Ultra Low</b></li> <li>• <b>Woburn letto elettrico 4 sezioni Ultra Low 800</b></li> </ul>
Dimensioni ingombro materasso:	<b>2000 x 900 mm</b>
Peso max utente	<b>175 Kg</b>
Altezza min / max:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>67 / 640 mm (versione Ultra Basso Standard)</b></li> <li>• <b>90 / 800 mm (versione Ultra Basso 800)</b></li> </ul>
Regolazione schienale:	<b>0° - 70°</b>
Regolazione poggiatesta:	<b>0° - 30°</b>
Autoregressione:	<b>177 mm</b>

### Opzioni

	UM	cod.
Estensione lunghezza Ultra Low	Pz	PHHLDWUL11302
Estensione lunghezza Ultra Low 800	Pz	PHHLDWUL11303
Estensione materasso (solo Ultra Low 800)	Pz	PHHFIM2016
Maniglie laterali Woburn Ultra Low	Pz	PHHLDWUL110
Maniglie Laterali Woburn Ultra Low 800	Pz	PHHLDWUL8110
Handset Clip (solo Ultra Low)	Pz	PHHLDW008
Supporto per cavi riutilizzabile	Pz	PHHLB603

	UM	cod.
Letto degenza Woburn Ultra Low	Pz	PHHLB79903AR
Letto degenza Woburn Ultra Low 800	Pz	PHHLB80001AR

## PARAURTI LETTI WOBURN

prismmedicaluk  
a prismhealthcare company



### Paraurti avvolgente standard

Circonda comodino e binari, fornendo ai pazienti una barriera sicura e ammortizzata.

	UM	cod.
Paraurti avvolgente Standard per letti Woburn	Pz	PHHCSWRAP113



### Paraurti con inserto in rete

Si adattano alle sponde laterali, fornendo una protezione sicura ai pazienti.

	UM	cod.
Paraurti Standard con inserti in rete per letti Woburn	Pz	PHHCSBUMP112
Paraurti Esteso con inserti in rete per letti Woburn	Pz	PHHCSBUMP212
Paraurti Standard Universale con inserti in rete per letti Woburn	Pz	PHHCSBUMP130



### Paraurti anti-intrappolamento specializzato

Soluzione innovativa per trasformare rapidamente il letto per pazienti pediatrici. Dotati di coperture rimovibili lavabili per il controllo delle infezioni.

	UM	cod.
Paraurti anti-intrappolamento specializzato per letti Woburn	Pz	PHHJB002



### Paraurti anti-intrappolamento con inserto in rete

Paraurti a 2 barre con inserto in rete/rete + sistema anti-intrappolamento con un foglio di collegamento.

	UM	cod.
Paraurti anti-intrappolamento con inserti in rete per letti Woburn	Pz	PHHCSAEBUMP791



### Paraurti da parete aderente

Riempie lo spazio in modo discreto e confortevole.

	UM	cod.
Paraurti Standard con inserti in rete per letti Woburn	Pz	PHHWB003



### Rotolo di sicurezza universale

Tappeto anticaduta all'avanguardia.

	UM	cod.
Rotolo di sicurezza universale per letti Woburn	Pz	PHHFB003



## Maniglia

Maniglia con rivestimento epossidico durevole, utilizzabile senza rimuovere le sponde laterali.

	UM	cod.
Maniglia per letti Woburn Standard	Pz	PHHLB685
Maniglia per letti Woburn Ultimate	Pz	PHHLB686



## Sponde laterali

Guide laterali integrali in legno con tappi terminali in plastica 1973 x 115 x 28 mm.

	UM	cod.
n.4 Sponde laterali per letti Woburn	Set	PHHLDWC110
n.4 Sponde laterali estensione per letti Woburn	Set	PHHLDWC111



## Distanziatore da parete

Riduce il rischio che il letto venga posizionato troppo vicino al muro ed entri in collisione con prese di corrente

	UM	cod.
Distanziatore da parete per letti Woburn	Pz	PHHLDWLSPC



## Kit estensione lunghezza

La piattaforma di estensione della lunghezza del letto è disponibile per estendere il letto di profilatura di ulteriori 200 mm.

	UM	cod.
Kit estensione lunghezza per letti Woburn	Kit	PHHLDW113



# BARELLE INTRAOSPEDALIERE

BARELLE INTRAOSPEDALIERE

99

**320 kg**  
PORTATA MAX



Dimensioni materasso:	<b>1950 x 660 x 100 mm</b>
Dimensioni esterne barella:	<b>2220 x 840 x 660 mm</b>
Altezza min / max:	<b>660 / 860 mm</b>
Ruote:	<b>Ø200 mm</b>
Quinta ruota:	<b>Ø150 mm</b>
Angolo schienale:	<b>85°</b>
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg:	<b>+ 16° / - 16°</b>
Compatibilità:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archi a C</b></li> <li>• <b>Dispositivi a raggi X</b></li> </ul>



## CYCLONE TRANSPORT BARELLA PRONTO SOCCORSO PER TRASPORTO

Barella Pronto Soccorso con telaio rinforzato in robusto acciaio, per il trasporto agevole dei pazienti. Il sistema di sterzo completo riduce infatti lo sforzo fisico, facilitando la sterzata e l'arresto, oltre che un controllo ottimale delle curve.

Consente piena capacità di controllo laterale dei singoli pedali (altezza, discesa, Trendelenburg e Trendelenburg inverso).

Dotata di:

- ▶ 4 grandi ruote piroettanti e quinta ruota direzionale
- ▶ Pedali freno/sterzo su tutti e quattro i lati
- ▶ Regolazione schienale assistita da doppia molla a gas
- ▶ Materasso antistatico e ignifugo, impermeabile, lavabile e compatibile con le dimensioni della barella
- ▶ Paraurti di protezione su tutti e quattro gli angoli
- ▶ Supporto per bombola di ossigeno (12 litri) con protezione in velcro su contro-telaio rivestito in ABS
- ▶ Sponde laterali a scoparsa sotto il piano di appoggio con meccanismo antipizzicamento/di bloccaggio
- ▶ Regolazione idraulica dell'altezza
- ▶ Cinture per paziente
- ▶ Appendino per rotoli di carta
- ▶ Ganci per appendere la sacca per urina

	UM	cod.
Barella di Trasporto CYCLONE Transport	Pz	PH02203410815

### Accessori\*

	UM	cod.
Asta di sollevamento	Pz	PH02203410842
Mensola per defibrillatore	Pz	PH02203410843
Supporto bombola O2	Pz	PH02203410844
Supporto sacca urine	Pz	PH02203410845
Bilancia pesa-persone	Pz	PH02203410846
Vassoio per monitor	Pz	PH02203410847
Supporto per piedi	Pz	PH02203410848

\*Rivolgiti ai nostri esperti per conoscere la lista completa delle opzioni e/o accessori.

**320 kg**  
PORTATA MAX



Dimensioni materasso:	<b>1950 x 660 x 90 mm</b>
Dimensioni esterne barella:	<b>2220 x 840 x 660 mm</b>
Altezza min / max:	<b>660 / 860 mm</b>
Ruote:	<b>Ø200 mm</b>
Quinta ruota:	<b>Ø150 mm</b>
Angolo schienale:	<b>83°</b>
Angolo poggiapiedi	<b>40°</b>
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg:	<b>+ 12° / - 12°</b>
Compatibilità:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archi a C</b></li> <li>• <b>Dispositivi a raggi X</b></li> </ul>



## CYCLONE PROCEDURAL BARELLA PRONTO SOCCORSO PROCEDURALE

Barella Pronto Soccorso procedurale con telaio rinforzato in robusto acciaio, per una movimentazione agevole dei pazienti. Il sistema di sterzo completo riduce infatti lo sforzo fisico, facilitando la sterzata e l'arresto, oltre che un controllo ottimale delle curve.

Consente piena capacità di controllo laterale dei singoli pedali (altezza, discesa, Trendelenburg e Trendelenburg inverso).

Dotata di:

- ▶ 4 grandi ruote piroettanti e quinta ruota direzionale
- ▶ Pedali freno/sterzo su tutti e quattro i lati
- ▶ Regolazione schienale e ginocchia assistita da doppia molla a gas
- ▶ Materasso antistatico e ignifugo, impermeabile, lavabile e compatibile con le dimensioni della barella
- ▶ Paraurti di protezione su tutti e quattro gli angoli
- ▶ Supporto per bombola di ossigeno (12 litri) con protezione in velcro su contro-telaio rivestito in ABS
- ▶ Sponde laterali a scoparsa sotto il piano di appoggio con meccanismo antipizzicamento/di bloccaggio
- ▶ Maniglie di sterzo retraibili all'altezza di testa e piedi
- ▶ Regolazione idraulica dell'altezza
- ▶ Cinture per paziente

UM cod.

Barella Procedurale CYCLONE Procedural	Pz	PH02203410816
---	----	---------------

### Accessori\*

UM cod.

Asta di sollevamento	Pz	PH02203410842
Mensola per defibrillatore	Pz	PH02203410843
Supporto bombola O2	Pz	PH02203410844
Supporto sacca urine	Pz	PH02203410845
Bilancia pesa-persone	Pz	PH02203410846
Vassoio per monitor	Pz	PH02203410847
Supporto per i piedi	Pz	PH02203410848

\*Rivolgiti ai nostri esperti per conoscere la lista completa delle opzioni e/o accessori.



Dimensioni materasso:	<b>1950 x 650 x 90 mm</b>
Dimensioni esterne barella:	<b>2220 x 840 x 590 mm</b>
Altezza min / max:	<b>590 / 100 mm</b>
Ruote:	<b>Ø200 mm</b>
Quinta ruota:	<b>Ø150 mm</b>
Angolo schienale:	<b>83°</b>
Angolo poggiatesta:	<b>40°</b>
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg:	<b>+ 12° / - 12°</b>
Compatibilità:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archi a C</b></li> <li>• <b>Dispositivi a raggi X</b></li> </ul>



## CYCLONE MOTORISED BARELLA PRONTO SOCCORSO MOTORIZZATA

Barella Pronto Soccorso motorizzata con telaio rinforzato in robusto acciaio, per ridurre lo sforzo fisico e facilitarne l'uso da parte dell'operatore. Il sistema di sterzo completo semplifica la sterzata e l'arresto, consentendo al contempo un controllo ottimale delle curve.

Dotata di:

- ▶ 4 grandi ruote piroettanti e quinta ruota elettrica motorizzata a guida assistita, retrattile, girevole, con dispositivo di sterzata gestito da quadro di comando
- ▶ Pedali freno/sterzo su tutti e quattro i lati
- ▶ Regolazione schienale e ginocchia assistita da motore elettrico
- ▶ Materasso antistatico e ignifugo, impermeabile, lavabile e compatibile con le dimensioni della barella
- ▶ Paraurti di protezione su tutti e quattro gli angoli
- ▶ Supporto per bombola di ossigeno (12 litri) con protezione in velcro su contro-telaio rivestito in ABS
- ▶ Sponde laterali a scoparsa sotto il piano di appoggio con meccanismo antipizzicamento/di bloccaggio
- ▶ Maniglie di sterzo retraibili all'altezza di testa e piedi
- ▶ Regolazione elettrica dell'altezza con controller manuale
- ▶ Cinture per paziente
- ▶ Appendino per rotoli di carta
- ▶ Ganci per appendere la sacca per urina

UM cod.

Barella Motorizzata CYCLONE Motorised	Pz	PH02203410817
--	----	---------------

### Accessori\*

	UM	cod.
Asta di sollevamento	Pz	PH02203410842
Mensola per defibrillatore	Pz	PH02203410843
Supporto bombola O2	Pz	PH02203410844
Supporto sacca urina	Pz	PH02203410845
Bilancia pesa-persone	Pz	PH02203410846
Vassoio per monitor	Pz	PH02203410847
Supporto per i piedi	Pz	PH02203410848

\*Rivolgetevi ai nostri esperti per conoscere la lista completa delle opzioni e/o accessori.

330 kg  
PORTATA MAX



## SKOT XXL BARELLA PRONTO SOCCORSO BARIATRICA

Dotata di:

- ▶ 4 ruote piroettanti e quinta ruota direzionale per una movimentazione agevole
- ▶ Frenata centralizzata testa e piedi
- ▶ Schienale elettrico e freno alle ginocchia con batteria
- ▶ 2 fori per asta portaflebo
- ▶ 2 sponde laterali pieghevoli in acciaio
- ▶ Barra fissa all'estremità dei piedi
- ▶ Pedale di controllo dell'altezza del lato piede e del lato testa
- ▶ Pedale laterale regolabile in altezza

Dimensioni esterne barella: **2100 x 910 mm**

Altezza min / max: **600 / 930 mm**

Ruote: **Ø200 mm**

Inclinazione del piano: **+ 15° / - 15°**

	UM	cod.
Barella bariatrica Skot XXL	Pz	PHSKOTXXL

### Accessori\*

	UM	cod.
Supporto sacca per urina	Pz	PH9001032
Asta porta flebo telescopica	Pz	PH9001023
Asta porta flebo articolata	Pz	PH9001022
Barriere basculanti	Pz	PH9003329
Materasso antidecubito 11 cm in schiuma HR35	Pz	PHS097002

\*Elenco non esaustivo. Lista degli accessori completa disponibile e consultabile su richiesta.

280 kg  
PORTATA MAX



## SKOT PEDIATRICO BARELLA PRONTO SOCCORSO PEDIATRICA

Dotata di:

- ▶ 4 ruote piroettanti e quinta ruota direzionale per una movimentazione agevole
- ▶ Frenata centralizzata testa e piedi
- ▶ Schienale regolabile assistito da ammortizzatore
- ▶ 4 fori per asta portaflebo
- ▶ Vano bombola O2 integrato
- ▶ Barra di spinta retrattile sul lato testa e fissa all'estremità dei piedi
- ▶ Pedale di controllo dell'altezza del lato piede e del lato testa
- ▶ Regolazione idraulica dell'altezza

Dimensioni esterne barella: **2120 x 710 mm**

Altezza min / max: **600 / 930 mm**

Ruote: **Ø200 mm**

Inclinazione del piano: **+ 15° / - 15°**

	UM	cod.
Barella pediatrica Skot Pediatrico	Pz	PHSKOTPEDIATRIQUE

### Accessori\*

	UM	cod.
Asta porta flebo telescopica	Pz	PH9001023
Materasso ultracomfort	Pz	PHUC560
Protezione trasparente lato testa	Pz	PH9003632

\*Elenco non esaustivo. Lista degli accessori completa disponibile e consultabile su richiesta.



# SEDIE PROFESSIONALI

SEDIE PROFESSIONALI

105



Larghezza totale:	<b>630 mm</b>
Profondità totale:	<b>1110 mm</b>
Altezza seduta:	<b>520 mm</b>
Larghezza di appoggio:	<b>480 mm</b>
Ruote anteriori / posteriori:	<b>Ø125 mm / Ø200 mm</b>

## MANCHESTER 3 SEDIA DI TRASFERIMENTO CON FRENO A MANO

Sedia di trasferimento con struttura in acciaio epossidico bianco e freno a mano, per posizionare il paziente in sicurezza.

Dotata di:

- ▶ Rivestimento ignifugo Urban M1 (sedile grigio e schienale con il colore URBAN che si desidera)
- ▶ Paraurti protettivi
- ▶ Manico sagomato, con gancio per effetti personali del paziente
- ▶ Supporto per aste portaflebo
- ▶ Poggiagambe pieghevole
- ▶ Braccioli pieghevoli
- ▶ 2 ganci laterali

	UM	cod.
Sedia di trasferimento con freno a mano Manchester 3	Pz	PHMANCHESTER3

### Accessori\*

	UM	cod.
Supporto sacca per urina	Pz	PH9001431
Asta porta flebo standard	Pz	PH9001141
Asta porta flebo telescopica	Pz	PH9001023
Asta porta flebo fissa	Pz	PH9004436
Supporto O2 acciaio inox	Pz	PH9001914
Supporto O2 plastica	Pz	PH9001429
Sistema di chiusura a chiave	Pz	PH9001311
Sistema di chiusura a moneta	Pz	PH9001143
Fissaggio a parete per sistema di chiusura	Pz	PH9001144
Porta documenti	Pz	PH9001270
Cintura di sicurezza	Pz	PH9004272
Targhetta identificativa	Pz	PH1200647
Adesivo per targhetta identificativa (obbligatorio)	Pz	PH1500132

\*Elenco non esaustivo. Lista degli accessori completa disponibile e consultabile su richiesta



**330 kg**  
PORTATA MAX



Larghezza totale:	<b>835 mm</b>
Profondità totale:	<b>1180 mm</b>
Altezza seduta:	<b>505 mm</b>
Larghezza di appoggio:	<b>650 mm</b>
Ruote anteriori / posteriori:	<b>Ø125 mm / Ø200 mm</b>

## MANCHESTER HEAVY WEIGHT SEDIA DI TRASFERIMENTO BARIATRICA

Sedia di trasferimento con struttura in acciaio epossidico bianco e freno a mano, per posizionare il paziente in sicurezza. Progettata per trasportare pazienti bariatrici: sedile e schienale imbottiti extra large (larghezza 650 mm)

Dotata di:

- ▶ Rivestimento ignifugo Urban M1 (sedile grigio e schienale con il colore URBAN che si desidera)
- ▶ Paraurti protettivi
- ▶ Poggiatesta e braccioli pieghevoli
- ▶ Porta documenti e oggetti personali
- ▶ Telaio e ruote progettati per carichi pesanti
- ▶ Ruote anteriori gemellate e robuste
- ▶ Ruote posteriori in gomma

UM cod.

Sedia di trasferimento bariatrica Manchester Heavy Weight	Pz	PHMANCHESTERHWSPEEDE
---	----	----------------------

### Accessori\*

	UM	cod.
Asta porta flebo standard	Pz	PH9001141
Asta porta flebo fissa	Pz	PH9004436
Supporto O2	Pz	PH9001142
Supporto O2 plastica	Pz	PH9001450
Sistema di chiusura a chiave	Pz	PH9001311
Sistema di chiusura a moneta	Pz	PH9001143
Fissaggio a parete per sistema di chiusura	Pz	PH9001144
Cintura di sicurezza	Pz	PH9004272

\*Elenco non esaustivo. Lista degli accessori completa disponibile e consultabile su richiesta



**200 kg**  
PORTATA MAX

Larghezza totale:	<b>705 mm</b>
Profondità totale:	<b>1125 mm</b>
Altezza seduta:	<b>530 mm</b>
Larghezza di appoggio:	<b>440 mm</b>
Ruote anteriori / posteriori:	<b>Ø125 mm / Ø200 mm</b>



## MANCHESTER INN SEDIA DI TRASFERIMENTO IMPILABILE

Sedia di trasferimento con struttura in acciaio epossidico bianco e freno a mano, per posizionare il paziente in sicurezza. Progettata per ridurre di oltre il 50% lo spazio occupato e con schienale più lungo per un maggior comfort del paziente.

- ▶ Rivestimento ignifugo Urban M1 (sedile grigio e schienale con il colore URBAN che si desidera)
- ▶ Paraurti protettivi
- ▶ Manico sagomato, con gancio per effetti personali del paziente e
- ▶ Supporto per aste portaflebo
- ▶ Poggiapiedi retrattile
- ▶ Braccioli pieghevoli
- ▶ Vano portaoggetti sotto il sedile
- ▶ 2 ganci laterali

UM cod.

Sedia di trasferimento impilabile Manchester INN	Pz	PHMANCHESTERINN
--	----	-----------------

### Accessori\*

UM cod.

Telaio in acciaio verniciato	Pz	PHCHASSISCOL
Supporto sacca per urina	Pz	PH9001431
Asta porta flebo standard	Pz	PH9001141
Asta porta flebo fissa	Pz	PH9004436
Supporto O2	Pz	PH9003273
Sistema di chiusura a chiave	Pz	PH9001311
Sistema di chiusura a moneta	Pz	PH9001143
Fissaggio a parete per sistema di chiusura	Pz	PH9001144
Porta documenti	Pz	PH9001271
Cintura di sicurezza	Pz	PH9004272
Targhetta identificativa	Pz	PH1200647
Adesivo per targhetta identificativa (obbligatorio)	Pz	PH1500132
Stazione di stoccaggio	Pz	PH9003276
Freno a mano	Pz	PH9004088

\*Elenco non esaustivo. Lista degli accessori completa disponibile e consultabile su richiesta



**200 kg**  
PORTATA MAX

## MANCHESTER INN OUTDOOR SEDIA DI TRASFERIMENTO IMPILABILE PER ESTERNI

Sedia di trasferimento con telaio in acciaio epossidico ad alta resistenza (trattamento marino) e freno a mano, per posizionare il paziente in sicurezza. Progettata appositamente per l'uso all'aperto e per ridurre di oltre il 50% lo spazio occupato.

Dotata di:

- ▶ Rivestimento in poliuretano stampato
- ▶ Paraurti protettivi
- ▶ Maniglia sagomata, con gancio per gli effetti personali del paziente e porta flebo
- ▶ Poggiatesta pieghevole
- ▶ Braccioli pieghevoli
- ▶ Porta oggetti sotto il sedile
- ▶ 2 ganci laterali

Larghezza max totale:	<b>560 / 640 mm</b>
Altezza max totale:	<b>980 mm</b>
Larghezza sedile standard:	<b>440 / 540 mm</b>
Distanza di altezza:	<b>445 mm per telai standard</b>



	UM	cod.
Sedia di trasferimento impilabile per esterni Manchester INN OUTDOOR	Pz	PHMANCHESTERINNOUT

### Accessori\*

	UM	cod.
Supporto sacca per urina	Pz	PH9001431
Asta porta flebo standard	Pz	PH9001141
Supporto O2	Pz	PH9003273
Sistema di chiusura a chiave	Pz	PH9001311
Sistema di chiusura a moneta	Pz	PH9001143
Fissaggio a parete per sistema di chiusura	Pz	PH9001144
Porta documenti	Pz	PH9001271
Cintura di sicurezza	Pz	PH9004272
Targhetta identificativa	Pz	PH1200647
Adesivo per targhetta identificativa (obbligatorio)	Pz	PH1500132
Stazione di stoccaggio	Pz	PH9003276

\*Elenco non esaustivo. Lista degli accessori completa disponibile e consultabile su richiesta



# BARELLE E SEDIE MRI



Dimensioni materasso:	<b>1900 x 620 x 80 mm</b>
Dimensioni esterne barella:	<b>2100 x 740 mm</b>
Altezza min / max:	<b>500 / 850 mm</b>
Ruote:	<b>Ø200 mm</b>
Certificazioni:	<b>93/42/EEC</b>
Snodo schienale:	<b>0 - 180°</b>

## SKIFF MRI BARELLA PRONTO SOCCORSO AMAGNETICA

Barella completamente amagnetica con telaio in alluminio e viti in titanio, ideale per il trasferimento di pazienti fino a **3 Tesla** in sala MRI. Altamente maneggevole

Dotata di:

- ▶ 4 ruote di cui 2 con freno indipendente
- ▶ Materasso con spessore 80 mm e rivestimento in PU impermeabile
- ▶ Schienale su rack
- ▶ Paraurti antiurto sugli angoli
- ▶ 2 aste porta flebo con dispositivo di supporto
- ▶ 2 sponde laterali pieghevoli e retrattili con sistema di bloccaggio
- ▶ 2 maniglie guida fisse all'estremità dei piedi
- ▶ Pedale laterale per regolare l'altezza
- ▶ Poggia busto a cremagliera reclinabile a 180°

	UM	cod.
Barella amagnetica Skiff MRI	Pz	PHAMAGNETICSKIFF

### Accessori\*

	UM	cod.
Materasso in vinile	Pz	PHS007112
4 ruote Ø200 mm con freno indipendente	Pz	PH9004348
Asta porta flebo amagnetica	Pz	PH9001219

\*Lista degli accessori completa disponibile e consultabile su richiesta





**165 kg**  
PORTATA MAX

## MANCHESTER MRI SEDIA DI TRASFERIMENTO AMAGNETICA

Sedia completamente amagnetica con struttura in alluminio e viti in titanio.

Dotata di:

- ▶ Telaio in alluminio
- ▶ Frenatura della ruota posteriore
- ▶ Ruote anteriori con movimento omnidirezionale per una facile navigazione
- ▶ Rivestimento ignifugo Urban M1 (seduta e schienale grigi come da colori disponibili)
- ▶ Maniglia sagomata con supporto per borsa e per asta porta flebo
- ▶ Paraurti protettivi
- ▶ Poggiatesta pieghevole
- ▶ Due braccioli fissi con polsini in schiuma

UM cod.

Sedia di trasferimento amagnetica Manchester MRI	Pz	PHMANCHESTERMRI
--	----	-----------------

Larghezza totale: **580 mm**

Profondità totale: **1215 mm**

Altezza seduta: **480 mm**

Larghezza di appoggio: **480 mm**





# BARELLE E SEDIE DOCCIA



## FLEXO SEDIA DOCCIA IDRAULICA

Sedia doccia con regolazione idraulica alto/basso, progettata per offrire comfort, stabilità e sicurezza sia al paziente che all'operatore, grazie alla sua altezza flessibile che riduce al minimo il carico sulla schiena.

Dotata di pedane pieghevoli con protezione del polpaccio, schienale imbottito e poggibraccia imbottiti pieghevoli per il trasferimento laterale

- ▶ Copri-foro per apertura centrale.
- ▶ Poggipiedi a livello pavimento all'altezza minima.
- ▶ Passaggio automatico alla posizione basculata al raggiungimento dell'altezza massima.
- ▶ Guide per secchio o padella.
- ▶ Quattro ruote in plastica piroettanti con freno.

Dimensioni: **700 x 500 x 820 mm**

Altezza min / max: **500 / 1050 mm**

	UM	cod.
Sedia doccia idraulica Flexo	Pz	PH51005199

**150 kg**  
PORTATA MAX



## REFLEX SEDIA DOCCIA ELETTRICA

Sedia doccia con regolazione elettrica alto/basso, con comandi sullo schienale e caricabatterie incluso (220 Volt/50/60 Hz). Dotata di poggiatesta, poggigambe e protezione polpaccio regolabili in altezza e poggibraccia pieghevoli a scomparsa, dotati di blocco.

- ▶ Regolazione poggigambe a scatti di 25 mm per un totale di 250 mm
- ▶ Guide per secchio o padella in acciaio inox.
- ▶ Quattro ruote in plastica piroettanti con freno.
- ▶ Disponibile anche con comandi manuali.

Dimensioni totali telaio base: **880 x 660 mm**

Altezza seduta min / max: **490 / 1010 mm**

Altezza schienale min / max: **930 / 1450 mm**

Profondità / larghezza seduta: **485 mm / 480 mm**

Regolazione poggiatesta profondità / altezza: **70 mm / 120 mm**

	UM	cod.
Sedia doccia elettrica Reflex poggia piede fisso	Pz	PH51005600
Sedia doccia elettrica Reflex poggia piede rimovibile	Pz	PH51005605

**135 kg**  
PORTATA MAX



## TANGO SEDIA DA DOCCIA E TOILETTE

Ausilio per doccia per la cura e il lavaggio di clienti e degenti dal comfort ottimale. La Tango può essere usata come sedia da doccia e toilette trasportabile al di sopra del W.C.

Facile da usare grazie al suo design, come i poggiatesta piegabili a scomparsa che rendono più agevole l'accesso alla sedia e i manici di spinta che ne agevolano la manovrabilità e aiutano a prevenire problemi articolari.

- ▶ Carrellabile
- ▶ Poggiatesta pieghevoli
- ▶ Ruote piroettanti in plastica con freno, cuscinetti in acciaio
- ▶ Cuscino in poliuretano con foro da toilette
- ▶ Guide per secchio o padella
- ▶ Telaio rivestito in rilsan
- ▶ Disponibile come accessorio il poggiatesta con elemento anteriore

	UM	cod.
Sedia da doccia e toilette Tango	Pz	PH51005700

**180 kg**  
PORTATA MAX



## ELE XO XXL SEDIA DA DOCCIA E TOILETTE BARIATRICA

Ausilio per doccia per la cura e il lavaggio di clienti e degenti bariatrici, regolabile elettricamente in altezza grazie al comando manuale. Progettata per garantire grande stabilità grazie ai due motori di sollevamento, la Elexo XXL è dotata di seduta in due parti con apertura sulla parte anteriore e su quella posteriore, braccioli allungabili e completamente girevoli, sostegno per i polpacci, poggiatesta girevoli e rimovibili.

- ▶ Alto/basso con indicazione della carica della batteria.
- ▶ Regolazione automatica dell'inclinazione fino a 17°.
- ▶ 3 ruote in plastica, orientabili e con freno doppio e quarta ruota direzionale.
- ▶ Guide per secchio o padella.
- ▶ Stand-by dopo 60 minuti di mancato utilizzo.
- ▶ Batteria facile da caricare con il caricatore fornito.
- ▶ Disponibile come accessorio il sostegno per la testa (posizionabile a piacere)

	UM	cod.
Sedia da doccia e toilette bariatrica Elexo XXL	Pz	PH51005300

**220 kg**  
PORTATA MAX

## ACCESSORI SEDIE DOCCIA LOPITAL\*



### Secchio in acciaio inox con coperchio

UM cod.

Secchio in acciaio inox con coperchio	Pz	PH69501100
---------------------------------------	----	------------



### Cintura con chiusura clip in PVC

UM cod.

Cintura chiusura clip PVC	Pz	PH69758044
---------------------------	----	------------



### Padella in acciaio inox con coperchio

UM cod.

Padella in acciaio inox con coperchio	Pz	PH69501103
---------------------------------------	----	------------



### Cintura a 4 punti di bloccaggio in acciaio inox

UM cod.

Cintura 4 punti di bloccaggio acciaio inox	Pz	PH69758045
--	----	------------



### Padella in PVC con coperchio

UM cod.

Padella in PVC con coperchio	Set	PH69501104
------------------------------	-----	------------



### Supporto per padella monouso

UM cod.

Supporto per padella monouso	Pz	PH69501110
------------------------------	----	------------

\*Lista completa degli accessori e dei ricambi disponibile su richiesta.



Larghezza esterna:	<b>81 cm</b>
Lunghezza esterna:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 186 cm</li> <li>• 206 cm</li> <li>• 226 cm</li> </ul>
Larghezza interna:	<b>70 / 80 cm</b>
Lunghezza interna:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 170 cm</li> <li>• 190 cm</li> <li>• 210 cm</li> </ul>
Alto / basso:	<b>45 / 95 cm</b>
Ruote:	<b>Ø150 mm</b>

## MARINA BASIC BARELLA DOCCIA ELETTRICA

Barella doccia con struttura leggera in alluminio per facilitare le manovre e resistere alla corrosione, mentre la regolazione dell'inclinazione agevola il drenaggio dell'acqua.

Disponibile con funzionamento idraulico o elettrico.

**Se a funzionamento idraulico:** pompa ergonomica e affidabile per la regolazione dell'altezza.

**Se a funzionamento elettrico:** interruttore di discesa d'emergenza, arresto d'emergenza, caricatore da parete di facile utilizzo e batteria sostituibile.

- ▶ Interasse ampio e stabile
- ▶ Montante regolabile in alto/basso
- ▶ Facile da spostare sotto gli oggetti (19 cm)
- ▶ Controllo semplice e sicuro delle sponde laterali, regolabili in 3 posizioni (chiuso, largo e aperto)
- ▶ Materasso confortevole, antibatterico, ignifugo e privo di plastificanti nocivi
- ▶ Rivestimento antibatterico sul telaio
- ▶ Finitura snella per una pulizia e disinfezione ottimali

	UM	cod.
Barella doccia elettrica Marina Basic - senza materasso	Pz	PH61002050

### Opzioni

	UM	cod.
<b>Materasso Marina 186 cm</b> - Interno (LunxLar) 170x70 cm	Pz	PH67200010
<b>Materasso Marina 206 cm</b> - Interno (LunxLar) 190x70 cm	Pz	PH67200020
<b>Materasso Marina 226 cm</b> - Interno (LunxLar) 210x70 cm	Pz	PH67200030





**150 kg**  
PORTATA MAX

prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## MACKWORTH M80 SEDIA DOCCIA INCLINABILE

Soluzione versatile che offre comfort ai pazienti durante le routine di lavaggio e toilette, mantenendo la comodità per l'assistente.

- ▶ Angolo di seduta regolabile da 6° a 25°
- ▶ Poggiatesta girevole e regolabile in lunghezza
- ▶ Poggiatesta regolabile in altezza
- ▶ Braccioli ribaltabili in alluminio
- ▶ Durevole e facile da trasportare
- ▶ Seduta imbottita, comoda e sicura
- ▶ 4 rotelle bloccabili singolarmente garantiscono una seduta stabile posizione favorendo la manovrabilità
- ▶ Lo schienale rimovibile può essere lavato e sostituito come necessario

Dimensioni totali:	<b>1000 x 1100 x 650 mm</b>
Altezza totale min / max:	<b>1100 / 1400 mm</b>
Angolo del sedile:	<b>da 6° a 25°</b>
Altezza della seduta:	<b>550 mm</b>
Larghezza / profondità del sedile	<b>450 mm / 420 mm</b>

	UM	cod.
Sedia doccia inclinabile M80	Pz	PH1601M80



**200 kg**  
PORTATA MAX

prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## FREEWAY T40 SEDIA DOCCIA VERSATILE

Opzione durevole e igienica per supportare anche utenti a mobilità ridotta: il design modulare consente di scegliere tra varie opzioni (es. larghezze, rivestimenti, poggiatesta, etc.)

- ▶ 4 ruote con arresto totale.
- ▶ Rivestimento antimicrobico e antibatterico
- ▶ Disponibili varianti per adattarsi ai WC e ad altri bidet automatici.
- ▶ Disponibile anche in versione pediatrica (T90) e bariatrica (T100)

Larghezza max totale:	<b>560 / 640 mm</b>
Altezza max totale:	<b>980 mm</b>
Larghezza sedile standard:	<b>440 / 540 mm</b>
Distanza di altezza:	<b>445 mm per telai standard</b>

	UM	cod.
Sedia doccia T40 Lar. 440 mm	Pz	PH1601T40C
Sedia doccia T40 Lar. 490 mm	Pz	PH1601T40B
Sedia doccia T40 Lar. 540 mm	Pz	PH1601T40A
Sedia doccia T40 propulsione Auto Lar. 440 mm	Pz	PH1601T40CAUTO
Sedia doccia T40 propulsione Auto Lar. 490 mm	Pz	PH1601T40BAUTO
Sedia doccia T40 propulsione Auto Lar. 540 mm	Pz	PH16SPECIALT40A
Sedia doccia T40 propulsione Bio-Bidet 490 mm	Pz	PH1601T40BBIO
Sedia doccia pediatrica T90	Pz	PH1601T90AP
Sedia doccia bariatrica T100	Pz	PH1601T100

130 kg  
PORTATA MAX



## FREEWAY FLOW SEDIA DOCCIA INCLINABILE

Seduta con meccanismo di inclinazione manuale e telaio regolabile in altezza. Tessuto a rete sfoderabile che consente il passaggio dell'acqua durante la doccia, nonché una facile pulizia e asciugatura.

- ▶ Ruote girevoli con freno progettate per impedire l'accumulo di sporco
- ▶ Altezza regolabile su tre misure fisse, con incrementi di 25 mm
- ▶ Telaio stabile e resistente in acciaio inox verniciato a polvere
- ▶ Disponibile in versione con apertura sul sedile per l'uso con vassoio per WC.
- ▶ Disponibile cintura addominale opzionale per una maggiore sicurezza
- ▶ Disponibile cuscino poggiatesta e imbottiture laterali superiori e inferiori

UM cod.

Sedia doccia inclinabile Flow Piccola	Pz	PH1601CR155003
Sedia doccia inclinabile Flow Media	Pz	PH1601CR155005
Sedia doccia inclinabile Flow Grande	Pz	PH1601CR155007
Sedia doccia inclinabile Flow Piccola - con apertura WC	Pz	PH1601CR155004
Sedia doccia inclinabile Flow Media - con apertura WC	Pz	PH1601CR155006
Sedia doccia inclinabile Flow Grande - con apertura WC	Pz	PH1601CR155008

Versioni disponibili (altezza x larghezza):

- **Piccola (1106 x 502 mm)**
- **Media (1214 x 502 mm)**
- **Grande (1256 x 582 mm)**

Lunghezza base: **800 mm**

Altezza maniglia:

- **940 mm (versione piccola)**
- **1050 mm (versione media)**
- **1066 mm (versione grande)**

Peso seduta: **15 Kg**

Ruote: **Ø125 mm**

Diametro sterzata: **836 mm**

Regolazione poggiatesta: **155 mm**

Inclinazione: **da 5° a 35°**

### Accessori

UM cod.

Cuscino poggiatesta	Pz	PH155805
Cintura addominale 440 mm per <b>vers. Flow Piccola</b> - chiusura in velcro	Pz	PH880418
Cintura addominale 440 mm per <b>vers. Flow Piccola</b> - chiusura con fibbia	Pz	PH880417
Cuscinetto comfort per cintura 440 mm	Pz	PH880415
Cintura addominale 490 mm per <b>vers. Flow Media</b> - chiusura in velcro	Pz	PH880412
Cintura addominale 490 mm per <b>vers. Flow Media</b> - chiusura con fibbia	Pz	PH880411
Cuscinetto comfort per cintura 490 mm	Pz	PH880414
Cintura addominale 540 mm per <b>vers. Flow Grande</b> - chiusura in velcro	Pz	PH880409
Cintura addominale 540 mm per <b>vers. Flow Grande</b> - chiusura con fibbia	Pz	PH880408
Cuscinetto comfort per cintura 540 mm	Pz	PH880413
Kit vassoio e padella per <b>vers. Flow Piccola</b> e <b>vers. Flow Media</b>	Kit	PH155800
Kit vassoio e padella per <b>vers. Flow Grande</b>	Kit	PH155801
Kit coppia guide laterali superiori per <b>vers. Flow Piccola</b>	Kit	PH155802
Kit coppia guide laterali superiori per <b>vers. Flow Media</b> e <b>vers. Flow Grande</b>	Kit	PH155803
Kit coppia guide laterali inferiori	Kit	PH155804



Larghezza max totale:	<b>650 / 750 mm</b>
Altezza max totale:	<b>980 mm</b>
Larghezza sedile standard:	<b>440 / 540 mm</b>
Distanza di altezza:	<b>445 mm per telai standard</b>

prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## FREEWAY T70 SEDIA DOCCIA VERSATILE

Dotata di ruote posteriori con freno di grandi dimensioni e cerchioni di spinta che la rendono estremamente facili la spinta e la movimentazione.

Progettata per essere robusta e durare nel tempo, questa sedia offre il massimo igiene, poiché il sedile, lo schienale e i braccioli possono essere puliti dopo l'uso.

- Rivestimento antimicrobico e antibatterico che protegge la sedia (esistente al superbatterio ospedaliero MRSA, E. coli, salmonella e listeria), comoda e sicura posizione per il paziente

	UM	cod.
Sedia doccia T70 Lar. 440 mm	Pz	PH1601T70C
Sedia doccia T70 Lar. 490 mm	Pz	PH1601T70B
Sedia doccia T70 Lar. 540 mm	Pz	PH1601T70A
Sedia doccia T70 propulsione Auto Lar. 440 mm	Pz	PH1601T70CAUTO
Sedia doccia T70 propulsione Auto Lar. 490 mm	Pz	PH1601T70BAUTO
Sedia doccia T70 propulsione Auto Lar. 540 mm	Pz	PH16SPECIALT70A
Sedia doccia T70 apertura laterale R/H Lar. 440 mm	Pz	PH1601T70CRH
Sedia doccia T70 apertura laterale L/H Lar. 440 mm	Pz	PH1601T70CLH
Sedia doccia T70 apertura laterale R/H Lar. 490 mm	Pz	PH1601T70BRH
Sedia doccia T70 apertura laterale L/H Lar. 490 mm	Pz	PH1601T70BLH



## FREEWAY T80 SEDIA DOCCIA RECLINABILE

Dotata di ruote posteriori con freno di grandi dimensioni e cerchioni di spinta che la rendono estremamente facili la spinta e la movimentazione.

La posizione reclinata presenta vantaggi significativi per aumentare il comfort e alleviare pressione per un'ampia gamma di condizioni, tra cui sclerosi multipla, lesioni spinali, malattia dei motoneuroni, paralisi cerebrale, ictus e altre condizioni neurologiche.

	UM	cod.
Sedia doccia T80 Lar. 440 mm	Pz	PH1601T80C
Sedia doccia T80 Lar. 490 mm	Pz	PH1601T80B
Sedia doccia T80 Lar. 540 mm	Pz	PH1601T80A
Sedia doccia T80 inclinabile 20° Lar. 440 mm	Pz	PH1601T80SP20
Sedia doccia T80 inclinabile 40° Lar. 440 mm	Pz	PH1601T80SP40
Sedia doccia T80 inclinabile 20° Lar. 490 mm	Pz	PH1601T80BSP20
Sedia doccia T80 inclinabile 40° Lar. 490 mm	Pz	PH1601T80BSP40
Sedia doccia T80 propulsione Auto Lar. 440 mm	Pz	PH1601T80CAUTO
Sedia doccia T80 propulsione Auto Lar. 490 mm	Pz	PH1601T80BAUTO
Sedia doccia T80 propulsione Auto Lar. 540 mm	Pz	PH1601T80AAUTO
Sedia doccia pediatrica T80	Pz	PH1601T80P

Larghezza max totale:	<b>550 / 650 mm per telai standard</b>
Altezza max totale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1140 mm senza poggiatesta</b></li> <li>• <b>1460 mm con poggiatesta staccabile</b></li> </ul>
Larghezza sedile standard:	<b>440 / 540 mm</b>
Altezza libera:	<b>570 mm</b>
Angolo del sedile:	<b>fino a 40°</b>



Versione Altezza Fissa  
Standard - sponde opzionali



Versione Altezza Fissa  
con schienale regolabile

Versioni disponibili:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza fissa standard</li> </ul>
Lunghezza:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1400 mm (disponibile solo per versione altezza fissa standard)</li> <li>1500 mm</li> <li>1700 mm</li> <li>1900 mm</li> </ul>
Altezza (in base al modello):	900 / 1100 mm
Larghezza (in base al modello):	610 / 720 mm



Versione Altezza Fissa con piano superiore rivestito in ABS

## SHOWER TROLLEY CARRELLO DOCCIA AD ALTEZZA FISSA

Il carrello doccia ad altezza fissa Freeway è dotato di sigillature di qualità, ruote portanti e possibilità di sponde sui lati lunghi o a tutto tondo. Il carrello è progettato con rotelle sigillate di alta qualità, che assicurano una manovrabilità fluida e facile. L'opzione delle sponde del lettino, sia sui lati lunghi che su tutti i lati, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, migliorando la sicurezza e il comfort dell'utente

- ▶ Rivestimento antimicrobico e antibatterico che resiste efficacemente ai superbatteri ospedalieri come MRSA, Escherichia coli, salmonella e listeria
- ▶ Soluzione durevole e igienica, dando priorità alla salute e al benessere dell'utente

	UM	cod.
Carrello doccia Shower Trolley altezza fissa standard 1500 mm	Pz	PH1801FHT1500
Carrello doccia Shower Trolley altezza fissa standard 1700 mm	Pz	PH1801FHT1700
Carrello doccia Shower Trolley altezza fissa standard 1900 mm	Pz	PH1801FHT1900

### Opzioni

	UM	cod.
Imbottitura per lettino	Pz	PH1802ACCWCP
Cuscino a zeppa imbottito	Pz	PH1802PADWTP



Versione Altezza Fissa con piano imbottito e sponde

## SHOWER TROLLEY CARRELLO DOCCIA AD ALTEZZA REGOLABILE



Versione Altezza  
Regolabile Standard



Versione Altezza Regolabile  
con schienale regolabile

Il carrello doccia Freeway regolabile in altezza beneficia di sponde per lettino opzionali. La sua altezza può essere regolata tramite la pompa idraulica a pedale.

Il rivestimento protettivo di tutti i barelle e barelle doccia Prism Medical include FREECOTE®, il nostro esclusivo antimicrobico e antibatterico rivestimento resistente al superbatterio ospedaliero MRSA, e-coli, salmonella e listeria.

- ▶ Pratico design ergonomico
- ▶ Durevole, manovrabile e con straordinario rapporto qualità-prezzo
- ▶ Ruote con cuscinetti in acciaio inossidabile di alta qualità
- ▶ Disponibili versioni speciali personalizzate
- ▶ Include FREECOTE® - esclusivo antimicrobico e rivestimento antibatterico

### Opzioni

	UM	cod.
Lettino lunghezza 1300 mm	Pz	PH1802ACCWCU13
Lettino lunghezza 1500 mm	Pz	PH1802ACCWCU15
Lettino lunghezza 1700 mm	Pz	PH1802ACCWCU17
Imbottitura per lettino	Pz	PH1802ACCWCP
Cuscino a zeppa imbottito	Pz	PH1802PADWTP

Versioni disponibili:

- Altezza regolabile standard
- Altezza regolabile con schienale regolabile
- Fasciatoio imbottito con sponde
- Altezza regolabile parte superiore e rivestimento in ABS

Lunghezza:

- 1400 mm (disponibile solo per versione altezza regolabile standard)
- 1500 mm
- 1700 mm
- 1900 mm

Altezza min / max:

600 / 925 mm

Larghezza:

670 mm



Versione Altezza Regolabile parte superiore e rivestimento in ABS



Versione Fasciatoio imbottito con sponde

## SHOWER TROLLEY CARRELLO DOCCIA AD ALTEZZA REGOLABILE



STANDARD	UM	cod.
Carrello doccia Shower Trolley altezza regolabile standard 1400 mm	Pz	PH1801AHT1400
Carrello doccia Shower Trolley altezza regolabile standard 1500 mm	Pz	PH1801AHT1500
Carrello doccia Shower Trolley altezza regolabile standard 1700 mm	Pz	PH1801AHT1700
Carrello doccia Shower Trolley altezza regolabile standard 1900 mm	Pz	PH1801AHT1900



SCHIENALE REGOLABILE	UM	cod.
Carrello doccia Shower Trolley altezza regolabile con schienale regolabile 1500 mm	Pz	PH1801AHT1500B
Carrello doccia Shower Trolley altezza regolabile con schienale regolabile 1700 mm	Pz	PH1801AHT1700B
Carrello doccia Shower Trolley altezza regolabile con schienale regolabile 1900 mm	Pz	PH1801AHT1900B



FASCIATIO IMBOTTITO	UM	cod.
Carrello fasciatio Shower Trolley imbottito regolabile in altezza 1500 mm	Pz	PH1801AHTPC1500
Carrello fasciatio Shower Trolley imbottito regolabile in altezza 1700 mm	Pz	PH1801AHTPC1700
Carrello fasciatio Shower Trolley imbottito regolabile in altezza 1900 mm	Pz	PH1801AHTPC1900



RIVESTIMENTO IN ABS	UM	cod.
Carrello doccia Shower Trolley regolabile in altezza con rivestimento ABS 1500 mm	Pz	PH1801AHT1500L
Carrello doccia Shower Trolley regolabile in altezza con rivestimento ABS 1700 mm	Pz	PH1801AHT1700L
Carrello doccia Shower Trolley regolabile in altezza con rivestimento ABS 1900 mm	Pz	PH1801AHT1900L



## SKV-30 SET VASCA DA BAGNO CON ACCESSORI

La vasca gonfiabile consente al paziente immobile a letto di fare il bagno in modo comodo e sicuro. Molto facile da usare, collegandosi ad una doccetta può velocizzare l'igiene quotidiana. È dotato di valvola di scarico e necessita di un solo operatore.

Dimensioni esterne:	<b>1850 x 850 x 200 mm</b>
Dimensioni esterne vasca:	<b>2000 x 850 x 200 mm</b>
Dimensioni interne vasca:	<b>1600 x 500 x 200 mm</b>
Peso:	<b>1,5 Kg ca.</b>

	UM	cod.
Set SKV-30 con tubo da 6 m (Vasca bagno, elettropompa a mano, borsa contenitiva e tubo doccia 6 m)	Pz	PHSKV306
Set SKV-30 con tubo da 10 m (Vasca bagno, elettropompa a mano, borsa contenitiva e tubo doccia 10 m)	Pz	PHSKV3010
Set SKV-30 con tubo da 20 m (Vasca bagno, elettropompa a mano, borsa contenitiva e tubo doccia 20 m)	Pz	PHSKV3020

### Accessori

	UM	cod.
Vasca bagno	Pz	PHKV10
Elettropompa a mano	Pz	PHAM230
Tubo acciaio 6 m	Pz	PHSZ106
Tubo acciaio 10 m	Pz	PHSZ1010
Tubo acciaio 20 m	Pz	PHSZ1020
Borsa contenitiva per set	Pz	PHKV21
Cuscino gonfiabile	Pz	PHKVP02
Doccia sospesa	Pz	PHSZ20

## EASI-LIFT BARELLA DOCCIA ELETTRICA

La barella da doccia elettrica Freeway Easi-Lift è stata progettata per spostare facilmente l'utente su e giù mentre è sulla barella.

È azionato elettronicamente con un intervallo di altezza di 500 mm, che consente un'altezza di lavoro sicura e adeguata per prevenire il rischio di lesioni alla schiena per l'assistente.

La barella da doccia elettrica è disponibile in tre dimensioni. La lunghezza della barella è disponibile con incrementi di 100 mm da 1400 mm, 1700 mm e 1900 mm.

- ▶ Azionamento elettrico
- ▶ Non è richiesto alcun fissaggio a pavimento
- ▶ Ideale per un ambiente umido
- ▶ Telaio in acciaio inossidabile
- ▶ Si ripiega per risparmiare spazio
- ▶ Sporge di 270 mm dal muro quando riposto
- ▶ Superfici imbottite facili da pulire.

	UM	cod.
Barella doccia Easi-Lift 1400 mm	Pz	PH1801ELS1400
Barella doccia Easi-Lift 1400 mm con poggiatesta	Pz	PH1801ELS1400H
Barella doccia Easi-Lift 1500 mm	Pz	PH1801ELS1500
Barella doccia Easi-Lift 1500 mm con poggiatesta	Pz	PH1801ELS1500H
Barella doccia Easi-Lift 1600 mm	Pz	PH1801ELS1600
Barella doccia Easi-Lift 1600 mm con poggiatesta	Pz	PH1801ELS1600H
Barella doccia Easi-Lift 1700 mm	Pz	PH1801ELS1700
Barella doccia Easi-Lift 1700 mm con poggiatesta	Pz	PH1801ELS1700H
Barella doccia Easi-Lift 1800 mm	Pz	PH1801ELS1800
Barella doccia Easi-Lift 1800 mm con poggiatesta	Pz	PH1801ELS1800H
Barella doccia Easi-Lift 1900 mm	Pz	PH1801ELS1900
Barella doccia Easi-Lift 1900 mm con poggiatesta	Pz	PH1801ELS1900H




**200 kg**  
PORTATA MAX

**\*AL MOMENTO DELL'ORDINE SPECIFICARE DA CHE LATO SI DESIDERA IL POGGIATESTA**

Versioni disponibili:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elettrica</li> <li>• Elettrica con poggiatesta*</li> </ul>
Lunghezza:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1400 mm</li> <li>• 1500 mm</li> <li>• 1600 mm</li> <li>• 1700 mm</li> <li>• 1800 mm</li> <li>• 1900 mm</li> </ul>
Altezza:	500 mm

### Accessori

	UM	cod.
Protezione di sicurezza	Pz	PH1803ECSG001



# EASI-SHOWER ADJUSTABLE BARELLA DOCCIA REGOLABILE MANUALMENTE



Barella per doccia altezza regolabile manualmente in altezza è montata a parete e non necessita di fissaggio al pavimento. Il telaio in acciaio inossidabile, la finitura verniciata a polvere e la copertura in vinile sono perfetti per ambienti umidi e asciutti.

Disponibile in tre lunghezze di barella con incrementi di 100 mm da 1.400 mm a 1.900 mm. La barella per doccia ad altezza regolabile Freeway ha una capacità di carico di 200 kg e un'altezza di 350 mm.

- ▶ La gamma di altezza è azionata manualmente
- ▶ Non è richiesto alcun fissaggio a pavimento
- ▶ Ideale per ambienti asciutti o umidi
- ▶ Si ripiega per risparmiare spazio
- ▶ Superfici facili da pulire

Versioni disponibili:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolabile manualmente</li> <li>• Regolabile manualmente con poggiatesta*</li> </ul>
Lunghezza:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1400 mm</li> <li>• 1500 mm</li> <li>• 1600 mm</li> <li>• 1700 mm</li> <li>• 1800 mm</li> <li>• 1900 mm</li> </ul>
Altezza min / max:	350 mm

Accessori	UM	cod.
Protezione di sicurezza	Pz	PH1803EC5G001

	UM	cod.
Barella doccia Easi-Shower Adjustable 1400 mm	Pz	PH1801EMS1400
Barella doccia Easi-Shower Adjustable 1400 mm con poggiatesta	Pz	PH1801EMS1400H
Barella doccia Easi-Shower Adjustable 1500 mm	Pz	PH1801EMS1500
Barella doccia Easi-Shower Adjustable 1500 mm con poggiatesta	Pz	PH1801EMS1500H
Barella doccia Easi-Shower Adjustable 1600 mm	Pz	PH1801EMS1600
Barella doccia Easi-Shower Adjustable 1600 mm con poggiatesta	Pz	PH1801EMS1600H
Barella doccia Easi-Shower Adjustable 1700 mm	Pz	PH1801ELS1700
Barella doccia Easi-Shower Adjustable 1700 mm con poggiatesta	Pz	PH1801EMS1700H
Barella doccia Easi-Shower Adjustable 1800 mm	Pz	PH1801EMS1800
Barella doccia Easi-Shower Adjustable 1800 mm con poggiatesta	Pz	PH1801EMS1800H
Barella doccia Easi-Shower Adjustable 1900 mm	Pz	PH1801EMS1900
Barella doccia Easi-Shower Adjustable 1900 mm con poggiatesta	Pz	PH1801EMS1900H

## EASI-SHOWER FIXED BARELLA DOCCIA AD ALTEZZA FISSA

Barella doccia ad altezza fissa, durevole e sottile, è progettata per essere fissata in modo permanente all'altezza desiderata.

Si tratta inoltre di un dispositivo poco ingombrante poichè si ripiega per risparmiare spazio, sporgendo di 240 mm dal muro quando riposto.

È disponibile in sei misure. La lunghezza della barella è disponibile con incrementi da 1400 mm a 1900 mm.

- ▶ Non è richiesto alcun fissaggio a pavimento
- ▶ Ideale per un ambiente umido
- ▶ Telaio in acciaio inossidabile
- ▶ Superfici facili da pulire



Versione con protezione di sicurezza opzionale



**\*AL MOMENTO DELL'ORDINE SPECIFICARE DA CHE LATO SI DESIDERA IL POGGIATESTA**

Versioni disponibili:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ad altezza fissa</li> <li>• Ad altezza fissa con poggiatesta*</li> </ul>
Lunghezza:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1400 mm</li> <li>• 1500 mm</li> <li>• 1600 mm</li> <li>• 1700 mm</li> <li>• 1800 mm</li> <li>• 1900 mm</li> </ul>

### Accessori

	UM	cod.
Protezione di sicurezza	Pz	PH1803ECSG001



Versione standard (senza protezione di sicurezza)

UM cod.

Barella doccia Easi-Shower Fixed 1400 mm	Pz	PH1801EFH1400
Barella doccia Easi-Shower Fixed 1400 mm con poggiatesta	Pz	PH1801EFH1400H
Barella doccia Easi-Shower Fixed 1500 mm	Pz	PH1801EFH1500
Barella doccia Easi-Shower Fixed 1500 mm con poggiatesta	Pz	PH1801EFH1500H
Barella doccia Easi-Shower Fixed 1600 mm	Pz	PH1801EFH1600
Barella doccia Easi-Shower Fixed 1600 mm con poggiatesta	Pz	PH1801EFH1600H
Barella doccia Easi-Shower Fixed 1700 mm	Pz	PH1801EFH1700
Barella doccia Easi-Shower Fixed 1700 mm con poggiatesta	Pz	PH1801EFH1700H
Barella doccia Easi-Shower Fixed 1800 mm	Pz	PH1801EFH1800
Barella doccia Easi-Shower Fixed 1800 mm con poggiatesta	Pz	PH1801EFH1800H
Barella doccia Easi-Shower Adjustable 1900 mm	Pz	PH1801EFH1900
Barella doccia Easi-Shower Adjustable 1900 mm con poggiatesta	Pz	PH1801EFH1900H



**200 kg**  
PORTATA MAX

Lunghezza:	• 1200 mm
	• 1300 mm
	• 1400 mm
	• 1500 mm
	• 1600 mm
• 1700 mm	
Corsa:	<b>500 mm</b>



prismmedicaluk  
a prismhealthcare company

## EASI-LIFT CHANGING BENCH FASCIATOIO

Fasciatoio a parete ad azionamento elettrico, progettato per adattarsi a una stanza in cui lo spazio è limitato. Il suo design compatto lo rende adatto ad una vasta gamma di ambienti.

La maggior parte dei fasciatoi regolabili in altezza deve essere installata a parete e a pavimento. Il fasciatoio Freeway Easi-Lift richiede solo il fissaggio a parete, senza necessità di fissaggio a pavimento.

È disponibile in sei misure. La lunghezza del tavolo è disponibile con incrementi di 100 mm da 1200 mm a 1700 mm.

- ▶ Protezione di sicurezza di serie
- ▶ Altezza di lavoro regolabile
- ▶ Previene il rischio di lesioni alla schiena
- ▶ Ideale quando non è possibile un'installazione a pavimento

	UM	cod.
Fasciatoio Easi-Lift 1200 mm	Pz	PH1801ELCB1200
Fasciatoio Easi-Lift 1300 mm	Pz	PH1801ELCB1300
Fasciatoio Easi-Lift 1400 mm	Pz	PH1801ELCB1400
Fasciatoio Easi-Lift 1500 mm	Pz	PH1801ELCB1500
Fasciatoio Easi-Lift 1600 mm	Pz	PH1801ELCB1600
Fasciatoio Easi-Lift 1700 mm	Pz	PH1801ELCB1700



**200 kg**  
PORTATA MAX

## HI-RISER CHANGING TABLE FASCIATOIO ALTO

Fasciatoio a parete ad azionamento elettrico adatto per adulti e bambini, dal design salvaspazio che lo rende adatto alla maggior parte degli ambienti e che lo rende riponibile contro il muro quando inutilizzato

Questo robusto fasciatoio è progettato per la maggior parte dei sollevatori mobili e con binario a soffitto. L'esclusiva sponda laterale di sicurezza può essere riposta, semplificando l'accesso a una sedia a rotelle, una doccia o una sedia da toilette.

La lunghezza del tavolo è disponibile con incrementi di 100 mm da 1200 mm a 1800 mm.

- ▶ A parete e a pavimento
- ▶ Sponda laterale
- ▶ Adatto per l'uso con un ampio numero di paranchi
- ▶ Superficie imbottita facile da pulire
- ▶ Rilievi in cantiere e servizio di progettazione

Versioni disponibili:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaio verniciato a polvere (per ambienti asciutti)</li> <li>• Telaio in acciaio inox (per ambienti umidi)</li> </ul>
Lunghezza:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1200 mm</li> <li>• 1300 mm</li> <li>• 1400 mm</li> <li>• 1500 mm</li> <li>• 1600 mm</li> <li>• 1700 mm</li> <li>• 1800 mm</li> </ul>
Corsa:	<b>600 mm</b>

	UM	cod.
Fasciatoio Hi-Riser verniciato 1200 mm	Pz	PH1801HRCT1200
Fasciatoio Hi-Riser verniciato 1300 mm	Pz	PH1801HRCT1300
Fasciatoio Hi-Riser verniciato 1400 mm	Pz	PH1801HRCT1400
Fasciatoio Hi-Riser verniciato 1500 mm	Pz	PH1801HRCT1500
Fasciatoio Hi-Riser verniciato 1600 mm	Pz	PH1801HRCT1600
Fasciatoio Hi-Riser verniciato 1700 mm	Pz	PH1801HRCT1700
Fasciatoio Hi-Riser verniciato 1800 mm	Pz	PH1801HRCT1800

Fasciatoio alto Hi-Riser in acciaio 1200 mm	Pz	PH1801HRCT1200S
Fasciatoio alto Hi-Riser in acciaio 1300 mm	Pz	PH1801HRCT1300S
Fasciatoio alto Hi-Riser in acciaio 1400 mm	Pz	PH1801HRCT1400S
Fasciatoio alto Hi-Riser in acciaio 1500 mm	Pz	PH1801HRCT1500S
Fasciatoio alto Hi-Riser in acciaio 1600 mm	Pz	PH1801HRCT1600S
Fasciatoio alto Hi-Riser in acciaio 1700 mm	Pz	PH1801HRCT1700S
Fasciatoio alto Hi-Riser in acciaio 1800 mm	Pz	PH1801HRCT1800S





# TRASPORTO INTRAOSPEDALIERO

# TRASPORTO ASSISTITO INTRA-OSPEDALIERO

**SagoPorter**  
move to safe handling **3.0**



Adatto anche a trasporti in aree tecniche esterne

Il trasporto assistito intra-ospedaliero con metodologia a spinta



## PREVENZIONE, PRODUTTIVITÀ E RISPARMIO:



### SALVA LA SCHIENA

Previene gli infortuni **dorso-lombari** riducendo drasticamente le forze di spinta, trazione e rotazione esercitate sull'apparato muscoloscheletrico dell'operatore



### MIGLIORA L'EFFICIENZA

Ottimizza la forza lavoro impiegando **un solo operatore** per la movimentazione di un letto/barella o altro dispositivo e recupera la forza lavoro riabilitando al servizio gli operatori con infortunio da movimentazione dei carichi



### RISCHI E COSTI RIDOTTI

Riduce rischi e costi derivanti dall'infortunio da movimentazione dei carichi del personale sanitario. Ciò aumenta non solo l'efficienza del servizio, ma soprattutto **benessere e sicurezza di operatori e pazienti**.

# MASSIMA VERSATILITÀ

Un unico strumento per  
movimentare **pazienti allettati o  
barellati e carrelli di servizio.**

Le interfacce di aggancio sono:

- ▶ Adattabili ad ogni modello di letto, barella o dispositivo da movimentare su ruota
- ▶ Stabili e sicure, non interferiscono con il funzionamento del dispositivo agganciato
- ▶ Non richiedono manutenzione



*Letti per terapia  
intensiva, di degenza,  
domiciliari, etc.*



*Barelle di trasporto, etc.*



*Carrelli per la somministrazione  
di farmaci, etc.*



## MANOVRABILE CON FACILITÀ

Compatto e facile da manovrare.  
Mobilità agevole anche **in spazi  
ridotti** come l'ascensore e **su  
pavimentazioni irregolari**  
o in caso di pendenze.

## GESTIONE AUTOMATICA

**Riconoscimento automatico dei  
dispositivi agganciati** mediante  
tecnologia RFID e registrazione  
su database dei relativi dati di  
movimentazione. **Identificazione  
operatori abilitati** tramite login.  
**Raccolta e gestione dati** per  
analisi completa dell'attività  
di movimentazione della  
struttura sanitaria.

## COMANDI COMPLETI

**Display touch-screen TFT 800x480** con  
interfaccia utente intuitiva per tutte le  
funzioni ed impostazioni del software di  
controllo.  
Timone con **comando progressivo di  
velocità e direzione di marcia.** Telecomando  
a cavo per le **funzioni di aggancio/sgancio.**



Dimensioni:	1417 x 887 x 714 mm
Capacità di traino/spinta:	1000 Kg su percorso piano
Peso:	130 Kg
Alimentazione:	2 Batterie x 12 VDC
Tensione caricabatterie:	220/230 Volt (50Hz) Potenza max assorbita 350VA
Comando sollevamento/abbassamento - apertura/chiusura aggancio	Elettrico: tramite display touch-screen/ telecomando a cavo
Velocità max:	4 Km/h
Angolo di sterzata:	+ 70° / - 70°
Pendenza max:	10%
Gommatura:	Per uso misto interno ed esterno su superfici dure
Conforme alle seguenti direttive:	2007/47 (93/42) e s.m.i (DM); 2006/42/CE (direttiva macchine); 2006/95/CE (bassa tensione)
Conforme alle seguenti norme:	EN 60601-1 III ed. (sicurezza elettrica); EN 60601-1-2 III ed. (comp. elettromagnetica)

## SAGO PORTER 3.0 SISTEMA DI TRASPORTO ASSISTITO

Dotazioni:

- ▶ Trazione elettrica mediante doppia motoruota\*
- ▶ Carica batterie integrato
- ▶ Pulsante antischiacciamento
- ▶ Arresto d'emergenza
- ▶ Segnalazione acustica delle manovre di retromarcia
- ▶ Autospegnimento dopo 10 minuti di inoperatività
- ▶ 2 Sensori (presenza letto + pinza chiusa) di avvenuto blocco in sicurezza aggancio letto/barella

	UM	cod.
Sago Porter 3.0	Pz	EM999

\*Disponibile in versione con singola motoruota (risparmio energetico pari al 40% ca. rispetto la versione con doppia motoruota).



### GRANDE SICUREZZA

**Funzionamento a "due mani sul timone"** tramite sensore e rallentamento automatico della velocità in curva.

**Dispositivo antischiacciamento** e protezione per i piedi.

**Sblocco dell'elettrofreno** delle motoruote per lo spostamento in caso di avaria elettrica.



### FUNZIONI INTELLIGENTI

**Funzione "riserva"** che induce inequivocabilmente l'operatore alla ricarica, evitando lo scaricamento completo.

**Stop immediato** al rilascio dei comandi.

Discesa e sblocco d'emergenza del gancio e **pulsante d'arresto d'emergenza**.



### AUTONOMIA OTTIMALE

Batterie compatte, resistenti, ad alta efficienza **in qualsiasi condizione esterna**.

Sigillate a tecnologia AGM senza bisogno di manutenzione e con **autonomia fino a 5 ore**.

Ricarica rapida e stoccaggio sicuro in qualsiasi luogo.





# CARRELLI

# PROGETTA IL TUO CARRELLO ASSIEME A NOI



SITO WEB



## SCEGLI E PERSONALIZZA SECONDO LE TUE ESIGENZE:



*Piano di lavoro standard in PE (Polietilene) predisposto per accessori sopraelevati*



*Struttura monoblocco in acciaio inox AISI-304 con pannelli laterali predisposti per accessori*

- 1 DESTINAZIONE (REPARTO)**
- 2 DIMENSIONE D'INGOMBRO (IN BASE ALLA FUNZIONE)**
- 3 TIPO DI CARRELLO BASE (N°/DIMENSIONE CASSETTI)**
- 4 ACCESSORI**

- ▶ **SUPPORTI E DISPENSER SOPRAELEVATI**
- ▶ **OPTIONAL LATERALI** (esempio supporto bombola, supporto taglienti, cestino, ripiani, etc.)
- ▶ **COMPLEMENTI AGGIUNTIVI** (esempio supporto pc, asta porta flebo, maniglia di spinta, etc.)


PROGETTA IL TUO CARRELLO A **360°**






## CARRELLI QUADRATI

- ▶ Dimensioni ripiano: 440 x 440 mm
- ▶ Dimensioni cassette: 382 x 382 mm
- ▶ Altezze cassette disponibili: 57 mm, 130 mm
- ▶ Materiale cassette: Polipropilene




**SERIE SQS**  
1018 x 480 x 480 mm



Ruote  
ø 100 mm

**SERIE SQM**  
1053 x 480 x 480 mm




Ruote  
ø 125 mm con  
paracolpi


### DIVISORI CASSETTI (Optional)

- **DMQ**: altezza 57 mm
- **DSQ**: altezza 130 mm

Esempio modello DSQ - 130 mm




6DSQ



5 DSQ



4DSQ



3DSQ



2DSQ




1DSQ



## CARRELLI STANDARD

- ▶ Dimensioni ripiano: 600 x 440 mm
- ▶ Dimensioni cassette: 600 x 400 mm
- ▶ Altezze cassette disponibili: 56 mm, 110 mm, 200 mm
- ▶ Materiale cassette: ABS




**SERIE 300**  
1018 x 640 x 480 mm



Ruote  
ø 100 mm


**SERIE 100**  
1043 x 640 x 480 mm




Ruote  
ø 125 mm con  
paracolpi

### DIVISORI CASSETTI (Optional)


- **H5**: altezza 50 mm
- **H10**: altezza 100 mm
- **H20**: altezza 200 mm




H5/24




H5/20




H5/16




H5/15




H5/12, H10/12




H5/10, H10/10




H5/9, H10/9, H20/9



H5/8, H10/8, H20/8



H5/6, H10/6, H20/6



H10/4, H20/4



H10/3, H20/3





# CARRELLO MULTIFUNZIONE SERIE SQS PER ICU, CARDIOLOGIA, MEDICAZIONE E AMBULATORIO

Carrello statico.

**Dimensioni: 480 x 480 mm**

Dotato di:

- ▶ Ruote gemellate piroettanti ø 100 mm (2 antistatiche e 2 con freno nella parte anteriore)
- ▶ Supporto laterale per contenitori taglienti
- ▶ Contenitori porta siringhe

	UM	cod.
Carrello Multifunzione Serie SQS Standard	Pz	PHQ091B

## DIVISORI (Optional)



**8 DMQ, 8 DSQ**

*Configurazione consigliata\**

**\*AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA**

ISO  
3394



\* AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA

## CARRELLO MULTIFUNZIONE SERIE 300 PER ICU, CARDIOLOGIA, MEDICAZIONE E AMBULATORIO

Carrello statico.

**Dimensioni: 640 x 480 mm**

Dotato di:

- ▶ Ruote gemellate piroettanti  $\varnothing$  100 mm (2 antistatiche e 2 con freno nella parte anteriore)
- ▶ Ripiano superiore porta oggetti (alcool, vasetti di clorexidina, guanti, etc.)
- ▶ Supporto laterale per contenitori rifiuti contaminati
- ▶ Cestino per rifiuti

UM cod.

Carrello Multifunzione Serie 300 - Modello 3151B	Pz	PH3151B
---	----	---------

### DIVISORI (Optional)



**H5/8, (3)H10/4, H20/4**

*Configurazione consigliata\**



ISO  
3394

## CARRELLO ANESTESIA SERIE 300 PRONTO SOCCORSO, SALA OPERATORIA, RIANIMAZIONE

Carrello statico.

**Dimensioni: 640 x 480 mm**

Dotato di:

- ▶ Ruote gemellate piroettanti ø 100 mm (2 antistatiche e 2 con freno nella parte anteriore)
- ▶ Porta siringhe
- ▶ Ripiano laterale porta oggetti (contenitori monouso, guanti, etc.)

UM cod.

Carrello Anestesia Serie 300 - Modello 3607G	Pz	PH3607G
---	----	---------

### DIVISORI (Optional)



**H5/16, (3)H10/4, H20/4**

*Configurazione consigliata\**

**\*AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA**

ISO  
3394



\*AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA

## CARRELLO ANESTESIA SERIE 300 SALA OPERATORIA

Carrello statico.

**Dimensioni: 640 x 480 mm**

Dotato di:

- ▶ Ruote gemellate piroettanti  $\varnothing$  100 mm (2 antistatiche e 2 con freno nella parte anteriore)
- ▶ Ripiano superiore porta oggetti (guanti, distributore di etichette per farmaci, etc.)
- ▶ Porta siringhe
- ▶ Ripiano laterale porta oggetti (contenitori monouso, guanti, etc.)
- ▶ Vassoio pieghevole

UM cod.

Carrello Anestesia Serie 300 - Modello 3684B	Pz	PH3684B
---	----	---------

### DIVISORI (Optional)



**H5/16, (3)H10/4, H20/4**

*Configurazione consigliata\**

CARRELLI

145



ISO  
3394

## CARRELLO ANESTESIA SERIE 300 PRONTO SOCCORSO, SALA OPERATORIA, RIANIMAZIONE

Carrello statico.

**Dimensioni: 900 x 630 mm**

Dotato di:

- ▶ Ruote gemellate piroettanti ø 100 mm (2 antistatiche e 2 con freno nella parte anteriore)
- ▶ Ripiano superiore porta oggetti (distributore di etichette per farmaci, etc.)
- ▶ Porta siringhe
- ▶ Ripiano laterale porta oggetti (contenitori monouso, guanti, etc.)

UM cod.

Carrello Anestesia Serie 300 - Modello 3956G	Pz	PH3956G
---	----	---------

### DIVISORI (Optional)



**(2)H5/16, (6)H10/4, (2)H20/4**


*Configurazione consigliata\**

## CARRELLO DOPPIO

- ▶ Dimensioni ripiano: 855 x 595 mm
- ▶ Dimensioni cassette: 400 x 600 mm

**\*AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA**

**SERIE 300**  
1018 x 900 x 630 mm





ISO  
3394

## CARRELLO MRI SALA RISONANZA MAGNETICA

Carrello statico.

**Dimensioni: 640 x 480 mm**

Dotato di:

- ▶ Ruote gemellate piroettanti  $\varnothing$  100 mm (2 antistatiche e 2 con freno nella parte anteriore)
- ▶ Ripiano laterale porta oggetti (contenitori monouso, guanti, etc.)
- ▶ Certificato di conformità MRI **3 Tesla**



UM cod.

Carrello MRI Standard	Pz	PH3129MRIY
-----------------------	----	------------

**\*AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA**

### DIVISORI (Optional)



**H5/8, (3)H10/4, H20/4**

*Configurazione consigliata\**



## CARRELLO PER TRATTAMENTI SERIE SQM UNITÀ DI RICOVERO

Carrello a mobilità avanzata.

**Dimensioni: 480 x 480 mm**

Dotato di:

- ▶ Ruote piroettanti ø 125 mm con paracolpi (2 antistatiche e 2 con freno a sinistra)
- ▶ Supporto laterale per contenitori guanti
- ▶ Ripiano laterale porta oggetti (contenitori monouso, vasetti di alcool e clorexidina, etc.)
- ▶ Cestino per rifiuti



Per i Carrelli  
Trattamenti a  
mobilità estesa,  
serie SQM e 100

**\*AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA**

UM cod.

Carrello Trattamenti Serie  
SQM - Modello Q106W

Pz

PHQ106W

### DIVISORI (Optional)



**8 DMQ, 8 DSQ**

Configurazione consigliata\*

ISO  
3394

## CARRELLO PER TRATTAMENTI SERIE 100 UNITÀ DI RICOVERO

Carrello a mobilità avanzata.

**Dimensioni: 640 x 480 mm**

Dotato di:

- ▶ Ruote gemellate piroettanti ø 125 mm con paracolpi (2 antistatiche e 2 con freno lato sinistro)
- ▶ Supporto laterale per contenitori guanti
- ▶ Ripiano laterale porta oggetti (contenitori monouso, vasetti di alcool e clorexidina, etc.)
- ▶ Cestino per rifiuti



**\*AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA**

UM cod.

Carrello Trattamenti Serie 100 - Modello 1606B	Pz	PH1606B
--	----	---------

### DIVISORI (Optional)



**H5/8, (3)H10/4, H20/4**

*Configurazione consigliata\**

CARRELLI

149



## CARRELLO EMERGENZA SERIE SQM PRONTO SOCCORSO

Carrello a mobilità avanzata.

**Dimensioni: 480 x 480 mm**

Dotato di:

- ▶ Ruote piroettanti ø 125 mm con paracolpi (2 antistatiche e 2 con freno lato sinistro)
- ▶ Asta porta flebo
- ▶ Tavola rianimazione CPR
- ▶ Ripiano per defibrillatore con braccio rotante (2 assi di rotazione)
- ▶ Supporto porta bombola (ø 110-140)
- ▶ Ripiano laterale porta oggetti (contenitori monouso, guanti, etc.)
- ▶ Sistema di chiusura centralizzato

UM cod.

Carrello Emergenza Serie SQM - Modello Q260R	Pz	PHQ260R
--	----	---------

### DIVISORI (Optional)



**12 DMQ, 8 DSQ**

*Configurazione consigliata\**

**\*AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA**

ISO  
3394



## CARRELLO EMERGENZA SERIE 100 PRONTO SOCCORSO

Carrello a mobilità avanzata.

**Dimensioni: 640 x 480 mm**

Dotato di:

- ▶ Ruote gemellate piroettanti  $\varnothing$  125 mm con paracolpi (2 antistatiche e 2 con freno lato sinistro)
- ▶ Asta porta flebo
- ▶ Tavola rianimazione CPR
- ▶ Ripiano per defibrillatore con braccio rotante (2 assi di rotazione)
- ▶ Supporto porta bombola ( $\varnothing$  110-140)
- ▶ Ripiano laterale porta oggetti (contenitori monouso, guanti, etc.)
- ▶ Sistema di chiusura centralizzato

UM cod.

Carrello Emergenza Serie 100 - Modello 1224R	Pz	PH1224R
--	----	---------

**\*AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA**

### DIVISORI (Optional)



**H5/16, (3)H10/4, H20/4**

*Configurazione consigliata\**



ISO  
3394

## CARRELLO EMERGENZA PEDIATRICO SERIE 100 BROSELOW PRONTO SOCCORSO

Carrello a mobilità avanzata.

**Dimensioni: 640 x 480 mm**

Dotato di:

- ▶ Ruote gemellate piroettanti ø 125 mm con paracolpi (2 antistatiche e 2 con freno lato sinistro)
- ▶ Asta porta flebo
- ▶ Supporto porta bombola (ø 110-140)
- ▶ Cassetto superiore e cassetto inferiori privi di divisori interni
- ▶ n.4 cassette centrali con divisori
- ▶ HBR: Tag Broselow 9 colori
- ▶ Sistema di chiusura manuale e individuale con sigilli monouso numerati (n.100 pz inclusi)

UM cod.

Carrello Emergenza Serie 100 Broselow - Modello 1200W	Pz	PH1200W
--	----	---------


### 6 CASSETTI ISO 600 x 400 mm

*Cassetti superiore e inferiore senza divisori + Cassetti centrali divisi in 2 parti uguali (configurazione divisori consigliata\*)*



**\*AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA**

## CINTA PEDIATRICA (Optional)



**cod. PHTBR**

*Ad uso esclusivo del carrello pediatrico  
(non vendibile separatamente).*



Passaggio cavo  
di corrente per  
monitor computer

ISO  
3394

# CARRELLO DOSE UNITARIA FARMACI SERIE 100 CARRELLO MEDICO FARMACI COMPUTERIZZATO

Carrello a mobilità avanzata.  
**Dimensioni: 640 x 480 mm**

Dotato di:


- ▶ Ruote gemellate piroettanti  $\varnothing$  125 mm con paracolpi (2 antistatiche e 2 con freno lato frontale)
- ▶ Supporto monitor computer regolabile in altezza (3 posizioni - 75/100 mm)
- ▶ Porta flebo a uncino
- ▶ Supporto laterale per contenitori guanti
- ▶ Ripiani laterali porta oggetti (contenitori monouso, vasetti di alcool e clorexidina, etc.)
- ▶ Cestino per rifiuti
- ▶ Cassetto superiore per tastiera (subito sotto al piano di lavoro)
- ▶ Cassetta rimovibile
- ▶ Ultimo cassetto maggiorato (per contenere flebo, paracetamolo, etc.)
- ▶ Blocco chiave incluso



Monitor computer  
a solo scopo  
dimostrativo



600




## CASSETTA INTERCAMBIABILE, 5 PAZIENTI

Compatibile con i mobili da farmacia ISO Polipropilene, alluminio verniciato con polveri epossidiche, colore grigio  
Cassetta bloccata, parte superiore della scheda nascosta, parte inferiore visibile  
Peso totale della cassetta, 4,6 kg.

## CONTENITORE PER FARMACI

Capacità: 3 litri  
Scheda di identificazione ISO 7810, standard internazionale  
Adatta per farmaci per terapia endovenosa, farmaci riconfezionati in dosi unitarie, pillole, siringhe preimpilate, sciropi, ecc.



D5 Divisore  
(1 unità inclusa)

**\*AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA**

UM cod.

Carrello Dose Unitaria Farmaci Serie 100 Standard	Pz	PH1891B
--	----	---------

## Carrello Trasporto con cassette Serie 600 - Modello 616FAR

850 x 640 mm



ISO  
3394



Ruota fissa



Ruota piroettante



Ruota frenata

\*AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA

## CARRELLO DI TRASPORTO SERIE 600 TRASPORTO

Carrello a mobilità avanzata.

**Dimensioni: 640 x 480 mm**

Dotato di:

- Ruote gemellate piroettanti  $\varnothing$  125 mm con paracolpi (2 ruote a doppio bloccaggio)

UM cod.

Carrello Trasporto Serie 600 -  
Modello 606DN672273

Pz

PH606DN672273

## SCAFFALE REGOLABILE (Optional)



**cod. PH60**

600 x 400 mm

ISO  
3394

## CARRELLO DI TRASPORTO SERIE 600 TRASPORTO

Carrello a mobilità avanzata.

**Dimensioni: 900 x 630 mm**

Dotato di:

- ▶ Ruote gemellate piroettanti  $\varnothing$  150 mm con paracolpi (2 ruote a doppio bloccaggio)

UM cod.

Carrello Trasporto Serie 600 -  
Modello 620DN1272473

Pz

PH620DN1272473



Ruota fissa



Ruota piroettante



Ruota frenata

**\*AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA**

## SCAFFALE REGOLABILE (Optional)



**cod. PH62**

400 x 600 mm

**120 kg**  
PORTATA MAX

# CARRELLO DI TRASPORTO SERIE 500 TRASPORTO

Carrello a mobilità avanzata.

**Dimensioni: 900 x 570 mm**

Dotato di:

- ▶ Ruote piroettanti ø 125 mm con paracolpi (2 antistatiche e 2 con freno lato sinistro)
- ▶ Struttura in acciaio inossidabile AISI-304
- ▶ Disponibile con 2 ripiani (Modello 520) o 3 ripiani (Modello 530)



Modello 530

UM cod.

Carrello Trasporto Serie 500 - Modello 530	Pz	PH530
---	----	-------

Carrello Trasporto Serie 500 - Modello 520	Pz	PH520
---	----	-------

150 kg  
PORTATA MAX

## CARRELLO DI TRASPORTO STRUMENTI SERIE 500 TRASPORTO

Carrello a mobilità avanzata.

**Dimensioni: 900 x 630 mm**

Dotato di:

- ▶ Ruote gemellate piroettanti  $\varnothing$  125 mm con paracolpi (2 ruote a doppio bloccaggio)
- ▶ Struttura monoblocco in acciaio inossidabile AISI-304
- ▶ Chiusura a chiave
- ▶ Porte fenoliche con chiusura non ermetica
- ▶ Disponibile con ripiani interni lisci o forati per la ventilazione

UM cod.

Carrello Trasporto strumenti Serie 500 ripiani lisci	Pz	PH566DN
--	----	---------

Carrello Trasporto strumenti Serie 500 ripiani forati	Pz	PH567DN
---	----	---------



**\*AL MOMENTO  
DELL'ORDINE  
SPECIFICARE LA  
CONFIGURAZIONE  
CASSETTI CHE  
SI DESIDERA**



Ruota fissa



Ruota piroettante



Ruota frenta

## ACCESSORI E RICAMBI\* CARRELLI



### Supporto base per computer portatile

- ▶ Montaggio su lato sinistro
- ▶ Base girevole e basculante
- ▶ Lucchetto con cavo di sicurezza
- ▶ Larghezza: 398-308 mm
- ▶ Profondità: 270 mm

UM cod.

Supporto base per computer - <b>Carrello senza accessori sopraelevati</b>	Pz	PH27
--	----	------



### Supporto articolato per computer portatile

- ▶ Base articolata regolabile in altezza
- ▶ Lucchetto con cavo di sicurezza
- ▶ Larghezza: 398-308 mm
- ▶ Profondità: 270 mm

UM cod.

Supporto articolato computer lato sinistro - <b>Carrello senza accessori sopraelevati</b>	Pz	PH27RGL
Supporto articolato computer lato destro - <b>Carrello senza accessori sopraelevati</b>	Pz	PH27RGR
Supporto articolato computer - <b>Carrello con accessori sopraelevati</b>	Pz	PH27RG



### Supporto per defibrillatore

- ▶ Montaggio su lato destro
- ▶ Due assi di rotazione
- ▶ Cinghia di fissaggio incorporata
- ▶ Dimensione: 350 x 350 cm
- ▶ Portata max: 10 Kg

UM cod.

Supporto defibrillatore - <b>Carrello senza accessori sopraelevati</b>	Pz	PH28
Supporto defibrillatore - <b>Carrello con accessori sopraelevati</b>	Pz	PH28EV

\*Lista completa degli accessori e dei ricambi disponibile su richiesta.

## Chiusure a chiave



	UM	cod.
Chiusura chiave totale - <b>Carrello quadrato e standard</b>	Pz	PH10



	UM	cod.
Chiusura chiave 2 cassetti - <b>Carrello quadrato (2x 57 mm) e standard (2x 50/100 mm)</b>	Pz	PH10D

**Tutte le serrature includono 4 chiavi** (Set n.4 Chiave Carrelli INSAUSTI Chiusura a chiave - cod. PH10K)



## Chiusura con codice

	UM	cod.
Chiusura codice totale - <b>Carrello quadrato e standard</b>	Pz	PH10COD

**La serratura include 1 chiave di sicurezza**  
(Chiave Carrelli INSAUSTI Chiusura con codice - cod. PH10CK)

## Chiusure con sigillo (Carrelli emergenza)



	UM	cod.
Chiusura sigillo totale - <b>Carrello quadrato e standard</b>	Pz	PH12



	UM	cod.
Chiusura sigillo 2 cassetti - <b>Carrello quadrato (2x 57mm) e standard (2x 50/100 mm)</b>	Pz	PH12D




	UM	cod.
Chiusura sigillo individuale max 11 sigilli - <b>Carrello quadrato e standard</b>	Pz	PH12B



## Sigilli monouso numerati

	UM	cod.
n.100 Sigilli monouso numerati	Set	PH14





## INFORMAZIONI UTILI PER GLI ORDINI

Per un servizio più celere e preciso si prega di inoltrare gli ordini mezzo fax, lettera o e-mail. Gli stessi dovranno essere completi di dati anagrafici e P.IVA o Codice Fiscale e dovranno specificare chiaramente codice e descrizione dell'articolo.

**E-mail:** [ordini@sagomedica.it](mailto:ordini@sagomedica.it)

**FAX:** 051 686 12 46

**Poste:** Sago Medica srl  
Via Zallone 25  
40066 Pieve di Cento  
Bologna, Italy

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le condizioni generali di fornitura verranno indicate unitamente a specifiche quotazioni economiche.

**GATE 757**  
PATIENT HANDLING HOSPITAL PROJECT

**CORSI DI FORMAZIONE TECNICA**

**IFH-757**

**INJURY FREE  
HOSPITAL**

**Impara a gestire il tuo  
corpo e i presidi per fare  
una buona mobilizzazione  
del paziente e prevenire il  
danno muscolo scheletrico  
in ambito ospedaliero**



Scopri di più sui nostri corsi  
[www.gate757.com](http://www.gate757.com)

  
**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**PARTNER UFFICIALE  
EUROPEO DI GATE 757**

# IMPARA LA MOVIMENTAZIONE CORRETTA CON TECNICHE POSTURALI E PRESIDI CHE PRESERVANO LA TUA SALUTE FISICA

## COME IMPARERAI

Il corso si svolge in **4 ore full-immersion**. Sarai istruito e seguito da un **istruttore GATE 757 Certificato e specializzato** negli argomenti del corso.

### INTRODUZIONE TEORICA

La prima parte del corso è destinata ad acquisire ed assimilare le nozioni della corretta mobilizzazione con **metodologie e presidi specifici**.

### SESSIONE PRATICA

Attraverso un **profondo training pratico individuale**, tutti i partecipanti acquisiranno la capacità d'uso dei presidi e le tecniche di mobilizzazione argomentate nel corso.



## COSA IMPARERAI

Eseguire una buona mobilizzazione del paziente in ambito ospedaliero, sia con presidi avanzati sia imparando a gestire e sfruttare adeguatamente il proprio corpo per prevenire il danno muscolo scheletrico.

- Apprendere le tecniche più efficaci per assistere i pazienti in sicurezza.
- Metodi appropriati per sostenere e movimentare pazienti non collaboranti.
- Utilizzo corretto dell'apparato muscolo scheletrico per lo spostamento dei carichi.
- Utilizzo efficace di presidi per la mobilizzazione.

## COSA OTTERRAI

Al termine del corso il tuo grado di apprendimento verrà testato con esame di valutazione, e potrai ottenere il riconoscimento di **IFH RESPONDER**.

### KIT PARTECIPANTE

- Esclusivo manuale cartaceo del corso di 64 pagg.
- Attestato di certificazione



## DISCLAIMER

Tutte le fotografie dei prodotti e colori ivi contenute servono solo come rappresentazione di colore, eventuali variazioni possono verificarsi a seguito del processo di stampa. I colori non sono vincolanti.

Questo catalogo è stato costruito con precisione al meglio delle nostre competenze. Non si possono escludere errori o modifiche per ragioni tecniche nell'interesse di miglioramento. Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

Sago Medica e il logo Sago Medica, sono marchi o marchi registrati di Sago Medica srl. Tutti i marchi citati e rappresentati appartengono ai legittimi proprietari.

## CREDITI

Ideazione e progettazione: Alex Gallerani, Greta Bonazzi  
Progetto grafico, impaginazione e fotoritocco: Danilo Mistrone, Greta Bonazzi  
Editore: Sago Medica srl

### **Sago Medica s.r.l.**

Società Unipersonale  
Direzione e coordinamento di Sago Medica Holding s.r.l.  
Via Benedetto Zallone 25  
40066 Pieve di Cento, Bologna, Italy

Tel: +39 051 686 08 11  
Fax: +39 051 686 12 46  
PEC: sagomedica@legalmail.it  
info@sagomedica.it  
www.sagomedica.it

Identificativo PEPPOL: 9907:01122350380  
C.F./P.I./R.I. di Bologna 01122350380  
REA 371095  
Codice SDI: 7HE8RN5  
Cap. Soc. € 93.600,00 I.V.

## RIPRODUZIONE

La riproduzione totale o parziale dei contenuti sia grafici che testuali pubblicati, nonché la loro traduzione, è riservata e non può avvenire senza espressa autorizzazione di Sago Medica srl.

© 1989-2025 Sago Medica srl. Tutti i diritti riservati

Codice catalogo: CATPH2025

Questo catalogo è valido da Gennaio 2025

[www.sagomedica.it](http://www.sagomedica.it)





CATALOGO  
GENERALE



**PATIENT  
HANDLING  
& LOGISTICS**

**Fornitura, Manutenzione e  
Formazione dei Migliori Presidi  
per l'Assistenza ai Pazienti  
Intra ed Extra Ospedalieri  
...dal 1989**

AGENZIA TECNICA DI ZONA



**www.sagomedica.it**



**Sago Medica Srl**  
Via Benedetto Zallone 25  
40066 Pieve di Cento  
Bologna, Italy

**T:** +39 051 686 08 11  
**F:** +39 051 686 12 46  
**E:** info@sagomedica.it  
**PEC:** sagomedica@legalmail.it

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001