



# DISPOSITIVI MEDICI PER SOCCORRITORI MILITARI

**GATE 757**  
SPECIAL OPERATIONS TRAINING CENTER

  
**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

---

**EMERGENCY  
& RESCUE**



## **Stretta collaborazione con il Cliente e capacità di innovazione**

Vi affianchiamo  
nelle scelte e con voi  
**sviluppiamo prodotti  
e servizi innovativi**



## **Solida partnership**

con le **aziende  
produttrici  
più virtuose**  
del panorama  
internazionale



## **Presenza capillare sul territorio**

Tramite una **rete organizzata** di  
professionisti e rivenditori e  
un'attiva collaborazione di partner  
internazionali.



## **Servizio Assistenza Tecnica Autorizzata Nazionale**

Servizio puntuale e adattabile alle  
esigenze con il nostro team di ingegneri  
e tecnici qualificati, **autorizzati dalle  
aziende produttrici in ottemperanza  
alla Direttiva 2007/47/CE e Reg. UE  
2017/745**



## **Formazione e divulgazione di nuove conoscenze**

Corsi di formazione e addestramento  
all'utilizzo dei presidi e Incontri  
informativi



## **Qualità certificata**

Sistema di gestione aziendale  
costantemente mantenuto  
**conforme alle norme UNI EN ISO  
9001.**

**PER NOI È UN  
ONORE  
CONTRIBUIRE A DARE  
SUPPORTO  
A COLORO CHE  
FRONTEGGIANO CON  
VALORE  
ABILITÀ  
E CORAGGIO  
IL DIFFICILE COMPITO DI  
SOCCORRERE  
IL FERITO  
IN OGNI SITUAZIONE**




**EMERGENCY  
& RESCUE**



**Dal 1989 al servizio della Sanità**

Da più di 30 anni affianchiamo i professionisti del settore medico con le nostre competenze, proponendo soluzioni e prodotti sempre all'avanguardia e che rispondono alle loro esigenze.

# L'APPROCCIO VALUTATIVO AL FERITO SECONDO L'ALGORITMO MARCH-ON



SCANSIONA I QR CODE PER OTTENERE ANCORA PIÙ INFORMAZIONI SUI PRODOTTI


*In questo catalogo trovate le informazioni di base utili per una consultazione rapida delle soluzioni proposte. Maggiori dettagli e approfondimenti sui prodotti sono consultabili tramite la scansione dei QR Code presenti nelle pagine.*

## PERCHÉ UTILIZZARE UNO STANDARD SANITARIO OPERATIVO STRATEGICO

**QUESTO CATALOGO DI PRODOTTI PER IL SOCCORSO IN AMBITO MILITARE È PENSATO SEGUENDO LE FASI OPERATIVE DEL PROTOCOLLO MARCH-ON:** uno dei pilastri del TCCC (Tactical Combat Casualty Care), nonché lo standard utilizzato dalle più importanti organizzazioni militari europee e mondiali. Va però sottolineato che oggi negli USA, alcuni ambienti stanno applicando invece il protocollo MARCH-PAWS (Pain, Antibiotics, Wounds, Splinting), acquisito anch'esso come standard del TCCC. Sarà nostra cura adeguare il catalogo all'acronimo MARCH-PAWS nel prossimo futuro allineandoci al lavoro di adeguamento formativo e documentale che riproccerà documenti e formazione europea sul progetto NATO "Soldato Futuro".

## CURVA DI MORTALITÀ IN COMBATTIMENTO

*È stato dimostrato che l'applicazione del MARCH-ON migliora notevolmente la curva della mortalità.*



TIPICHE CAUSE DI MORTE

- Emorragia massiva
- Vie aeree

- Respiratorio
- Circolazione (Shock)

- Ferita alla testa
- Ipotermia

- Ferite (Infezione)

**SECONDO IL PROTOCOLLO MARCH-ON LE AZIONI DA PORRE IN ATTO IN SEQUENZA SONO:**



**M.**

### **MASSIVE BLEEDING (Sanguinamento massivo)**

Controllare la presenza di emorragie esterne potenzialmente letali ed intervenire effettuando pressione diretta sul punto della ferita, applicando un tourniquet, eseguendo uno zaffaggio con garza emostatica ed un bendaggio compressivo.



**A.**

### **AIRWAY (Vie aeree)**

Controllare e aprire le vie aeree con iperestensione del capo/apertura forzata della mandibola ed eventuale applicazione di cannula nasofaringea



**R.**

### **RESPIRATION (Respirazione)**

Controllare la frequenza del respiro e verificare eventuale presenza di ferite perforanti al torace che possono compromettere la corretta espansione del polmone ed applicare medicazioni con valvola unidirezionale.



**C.**

### **CIRCULATION (Circolazione)**

Verificare l'insorgenza di shock, controllare la frequenza cardiaca, il colorito cutaneo ed il refill capillare.



**H.**

### **HYPOTERMIA/HEAD INJURY (Ipotermia/Lesione alla testa)**

Prevenire e gestire l'ipotermia, mantenendo il corpo al caldo ed utilizzando un sistema di conservazione del calore o di riscaldamento attivo ed infondendo liquidi caldi/Valutazione e gestione delle ferite alla testa.



**O.**

### **OPEN WOUNDS (Ferite aperte)**

Disinfettare e coprire ogni ferita con apposite medicazioni



**N.**

### **NO PAIN (Analgesia)**

Somministrare farmaci per la gestione del dolore

Nella parte finale del catalogo sono stati poi inseriti DPI e dispositivi medici utili al completamento dei bisogni operativi del soccorso:

- SOLUZIONI CHIAVI IN MANO PER LA GESTIONE DELLA PROLONGED FIELD CARE (PFC)
- SOLUZIONI DI BIOCONTENIMENTO E NBCR
- CONTENITORI, BORSE E ZAINI
- IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO DEI FERITI
- ACCESSORI, DPI E PICCOLI STRUMENTI DIAGNOSTICI
- FORMAZIONE GATE-757
- AREE OUTDOOR DI FORMAZIONE IN AMBIENTE REALE
- DISPOSITIVI PER L'ADDESTRAMENTO



*Prodotti e servizi potrebbero subire variazioni di caratteristiche tecniche e funzionalità a causa del continuo sviluppo tecnologico a cui sono soggetti i prodotti del settore. Verificare sempre prima dell'ordine la precisa conformità del prodotto scelto.*

# SOMMARIO

<b>M</b>	Tourniquet per estremità	10
	Tourniquet giunzionale pneumatico	10
	Bendaggio compressivo con velcro	12
	Bendaggio compressivo con velcro e custodia	12
	Bendaggio compressivo a pressione diretta	14
	Garza emostatica	14
	Emergency bandage	15
	Emergency bandage addominale	15
	Garza per zaffaggio	16
	Rotolo di garza	16
Bendaggio elastico coesivo	16	
<b>A</b>	Dispositivo di aspirazione manuale	18
	Tubo nasofaringeo con lubrificante	18
	Dispositivo sopraglottico I-GEL	19
	Dispositivo sopraglottico Taglia 4	19
	Kit cricotiroidotomia classica	20
	Kit cricotiroidotomia percutanea	20
	Video laringoscopio a lame monouso	21
	Kit laringoscopio	21
	Kit cannule di Guedel	22
	Kit per intubazione F.O.	22
<b>R</b>	Pallone di ventilazione	24
	Valvola PEEP	24
	Pocket mask PVC	25
	Dispositivo di rianimazione compatto	25
	Capnografo portatile	26
	Capnografo EMMA®	26
	Pulsossimetro da dito	28
	Ago per la decompressione del pneumotorace iperteso	28
	Kit drenaggio toracico	29
	Tubo per drenaggio toracico	29
Valvola di Heimlich	29	
Medicazione toracica	30	
<b>C</b>	Kit rilevazione gruppo sanguigno	32
	Set deflussore	32
	Set prolunga	32
	Laccio emostatico in nitrile	33
	Laccio emostatico ad anello tipo BOA	33
	Catetere intravenoso	34
	Valvola di ritegno unidirezionale per accessi venosi	34
	Tappo a valvola per accesso venoso periferico	34
	Medicazione adesiva trasparente per accessi venosi periferici	35
	Rotolo chirurgico	35
Defibrillatore semi-automatico	36	
Defibrillatore semi-automatico	36	

<b>C</b>	Spremi sacca di liquidi infusionali	38
	Sacca per autotrasfusione	38
	Ecografo palmare	40
	Kit misurazione pressione arteriosa	41
	Dispositivo per accesso vascolare intraosseo	41
<b>H</b>	Dispositivi autoriscaldanti	44
	Coperta anti-ipotermia con barella	44
	Coperta isotermica	45
	Sacco anti-ipotermia	45
	Coperta termica di emergenza	45
	Termometro digitale	46
	Sensore di rilevazione temperatura	46
	Kit riscaldatore fluidi	48
	Set deflussore	49
Set prolunga	49	
<b>O</b>	Bende adesive per piccole ferite	52
	Suture adesive per ferite	52
	Kit ferri chirurgici	53
	Kit sutura	53
	Aghi per sutura	53
<b>N</b>	Medicazione sterile per ustioni	56
	Kit trattamento ustioni large	56
	Kit trattamento ustioni small	56
	Sacca raccolta urine	58
	Strisce reattive per esame delle urine	58
	Kit caterizzazione urinaria	59
	Siringa con attacco Luer	59
	Ago ipodermico	59
Pompa elastomerica a flusso variabile	60	
<b>PFC</b>	PROLONGED FIELD CARE	64
<b>NBCR</b>	BIOCONTENIMENTO EGO ZLÌN	68
	Tuta di protezione biologica e chimica	70
	Rilevatore di radiazioni ionizzanti	70
	Misuratore pH/EC/TDS	71
	Dosimetro portatile personale	71
<b>CONTENITORI, BORSE E ZAINI</b>	Contenitore rigido per farmaci	74
	Sacca contenitiva materiali	74
	Porta-barella pieghevole tattico	75
	Kit individuale di primo soccorso	75
	Zaino medico d'assalto	76
	Marsupio medic	76
Marsupio first aid	76	

**IMMOBILIZZAZIONE E  
TRASPORTO**

Collare cervicale	80
Collare cervicale gonfiabile	80
Sistema di immobilizzazione di emergenza	81
Cintura pelvica per stabilizzazione delle fratture	81
Telo triangolare	82
Imbragatura multiuso di salvataggio	82
Telo portaferiti	84
Barella tattica da esfiltrazione	84
Barella a foglia per elitransporto	85
Kit verricellamento da elicottero	85
Barella di evacuazione	86
Schienale regolabile per barella	86
Palo regolabile per IV da barella	87
Supporto pieghevole per barella	87
Tavola spinale	90
Immobilizzatore capo per tavola spinale	90

**ACCESSORI, DPI E  
PICCOLI STRUMENTI DIAGNOSTICI**

Pennarello dermatografico	94
Dischi adesivi	94
Bisturi misura 10	94
Sacca di raccolta feci	95
Cesoie paramediche	95
Sacchetto per rifiuti sanitari	95
Uncino taglia-abiti	95
Torcia frontale a LED batterie incluse	96
Torcia medica tascabile	96
Protezione oculare trasparente	98
TCCC CARD	98
Salvietta di iodopovidone	100
Contenitore aghi portatile	100
Salviette disinfettanti	100
Contenitore per rifiuti taglienti	100
Guanti in nitrile	101
Guanti antitaglio	101
Sfigmomanometro aneroide	102
Tester lattati	102
Otoscopio	103
Oftalmoscopio	103

**ADDESTRAMENTO**

Manichino per simulazione	112
Kit simulazione emorragie	112
Manichino tipo Crash Kelly	113
Manichino simulazione pneumotorace	113
Sistema di simulazione cricotiroidotomia	114
Kit addestramento sutura	114
Accesso intraosseo training kit	115
Garza emostatica da addestramento	115



# **M.** Massive Bleeding (Sanguinamento massivo)

**A.** Airway  
(Vie aeree)

**O.** Open wounds  
(Ferite aperte)

**R.** Respiration  
(Respirazione)

**N.** No pain  
(Analgesia)

**C.** Circulation  
(Circolazione)

**H.** Hypothermia / Head Injury  
(Ipotermia / Lesione alla testa)



+ INFO

## Tourniquet per estremità

### DESCRIZIONE

Dispositivo emostatico non velcro-dipendente dotato di fibbia a scatto autobloccante e verricello in metallo con zigrinatura antiscivolo

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 6.3 x 3.8 x 18.4 cm
- ▶ Peso: 108 g
- ▶ Intervallo circonferenziale: 14.5 - 82.5 cm
- ▶ Utilizzo semplice, veloce e intuitivo nelle applicazioni di addestramento ed uso
- ▶ Richiede meno torsioni dell'asta rispetto ai classici tourniquet per essere efficace
- ▶ La tecnologia della fibbia autobloccante TRUFORCE™ elimina quasi completamente il gioco e lo rende particolarmente performante anche nell'autoapplicazione
- ▶ Durata illimitata se non utilizzato
- ▶ Soddisfa le linee guida di durabilità MIL-STD 810G
- ▶ Raccomandato CoTCCC



Tourniquet SAM XT - SAM Medical	UM	cod.
	Pz	EMXT600BKEN



+ INFO

## Tourniquet giunzionale pneumatico

### DESCRIZIONE

Dispositivo emostatico compressivo, specifico per il controllo delle emorragie causate da gravi lesioni agli arti o amputazioni. Composto da cintura pelvica con fibbia autobloccante calibrata e 2 coni pneumatici posizionabili in zona inguinale, ascellare o subclaveare.

### SPECIFICHE

- ▶ Comprende: 2 TCD, un estensore per TCD, una pompa manuale e una cintura accessoria
- ▶ Dimensioni confezione: 30.5 x 19.1 x 11.4 cm
- ▶ Peso: 615.2 g
- ▶ Tensione circonferenziale della cintura pelvica: 150 N
- ▶ Tempo di applicazione: < 25 secondi
- ▶ Il TCD si espande rapidamente con una pompa manuale rimovibile fino ad una altezza di 8,1 cm
- ▶ Occlusione stabile e completa del flusso sanguigno ad arti inferiori, ad arti superiori o al bacino
- ▶ Ampia area di pressione effettiva per un'affidabilità superiore
- ▶ Funge anche da dispositivo di immobilizzazione pelvica



SAM Junctional Tourniquet - SAM Medical	UM	cod.
	Pz	EMJT400EN



# SOLUZIONI MEDICHE DI EMERGENZA

# SAM<sup>®</sup> MEDICAL

## RICERCA E INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DEI FERITI

Prodotti ricercati e dalla tecnologia unica al servizio dei soccorritori per rispondere a tutte le esigenze: militari, forze dell'ordine, servizi di emergenza medica e pronto intervento, vigili del fuoco, etc.

- **Strumenti per il controllo delle emorragie**
- **Prodotti per il soccorso respiratorio e circolatorio**
- **Dispositivi di immobilizzazione per la gestione delle fratture**



DISPONIBILE  
SEZIONE  
TRAINING  
ONLINE CON  
VIDEO E  
ISTRUZIONI  
D'USO



**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY  
& RESCUE**



+ INFO

## Bendaggio compressivo con velcro

### DESCRIZIONE

Bendaggio compatto multiuso con velcro da applicare su braccia, gambe e articolazioni per traumi in emergenza. Ferma emorragie di varie entità e aiuta a proteggere ferite e a tenere in posizione eventuali stecche.

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni confezione: 10 x 4 x 2.5 cm
- ▶ Peso: 34 g
- ▶ Per adulti, bambini e animali domestici
- ▶ Semplice da applicare e adatto all'auto-applicazione
- ▶ Dotato di un manicotto rosso che forma un laccio facile da stringere e consente l'applicazione attorno a un arto ferito.
- ▶ Durevole: funziona anche da bagnato/sporco
- ▶ Altamente versatile: ideale per sanguinamenti, contusioni ma anche usi non medici
- ▶ Regolabile: per raggiungere la pressione ottimale
- ▶ Facile stoccaggio e trasporto in kit d'emergenza



Adatto anche ad uso veterinario

	UM	cod.
Bendaggio compressivo Slishman con velcro - Nero	Pz	EM705002
Bendaggio compressivo Slishman con velcro - Arancione	Pz	EM705005

## Bendaggio compressivo con velcro e custodia

### DESCRIZIONE

Bendaggio compatto multiuso con velcro da applicare su braccia, gambe e articolazioni per bloccare emorragie di varie entità ma anche per proteggere ferite e tenere in posizione eventuali stecche. Dotato di custodia con cerniera a doppio cursore e cinturino MOLLE su un lato per agganciare il dispositivo a cinture, borse, zaini, etc.

### SPECIFICHE

- ▶ Comprende: bendaggio compressivo in velcro, custodia a doppio cursore e linguetta con ganci adesivi per fissare la custodia a superfici piane
- ▶ Peso: 76.5 g
- ▶ Materiali: custodia in neoprene
- ▶ La custodia consente altresì l'inserimento di cerotti, garze, guanti, farmaci, etc.
- ▶ Facile stoccaggio e trasporto in kit d'emergenza
- ▶ Sistema MOLLE integrato



	UM	cod.
Bendaggio compressivo Slishman con velcro + custodia - Nero	Kit	EM705010
Bendaggio compressivo Slishman con velcro + custodia - Arancione	Kit	EM705015

# 6:8 MEDICAL SOLUTIONS



## STRUMENTI INNOVATIVI E VERSATILI PER L'EMERGENZA EMORRAGICA

Bendaggi con dispositivo di pressione integrato, studiato per bloccare il sanguinamento senza dover esercitare in modo continuativo una pressione manuale.

Tourniquet prossimale piccolo e portatile, con sistema di pressione modulare che permette di aumentare la superficie di pressione mediante teste intercambiabili.

- **Progettati a partire dall'esperienza della guerra in Ucraina**
- **Pressione giunzionale inguinale, subclaveare e brachiale**



**Uriah Popp**, fondatore di 6:8 Medical Solutions

COMING SOON



  
**SAGO MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY & RESCUE**



+ INFO

# Bendaggio compressivo a pressione diretta



## DESCRIZIONE

Bendaggio di emergenza con tampone, barra di pressione e clip a C di chiusura. Applicabile su tutte le parti del corpo per bloccare l'emorragia mediante pressione diretta sulla ferita.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: larghezza 10.16 cm (4") e 15.24 cm (6")
- ▶ La barra di pressione integrata esercita una pressione diretta sulla ferita, mentre il tampone non aderente elimina il rischio di provocare dolore e riaprire la ferita dopo la rimozione della benda
- ▶ Il sistema Stop-and-Go impedisce lo srotolamento incontrollato della benda durante la fase di applicazione
- ▶ Consente la chiusura del bendaggio senza bisogno di spille, fermagli, nastro o velcro
- ▶ L'apposito manicotto tubolare posizionato all'estremità ne consente anche l'autoapplicazione
- ▶ Durata: 8 anni (sigillata sottovuoto)



	UM	cod.
Bendaggio compressivo di emergenza a pressione diretta 4"	Pz	EM100321000
Bendaggio compressivo di emergenza a pressione diretta 6"	Pz	EM100621000



+ INFO

# Garza emostatica



Piegata a Z  
(7.6 x 183 cm)



Piegata a Z  
(7.6 x 122 cm)

## DESCRIZIONE

Medicazione emostatica priva di tessuto, composta da Chitosano filato 100% per zaffaggio endocavitario.

## SPECIFICHE

- ▶ Disponibile piegata a Z o strato singolo
- ▶ Dimensioni: 7.6 x 183 cm, 7.6 x 122 cm e 10 x 10 cm
- ▶ Agisce autonomamente dai normali processi di coagulazione del corpo
- ▶ Materiale: garza al chitosano non tessuta, filata direttamente da chitosano derivato dal guscio di crostacei o grancevole
- ▶ Durata: 5 anni



Strato singolo  
(10 x 10 cm)

Idoneo alla gestione di piccole emorragie superficiali anche in pazienti scoagulati

	UM	cod.
Benda emostatica ChitoSAM™ piegata a Z - 7.6 x 183 cm - SAM Medical	Pz	EMCT101CEN
Benda emostatica ChitoSAM™ piegata a Z - 7.6 x 122 cm - SAM Medical	Pz	EMCT101BEN
Benda emostatica ChitoSAM™ strato singolo - 10 x 10 cm - SAM Medical	Pz	EMCT101AEN



# Emergency bandage

## DESCRIZIONE

Bendaggio di emergenza per bloccare il flusso sanguigno, realizzato in tessuto elastico. Dotato di tampone sterile e sistema di fissaggio durevole.



## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 15.24 cm (6")
- ▶ Estensione: fino a 4 m
- ▶ Barra di pressione assente
- ▶ Innovative linguette Quick Grip Roll Control impediscono lo srotolamento, consentendo un bendaggio rapido, efficiente e sicuro.
- ▶ Consente l'applicazione autonoma
- ▶ Confezionato sottovuoto con zone di apertura multiple per velocizzare lo spaccettamento



	UM	cod.
Bendaggio elastico d'emergenza 6"	Pz	EM00103310857

# Emergency bandage addominale

## DESCRIZIONE

Bendaggio in tessuto elastico progettato per medicare emorragie e ferite di grandi dimensioni. Dotato di tampone sterile e sistema di fissaggio durevole.



## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 20.32 cm (8")
- ▶ Estensione: fino a 4 m
- ▶ Barra di pressione assente
- ▶ Innovative linguette Quick Grip Roll Control impediscono lo srotolamento, consentendo un bendaggio rapido, efficiente e sicuro.
- ▶ Consente l'applicazione autonoma
- ▶ Confezionato sottovuoto con zone di apertura multiple per velocizzare lo spaccettamento

	UM	cod.
Bendaggio elastico addominale d'emergenza 8"	Pz	EM106929000



# Garza per zaffaggio

## DESCRIZIONE

La garza sterile è una medicazione che può essere utilizzata per controllare l'emorragia insieme a un bendaggio compressivo, come supporto per medicazioni emostatiche o per bendare ferite minori.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni confezione: 12 x 6 x 0.8 cm
- ▶ Dimensioni garza: 11.4 cm x 3.75 m
- ▶ Materiale: 6 veli 100% cotone (morbido, traspirante e flessibile)
- ▶ Offre eccellente assorbimento dei liquidi
- ▶ Dimensioni compatte per essere collocata anche in piccoli kit d'emergenza
- ▶ Durata: 5 anni (sigillata sottovuoto)



	UM	cod.
n.2 Garza compressa per zaffaggio	Set	EM00102410645
n.6 Garza compressa per zaffaggio	Set	EM001024106456

# Rotolo di garza

## DESCRIZIONE

Benda antimicrobica in rotolo per effettuare compressioni su sanguinamenti massivi impregnata di poliesametilene biguanide.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 11.4 cm x 3.7 m
- ▶ Impregnata con lo 0,2 % di poliesametilene biguanide (PHMB)
- ▶ Idrofila
- ▶ Sbiancata
- ▶ Morbida e aderente (effetto cuscinetto)
- ▶ Massimo potere assorbente



	UM	cod.
Benda antimicrobica in rotolo KERLIX AMD	Pz	EMMMH3332

# Bendaggio elastico coesivo

## DESCRIZIONE

Benda elastica coesiva per il fissaggio di medicazioni primarie o di altri dispositivi. Può essere utilizzata per immobilizzazione o fornire una compressione.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 8 cm x 4 m
- ▶ Estensione: allungamento fino al 50% circa
- ▶ Composizione materiale: 42% cotone, 29% viscosa, 29% poliammide, lattice
- ▶ Non necessita di fermagli o cerotti poiché autoadesiva e perfettamente aderente



*\*immagine indicativa*

	UM	cod.
n.10 Benda elastica coesiva	Set	EM34658



©Foto di proprietà di Julia Novarese

**M.** Massive Bleeding  
(Sanguinamento massivo)

**A.** Airway  
(Vie aeree)

**R.** Respiration  
(Respirazione)

**C.** Circulation  
(Circolazione)

**H.** Hypothermia / Head Injury  
(Ipotermia / Lesione alla testa)

**O.** Open wounds  
(Ferite aperte)

**N.** No pain  
(Analgesia)

# Dispositivo di aspirazione manuale

## DESCRIZIONE

Pompa per aspirazioni faringee o tracheali efficaci e rapide in contesti di emergenza. La levetta regolabile permette diversi livelli di pressione di aspirazione.



## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: pompa di aspirazione, vaso da 250 ml e 2 cannule non sterili per adulti
- ▶ Dimensioni: 23 x 6 x 19 cm
- ▶ Dimensioni cannule: lunghezza 17 cm (Ø 6 mm) e 19 cm (Ø 10 mm)
- ▶ Peso: 260 g
- ▶ Aspirazione massima -400 mmHg
- ▶ Picco di flusso d'aria: > 20 l/min
- ▶ Diametro esterno collegamento catetere: 10 e 6 mm

	UM	cod.
Aspiratore manuale	Kit	EM28180

# Tubo nasofaringeo con lubrificante

## DESCRIZIONE

Tubo nasofaringeo monouso impiegato per la gestione delle vie aeree anche in pazienti semioscianti o coscienti.



## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: misure 22 FR, 24 FR e 26 FR
- ▶ Materiale: Mediprene® (latex free, morbido e resistente)
- ▶ Punta arrotondata per un inserimento delicato.
- ▶ Flangia regolabile per un posizionamento sicuro
- ▶ Bustina di lubrificante compresa con ogni cannula

	UM	cod.
n.10 Rusch® Nasal Airways 22 FR (Lunghezza 105 mm)	Set	EM123122
n.10 Rusch® Nasal Airways 24 FR (Lunghezza 105 mm)	Set	EM123124
n.10 Rusch® Nasal Airways 26 FR (Lunghezza 110 mm)	Set	EM123126

# Dispositivo sopraglottico I-GEL

## DESCRIZIONE

Dispositivo impiegato per la gestione delle vie aeree.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: dispositivo sovraglottideo i-gel® O2, bustina di lubrificante, cinghia di fissaggio, tubo di aspirazione 12 FG
- ▶ Paziente/Peso: per adulti con peso tra 50 e 90 Kg (taglia 4) e con peso > 90 Kg (taglia 5)
- ▶ Inserimento rapido e semplicità d'uso: < 5 secondi
- ▶ Dotato di esclusiva cuffia che non necessita di gonfiaggio: grazie al materiale morbido (simile a un gel) in cui è realizzato, garantisce la tenuta delle vie aeree senza dover sgonfiare la cuffia prima dell'inserimento e rigonfiarla dopo il suo posizionamento. Ciò permette di velocizzare e semplificare la procedura di preparazione e inserimento del dispositivo.
- ▶ Classe CE: IIA



	UM	cod.
Kit I-GEL taglia 4	Kit	EM1001148
Kit I-GEL taglia 5	Kit	EM1001149

# Dispositivo sopraglottico Taglia 4

## DESCRIZIONE

Il dispositivo sovraglottico è un presidio per la gestione temporanea delle vie aeree in situazioni di emergenza. Facile da inserire e posizionare.

## SPECIFICHE

- ▶ Per adulto medio: 50-90 kg (155-180 cm di altezza)
- ▶ Dimensioni: misura 4 (codice colore rosso)
- ▶ Design sottile e poco ingombrante che facilita il suo inserimento



	UM	cod.
Tubo laringeo LTS-D con canale di drenaggio per adulti taglia 4 VBM	Pz	VBM32061041

# Kit cricotiroidotomia classica

## DESCRIZIONE

Kit cricotiroidotomia per la tecnica classica di accesso chirurgico in caso di ostruzione delle vie aeree superiori.

## SPECIFICHE

- ▶ Contiene: bisturi n.11, siringa da 10 ml, tubo (diametro interno 6 mm) con cuffia e dilatatore, cerotto, tubo di prolunga, uncino tracheale, forbici e speculum
- ▶ Dimensioni confezione: 31,5 x 15,2 x 5,0 cm
- ▶ Fissaggio sicuro del tubo con possibilità di aspirazione  $\leq 16$  Charr e flangia mobile per adattarsi a diverse situazioni anatomiche
- ▶ Il dilatatore preinserito nel tubo consente una procedura rapida e semplice, mentre la punta morbida previene lesioni alla parete tracheale posteriore



	UM	cod.
Kit per cricotiroidotomia Surgicric II VBM	Kit	VBM3008171

# Kit cricotiroidotomia percutanea

## DESCRIZIONE

Kit per eseguire rapidamente la manovra di cricotiroidotomia, ovvero l'accesso chirurgico di emergenza alle vie aeree di un paziente che presenta un'ostruzione e non è ventilabile.

## SPECIFICHE

- ▶ Contiene: ago di puntura, cannula in PVC premontata con stopper di sicurezza, fascia di fissaggio in poliuretano e tappo. La versione Quicktrach II è dotata anche di cuffia per trachea e clip di sicurezza all'altezza del tappo per ridurre ulteriormente il rischio di perforazione della parete tracheale posteriore durante l'inserimento dell'ago.
- ▶ Accesso alle vie aeree in un'unica fase
- ▶ Non è necessaria un'incisione con il bisturi
- ▶ In confezione tubolare rigida



	UM	cod.
Kit per cricotiroidotomia adulto (4.0 mm I.D.) Quicktrach I VBM	Kit	VBM30049021
Kit per cricotiroidotomia adulto (4.0 mm I.D.) Quicktrach II VBM	Kit	VBM30109041

# Video laringoscopio a lame monouso



+ INFO

## DESCRIZIONE

Video laringoscopio portatile ultra leggero ed ergonomico, adatto per essere impiegato di routine e in condizioni di difficile intubazione delle vie aeree. Dotato di monitor ruotabile e inclinabile attorno al suo asse per una visuale ottimale secondo le proprie esigenze. Dotato di tasto per acquisizione immagini e filmati per revisione intubazione in fase di addestramento. La versione HDMI consente la riproduzione su schermo esterno.



## SPECIFICHE

- ▶ Peso: ≤ 350 g
- ▶ Schermo LCD 4" formato 5:3
- ▶ Autonomia di utilizzo: ≥ 150 min
- ▶ Batteria a ioni di litio ricaricabile: tempo di carica < 4-6 ore
- ▶ Videocamera ad alta risoluzione (2 megapixel) con angolo di campo di 66°
- ▶ Monitor ruotabile: 180° di rotazione e 140° di inclinazione
- ▶ Manico antimicrobico e lenti antiappannamento
- ▶ Display antiurto e antiriflesso per una visualizzazione chiara anche in condizioni d'illuminazione difficili
- ▶ Installazione e intubazione facile e veloce

	UM	cod.
Video laringoscopio VL4D con lame monouso Mac 2, 3, 4	Kit	EMVL4D2022002
Video laringoscopio VL4D con lame monouso Mac 2, 3, 4 e HDMI	Kit	EMVL4D2022002HDMI

# Kit laringoscopio

## DESCRIZIONE

Kit laringoscopio con 4 lame Mc Intosh, fornito in valigetta rigida.

## SPECIFICHE

- ▶ Contiene: lampadina a vuoto standard da 2,5 V, manico ergonomico, leggero e satinato che riduce i riflessi, contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata
- ▶ Lame non magnetiche latex free
- ▶ Manici 2,5 V alimentati con pile alcaline e batterie ricaricabili
- ▶ Autoclavabile fino a 134° per 5 minuti (2.000 volte ca.)
- ▶ Sterilizzabile ETO o a vapore
- ▶ Pratica valigetta in plastica antiurto



	UM	cod.
Kit laringoscopio con 4 Lame Mc Intosh (misure 1, 2, 3 e 4)	Kit	EM34303

  
**SAGO**  
MEDICAL EQUIPMENT  
**EMERGENCY & RESCUE**

# Kit cannule di Guedel

## DESCRIZIONE

Kit completo di 10 cannule oro-faringee imbustate singolarmente.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende:
- ▶ Cannula Guedel 40 mm - rosa - misura 000
- ▶ Cannula Guedel 50 mm - blu - misura 00
- ▶ Cannula Guedel 60 mm - nera - misura 0
- ▶ 2 Cannule Guedel 70 mm - bianca - misura 1
- ▶ 2 Cannule Guedel 80 mm - verde - misura 2
- ▶ Cannula Guedel 90 mm - gialla - misura 3
- ▶ Cannula Guedel 100 mm - rossa - misura 4
- ▶ Cannula Guedel 110 mm - arancione - misura 5
- ▶ Misure cannule: da 000 a 5
- ▶ Materiale: plastica flessibile trasparente (PE)
- ▶ Latex free
- ▶ Sterili
- ▶ Codice colore per ogni misura



	UM	cod.
Kit cannule di Guedel	Kit	EM34439

# Kit per intubazione F.O.

## DESCRIZIONE

Kit per intubazione completo.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende:
- ▶ Borsa per trasporto in nylon (32 x 22,5 x 7,5 cm) in 2 sezioni con due tasche zip e 9 elastici di varie misure per reggere gli strumenti
- ▶ 3 Lame in acciaio INOX (Mac 1, Mac 2 e Mac 3)
- ▶ 1 Manico laringoscopio in metallo
- ▶ 2 Pinze di Magill
- ▶ 1 Pinza tiralingua
- ▶ 5 Cannule di Guedel
- ▶ 1 Apribocca
- ▶ 1 Forbice (14,5 cm)
- ▶ 4 Tubi endotracheali



	UM	cod.
Kit per intubazione F.O.	Kit	EM34153



**M.** Massive Bleeding  
(Sanguinamento massivo)

**A.** Airway  
(Vie aeree)

**O.** Open wounds  
(Ferite aperte)

**R.** Respiration  
(Respirazione)

**N.** No pain  
(Analgesia)

**C.** Circulation  
(Circolazione)

**H.** Hypothermia / Head Injury  
(Ipotermia / Lesione alla testa)

# Pallone di ventilazione

## DESCRIZIONE

Pallone impiegato per fornire supporto ventilatorio a pazienti che non respirano o hanno difficoltà respiratorie.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: borsa richiudibile per trasporto, mascherina n°5, sacca ossigeno e tubo ossigeno e valvola limita pressione 4,0 kPa H<sub>2</sub>O
- ▶ Dimensioni: 28.4 x 12.7 cm
- ▶ Per adulti con peso > 30 kg
- ▶ Volume insufflazione: 1 mano 600 ml / 2 mani 1.000 ml
- ▶ Volume insufflazione max: 1.510 ml
- ▶ Volume reservoir: 2.600 ml
- ▶ Eccezionale controllo tattile e visivo durante le operazioni di rianimazione, con una resistenza meccanica minima
- ▶ Progettato per assicurare un volume per movimento ottimale con un recupero perfetto.



	UM	cod.
Pallone rianimatore AMBU SPUR II adulti	Pz	EM34235

# Valvola PEEP

## DESCRIZIONE

La valvola PEEP è un accessorio pensato per mantenere una pressione polmonare positiva al termine dell'espiazione quando si effettua ventilazione manuale durante la RCP.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni esterne: 22 mm e 30 mm
- ▶ Peso: 160 g (senza maschera)
- ▶ Adattatore: 3 mm, 22/15 mm
- ▶ Intervallo di regolazione: 2-10 cmH<sub>2</sub>O e 5-20 cmH<sub>2</sub>O (+/- 2 cm H<sub>2</sub>O) con regolazione della capacità di flusso 3LPM



	UM	cod.
Valvola PEEP	Pz	EM34227

# Pocket mask PVC

## DESCRIZIONE

Maschera di rianimazione compatta non invasiva, con cuffia gonfiabile e una valvola integrale anti reflusso. Dotata di filtro che previene il contatto diretto del soccorritore con l'espriato della vittima durante le operazioni di rianimazione bocca a bocca.



## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: scatola in plastica di dimensioni ridotte e tubo snodato
- ▶ Per adulti, bambini e neonati
- ▶ Latex free

	UM	cod.
Mascherina rianimazione CPR	Pz	EM34218

# Dispositivo di rianimazione compatto

## DESCRIZIONE

BVM compatto e facile da usare per fornire supporto ventilatorio ai pazienti che non respirano o che presentano difficoltà respiratorie.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: pallone di rianimazione, maschera, valvola paziente e reservoir
- ▶ Dimensioni confezione:  $\varnothing$  13.4 cm x 6.3 cm (altezza)
- ▶ Unità leggera e semplice da montare in pochi secondi
- ▶ Design pieghevole brevettato che consente di richiudere il pallone su se stesso, all'interno di una custodia rigida salva-spazio
- ▶ Adatto a qualsiasi kit di emergenza



	UM	cod.
Dispositivo di rianimazione compatto Pocket BVM	Pz	EM440001000

# Capnografo portatile

## DESCRIZIONE

Rilevatore che viene collegato al tubo endotracheale per monitorare il livello della CO<sub>2</sub> nell'espriato del paziente indicando il risultato mediante una scala colorimetrica che passa dal viola al giallo. Il cambio di colore del display aiuta inoltre a verificare il corretto posizionamento del tubo in pochi secondi.



## SPECIFICHE

- ▶ Volume interno 25 cc
- ▶ Resistenza al flusso 4.4 cm H<sub>2</sub>O ± 1.0 cm a flusso di 60 l/min

	UM	cod.
n.24 EASY CAP II Rilevatore CO <sub>2</sub> per adulti	Set	EMEASYCAPII
n.6 EASY CAP II Rilevatore CO <sub>2</sub> per adulti	Set	EMEASYCAPII6

# Capnografo EMMA®

## DESCRIZIONE

Capnografo portatile dotato di allarme acustico e visivo, con autonomia di 10 ore e alimentato da due batterie litio AAA.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 5.3 x 3.8 x 3.8 cm
- ▶ Risultati immediati nella misurazione di EtCO<sub>2</sub> e frequenza respiratoria (FR)
- ▶ Capnogramma chiaro e continuo dei valori di anidride carbonica
- ▶ Progettato per adattarsi con facilità a un circuito di respirazione
- ▶ Non richiede calibrazione periodica
- ▶ Allarme acustico e visivo per le condizioni di adattatore assente/ostruito, respiro assente (apnea), batteria quasi scarica e allarme EtCO<sub>2</sub> superiore e inferiore regolabile



	UM	cod.
Capnografo EMMA®	Pz	EM2001410669

# MEDUVENT STANDARD WEINMANN

opzione  
CBRN



## VENTILATORE POLMONARE A TURBINA

2kg

circa

Accesso facile e veloce alla corretta ventilazione mediante modalità d'emergenza o per tipologia paziente (adulti, bambini e infanti). **In modalità ventilazione manuale, grazie al pulsante MeduTrigger sostituisce il pallone di ventilazione**, garantendo una ventilazione controllata ed efficiente.

- **Protezione dalla contaminazione grazie a filtro igienico**
- **Omologato per l'uso su ala fissa e rotante (norma RTCA-DO 160 G)**
- **L'opzione CBRN, insieme al kit di connessione CBRN, consente di eseguire la ventilazione in situazioni di emergenza non convenzionali (rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare).**



7.5h

durata  
media  
batteria

+ INFO



  
**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY  
& RESCUE**

# Pulsossimetro da dito

## DESCRIZIONE

Pulsossimetro per monitoraggio professionale e continuo di SpO2 (saturazione di ossigeno nel sangue) e battito (frequenza cardiaca) dal dito del paziente. Dotato di esclusivo sensore a pinza con camera morbida, per comfort e precisione ottimali.



## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 38 x 30 x 38 mm
- ▶ Peso: 28 g
- ▶ Sensore a pinza con camera morbida
- ▶ ON - OFF automatico
- ▶ Archivia fino a 4 sessioni di registrazioni
- ▶ Dati visibili e salvabili su app gratuita ViHealth (scaricabile su App Store e Google Play)
- ▶ Batteria a litio integrata
- ▶ Allarmi acustici per segnalare letture irregolari
- ▶ Fornito con cavo di ricarica e manuale

	UM	cod.
Pulsossimetro per monitoraggio continuo OXYFIT™	Pz	EM35058

# Ago per la decompressione del pneumotorace iperteso

## DESCRIZIONE

Ago per la gestione delle vittime di traumi che presentano i segni e i sintomi di un pneumotorace tensivo.



## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: ago toracico e catetere
- ▶ Dimensioni confezione: 14,6 x 0,6 cm
- ▶ Calibro 14G lunghezza 3,25" (8,25 cm)
- ▶ Peso: 60 g
- ▶ Custodia in plastica rigida resistente, con cappuccio esagonale testurizzato facile da aprire per un intervento immediato
- ▶ La camera flash priva di cappuccio fornisce una conferma immediata del posizionamento durante la toracostomia con ago
- ▶ Durata: 8 anni

	UM	cod.
Ago da decompressione pneumotorace TPAK	Kit	EMMM13251

# Kit drenaggio toracico

## DESCRIZIONE

Kit completo sterile per drenaggio toracico, estremamente compatto.

## SPECIFICHE

- ▶ Contiene:
- ▶ Recipiente reniforme in plastica
- ▶ 10 tamponi di garza (misura prugna)
- ▶ Telo in TnT (60 x 60 cm)
- ▶ Pinza chirurgica (14.5 cm)
- ▶ Forbice Metzenbaum curva da dissezione (18 cm)
- ▶ Porta aghi Hegar-Mayo medio fine (15 cm)
- ▶ Pinza Kocher diritta per arterie media (14 cm)
- ▶ 3 pinze Halsted-Mosquito diritte per arterie - medie (12.5 cm)
- ▶ Pinza per grani e tamponi a punta curva con cricchetto (20 cm)
- ▶ 6 compresse per fessure (10 x 10 cm)
- ▶ 2 teli epidurali trasparenti
- ▶ 2 paia di guanti chirurgici (misura 7,5 e 8,5)
- ▶ Maschera chirurgica con occhielli per le orecchie
- ▶ 2 Mersilene EH7350H (metrica 4 e ago CP-1.75 cm)
- ▶ 2 Bisturi di sicurezza lama figura 11 e figura 21



	UM	cod.
Kit di drenaggio toracico DUO - Dahlhausen	Kit	EM144104

# Tubo per drenaggio toracico

## DESCRIZIONE

Tubo di drenaggio toracico sterile monouso per ricostruire il kit per drenaggio toracico.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: CH 36
- ▶ Lunghezza: 53 cm
- ▶ Graduazione: 1 cm



	UM	cod.
n.10 Tubo drenaggio toracico CH 16 - Dahlhausen	Set	EM144102


# Valvola di Heimlich

## DESCRIZIONE

La valvola di Heimlich viene utilizzata per il trattamento del pneumotorace spontaneo e tensivo in situazioni di emergenza. È indicata per interventi di chirurgia toracica.

## SPECIFICHE

- ▶ Materiale: plastica
- ▶ Sterile (dispositivo monouso)
- ▶ Dotata di valvola unidirezionale interna per evitare il reflusso di liquidi e aria al paziente



	UM	cod.
n.50 Valvola di Heimlich per drenaggio toracico	Set	EM10530

  
**SAGO**  
MEDICAL EQUIPMENT  
**EMERGENCY & RESCUE**



+ INFO

# Medicazione toracica

## DESCRIZIONE

Medicazione per la gestione del PNX e delle emorragie del tronco, di ampia superficie, con linguette di posizionamento non adesive. Adesivo in idrogel che agisca in ogni condizione atmosferica o di temperatura, anche in presenza di sudore, sangue, peli, polvere, sabbia o acqua.

Dotata di valvola unidirezionale a cupola, dotata di ampi sfiati laterali, per consentire il posizionamento del ferito sia supino che prono senza ostruirsi. Compatibile con l'uso di NVG.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni confezione: 25.4 x 16 cm
- ▶ Dimensioni medicazione: 22.9 x 19.1 cm
- ▶ Medicazione per la completa occlusione e ri-occlusione di traumi toracici penetranti
- ▶ Linguette gialle non adesive ai lati che agevolano una rapida e corretta applicazione della medicazione
- ▶ Bordo esterno sottile per evitare il sollevamento e distacco della medicazione dovuto alle sollecitazioni durante il trasporto del ferito
- ▶ Disponibile con e senza valvola o in confezione combo
- ▶ Durata: 6 anni
- ▶ Soddisfa le linee guida CoTCCC



	UM	cod.
n.1 Medicazione Chest Seal con valvola 2.0 - SAM Medical	Pz	EMCS202EN
n.2 Medicazioni Chest Seal senza valvola + n.1 Benda assorbente - SAM Medical	Kit	EMCS201EN
n.1 Medicazione Chest Seal con valvola 2.0 + n.1 Medicazione Chest Seal senza valvola - SAM Medical	Kit	EMCS203EN



Area di applicazione di SAM Chest Seal

**M.** Massive Bleeding  
(Sanguinamento massivo)

**A.** Airway  
(Vie aeree)

**O.** Open wounds  
(Ferite aperte)

**R.** Respiration  
(Respirazione)

**N.** No pain  
(Analgesia)

**C.** Circulation  
(Circolazione)

**H.** Hypothermia / Head Injury  
(Ipotermia / Lesione alla testa)

# Kit rilevazione gruppo sanguigno

## DESCRIZIONE

Kit per la rilevazione rapida del gruppo sanguigno.

## SPECIFICHE

- ▶ 6 camere di reazione sigillate singolarmente
- ▶ Facile documentazione dei risultati grazie all'etichetta adesiva presente sulla card, che può essere rimossa e applicata sul protocollo di trasfusione



	UM	cod.
n.30 Test rapido card ABO+D per identificazione gruppo sanguigno	Set	EM820002

## Set deflussore

### DESCRIZIONE

Set deflussore per infusione a Y.

### SPECIFICHE

- ▶ Contiene:
- ▶ Perforatore in ABS con presa d'aria
- ▶ Camera in pvc
- ▶ Tubo in pvc da 150 cm
- ▶ Rotella in abs
- ▶ Attacco Luer Lock in pvc senza ago
- ▶ Punto iniezione latex free
- ▶ Sterilizzato all'ossido di etilene
- ▶ Confezionato in polybag



\*immagine indicativa

	UM	cod.
n.500 Set per infusione in polybag (20 scatole da 25 pz cad.)	Set	EM26062

## Set prolunga

### DESCRIZIONE

Set tubi prolunga a basso volume residuo/riempimento, destinati in particolare all'uso con tutte le pompe infusionali a siringa, per l'infusione di farmaci, soluzioni infusionali, soluzioni nutrizionali e mezzi di contrasto.

### SPECIFICHE

- ▶ Diametro (interno x esterno): 0.9 x 1.9 mm
- ▶ Lunghezza: 75 cm
- ▶ Materiale: tubo in PVC (DEHP-free)
- ▶ Pressione di utilizzo: fino a 2 bar
- ▶ Volume riempimento: 0,57 ml
- ▶ Riempimento da effettuarsi manualmente per gravità o attraverso l'uso della pompa stessa (funzione PURGE/ BOLO della pompa)



\*immagine indicativa

	UM	cod.
n.100 Prolunga in PVC per pompe a siringa	Set	EM15900336

# Laccio emostatico in nitrile

## DESCRIZIONE

Laccio emostatico piatto impiegato per l'effettuazione degli accessi IV.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 2.5 x 46 cm
- ▶ Materiale: nitrile
- ▶ Latex free
- ▶ Non sterile
- ▶ Confezionato singolarmente in sacchetto con chiusura minigrip



	UM	cod.
Laccio emostatico in nitrile	Pz	EMPVLAC190

# Laccio emostatico ad anello tipo BOA

## DESCRIZIONE

Laccio emostatico monouso ad anello che garantisce un'applicazione sicura in ogni contesto mediante pressione costante sulle vene e accesso IV immediato.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni confezione: 10 x 7.6 x 2.2 cm
- ▶ Peso: 34 g
- ▶ Estensione: 19-45.7 cm (Standard)
- ▶ Latex free
- ▶ Chiusura a scatto per una facile apertura/chiusura
- ▶ Sistema di sgancio rapido a 2 dita
- ▶ Nessuna legatura richiesta e utilizzabile con una sola mano
- ▶ Confezionato in sacchetto di alluminio sottovuoto
- ▶ NSN 6515-01-537-2611



	UM	cod.
Laccio emostatico ad anello BOA Standard - NAR	Pz	EM300009

# Catetere intravenoso

## DESCRIZIONE

Il catetere intravenoso è un dispositivo impiegato per l'effettuazione di IV.

## SPECIFICHE

- ▶ Calibri: 14 G, 16 G, 18 G e 20 G
- ▶ Con punto di iniezione e farfalla con codice colore secondo la nomenclatura internazionale



	UM	cod.
n.50 Catetere intravenoso 14 G	Set	EM180046
n.50 Catetere intravenoso 16 G	Set	EM180047
n.50 Catetere intravenoso 18 G	Set	EM180048
n.50 Catetere intravenoso 20 G	Set	EM180044

# Valvola di ritegno unidirezionale per accessi venosi

## DESCRIZIONE

Valvola unidirezionale compatibile con qualsiasi raccordo Luer. Consente di iniettare fluidi e impedisce il reflusso dell'aria.

## SPECIFICHE

- ▶ Latex e PVC free
- ▶ Dispositivo medico Classe I S



	UM	cod.
n.500 Valvola senza ago sterile	Set	EM26059

# Tappo a valvola per accesso venoso periferico

## DESCRIZIONE

Tappo Luer Lock dotato di membrana per iniezione. Consente l'accesso della siringa e l'effettuazione di cambi di medicinali o soluzioni saline da somministrare.



*\*immagine indicativa*

	UM	cod.
Tappo Sterile Luer Lock Maschio con Punto Iniezione	Pz	EM03020

# Medicazione adesiva trasparente per accessi venosi periferici

## DESCRIZIONE

Medicazione adesiva per proteggere gli accessi venosi periferici. Impiegata per coprire i punti di accesso IV e mantenere saldi i cateteri sul paziente.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 7 x 8.5 cm (per linee periferiche)
- ▶ Materiale: film di polietilene trasparente e traspirante (per esaminare il sito di iniezione senza sostituire necessariamente la medicazione)
- ▶ Bordi in TNT rinforzati per uso prolungato e per ridurre il rischio di dislocazioni accidentali



	UM	cod.
n.100 Tegaderm 3M I.V. strips	Set	EM34945

# Rotolo chirurgico

## DESCRIZIONE

Cerotto adesivo in carta, ipoallergenico, impiegato per fissare medicazioni e presidi di varie dimensioni anche sulla pelle delicata, senza lasciare residui.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 25 mm x 9.14 m (1") e 76 mm x 9.14 m (3")
- ▶ Latex free
- ▶ Traspirante
- ▶ Utilizzabile sulla pelle umida



	UM	cod.
n.12 MICROPORE 3M rotolo chirurgico 1"	Set	EM34905
n.4 MICROPORE 3M rotolo chirurgico 3"	Set	EM34907

  
**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT  
**EMERGENCY  
& RESCUE**



+ INFO

## Defibrillatore semi-automat

### DESCRIZIONE

Defibrillatore semiautomatico di peso e dimensioni ridotti per l'inserimento all'interno delle dotazioni individuali. Schermo grafico a colori con regolazione automatica della luminosità e visualizzazione della traccia ECG. Dotato di tasto di selezione della modalità adulto/pediatrico, e feedback RCP.

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 15 x 14.3 x 4.6 cm
- ▶ Peso: 780 g
- ▶ Grado di protezione: IP44
- ▶ Auto-test
- ▶ Erega scariche fino a 200 joule (piastre pre-collegate)
- ▶ Dispone di sistema di analisi rapida e carica sistematica dell'energia necessaria, per erogare la scarica appena il dispositivo la raccomanda.
- ▶ Metronomo che imposta il ritmo corretto e guida il soccorritore (illustrazioni e istruzioni vocali), fornendo feedback CPR e visualizzazione traccia ECG
- ▶ Tascabile: si inserisce facilmente in borse e kit d'emergenza
- ▶ Trasmissione dati tramite Bluetooth o USB
- ▶ Certificato per uso su aeromobili IEC60601-1-12 RTCA/DO160A1



	UM	cod.
Defibrillatore semi-automat	Pz	EM0A900000FMET



+ INFO

## Defibrillatore semi-automat

### DESCRIZIONE

Defibrillatore semiautomatico portatile dal funzionamento semplice ed intuitivo tramite interfaccia ad icone numerate con segnali acustici, visivi e guida vocale. Dotato di maniglia per il trasporto che non necessita di borsa e accensione automatica al sollevamento del coperchio, velocizzando e semplificandone l'utilizzo.

### SPECIFICHE

- ▶ Comprende: batteria (durata 6 anni) e piastre adulto pre-collegate
- ▶ Dimensioni: 31 x 25.5 x 10 cm
- ▶ Peso: 2.5 kg
- ▶ Grado di protezione: IP55
- ▶ Dispone di un sistema di analisi rapida e carica sistematica dell'energia, per erogare la scarica non appena necessario.
- ▶ Auto-test periodico automatico con indicazione dello stato di pronto all'uso
- ▶ Sollevando il coperchio del dispositivo, FRED PA-1 si avvia immediatamente e guida il soccorritore passo per passo durante l'intero processo di rianimazione



	UM	cod.
Defibrillazione semi-automat	Pz	EM1800450SA



# DEFIGARD TOUCH 7 SCHILLER



## MONITOR/ DEFIBRILLATORE MULTIPARAMETRICO CON DISPLAY TOUCH SCREEN AD ALTA DEFINIZIONE

Consente la **defibrillazione** in modalità **AED** e **Manuale, Pacing**. **CPR feedback**. **ECG 12 derivazioni** interpretativo con **trasmissione dati** via 4G di email o al Server SEMA Schiller, possibilità di scaricare i dati tramite USB. Configurabile per rilevare i parametri **SPO2, SpCO, SpMet, EtCO2, frequenza respiratoria e apnea** (Masimo IRMA™ and ISA™), **NIPB**,

- **Adatto per l'uso su mezzi di soccorso su ruote e in elicottero**
- **Trasmissione diretta dei dati (4G, Wi-fi, Bluetooth, USB e LAN)**
- **Sempre connesso e aggiornato**

**IP55**

*Grado di protezione*

**2.4kg**

*borsa ed accessori esclusi*

+ INFO



  
**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY  
& RESCUE**



+ INFO

## Spremi sacca di liquidi infusionali

### DESCRIZIONE

Dispositivo per infondere liquidi in situazioni di emergenza, senza l'impiego di un'asta portaflebo.

### SPECIFICHE

- ▶ Comprende: spremi sacca a doppia camera d'aria e patch adesiva per applicare la spremi sacca al paziente
- ▶ Materiale: nylon resistente rivestito in TPU (spremi sacca) e velcro ad alta tenuta (patch)
- ▶ Latex free
- ▶ Per sacche da 500cc
- ▶ Patch con adesivo all'idrogel per essere applicata direttamente sulla pelle oppure su indumenti o attrezzatura
- ▶ Funziona in qualsiasi posizione: durante il trattamento il paziente può essere sdraiato, seduto o in piedi
- ▶ Ideale per infusione intraossea



	UM	cod.
Spremi sacca Clariflo CHIC 500cc - Blu + n.5 Patch Clariflo CHIC adesiva con velcro - Blu	Kit	EMRU500CHICBLUPK
Spremi sacca Clariflo CHIC 500cc - Blu	Pz	EMRU500CHICBLU
n.5 Patch Clariflo CHIC adesiva con velcro - Blu	Set	EMCHICPATCHBLU

## Sacca per autotrasfusione

### DESCRIZIONE

Dispositivo medico a circuito chiuso destinato all'emoterapia trasfusionale che consiste nel prelievo ematico da un soggetto donatore e nella successiva infusione al ricevente utilizzando la seconda linea provvista di gocciolatore di cui è dotata la sacca.

### SPECIFICHE

- ▶ Latex e ftalati free
- ▶ Procedura di prelievo e trasfusione completamente a circuito chiuso, senza contaminazioni esterne del sangue
- ▶ Durata: 5 anni
- ▶ Apirogeno e monouso
- ▶ Dispositivo Classe II B




	UM	cod.
n.15 TECN03 CCC con dosatore variabile incorporato (senza anticoagulante ACDA)	Set	EMTEC773
n.20 TECN03 CCC con sacca preriempita con 20 ml di anticoagulante ACDA	Set	EMTEC876
n.20 TECN0 3CCC con sacca preriempita con 35 ml di anticoagulante ACDA	Set	EMTEC876/35

# EASY PULSE SCHILLER

+  
INFO



GUARDA  
IL VIDEO



## COMPRESSORE TORACICO ESTERNO COMPATTO

Easy Pulse è il massaggiatore cardiaco che combina pistone e fascia (Stamp & Band) consentendo efficienti compressioni tridimensionali. È dotato di 2 batterie ricaricabili sostituibili incluse che danno al dispositivo un'autonomia di 90 min.

- **Adatto per l'uso in elicottero**
- **Massaggio cardiaco ininterrotto anche in posizione ortostatica e durante le operazioni di trasporto**
- **Tavoletta rigida posteriore di forma piatta e dimensioni adeguate per consentire l'utilizzo del massaggiatore anche su barelle Militari durante le fasi del Medevac**

**IDONEO PER  
CIRCONFERENZE  
TORACICHE DA  
76 A 135 CM**

**3.5kg**

*corpo macchina e  
batteria inclusa*

**IP43**

*Grado di  
protezione*



**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY  
& RESCUE**




+ INFO

# Ecografo palmare

## DESCRIZIONE

Ecografo portatile multi sonda, ovvero lineare, convex e cardiologica in un unico manipolo collegabile a smartphone o tablet su cui scaricare l'applicazione per l'utilizzo. Dotato di licenza senza scadenza per l'utilizzo ed il salvataggio delle immagini diagnostiche effettuate.



Sonda Lineare, Convex e Phased Array in un unico prodotto

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 16.3 x 5.6 x 3.5 cm
- ▶ Peso: 309 g
- ▶ 1 Sonda All-in-one (Lineare, Convex e Phased Array)
- ▶ 4 modalità di lavoro: Modalità M, Modalità B, Color Doppler e Power Doppler
- ▶ 21 Preset: Addome, Addome profondo, Aorta e cistifellea, Vescica, Cardiaco, Cardiaco profondo, Immagini di coerenza, FAST, Polmonare, Medicina muscoloscheletrica-tessuti molli, Muscoloscheletrico, Nervo, Ostetricia 1/ ginecologico, Ostetrico 2/3, Oftalmico, Addome pediatrico, Pediatrico-cardiaco, Pediatrico-polmonare, Piccoli organi, Vascolare (accesso, carotideo e venoso profondo)
- ▶ Profondità scansione min/max: da 1 a 30 cm
- ▶ Batteria agli ioni di litio da 2600 mAh
- ▶ Durata batteria: ≥ 2 ore di scansione continua
- ▶ Tempo di ricarica (completa): 5 ore
- ▶ Ricarica senza fili: Compatibile con tecnologia wireless Qi
- ▶ TeleGuidance™ per dare e ricevere indicazioni ecografiche ovunque mediante videochiamata con i collaboratori durante la scansione (solo per dispositivi iOS)
- ▶ Ideale per mezzi di elisoccorso
- ▶ Possibilità di inserirlo in una borsa (dimensioni 26 x 15.8 x 10 cm e capacità 6.6l) per un trasporto pratico e sicuro (da acquistare separatamente)
- ▶ Tablet disponibile su richiesta



Borsa di trasporto per ecografo



	UM	cod.
Ecografo Butterfly iQ con cavo USB-C 2.0, per dispositivi Android e iPad Pro	Pz	EM9002000904
Ecografo Butterfly iQ con cavo Lightning®, per la maggior parte dei dispositivi iOS	Pz	EM9002000604
Borsa per ecografo MERET nero	Pz	EMM8101C-TBIQ

# Kit misurazione pressione arteriosa

## DESCRIZIONE

Kit per stetoscopia compatto che contiene un set di 4 bracciali per la pressione sanguigna.

## SPECIFICHE

- ▶ Manometro ambidestro con valvola a grilletto
- ▶ Set di 4 bracciali in nylon con codice colore
- ▶ Custodia multitasche nera in nylon con cerniera
- ▶ Valvola di sfiato che consente lo sgonfiamento continuo e controllato
- ▶ Stetoscopio ultrapiatto dotato di diaframma per l'auscultazione durante la misurazione della pressione arteriosa



	UM	cod.
ADC Diagnostix Multikuf 732	Pz	EM00103310855
Stetoscopio Piatto Stethomed	Pz	EM00103310856

# Dispositivo per accesso vascolare intraosseo

## DESCRIZIONE

Dispositivo sterile monouso piccolo e leggero per accesso vascolare intraosseo agevole, rapido e sicuro da tibia e omero. Dotato di ago non esposto e stabilizzatore per un facile utilizzo anche nelle situazioni più impegnative. Con meccanismo che ne impedisce l'attivazione accidentale.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 13.9 x 5.7 x 2.7 cm
- ▶ Peso: 145.5 g
- ▶ Calibro dell'ago: 15 G
- ▶ Lunghezza dell'ago efficace: 42 mm
- ▶ Profondità penetrazione dell'ago: 25 mm
- ▶ Conservazione a temperatura ambiente: 5 anni
- ▶ Conservazione a 50°C: fino 3 anni
- ▶ Privo di batteria per essere sempre pronto all'azione
- ▶ Nessuna contaminazione crociata
- ▶ Nessuna manutenzione richiesta
- ▶ Confezionato in blister singolo
- ▶ Per impiego in pazienti >12 anni



*Dotato di innovativo stabilizzatore dell'ago*



+ INFO

	UM	cod.
n.12 Accesso vascolare intraosseo NIO + Adulto	Set	EM105000901

**SAGO MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT  
EMERGENCY & RESCUE





©Foto di proprietà di Julia Novarese

**M.** Massive Bleeding  
(Sanguinamento massivo)

**A.** Airway  
(Vie aeree)

**O.** Open wounds  
(Ferite aperte)

**R.** Respiration  
(Respirazione)

**N.** No pain  
(Analgesia)

**C.** Circulation  
(Circolazione)

**H.** Hypothermia / Head Injury  
(Ipotermia / Lesione alla testa)

# KIT PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'IPOTERMIA

## Dispositivi autoriscaldanti

### DESCRIZIONE

Dispositivi autoriscaldanti monouso di primo soccorso, per prevenire o trattare l'ipotermia. Una volta rimossi dalla confezione, in seguito all'esposizione all'aria, inizieranno a generare calore.



Gilet autoriscaldante

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni gilet: 35 x 20 cm (chiuso), 130 x 38 cm (aperto)
- ▶ Dimensioni coperta: 27 x 31 cm (chiusa), 150 x 90 cm (aperta)
- ▶ Peso gilet: 390 g
- ▶ Peso coperta: 648.4 g
- ▶ Materiale: Due strati di TnT in polipropilene SMS
- ▶ Tasche che contengono patches autoriscaldanti che producono calore a contatto con l'aria
- ▶ Intervallo temperatura: 48-52°C
- ▶ Durata azione riscaldante: ≥14 h
- ▶ Dispositivi medici di classe I non sterili



Coperta autoriscaldante

	UM	cod.
Gilet autoriscaldate WBS Emergency Jacket	Pz	EMWBS0004
Coperta autoriscaldante WBS Emergency Blanket	Pz	EMWBS0003

## Coperta anti-ipotermia con barella

### DESCRIZIONE

Coperta termica con barella in rete dotata di 8 maniglie per il trasporto. Previene la perdita di calore e mantiene la normotermia, è facile da aprire e richiudere, leggera e compatta. Progettata per resistere alle condizioni di campo più difficili.

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni coperta: 225 x 230 cm
- ▶ Dimensioni barella: 60 x 190 cm
- ▶ Dimensioni chiusa: 13 x 21 x 4 cm
- ▶ Peso: 1 Kg
- ▶ Portata max barella: 270 Kg
- ▶ Materiale coperta: Pellicola PP alluminata a tre strati e due canali d'aria, latex free
- ▶ Impermeabile e resistente al vento
- ▶ La coperta è antistatica, non conduttiva e radiotrasparente
- ▶ NSN 6532-27-068-7861



	UM	cod.
Coperta anti-ipotermia con barella	Pz	EM501001

## Coperta isotermica

### DESCRIZIONE

Coperta isotermica realizzata in poliestere alluminato.

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni aperta: 160 x 210 cm
- ▶ Confezionata in busta compatta chiusa ermeticamente



	UM	cod.
n.250 Coperta termica alluminio (oro)	Set	EM040006

## Coperta termica di emergenza

### DESCRIZIONE

Coperta di emergenza multiuso, utile alla prevenzione e protezione contro l'ipotermia.

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni aperta: 140 x 200 cm
- ▶ Peso: 600 g
- ▶ Carico: 150 Kg
- ▶ Chiusura con sistema in velcro
- ▶ Protezione contro tutte le condizioni atmosferiche



	UM	cod.
Coperta termica di emergenza ESPE 170021	Pz	EMESPE170021

## Sacco anti-ipotermia

### DESCRIZIONE

Sacco termico con cappuccio. Progettato per prevenire l'ipotermia e l'eventuale fuoriuscita di fluidi, salvaguardando il paziente.

### SPECIFICHE

- ▶ Materiale: pluriball trasparente (3 livelli) che consente l'osservazione delle lesioni del paziente
- ▶ Protezione da elementi come vento, pioggia, polvere, neve, etc.
- ▶ Facile da usare: da arrotolare attorno al paziente e chiudere con elastici e ganci



	UM	cod.
Sacco anti-ipotermia LESS 3010	Pz	EM3010



+ INFO

**SAGO**  
MEDICAL EQUIPMENT  
**EMERGENCY & RESCUE**

# Termometro digitale

## DESCRIZIONE

Termometro digitale dotato di schermo e sistema di allarme. Consente la rilevazione della temperatura entro 60-90 secondi.

## SPECIFICHE

- ▶ Intervallo di temperatura: 32° - 43° C
- ▶ Sensibilità: 0,1 decimi
- ▶ N. approssimativo misurazioni: 3.000 (+/- 200 ORE)
- ▶ Suono di avviso acustico
- ▶ Spegnimento automatico (10 minuti)



*\*immagine indicativa*

	UM	cod.
Termometro elettronico digitale	Pz	EM900593

# Sensore di rilevazione temperatura

## DESCRIZIONE

Indicatore termocromico adesivo in forma di cerotto. Consente un check istantaneo e costante della temperatura corporea grazie alla monocromia del colore.

## SPECIFICHE

- ▶ 3 codici colore:  
marrone (temperatura < 35°), verde (temperatura 35°-37°) e giallo (temperatura > 37,5°)
- ▶ Accuratezza di  $\pm 0,2$  °C
- ▶ Applicabile come un cerotto nelle zone più vascolarizzate (collo, fronte, etc.)
- ▶ Resiste all'acqua e frequenti lavaggi per durare fino a 4 giorni
- ▶ Prodotto non sterile e non riutilizzabile
- ▶ Dispositivo Classe I



	UM	cod.
n.8 Sensore termocromico adesivo T*PATCH	Set	EMTP08

# IPOTERMIA.

In qualsiasi contesto avvenga, il primo intervento è necessario per evitarne l'aggravamento.

L'ipotermia associata a un trauma **può aumentare fino a tre volte la mortalità.**

Quindi, è necessario riscaldare il paziente **fino a 35°C, mantenendo la temperatura sotto controllo**

Non tutti sanno che...

**è connessa ad emorragie e ustioni**

dunque alla gestione in pazienti con traumi

## DUE METODI PER TRATTARE L'IPOTERMIA

### DALL'INTERNO

Somministrare liquidi (sangue o fluidi) attraverso appositi scald-fluidi: i liquidi possono essere riscaldati prima della somministrazione oppure durante la stessa. In quest'ultimo caso, il riscaldamento può avvenire controcorrente, a bagno oppure a secco.


### DALL'ESTERNO

Utilizzare sistemi convettivi ad aria calda, che contrastano il meccanismo della convezione e permettono uno scambio a livello del microcircolo, evitando così la compressione dei tessuti.

Altri metodi sono la coperta elettroriscaldata e i sistemi passivi, che presentano però notevoli limitazioni e criticità in termini di flusso plasmatico e trasferimento del calore. Basti ricordare che la scarsa circolazione sanguigna può favorire le ustioni.

**IN CASO DI USTIONE** la compromissione della cute (coinvolta nella regolazione termica) riduce il tempo in cui si manifesta l'ipotermia.

**IN CASO DI EMORRAGIE MASSIVE** la perdita di sodio e potassio riducono il tempo in cui si manifesta l'ipotermia.





+ INFO

# Kit riscaldatore fluidi

## DESCRIZIONE

Sistema per il riscaldamento di fluidi durante l'infusione composto da unità di controllo con batteria e unità riscaldante compatta monouso. Utilizzabile con i comuni set deflussori.


Soddisfa i requisiti degli standard normativi più stringenti per il funzionamento sul campo (EMS IEC60601-1, IEC60601-1-2:2014, IEC60601-1-12, MIL STD 461G RE102 & RS103)

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni kit con batteria lite: 8.4 x 8.8 x 11.5 cm
- ▶ Dimensioni kit con batteria extra: 10.5 x 8.8 x 11.5 cm
- ▶ Peso kit con batteria lite: 0.8 kg
- ▶ Peso kit con batteria extra: 1.09 kg
- ▶ Grado di protezione: IP56
- ▶ Misura la temperatura del liquido da riscaldare, regolando automaticamente il riscaldamento, per un'uscita di 38°C (2°C)
- ▶ Velocità consegna max - ingresso 4°C: 170 ml/min (kit con batteria lite); 180 ml/min (kit con batteria extra)
- ▶ Velocità consegna max - ingresso 20°C: 250 ml/min (kit con batteria lite); 270 ml/min (kit con batteria extra)
- ▶ Capacità batteria - ingresso 4°C: fino a 1.3 l (kit con batteria lite); fino a 3 l (kit con batteria extra)
- ▶ Capacità batteria - ingresso 20°C: fino a 2.5 l (kit con batteria lite); fino a 5 l (kit con batteria extra)
- ▶ Certificato di installazione su aeromobili RTCA / DO 160G



	UM	cod.
n.1 Unità base + n.2 Batteria Lite + attrezzatura di ricarica e borsa di trasporto - QinFlow	Kit	EMQ1302S0000
n.1 Unità base + n.2 Batteria Extra + attrezzatura di ricarica e borsa di trasporto - QinFlow	Kit	EMQ1320S0000
n.12 Unità compatte sterili monouso per paziente - QinFlow	Set	EMQPORTO500BX12



# ACCESSORI UTILIZZABILI CON KIT RISCALDATORE FLUIDI

## Set deflussore

### DESCRIZIONE

Set deflussore per infusione a Y.

### SPECIFICHE

- ▶ Contiene:
- ▶ Perforatore in ABS con presa d'aria
- ▶ Camera in pvc
- ▶ Tubo in pvc da 150 cm
- ▶ Rotella in abs
- ▶ Attacco Luer Lock in pvc senza ago
- ▶ Punto iniezione latex free
- ▶ Sterilizzato all'ossido di etilene
- ▶ Confezionato in polybag



*\*immagine indicativa*

	UM	cod.
n.500 Set per infusione in polybag (20 scatole da 25 pz cad.)	Set	EM26062

## Set prolunga

### DESCRIZIONE

Set tubi prolunga a basso volume residuo/riempimento, destinati in particolare all'uso con tutte le pompe infusionali a siringa, per l'infusione di farmaci, soluzioni infusionali, soluzioni nutrizionali e mezzi di contrasto.

### SPECIFICHE

- ▶ Diametro (interno x esterno): 0.9 x 1.9 mm
- ▶ Lunghezza: 75 cm
- ▶ Materiale: tubo in PVC (DEHP-free)
- ▶ Pressione di utilizzo: fino a 2 bar
- ▶ Volume riempimento: 0,57 ml
- ▶ Riempimento da effettuarsi manualmente per gravità o attraverso l'uso della pompa stessa (funzione PURGE/BOLO della pompa)



*\*immagine indicativa*

	UM	cod.
n.100 Prolunga in PVC per pompe a siringa	Set	EM15900336





**M.** Massive Bleeding  
(Sanguinamento massivo)

**A.** Airway  
(Vie aeree)

**R.** Respiration  
(Respirazione)

**C.** Circulation  
(Circolazione)

**H.** Hypothermia / Head Injury  
(Ipotermia / Lesione alla testa)

**O.** Open wounds  
(Ferite aperte)

**N.** No pain  
(Analgesia)

# Bende adesive per piccole ferite

## DESCRIZIONE

Bende adesive impiegate per cura e protezione di piccole/medie ferite.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 5 x 7 cm, 10 x 10 cm e 10 x 20 cm
- ▶ Estensione: ottima estensibilità trasversale e diagonale per adattarsi agli edemi e ai movimenti del corpo
- ▶ Per ferite traumatiche o chirurgiche
- ▶ Con tampone assorbente
- ▶ Ipoallergeniche
- ▶ Latex free



	UM	cod.
n.50 MEDIPORE 3M + PAD 5 x 7 cm	Set	EM34936
n.25 MEDIPORE 3M + PAD 10 x 10 cm	Set	EM34937
n.25 MEDIPORE 3M + PAD 10 x 20 cm	Set	EM34939

# Suture adesive per ferite

## DESCRIZIONE

Strisce adesive sterili sensibili alla pressione, per la sutura di tagli e ferite.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 75 x 6 mm e 100 x 6 mm
- ▶ Materiale: supporto in Tnt rivestito da adesivo ipoallergenico sensibile alla pressione
- ▶ Rinforzi longitudinali in poliestere per maggiore resistenza alla trazione, minor rischio di infezioni e cicatrici e migliori risultati estetici
- ▶ Sterili, traspiranti e confortevoli



	UM	cod.
n.150 STERI-STRIP 3M - 75 x 6 mm (50 buste da 3 pz cad.)	Set	EM34910
n.500 STERI-STRIP 3M - 100 x 6 mm (50 buste da 10 pz cad.)	Set	EM34911

# Kit ferri chirurgici

## DESCRIZIONE

Kit ferri chirurgici composto da 11 pezzi assortiti.

## SPECIFICHE

- ▶ Contiene:
- ▶ Sonda
- ▶ Sonda butterfly
- ▶ Bisturi retto
- ▶ Bisturi panciuto
- ▶ Pinza anatomica
- ▶ Pinza chirurgica
- ▶ Pinza Klemmer
- ▶ Pinza levapunti
- ▶ Pinza punte fini
- ▶ Forbici smusse/acute
- ▶ Porta aghi
- ▶ Borsa in poliestere
- ▶ Materiale strumenti: acciaio inox



	UM	cod.
Trousse in nylon con 11 ferri SUPREMA	Kit	EM26762

# Kit sutura

## DESCRIZIONE

Kit completo per sutura che mette a disposizione dell'operatore gli strumenti necessari garantendo la sterilità.

## SPECIFICHE

- ▶ Contiene:
- ▶ Telino, telino TNT, telino PE (50 x 60 cm con foro)
- ▶ Pinza chirurgica, pinza anatomica e pinza ad anelli
- ▶ Porta aghi
- ▶ Morsetto Styptic (pinza Kelly)
- ▶ Forbici rette
- ▶ Compresse di garza (7.5 x 7.5 cm - 8 strati)
- ▶ 4 o 5 tamponi di garza
- ▶ Guanti in vinile
- ▶ Sacchetto monouso grande



	UM	cod.
Kit sutura 1 sterile	Kit	EM26931

# Aghi per sutura

## DESCRIZIONE

Aghi di forma ricurva ideati per suture chirurgiche per l'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e neurochirurgico.

## SPECIFICHE

- ▶ Ago: FS-1
- ▶ Lunghezza ago: 24 mm
- ▶ Lunghezza sutura: 75 cm
- ▶ Calibro: 3/0
- ▶ Metrico: 2.0
- ▶ Forma: 3/8



	UM	cod.
n.36 Sutura monofilamento ETHICON ETHILON - 3/0 ago 24 mm	Set	EM22308





**M.** Massive Bleeding  
(Sanguinamento massivo)

**A.** Airway  
(Vie aeree)

**O.** Open wounds  
(Ferite aperte)

**R.** Respiration  
(Respirazione)

**N.** No pain  
(Analgesia)

**C.** Circulation  
(Circolazione)

**H.** Hypothermia / Head Injury  
(Ipotermia / Lesione alla testa)



+ INFO

# Medicazione sterile per ustioni

## DESCRIZIONE

Garze in TNT pre-imbevute di idrogel medicale con acido ialuronico trasparente e termoassorbente che raffreddano il sito di ustione interrompendo il progredire del danno dermico senza indurre ipotermia.

Formati pretagliati per applicazione specifica anche su volto e mani. Confezionato in buste di colore desert opaco con impressa la codifica Nato. Impedisce la riaccensione del fosforo bianco. Removibile con semplice acqua quando si lava l'ustione.



## SPECIFICHE

- ▶ Dimensione garza aperta: 49 x 28 cm, 20 x 45 cm, 10 x 40 cm e 10 x 10 cm
- ▶ Materiale: garza in TnT resistente allo strappo imbevute di idrogel medicale con acido ialuronico, inodore, anallergico trasparente
- ▶ Progettata per trattare ustioni su varie parti del corpo a secondo della misura (mani, avambracci, gambe, piedi, coscia, spalla, schiena, viso, etc.)
- ▶ Aiuta a prevenire la contaminazione
- ▶ Evita di dover bagnare il paziente
- ▶ Imbustata singolarmente
- ▶ Durata: 5 anni

	UM	cod.
n.20 Garza per trattamento ustioni 49 x 28 cm (NSN 6510-01-616-6857) - Water-jel	Set	WJ70HA
n.20 Garza per trattamento ustioni 20 x 45 cm (NSN 6510-01-457-5844) - Water-jel	Set	WJ50HA
n.28 Garza per trattamento ustioni 10 x 40 cm (NSN 6510-01-243-5894) - Water-jel	Set	WJ30HA
n.60 Garza per trattamento ustioni 10 x 10 cm (NSN 6510-01-243-5897) - Water-jel	Set	WJ10HA



+ INFO

# Kit trattamento ustioni large

## DESCRIZIONE

Kit militare grande per trattare tempestivamente le ustioni in scenario tattico contenuto in una pratica borsa.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende:
- ▶ Telo Ustioni 91 x 76 cm
- ▶ Garza Multifunzionale anti ustioni 49 x 28 cm
- ▶ Garza Medicazione Ustioni 20 x 45 cm
- ▶ n.2 Garza Medicazione Ustioni 10 x 40 cm
- ▶ n.4 Bende
- ▶ Forbice

	UM	cod.
Kit trattamento ustioni LARGE con borsa - Water-jel	Kit	WJBBKLGML

# Kit trattamento ustioni small

## DESCRIZIONE

Kit militare piccolo per trattare tempestivamente le ustioni in scenario tattico contenuto in una pratica borsa.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende:
- ▶ n.2 Garza multifunzionale anti ustioni 49 x 28 cm
- ▶ Garza Medicazione Ustioni 20 x 45 cm
- ▶ n.2 Garza Medicazione Ustioni 10 x 40 cm
- ▶ n.2 Garza Medicazione Ustioni 10 x 10 cm
- ▶ n.2 Bende
- ▶ Forbice

	UM	cod.
Kit trattamento ustioni SMALL con borsa - Water-jel	Kit	WJBBKSMML



# TRATTAMENTO DELLE USTIONI WATER-JEL



## GARZE, TELI E KIT

Le medicazioni sterili per ustioni Waterjel sono contenute in apposite confezioni robuste e di colore desert opaco. Sono progettate per la cura delle lesioni in prima linea: fermano il processo di combustione, raffreddano l'ustione, alleviano il dolore e proteggono dalla contaminazione nell'aria. Ampia gamma di misure disponibili.

- **Teli disponibili in misure 91x76, 183x152 e 244x183 stoccati in canestro rigido.**
- **Impediscono la riaccensione del fosforo bianco.**
- **L'idrogel può essere rimosso con semplice acqua quando si lava l'ustione**
- **Raffreddano la sede d'ustione da 72,4°C a 36,6°C in 4 Min.**

**5 anni**  
durata di  
conservazione

**NON  
INDUCONO  
IPOTERMIA**

Prodotti con  
**CODIFICA  
NATO**



**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY  
& RESCUE**

# Sacca raccolta urine

## DESCRIZIONE

Dispositivo medico non invasivo impiegato per il drenaggio e la successiva raccolta delle urine.

## SPECIFICHE

- ▶ Sacche con raccordo a gradini e rubinetto
- ▶ Capacità: 2.5, 5, 8, 10, 14 litri



	UM	cod.
n.20 Sacca raccolta urine	Set	EMTEC664

# Strisce reattive per esame delle urine

## DESCRIZIONE

Striscia reattiva per il monitoraggio delle urine. Varia colore e intensità al contatto con determinate sostanze.

## SPECIFICHE

- ▶ Risultati rapidi: da 30 a 120 secondi
- ▶ Funzione anti interferenza VC
- ▶ Controllo/screening globale delle condizioni generali di salute
- ▶ Grafico con colori di alta qualità
- ▶ Per l'esame e l'analisi di campioni di urine con risultati visivi
- ▶ Valore di cut-off per ciascun parametro



	UM	cod.
n.100 Strisce urina 10 parametri in flacone	Set	EM24076

# Kit caterizzazione urinaria

## DESCRIZIONE

Kit sterile completo per effettuare la caterizzazione urinaria.

## SPECIFICHE

- ▶ Contiene:
- ▶ Telino
- ▶ Pinza ad anelli
- ▶ 3 tamponi di garza
- ▶ Guanti in vinile
- ▶ Sacchetto monouso grande
- ▶ Compresse di garza TNT
- ▶ Telino TNT + telino PE (50 x 60 cm con foro)
- ▶ Siringa acqua
- ▶ Lubrificante monodose
- ▶ Salviettina con alcool isopropilico



	UM	cod.
Kit cateterismo sterile	Kit	EM26933

# Siringa con attacco Luer

## DESCRIZIONE

Siringa monouso senza ago con attacco Luer Lock. Utilizzata per venipuntura e aspirazione di fluidi.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 10, 20 e 60 ml
- ▶ Materiale: cilindro in plastica trasparente, con scala graduata
- ▶ Latex free
- ▶ Interno lubrificato per facilitare lo scorrimento del pistone lungo in cilindro
- ▶ Confezione singola sterile



	UM	cod.
n.100 Siringa con attacco Luer senza ago 10 ml	Set	EM011016
n.50 Siringa con attacco Luer senza ago 20 ml	Set	EM040673
n.25 Siringa con attacco Luer senza ago 60 ml	Set	EM040651

# Ago ipodermico

## DESCRIZIONE

Ago ipodermico in varie misure per uso venoso o sottocutaneo, adattabile a innesti conici e Luer lock.

## SPECIFICHE

- ▶ Con codice colore
- ▶ Dimensioni 18G (rosa):  
40 x 1.2 mm
- ▶ Dimensioni 22G (nero):  
30 x 0.7 mm



	UM	cod.
n.100 Ago ipodermico 18G	Set	EM011000
n.100 Ago ipodermico 22G	Set	EM900575



# Pompa elastomerica a flusso variabile

## DESCRIZIONE

Dispositivo monouso portatile per somministrare farmaci via intravenosa, sub cutanea ed epidurale. Idoneo per differenti terapie. A flusso variabile. Funzionamento tramite elastomero senza necessità di batteria.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: laccio di trasporto, guscio esterno, elastomero, tubo in PVC, valvola di riempimento, filtro prendi bolle 5 $\mu$ , capillare di infusione, raccordo LLM, capsula di chiusura lab, clamp di chiusura e regolatore di flusso
- ▶ Capacità serbatoio: 60 ml e 100 ml
- ▶ Per infusioni da 3 ore ad un massimo di 6 giorni
- ▶ 2 scale con 7 differenti velocità di erogazione ciascuna
- ▶ Selezione e variazione del flusso tramite modulo di controllo
- ▶ Capacità maxl serbatoio elastomerico da 60 fino a 275 ml
- ▶ Durata: 5 anni
- ▶ Apirogeno e monouso, confezionato in blister singoli
- ▶ Dispositivo Classe II B



	UM	cod.
n.75 Pompa MULTITEC 60 ml flusso 2 ml/h	Set	EMTEC06002CIP
n.75 Pompa MULTITEC 100 ml flusso 2 ml/h	Set	EMTEC10002CIP
n.30 Pompa MULTITEC 275 ml flusso da 1 a 7 ml/h	Set	EMTEC275ABVIP
n.30 Pompa MULTITEC 275 ml flusso da 2 a 14 ml/h	Set	EMTEC275ACVIP

# REFRIGERATORI PORTATILI



## TRASPORTO DI FLUIDI E MEDICINALI A BASSE TEMPERATURE

Dispositivi Medici per il trasporto del sangue, altri componenti del sangue e medicinali che richiedono basse temperature di trasporto.

Tutti i modelli della Gamma MT soddisfano i più elevati standard di sicurezza per utenti finali e pazienti e sono classificati come dispositivi medici di Classe IIa secondo il Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici.

- **Gamma composta da 5 box passivi e un'unità attiva che funziona con un compressore**
- **Volume di stoccaggio da 2,2 a 44 litri**
- **Ampia varietà di requisiti di temperatura: -32°C, +4°C, +22°C, +37°C**

**Robusto, resistente, sicuro e leggero**

**SCHIUMA DI POLIURETANO NELLE DOPPIE PARETI PER UN ISOLAMENTO COSTANTE E PROTEZIONE OTTIMALE**



**Elementi di raffreddamento eutettici opzionali**

*per una temperatura controllata a lungo termine*



*Dispongono di Nato Stock Number. Contattaci per ulteriori informazioni.*



**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY  
& RESCUE**





# PROLONGED FIELD CARE

# PFC / PROLONGED FIELD CARE

**Sala  
chirurgica  
e terapia  
intensiva  
in soli  
98 kg**

**READY  
to USE**

Dispositivi  
e strumenti  
medicali inclusi



**Operatività  
autonoma**

Dispositivi  
elettronici a  
batteria



**PFC1 / MEDICAL  
EQUIPMENT**

**PRONTO ALL'USO  
IN POCHI MINUTI**

Il Kit PFC1 è progettato per contenere in una robusta valigia il meglio della tecnologia medica per allestire velocemente una postazione medica avanzata provvisoria in qualsiasi ambiente e situazione.




**PFC2 / MEDICAL  
DEVICES**

**TUTTO CIÒ CHE SERVE,  
A PORTATA DI MANO E  
BEN ORGANIZZATO**

Il Kit PFC2 contiene l'equipaggiamento medico per completare la postazione di Prolonged Field Care con tutto il necessario per trattare i pazienti, ed organizzato in maniera efficiente e dispiegabile in pochi istanti.



Per ogni valigia PFC è disponibile la check list con i codici del materiale di consumo per permettere gestione e riordino dei consumabili.



**ASSETTO  
BARELLA  
VARIABILE**  
Chirurgia  
/ Terapia  
Intensiva

## Integrazioni opzionali



### Kit Energia Autonoma

Borsa rigida contenente pannelli solari e inverter per la ricarica delle batterie degli elettromedicali e l'accumulo di energia elettrica



### Kit Radiologia Wifi

Unità portatile per radiografia digitale con valigie di contenimento, completa di pannello detettore digitale a connessione Wifi e computer portatile per la visualizzazione diretta delle immagini radiologiche.



*Il kit include l'involucro protettivo per il detettore e lo zaino per il trasporto in sicurezza degli altri accessori in dotazione.*



**I kit PFC1 e PFC2 sono  
completi di elettromedicali  
e dispositivi di soccorso**

**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY  
& RESCUE**





# BIOCONTENIMENTO E NBCR



# BIOCONTENIMENTO EGO ZLIN

## BIO BAG BARELLA PER BIOCONTENIMENTO

Dispositivo mobile pieghevole per il trasporto di pazienti affetti da patologie infettive altamente pericolose, contaminate da agenti biologici o con deficit immunitario. Manicotti d'ingresso per tubi per infusione, drenaggi e cavi per il monitoraggio del paziente. Un ingresso di dimensioni maggiorate consente di collegare un ventilatore polmonare.

- **Funzionamento a pressione positiva (protegge il paziente all'interno) e negativa (protegge l'ambiente esterno)**
- **Rapidamente convertibile da pressione negativa a pressione positiva senza ausilio di attrezzature**
- **Minimo ingombro quando inutilizzata (96 x 30 x 62 cm)**



Dimensioni Montata:  
203 x 64 x 56 cm



Realizzate con tessuti spalmati di PVC ad alta resistenza, ignifughi e resistenti ai raggi UV.

  
**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY  
& RESCUE**

## TENDE DA CAMPO A STRUTTURA PNEUMATICA

Tende gonfiabili leggere ad installazione rapida in pochi minuti. Resistenti, robuste e dotate di accessori, possono essere utilizzate con efficacia su tutti i tipi di terreno. Offrono comfort e stabilità per diverse applicazioni come complessi ricettivi, luoghi di lavoro medici mobili, centri operativi per il personale che interviene e molti altri.




## EDK-04 STAZIONE PER DECONTAMINAZIONE

Stazione monocamera progettata per decontaminazione e/o purificazione igienica di pazienti e operatori infetti sia in ambienti esterni che interni. Struttura realizzata con tubolari gonfiabili e pavimento della doccia fissato sulla costruzione tubolare per creare una base di raccolta stagna.

- **Una valvola per il gonfiaggio/sgonfiaggio e una di sovrappressione**
- **Sistema dotato di pompa Decontbox, tappetino in gomma e compressore**

Pronta  
all'uso  
in pochi  
secondi



- **Disponibile in 3 versioni:  
EU 30 (60 x 600 x 310 cm),  
EU 45 (825 x 600 x 310 cm),  
EU 60 (1090 x 600 x 310 cm)**
- **Logistica semplice,  
installazione rapida e  
massima versatilità**

**Modularità  
completa per  
creare il campo  
secondo  
le proprie  
esigenze**

SCOPRI TUTTE  
LE SOLUZIONI  
DI BIOCON-  
TENIMENTO  
E NBCR DI  
SAGO MEDICA





+ INFO

## Tuta di protezione biologica e chimica

### DESCRIZIONE

Tuta pluriuso a pressione positiva interna con fornitura d'aria filtrata per accedere ad ambienti in cui esiste il rischio di sostanze biologiche, chimiche o nocive pericolose.

### SPECIFICHE

- ▶ Unità di filtraggio-ventilazione CleanAir Chemical con 4 portate d'aria selezionabili (160, 185, 210, 235 l/min) appesa a cintura interna
- ▶ Autonomia di almeno 6 ore con batteria completamente carica e portata d'aria minima
- ▶ Tasca per unità filtro-ventilazione con display per il controllo dei valori
- ▶ Qualità dell'aria filtrata assicurata da filtri
- ▶ Valore ottimale della pressione positiva interna assicurato da valvole limitatrici di pressione unidirezionali
- ▶ Visiera di ampia superficie e speciale cerniera ermetica



	UM	cod.
Tuta di protezione biologica e chimica EBO-10	Pz	EMEB010M

## Rilevatore di radiazioni ionizzanti

### DESCRIZIONE

Rilevatore per misurare la radiazione di raggi X,  $\gamma$  e  $\beta$ , compresi piccoli cambiamenti nei livelli di radiazione. Particolarmente adatto per il monitoraggio della radioattività ambientale, il rilevamento di tracce di radiazioni nucleari e radiazioni elettromagnetiche.

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 120 x 78 x 27 mm
- ▶ Alimentazione: batteria al litio ricaricabile incorporata da 1200 mAh
- ▶ 3 modalità di allarme: sonoro, luminoso e vibrante
- ▶ Schermo LCD a colori per visualizzare in tempo reale numerosi valori
- ▶ Elevata sensibilità di rilevamento
- ▶ Rivestimento in silicone, antiscivolo, antigoccia, resistente all'usura e comodo da impugnare



	UM	cod.
Rilevatore radiazioni ionizzanti Contatore Geiger GC-01	Pz	EMGC01

# Misuratore pH/EC/TDS

## DESCRIZIONE

Misuratore portatile senza cavi e con un solo elettrodo resistivo per rilevare i valori di pH e TDS in un'unica sonda e dispositivo. Rileva anche la conducibilità - con compensazione automatica della temperatura (0 -50 °C).

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 185 x 82 x 45 mm
- ▶ Alimentazione: batteria 9V
- ▶ Dotato di una Sonda SE600 per pH/EC/TDS intercambiabile con un cavo di circa 1 m
- ▶ Schermo LCD
- ▶ Già calibrato in fabbrica, ma ricalibrabile
- ▶ Senza cavi e con un solo elettrodo resistivo
- ▶ Facilmente trasportabile



	UM	cod.
Misuratore pH/EC/TDS MW801 Smart	Pz	EMMW801

# Dosimetro portatile personale

## DESCRIZIONE

Dosimetro portatile estremamente leggero, in grado di rilevare i raggi X e  $\gamma$  in tempo reale e di visualizzare l'entità dell'esposizione nel display. Il peso e l'ingombro ridotti lo rendono trasportabile ad uso personale in qualsiasi situazione. La batteria permette un utilizzo fino a 500 ore.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 53.5 x 44.3 x 21.3 mm
- ▶ Peso: < 60 g
- ▶ Uso semplice ed immediato
- ▶ Batteria: Li-ion 1050 mAh con durata fino a 500 ore
- ▶ Intervallo misurazione: da 0.01 $\mu$ Sv/h a 10mSv/h
- ▶ Intervallo di misurazione della dose cumulativa: da 0.001 $\mu$ Sv a 9999Sv/h
- ▶ Sensore: Scintillator + SiPM
- ▶ Suono: 60dB a 10cm
- ▶ Fornisce date di lettura, letture parziali o cumulative e sono impostabili limiti di dose con allarme
- ▶ Tramite USB-tipo C scarica dati ad un APP per l'archiviazione e la gestione del data registrato



	UM	cod.
Dosimetro portatile RADOne	Pz	EMRADONE





# CONTENITORI, BORSE E ZAINI

# Contenitore rigido per farmaci

## DESCRIZIONE

Valigetta rigida rivestita internamente di spugna per proteggere strumenti delicati come i farmaci. Consente un rapido accesso ai medicinali contenuti al suo interno.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni esterne: 21.6 x 18 x 10.2 cm
- ▶ Dimensioni interne: 19 x 12.5 x 8.5 cm
- ▶ Peso: 800 g
- ▶ Materiale: Polipropilene copolimero
- ▶ Colore: Verde militare
- ▶ Volume: 2 lt
- ▶ Galleggiabilità: fino a 1.40 Kg
- ▶ A tenuta stagna: dotata di serratura, guarnizione a sigillo e cerniere rinforzate con perno in metallo anti corrosione
- ▶ Valvola di pressurizzazione manuale



	UM	cod.
Valigia a tenuta stagna 1908.G verde militare con spugna - GT LINE	Pz	EM1908G

# Sacca contenitiva materiali

## DESCRIZIONE

Sacca contenitiva capiente, per la raccolta e custodia degli oggetti personali e dell'equipaggiamento del ferito (ad esempio elmetto, gap, armi, munizioni e dispositivi per la visione notturna, etc.).

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni confezione: 15.2 x 10 cm
- ▶ Dimensioni sacca aperta: 85 x 61 cm
- ▶ Peso: 28 g
- ▶ Materiali: nylon 320T con rivestimento in poliuretano (PU)
- ▶ Spallacci rinforzati
- ▶ Scheda per contrassegnare l'equipaggiamento della vittima
- ▶ Con attacco a strappo per applicare toppa identificativa e registrare gli oggetti del ferito
- ▶ Confezionato sottovuoto per un facile trasporto
- ▶ NSN 8465-01-575-6644



	UM	cod.
Borsa per equipaggiamento di emergenza NAR	Pz	EM800132

# Porta-barella pieghevole tattico

## DESCRIZIONE

Porta-barella progettato per facilitare il trasporto di barelle di emergenza, mantenendo una distribuzione del peso uniforme.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 50.8 x 22.8 x 25.4 cm
- ▶ Dimensioni richiusa: 50.8 x 22.8 x 5 cm
- ▶ Peso: 660 g
- ▶ Materiale: Nylon tinto in soluzione CORDURA® 500D
- ▶ Spallacci antiscivolo regolabili per mantenere il carico in posizione e una terza maniglia di trasporto superiore
- ▶ Sottili piastre posteriori per aiutare il movimento e foro di drenaggio per evitare che l'acqua aumenti il peso del carico
- ▶ Sistema MOLLE integrato per l'aggancio di moduli o qualsiasi attrezzatura compatibile

*\*barella venduta separatamente*



	UM	cod.
Porta-barella pieghevole Talon II NAR - Coyote (NSN 6530-01-531-6854)	Pz	EM600011
Porta-barella pieghevole Talon II NAR - Nero (NSN 6530-01-531-6907)	Pz	EM600009
Porta-barella pieghevole Talon II NAR - Verde OD (NSN 6530-01-504-9055)	Pz	EM600010

# Kit individuale di primo soccorso

## DESCRIZIONE

Kit di primo soccorso progettato per integrarsi facilmente con attrezzature come zaini e borse o per essere agganciato sulla gamba grazie al sistema MOLLE e alle cinghie regolabili di cui è dotato. Il suo design offre grande praticità durante l'intervento sul ferito grazie alle cerniere che permettono di aprire completamente il dispositivo e agli elastici interni che trattengono saldamente i vari materiali.

## SPECIFICHE

- ▶ Contiene: Tourniquet, guanti, cannula nasofaringea, forbici, bendaggio elastico, bendaggio di emergenza, garza emostatica, garza idrofila, ago per decompressione pnx, coperta termica e medicazione per ustioni
- ▶ Dimensioni: 17,5 x 19,5 cm
- ▶ Peso: 370 g
- ▶ Materiale: Tessuto Cordura 500 dtex impermeabile
- ▶ Cosciale e connettore cintura rimovibili
- ▶ Sistema MOLLE integrato per l'aggancio di moduli o qualsiasi attrezzatura compatibile



	UM	cod.
Kit individuale di primo soccorso Savior IFAK - Coyote Camo	Pz	EM111001
Kit individuale di primo soccorso Savior IFAK - Green Camo	Pz	EM111002
Kit individuale di primo soccorso Savior IFAK - Coyote	Pz	EM111003
Kit individuale di primo soccorso Savior IFAK - Black	Pz	EM111004

**SAGO**  
MEDICAL EQUIPMENT  
EMERGENCY  
& RESCUE



+ INFO

## Zaino medico d'assalto

### DESCRIZIONE

Zaino medico d'assalto a basso profilo, progettato per i medici che operano in spazi ristretti, studiato per fornire accesso immediato alle cure in situazioni critiche e fornire trattamenti di supporto vitale.

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 54.6 x 35 x 12 cm
- ▶ Peso: 2.4 Kg
- ▶ Materiale: tessuto 1200 denari rivestito in TPE
- ▶ Colore: Coyote o nero
- ▶ Estremamente durevole, resistente all'acqua e alle macchie
- ▶ Sistema MOLLE integrato per l'aggancio di moduli o qualsiasi attrezzatura compatibile



	UM	cod.
Zaino Combat Trauma System SAVIOR7 PRO - Coyote (vuoto) - MERET	Pz	EMM5023C
Zaino Combat Trauma System SAVIOR7 PRO - Nero (vuoto) - MERET	Pz	EMM5023

## Marsupio medic

### DESCRIZIONE

Marsupio compatto per operatori sanitari con ampia capacità di carico, molteplici punti di aggancio, portapenne e 3 tasche esterne portaoggetti.

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 15 x 30 x 14 cm
- ▶ Peso: 540 g
- ▶ Materiale: Nylon alta tenacità 1000 denari
- ▶ Colore: multicam
- ▶ Capacità: 6.42 l
- ▶ Trasportabile mediante maniglia, cintura o tracolla (regolabile e rimovibile)
- ▶ Cinghie di compressione con fibbia
- ▶ Sistema MOLLE integrato



*\*immagine indicativa*

	UM	cod.
Buttpack Marsupio Militare 127 - Vegetato	Pz	EM022886127107

## Marsupio first aid

### DESCRIZIONE

Marsupio a mani libere compatto per operatori sanitari con ampia capacità di carico, supporti doppi per radio/ cercapersone, portapenne/torcia e tasca per forbici protetta.

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 19 x 31.7 x 12.7 cm
- ▶ Peso: 930 g
- ▶ Materiale: schiuma e rivestimento in PVC
- ▶ Colore: nero
- ▶ Capacità: 9.5 l
- ▶ Utilizzabile anche come borsa a tracolla
- ▶ Ampi tiranti della cerniera per facile accesso ai dispositivi
- ▶ Cinghie regolabili, imbottite e a scomparsa
- ▶ Sistema MOLLE integrato



	UM	cod.
Marsupio FIRST-IN PRO X - Nero - MERET	Pz	EMM8110TB

# BORSE E ZAINI MERET

+ INFO



## MASSIMA VERSATILITÀ PER OGNI ESIGENZA

MERET™ è tra i migliori marchi a livello mondiale di borse e zaini per professionisti del soccorso e in campo militare. Gli articoli MERET si distinguono per design innovativo, alta qualità dei materiali, modularità e divisione in compartimenti: tutti elementi che rendono più rapide ed efficaci le operazioni di intervento.

- **Prodotti modulari grazie al sistema di aggancio MOLLE**
- **Configurazione interna ed esterna personalizzabile**
- **Ampa gamma di borse, zaini e moduli integrabili**

PASSAGGIO  
A VERSIONE  
BALISTICA  
AGGIUNGENDO  
LA PROTEZIONE  
BALISTICA  
ULTRASOTTILE DI  
PESO 0,5 Kg  
*(Livello IIIA)*

  
**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY  
& RESCUE**





# IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO

# Collare cervicale

## DESCRIZIONE

Supporto ad elemento singolo per l'immobilizzazione della colonna cervicale studiato per aiutare il soccorritore a mantenere l'allineamento neutro, a prevenire inclinazioni laterali (da entrambi i lati), la flessione antero-posteriore (In avanti e indietro) e l'estensione della colonna cervicale durante il trasporto, interventi di routine o spostamenti del paziente.



## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 16 misure di regolazione
- ▶ Latex free
- ▶ Fornito aperto
- ▶ Compatibile con i sistemi di indagine radiologica TAC e RM

	UM	cod.
Collare militare Ambu® Perfit®	Pz	EM34642



+ INFO

# Collare cervicale gonfiabile

## DESCRIZIONE

Dispositivo di immobilizzazione spinale cervicale gonfiabile. Quando non utilizzato occupa pochissimo spazio e consente di essere posizionato all'interno di tasche anche nel gibernaggio. La pompa integrata rimovibile consente di regolare rigidità e stabilità del supporto nella posizione più idonea per la vittima di trauma.



Formato estremamente ridotto, leggero e tascabile

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni chiuso: 29 x 23 cm
- ▶ Dimensioni aperto: 67 x 23 cm
- ▶ Spessore sgonfio: 1 mm
- ▶ Peso: 68 g
- ▶ Materiale: nylon Ripstop 75d
- ▶ Galleggiante (idoneo al salvataggio in acqua)
- ▶ Radiotrasparente
- ▶ Non obbliga l'allineamento del capo
- ▶ Nessuna regolazione richiesta: si plasma sul collo del paziente
- ▶ Garantisce un'applicabilità senza errori
- ▶ Formato tascabile: facile trasporto e stoccaggio

	UM	cod.
Collare AER Cervical Collar - OTEC	Pz	EM1808

# Sistema di immobilizzazione di emergenza





+ INFO

## DESCRIZIONE

Dispositivo di immobilizzazione costituito da un'anima in alluminio rivestita da due strati di schiuma morbida a cellule chiuse. La sua struttura flessibile, modellabile e ri-modellabile ne consente l'adattamento ad arti e collo per effettuare immobilizzazioni.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 10.8 x 91.4 cm e 13.9 x 91.4 cm
- ▶ Latex free
- ▶ Radiotrasparente, resistente ed impermeabile
- ▶ Tagliabile, per adattarsi ad ogni esigenza
- ▶ Può essere piegata, arrotolata e formare diversi tipi di curvatura, diventando via via più rigida e acquisendo maggiore capacità di supporto
- ▶ Leggerissima e compatta, può essere arrotolata o piegata per adattarsi ad ogni spazio nei kit
- ▶ Superficie esterna non assorbente facile da pulire e sanificare
- ▶ Adatto per kit di emergenza e zaini



	UM	cod.
Steccobenda piatta grigia SAM Splint - larghezza 10.8 cm e lunghezza 91.4 cm - SAM Medical	Pz	EMSP507CHEN
Steccobenda piatta grigia SAM Splint - larghezza 13.9 cm e lunghezza 91.4 cm - SAM Medical	Pz	EMSP508CHEN

# Cintura pelvica per stabilizzazione delle fratture




+ INFO

## DESCRIZIONE

Immobilizzatore pelvico per la stabilizzazione della frattura pelvica "a libro aperto" dotato di fibbia autobloccante pre-tarata alla tensione circonferenziale di 150N assicurando il tensionamento corretto a prescindere dall'operatore.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni:  $\varnothing$  da 81 fino a 127 cm (Standard)
- ▶ Peso: 255 g
- ▶ Materiale: tessuto indeformabile radiotrasparente
- ▶ I fori di alta precisione abbinati alla fibbia AUTO-STOP (clic tattili e udibili) consentono e confermano una rapida e accurata applicazione della cintura
- ▶ Blocco automatico quando la tensione circonferenziale prefissata è raggiunta
- ▶ Sanificabile per il riutilizzo del dispositivo



	UM	cod.
SAM Pelvic Sling II Standard - SAM Medical	Pz	EMPS3010DEN

  
**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT  
**EMERGENCY  
& RESCUE**

# Telo triangolare

## DESCRIZIONE

Bendaggio sterile triangolare multiuso, utile per situazioni di immobilizzazione degli arti come fratture e lussazioni o semplicemente come supportodi parti lese. Fornito con due spille da balia e un elastico per agevolare la struttura e tenuta della fasciatura.



## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: due spille da balia e un elastico per facilitare il fissaggio del bendaggio
- ▶ Dimensioni confezione: 17 x 13 x 1 cm
- ▶ Dimensioni aperta: 114 x 114 x 160 cm
- ▶ Peso: 45 g
- ▶ Materiale: 2 strati di polipropilene spunbond
- ▶ Presenta due cuciture di rinforzo in poliestere ad alta resistenza per una durata maggiore
- ▶ Garantisce un'applicazione sicura senza attaccarsi sulla ferita, fornendo comfort durante l'uso
- ▶ Confezione compatta sottovuoto per adattarsi a kit di emergenza

	UM	cod.
Telo triangolare Combat Cravat	Pz	EM00103310858

# Imbragatura multiuso di salvataggio

## DESCRIZIONE

Imbragatura di salvataggio portatile multiuso ideale per salvataggi ad alto rischio. Facilita la rapida esfiltrazione delle vittime e riduce il peso percepito durante il trascinamento, sollevamento e trasporto dei feriti.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni passanti: 61 cm (gambe), 51 cm (braccia) e 46 cm (anello centrale)
- ▶ Resistenza loop-to-loop: 4.500 lbf. (2197 Kg/cm<sup>2</sup>)
- ▶ Capacità di carico loop-to-loop: 4.500 lbf. (20 kN)
- ▶ Soluzione compatta e leggera, ma ad alta resistenza, con cuciture di rinforzo
- ▶ Cinghie tubolari Mil-Spec
- ▶ Soddisfa i requisiti di resistenza della NFPA 1983 come Imbragatura di fuga



	UM	cod.
Imbragatura Combat Rescue Sling (CRS)	Pz	EM708231752

# MEZZO DI SOCCORSO ANFIBIO ARGO AURORA



+ INFO



## PROGETTATO PER ARRIVARE OVUNQUE

Mezzo di soccorso dal corpo anfibio progettato per galleggiare e affrontare senza problemi condizioni di terreno imprevedibili e difficili. La sua struttura consente infatti propulsione e aderenza in ogni circostanza.

- **Ottima capacità di carico (fino a 449 Kg) e traino (fino a 816 Kg)**

- **Motore affidabile in qualsiasi condizione e grande autonomia**

- **Prodotto performante grazie all'ampia gamma di accessori, come i cingoli in gomma**

SOCCORSO E TRASPORTO DA TERRA AD ACQUA E VICEVERSA MANTENENDO LA STESSA CONFIGURAZIONE

### Equipaggio



4 persone

2 persone  
+ barella



**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY  
& RESCUE**



+ INFO

## Telo portaferiti

### DESCRIZIONE

Barella in tessuto leggera, pieghevole, facilmente riponibile e trasportabile. Dotata di 10 maniglie rinforzate e 2 robuste cinture per avvolgere il ferito, che rendono il trasporto rapido, stabile e sicuro e riducono il rischio di ulteriori lesioni. Dotato di borsa con doppio sistema di aggancio MOLLE per il trasporto su zaini.



### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni chiuso: 30 x 63 cm
- ▶ Dimensioni aperto: 75 x 205 cm
- ▶ Peso 1.2 Kg
- ▶ Portata max: 250 Kg
- ▶ Realizzato con materiali durevoli e confortevoli
- ▶ Facile da pulire e disinfettare
- ▶ Adatto per il trattamento tattico delle vittime di combattimento (TCCC)

	UM	cod.
Telo di salvataggio e trasporto LESS Soft Stretcher MultiCam	Pz	EM810730
Telo di salvataggio e trasporto LESS Soft Stretcher Black	Pz	EM810720
Telo di salvataggio e trasporto LESS Soft Stretcher Coyote Brown	Pz	EM810740



+ INFO

## Barella tattica da esfiltrazione

### DESCRIZIONE

Barella a sacco con fondo a slitta, 2 cinghie di trascinamento utilizzabili da uno o 2 operatori e 9 maniglie di sollevamento per spostare rapidamente le vittime di combattimento o di attacco terroristico, dal punto di ferimento all'assistenza medica definitiva.

Può essere dotata di accessori per consentire il galleggiamento fino ad oltre 100 kg e di accessori per la prevenzione e gestione dell'ipotermia. Utilizzabile in diversi contesti ambientali anche estremi.

### SPECIFICHE

- ▶ Comprende: zaino, sacco evacuazione Xtract®SR con base a slitta e 2 cinghie Xstrap
- ▶ Peso: 3 Kg
- ▶ Capacità di carico max: 300 Kg
- ▶ In meno di 40 secondi la vittima può essere caricata ed esfiltrata
- ▶ Il paziente può essere tirato/ sollevato con minimo affaticamento e un ridotto rischio di lesioni alla schiena
- ▶ Movimentazione con braccia e mani dell'operatore libere



	UM	cod.
Xtract®SR Complete	Kit	EM72121
Xtract® A-Float - Modulo aggiuntivo di galleggiamento	Pz	EM72131
Xtract®SR Heatsaver - Sistema aggiuntivo per la gestione dell'ipotermia	Kit	EM72137

# Barella a foglia per elitransporto

## DESCRIZIONE

Barella per il trasporto su ala rotante, in grado di avvolgere il paziente, proteggendo parti delicate del corpo come torace, colonna vertebrale e bacino. La sua forma tubolare garantisce un'eccezionale stabilità ed evita il contatto accidentale del ferito con agenti esterni.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: 1 zaino compatto e impermeabile per il trasporto, 8 maniglie imbottite, 4 cinture di fissaggio con sistema COBRA-Lock, 2 cinghie per i piedi regolabili
- ▶ Dimensioni: 200 x 60 x 30 cm
- ▶ Peso: 7.3 Kg
- ▶ Capacità di carico: 150 Kg
- ▶ Utilizzabile in orizzontale, diagonale e verticale,
- ▶ Salvataggio rapido anche in aree di difficile accesso
- ▶ Arrotolabile e assemblaggio semplice e veloce sul posto



	UM	cod.
Barella militare ultraROLL STRETCHERS MILITARY - UltraMedic	Pz	EMSAN9001

# Kit verricellamento da elicottero

## DESCRIZIONE

Kit per evacuazione su ala rotante progettato per impedire la rotazione della barella durante il trasporto. Dotato di 91.4 metri di corda adatta al galleggiamento e borsa di trasporto.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende due moschettoni a D
- ▶ Dimensioni borsa: 17.7 x 17.7 x 58.4 cm
- ▶ Peso: 3.6 Kg
- ▶ Materiale: corda con anima in polipropilene e guaina in nylon
- ▶ NSN 6545-01-381-0654



	UM	cod.
Kit verricellamento da elicottero Skedco Helitag	Pz	EMSK1010

# Barella di evacuazione

## DESCRIZIONE

Barella di evacuazione e trattamento compatta, piegabile e riponibile, progettata per l'impiego in contesti tattici.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni chiusa (manici abbassati): 52 x 21.6 x 22.8 cm
- ▶ Dimensioni aperta (maniglie retrate): 198 x 57 x 15.2 cm
- ▶ Dimensioni aperta (maniglie estese): 228.6 x 57 x 15.2 cm
- ▶ Peso: 7.4 kg
- ▶ Materiale: tessuto antistrappo, antiscivolo, resistente agli agenti chimici
- ▶ 6 punti di attacco IV
- ▶ 2 cinghie di fissaggio del paziente
- ▶ Maniglie retrattili dal design ergonomico
- ▶ Cerniere con bloccaggio automatico
- ▶ Carico utile statico: 816 kg
- ▶ Altezza da terra: 3.8 cm
- ▶ Sviluppato secondo i requisiti dell'esercito americano
- ▶ NSN 6530-01-504-9051



	UM	cod.
Barella di evacuazione con maniglie pieghevoli Talon II NAR	Pz	EM600002

# Schienale regolabile per barella

## DESCRIZIONE

Schienale regolabile da fissare alla barella, per posizionare i pazienti in diverse angolazioni e assisterli al meglio. Realizzato in Nomex (resiste al fuoco e assorbe l'energia termica) e Kevlar (resiste all'abrasione e garantisce la lunga durata del presidio). Progettato per adattarsi alle barelle Talon®, Raven® Model 90C e Medevac Litter.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 80 x 57 x 4 cm
- ▶ Peso: 1.3 Kg
- ▶ Materiale: tessuto misto Nomex/Kevlar
- ▶ Consente di posizionare i pazienti ad angoli di 90° o 45°
- ▶ Solido, comodo e sicuro
- ▶ NSN 6530-01-594-7444



	UM	cod.
Schienale regolabile per barella NAR	Pz	EM600027

# Palo regolabile per IV da barella

## DESCRIZIONE

Palo portaflebo per IV progettato per trattare i feriti su barella. Compatibile con tutti i modelli di barelle tattiche, leggero e facile da trasportare.

## SPECIFICHE

- ▶ Regolabile da un minimo di 47 cm fino a 81.3 cm
- ▶ Dimensioni retrato: 47 x 22.5 x 1.2 cm
- ▶ Peso: 139 g
- ▶ NSN 6530-01-504-9054



	UM	cod.
Palo regolabile per IV da barella NAR	Pz	EM600008

# Supporto pieghevole per barella

## DESCRIZIONE

Supporto pieghevole compatto per barella, progettato per bloccarsi in posizione e garantire un supporto stabile. Compatibile con le barelle Talon®, Raven®, T3 e Medevac.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni piegato: 86.3 x 65.4 x 12.7 cm
- ▶ Altezza massima aperto: 84 cm
- ▶ Larghezza base: 60 cm
- ▶ Peso: 3.85 Kg
- ▶ Materiale: struttura in alluminio
- ▶ Carico utile: 544.3 Kg
- ▶ Si apre facilmente e fissa rapidamente la barella per aumentare la stabilità e l'accesso al paziente
- ▶ Resistente, leggero e facile da piegare per il trasporto e lo stoccaggio
- ▶ NSN 6530-01-523-3314



	UM	cod.
n.2 Supporto pieghevole per barella NAR	Set	EM600014



# PROMIL WHEELS FRESTEMS

## BARELLA MILITARE CON RUOTE

Barella militare innovativa per caricare i feriti anche su veicoli alti. Progettata per essere utilizzata facilmente, anche da un solo operatore. Dimensioni e altezza di carico simile alle barelle da campo NATO.

- **Certificazione 10G EN 1789**
- **Fibra di carbonio per il massimo della leggerezza (25 kg)**
- **Rapido dispiegamento e stabilizzazione per caricare e trasportare i feriti in sicurezza anche su terreni irregolari**
- **Compatibile con piattaforme NATO**



IL SISTEMA PROMIL  
ELIMINA IL RISCHIO  
DI LESIONI DORSO-  
LOMBARI DURANTE  
IL CARICAMENTO.



GUARDA  
IL VIDEO



# PROMIL 245 FRESTEMS

## SISTEMA DI CARICAMENTO

Soluzione innovativa per il carico di barelle da campo e barelle su ruote (militari e civili) su vari tipi di veicoli militari. La barella ProMIL Wheels e il sistema di caricamento ProMIL 245 sono soluzioni per il salvataggio militare e le operazioni MEDEVAC.

- **Estensione massima 1.5 metri**
- **Sistema di carico e scarico avanzato grazie ad un movimento tridimensionale unico**
- **Fissaggio a parete per minimizzare l'ingombro sul veicolo**
- **Compatibile con barelle NATO**

**150 kg**  
PORTATA COMPLESSIVA



PROGETTAZIONE E CUSTOMIZZAZIONE IN BASE AL MEZZO IN DOTAZIONE

MOLTEPLICI MECCANISMI DI BLOCCO/SBLOCCO PER UN TRASPORTO SICURO

GUARDA IL VIDEO



  
**SAGO MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY & RESCUE**

# Tavola spinale

## DESCRIZIONE

Tavola spinale lunga, super sottile e ultra leggera con capacità di carico fino a 453.5 Kg. Le 14 maniglie maggiorate e i perni di attacco rapido consentono di fissare il paziente alla tavola con delle fibbie a clip, cinghie e altri sistemi di ancoraggio.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: spine per moschettoni
- ▶ Dimensioni: 183 x 40.5 x 4.5 cm
- ▶ Peso: 6.3 Kg
- ▶ Materiale: HDPE (Polietilene ad alta densità)
- ▶ Capacità di carico: 453.5 Kg
- ▶ Resistente e facile da pulire



	UM	cod.
Tavola spinale ultra leggera Ultra Loc - Iron Duck	Pz	EM35900PBK

# Immobilizzatore capo per tavola spinale

## DESCRIZIONE

Sistema di immobilizzazione del capo in morbida schiuma a cellule chiuse con cinghie imbottite a strappo, per un bloccaggio cervicale rapido ed efficace. Orecchie e testa sono accessibili senza rimuovere il dispositivo, per una valutazione continua del paziente.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: una base d'appoggio con fissate 2 cinghie per aggancio a tavola spinale, 2 blocchi laterali per la testa, una fascia di immobilizzazione per la testa e una per il sottogola
- ▶ Dimensioni: 40.6 x 28 x 45.7 cm
- ▶ Peso: 1.17 Kg
- ▶ Materiale: vinile su schiuma a cellule chiuse con anelli a D in plastica e punti di attacco a strappo
- ▶ I blocchi per la testa offrono il massimo supporto e garantiscono il minimo movimento della testa.
- ▶ Veloce da montare e facile da pulire



	UM	cod.
Fermacapo universale Sof Loc - Iron Duck	Kit	EM35993
Ricambio fascia di immobilizzazione per testa e sottogola Sof Loc - Iron Duck	Kit	EM35995

# COLLARE PROTETTIVO Q-COLLAR

**Q30**  
INNOVATIONS

## INNOVATIVA PROTEZIONE DA DANNI CEREBRALI

Quando il cranio subisce uno o più impatti/onde d'urto anche ripetuti, il cervello si muove al suo interno procurando possibili lesioni cerebrali traumatiche (TBI). Q-Collar è un dispositivo di prevenzione delle TBI, da indossare intorno al collo per ridurre il movimento del cervello.

Testato in ambienti e condizioni difficili da numerosi operatori militari statunitensi SOF, Q-Collar protegge dalle TBI anche in addestramento.

- **Primo e unico DPI approvato dalla FDA (2021) come sicuro ed efficace nella protezione del cervello dagli effetti associati a ripetuti impatti sub-concussivi della testa**
- **Mal di testa ridotti, messa a fuoco migliorata, aumentata accuratezza del tiro**

Multicom

Blackcoll

+ INFO



**EFFICACIA DI  
RIPRESA DOPO  
TRAINING CHE  
IMPLICANO  
DETONAZIONI E  
DEFLAGRAZIONI**

**Minimizza  
traumi da  
impatto,  
movimento e  
vibrazione**



**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY  
& RESCUE**



# ACCESSORI, DPI E PICCOLI STRUMENTI DIAGNOSTICI

# Pennarello dermografico

## DESCRIZIONE

Pennarello monouso a punta singola usato in ambiente medico per scrivere sulla pelle.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: righello flessibile da 15 cm calibrato sia in pollici che centimetri
- ▶ Dimensioni:  $\varnothing$  9.5 mm x 16.7 cm
- ▶ Dimensioni punta singola: 1 mm
- ▶ Inchiostro viola atossico e ipoallergenico, resistente all'acqua (rimovibile con alcol o sapone)
- ▶ Confezionato singolarmente



	UM	cod.
n.100 Penna dermatologica sterile	Set	EM33182

# Bisturi misura 10

## DESCRIZIONE

Bisturi sterile monouso in acciaio inox.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: misura 10
- ▶ Materiale: bisturi in acciaio inox e manico rigido in materiale plastico
- ▶ Confezionato singolarmente



	UM	cod.
n.10 Bisturi sterile in alluminio misura 10	Set	EM900510

# Dischi adesivi

## DESCRIZIONE

Dischi adesivi utilizzati per configurare l'organizzazione dei farmaci all'interno della custodia rigida dei farmaci.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni:  $\varnothing$  1.5 cm (diametro di ogni singolo disco)
- ▶ Materiale: nylon e poliesteri
- ▶ Confezione da 500 coppie



	UM	cod.
n.500 Coppie di punti autoadesivi (500 Gancio e 500 Anello)	Set	EM00103310860

## Sacca di raccolta feci

### DESCRIZIONE

Dispositivo medico non invasivo per la raccolta di feci, costituito da una sacca con foro centrale su cui è saldato un cerotto adesivo. Sul bordo è presente un tubo con tappo labirintico per l'eliminazione dei gas.

### SPECIFICHE

- ▶ Latex e ftalati free
- ▶ Aderisce alla cute perianale, garantendo un sistema sigillato ed evitando contaminazioni ambientali e cutanee da "soiling" fecale
- ▶ Non richiede inserzione di catetere con palloncino
- ▶ Dispositivo medico Classe I non sterile
- ▶ Durata: 3 anni



	UM	cod.
n.25 Sacca di raccolta feci IGIENTEC	Set	EMTEC353608BL

## Sacchetto per rifiuti sanitari

### DESCRIZIONE

Sacchetto monouso per rifiuti sanitari di colore bianco con stampa "R rifiuti".

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 18 x 25 cm
- ▶ Materiale : Polietilene
- ▶ Chiusura minigrip



	UM	cod.
n.100 Sacchetto raccolta rifiuti sanitari	Set	EMMSAC052

## Cesoie paramediche

### DESCRIZIONE

Cesoie paramediche con lame leggermente seghettate, efficace nel tagliare materiali resistenti come tessuti, bende, cerotti e cinture durante le operazioni di primo soccorso.

### SPECIFICHE

- ▶ Lunghezza: 19 cm
- ▶ Peso: 60 g
- ▶ Impugnature sagomate in polimero morbido antiscivolo per il massimo controllo anche da bagnate
- ▶ Colore: nero
- ▶ Lama inferiore a punta arrotondata e piegata di lato per la massima sicurezza del paziente
- ▶ Compatibili con imbracature MOLLE



	UM	cod.
Forbice medicale	Pz	EM00002410644

## Uncino taglia-abiti

### DESCRIZIONE

Uncino piccolo e compatto per tagliare gli indumenti in situazioni di emergenza.

### SPECIFICHE

- ▶ Lunghezza aperto: 11 cm
- ▶ Peso: 42.5 g
- ▶ Materia: lama in acciaio 440 C
- ▶ Taglio rapido e affidabile
- ▶ Leggero e tascabile
- ▶ Custodia compatibile con il sistema MOLLE



	UM	cod.
Uncino taglia-abiti Benchmade 7	Pz	EM900247

# Torcia frontale a LED batterie incluse

## DESCRIZIONE

Lampada frontale leggera e compatta con LED 4 W Samsung (bianco freddo).

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 68 x 47 x 36.5 cm
- ▶ Peso: 75 g
- ▶ Materiale: struttura in PC con testa in gomma sovrastampata per massima durata
- ▶ Grado di protezione: IP67
- ▶ Intensità luminosa/campo/durata batteria luce forte: 350 lumen/100 m/3 ore
- ▶ Intensità luminosa/campo/durata batteria luce bassa: 30 lumen/33 m/23 ore
- ▶ Testa rotante a 115°
- ▶ 3 batterie AAA incluse
- ▶ Testato per cadute fino a 3 m e temperature estreme.
- ▶ Pulsante di controllo MCU (Luce forte/Luce bassa/ Spegnimento) 10.000 accensioni



*\*immagine indicativa*

	UM	cod.
Lampada frontale LED H20 Pro	Pz	EM30849

# Torcia medica tascabile

## DESCRIZIONE

Torcia tascabile ad ingombro ridotto.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: torcia tascabile, scatola di alluminio, 2 batterie AAA e supporto per abbassalingua (abbassalingua non incluso)



	UM	cod.
Lucciola Delta luce a LED	Pz	EM25628

# LUCE A INFRAROSSI MICRO SERIES™ GUARDIAN ANGEL

## LA NUOVA FRONTIERA DELLA SICUREZZA INDOSSABILE

Luce infrarossi ultra leggera e compatta, indossabile mediante sistema magnetico incorporato. Consente una visibilità a lungo raggio (oltre 3 miglia) grazie a 14 LED ad alta potenza ed è resistente ad acqua (fino a 30 minuti), polvere e urti.

- **Durata della batteria elevata (fino a 50 ore)**
- **Sistema magnetico incorporato**
- **Ampia gamma di accessori per il massimo della versatilità durante operazioni di emergenza**



**<60g**


*peso con sistema magnetico*

**DIMENSIONI RIDOTTE**

5 x 4.4 x 1.7 cm

**IP68**

*Grado di protezione*



**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY  
& RESCUE**

# Protezione oculare trasparente

## DESCRIZIONE

Dispositivo utilizzabile a seguito di traumi al bulbo oculare od alla zona perioculare, da posizionare con la bombatura rivolta all'esterno, per consentire tutti i movimenti della palpebra e proteggere la zona lesionata dagli agenti esterni.



## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 8.3 x 6.2 cm - 22 mm (punta)
- ▶ Materiale: polimero BDS K-RESIN atossico, anallergico, infrangibile e trasparente
- ▶ I 9 fori al centro consentono la circolazione dell'aria e impediscono l'introduzione di corpi contundenti
- ▶ Resistenza pressione di schiacciamento: 25 kg
- ▶ Bordi di contatto arrotondati atraumatici
- ▶ Possibilità di inserimento di elastico per fermare la protezione grazie ai due fori laterali (diametro 2 mm), evitando l'uso di cerotti
- ▶ Si adatta a entrambi gli occhi
- ▶ Dispositivo Medico di Classe I

	UM	cod.
Protezione oculare trasparente	Pz	EM905351312

# TCCC CARD

## DESCRIZIONE

Permette di riportare i dati del ferito durante le fasi del TCCC, consente la registrazione delle medicazioni effettuate o dei farmaci somministrati, al fine di facilitare il trattamento post evacuazione.



## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: Formato A5
- ▶ Resistente all'acqua

	UM	cod.
TCCC Card	Pz	EM00103310859


# SOLETTE DINAMICHE AIRFEET® OUTDOOR 02

GUARDA  
IL VIDEO



## ASSORBIMENTO E DISPERSIONE IMMEDIATE DELL'ENERGIA D'IMPATTO

Rivoluzionarie solette progettate per distribuire uniformemente il peso, disperdendo così l'energia d'impatto. L'aria presente all'interno del suo spessore (1.7 mm) assiste la pianta del piede per ridurre la fatica e aumentare le performance operative in ogni condizione. **Dotate di marcatura CE.**



1.7

millimetri  
di spessore

80%

oscillazione  
dinamica



- **Testato per l'attenuazione degli urti ASTM F1614, ASTM F2412, ASTM F2413**
- **Progettato per massimizzare l'equilibrio, la reattività e il recupero**
- **Si adatta a tutte le calzature militari**

**OTTIMIZZA LE  
PERFORMANCE  
E IL COMFORT  
DELL'OPERATORE**



**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY  
& RESCUE**

## Salvietta di iodopovidone

### DESCRIZIONE

Salviette usa e getta imbevute di iodopovidone per disinfettare e pulire efficacemente ferite, lesioni e pelle circostante.

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni bustina singola: 5 x 5 cm
- ▶ Dimensioni salvietta aperta: 6 x 3 cm
- ▶ Materiale: Tessuto non tessuto
- ▶ Durata: 2 anni



\*immagini indicative

	UM	cod.
n.100 Salvietta di iodopovidone monouso	Set	EM00103310861

## Salviette disinfettanti

### DESCRIZIONE

Salviette disinfettanti in bustina impregnate di soluzione alcolica.

### SPECIFICHE

- ▶ Soluzione a base di alcol isopropilico
- ▶ Salviette imbustate singolarmente
- ▶ Ad azione antisettica, disinfettante e antimicotica



\*immagini indicative

	UM	cod.
n.100 Salviette disinfettanti con alcool	Set	EM071003

## Contenitore aghi portatile

### DESCRIZIONE

Contenitore per la raccolta di rifiuti appuntiti e taglienti come aghi e bisturi. Facilmente trasportabile in kit d'emergenza.

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 9 x 5.4 x 18.5 cm
- ▶ Peso: 88 g
- ▶ Dotato di coperchio con sistema di chiusura di sicurezza e una clip per essere agganciato a cinture o zaini



\*immagine indicativa

	UM	cod.
Contenitore aghi PRO SPIKE	Pz	EM27149

## Contenitore per rifiuti taglienti

### DESCRIZIONE

Contenitore per stoccaggio e successivo smaltimento in sicurezza dei rifiuti sanitari taglienti a rischio infettivo.

### SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 12.3 x 6.2 x 16.5 cm
- ▶ Capacità: 0,4 l



\*immagine indicativa

	UM	cod.
n.70 Contenitore rifiuti taglienti pocket	Set	EM25780

# Guanti in nitrile

## DESCRIZIONE

Guanti monouso ambidestri in nitrile e privi degli allergeni presenti nei guanti in lattice standard.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: misure da XS a XL
- ▶ Colore: nero
- ▶ Latex & powder free
- ▶ Non sterili
- ▶ Resistenti a penetrazione, tagli, agenti chimici e citostatici
- ▶ DM Classe 1 - Categoria III (tipo B)



	UM	cod.
n.100 Guanti monouso in nitrile - taglia XS / 6	Set	EM066054N
n.100 Guanti monouso in nitrile - taglia S / 7	Set	EM066050N
n.100 Guanti monouso in nitrile - taglia M / 8	Set	EM066051N
n.100 Guanti monouso in nitrile - taglia L / 9	Set	EM066052N
n.100 Guanti monouso in nitrile - taglia XL / 10	Set	EM066053N

# Guanti antitaglio

## DESCRIZIONE

Guanti antitaglio e antiscivolo in schiuma di nitrile progettati per proteggere contro tagli e urti e proteggere al 100% contro infezioni, pericoli batterici e umidità.

## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: misure da XS a 3XL
- ▶ Colore: nero
- ▶ Confezione da 6 paia
- ▶ Ultraleggero, super flessibile e traspirante
- ▶ Presa sicura, vestibilità ergonomica e massima durata
- ▶ Resistente alle alte temperature: fino 250°C da contatto



	UM	cod.
n.6 paia Guanti antitaglio SPEEDSAFE N5SP - taglia XS / 6	Conf	EM4872343164307
n.6 paia Guanti antitaglio SPEEDSAFE N5SP - taglia S / 7	Conf	EM4872343164246
n.6 paia Guanti antitaglio SPEEDSAFE N5SP - taglia M / 8	Conf	EM4872343164253
n.6 paia Guanti antitaglio SPEEDSAFE N5SP - taglia L / 9	Conf	EM4872343164260
n.6 paia Guanti antitaglio SPEEDSAFE N5SP - taglia XL / 10	Conf	EM4872343164277
n.6 paia Guanti antitaglio SPEEDSAFE N5SP - taglia XXL / 11	Conf	EM4872343164284
n.6 paia Guanti antitaglio SPEEDSAFE N5SP - taglia 3XL / 12	Conf	EM4872343164291

# Sfigmomanometro aneroide

## DESCRIZIONE

Kit per stetoscopia compatto che contiene bracciale, stetoscopio e manometro.



## SPECIFICHE

- ▶ Diametro del quadrante: 5 cm
- ▶ Manometro chiaro ad elevata leggibilità
- ▶ Stetoscopio ad elevata sensibilità
- ▶ Bracciale con anello tirante e velcro per una comoda e veloce vestibilità
- ▶ Custodia in stoffa con cerniera per il trasporto e una conservazione ordinata di tutti gli elementi

	UM	cod.
Sfigmomanometro Aneroide con Stetoscopio	Pz	EM02021402000000

# Tester lattati

## DESCRIZIONE

Dispositivo ergonomico tascabile per determinare la concentrazione di lattato (acido lattico) nel sangue.



## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 9.1 x 4.6 x 2.1 cm
- ▶ Peso: 60 g
- ▶ Memorizza oltre 500 risultati
- ▶ Effettua 1000 test utilizzando solo 2 batterie CR2450
- ▶ Display E-paper per una visualizzazione più semplice in movimento
- ▶ Rapido, preciso e affidabile: risultati in 10 secondi dopo aver inserito la striscia e raccolto il sangue
- ▶ Misurazione del lattato, data/ora, modalità, temperatura, frequenza cardiaca e ID memoria in un unico display

	UM	cod.
Tester lattanti LACTATE SCOUT 4	Pz	EM23992

# Otoscopio

## DESCRIZIONE

Stumento per l'esame delle pareti del condotto uditivo esterno e della membrana timpanica.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: testina e manico
- ▶ Elevata intensità luminosa: lampade alogene XHL Xenon a luce chiara
- ▶ 20.000 accensioni garantite
- ▶ Finestrella di osservazione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi
- ▶ Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente
- ▶ Clip con interruttore integrato acceso/spento
- ▶ Tascabile e compatto



	UM	cod.
Otoscopio HEINE MINI 3000 nero	Pz	EM31680

# Oftalmoscopio

## DESCRIZIONE

Strumento per uso diagnostico in oftalmologia.

## SPECIFICHE

- ▶ Durata batterie: 10 ore
- ▶ Batterie sostituibili (formato AA)
- ▶ Facilità di utilizzo: oftalmoscopia senza dilatazione delle pupille
- ▶ Ottiche HEINE che offrono un'immagine nitida e chiara con riflessi minimi
- ▶ LED ad alto rendimento: illuminazione uniforme e chiara con eccezionale resa cromatica
- ▶ Clip con interruttore integrato acceso/spento
- ▶ Tascabile e compatto



	UM	cod.
Oftalmoscopio led HEINE MINI 3000 nero	Pz	EM31688



# ADDESTRAMENTO

# GATE 757

SPECIAL OPERATIONS TRAINING CENTER

# CORSI DI FORMAZIONE TECNICA AVANZATA PER IL SOCCORSO

## Il destino dei feriti è nelle mani di chi applica la prima medicazione

/// Col. Nicholas Senn, 1844-1908 ///

Siamo un **team di professionisti** del settore sanitario con elevata esperienza decennale – in ambito civile, militare e forze dell'ordine – impegnati a fornire una formazione tecnica sanitaria specializzata, attraverso competenze di *Operational Medicine* e la conoscenza e capacità d'uso dei più innovativi ed avanzati presidi.

## COME IMPARERAI

**INTRODUZIONE TEORICA + TRAINING DI PRATICA INDIVIDUALE**

**4 ore full-immersion** in cui sarai istruito e seguito da un **istruttore**

**GATE 757 Certificato e specializzato** negli argomenti del corso scelto.

## COSA OTTERRAI

**KIT PARTECIPANTE**

- Esclusivo manuale cartaceo del corso di circa 80 pagg.
- Attestato di Certificazione

Al termine di ogni corso il tuo grado di apprendimento verrà testato con esame di valutazione, e potrai ottenere il riconoscimento di **GATE 757 RESPONDER**.

## CONTATTACI

[info@gate757.com](mailto:info@gate757.com)

+39 378 304 54 56

Visita il nostro sito



### ACCREDITAMENTI



Committee for Tactical Emergency Casualty Care (CTECC)



NCAGE CODE  
**AE419**



U.S. Army Healthcare Recruiter Center



Monmouth Medical Center Southern Campus

RVC Barnabas HEALTH



CORSO  
**STAR-757**

SAFE TERROR ATTACKS RESPONDER

**IMPARA AD AFFRONTARE UN SOCCORSO in situazioni ad alto rischio con tecniche e presidi non convenzionali di derivazione militare**



CORSO  
**IFR-757**

INJURY FREE RESPONDER

**IMPARA LA MOVIMENTAZIONE CORRETTA DI UNA VITTIMA anche in situazioni ad alto rischio con tecniche posturali e presidi che salvaguardano la tua salute fisica**



CORSO  
**BBT-757**

BASIC BURNS TREATMENT

**IMPARA A GESTIRE CORRETTAMENTE OGNI TIPO DI USTIONE anche in situazioni ad alto rischio con metodi e presidi innovativi ed efficaci**



CORSO  
**EFAST-757**

EXTENDED FAST

**APPRENDI LE TECNICHE PER ESEGUIRE LA VALUTAZIONE FOCALIZZATA ESTESA in emergenza per la rilevazione di versamenti e pnx**



CORSO  
**TECMO-757**

MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO

**APPRENDI METODI E COMPETENZE NEL MONITORAGGIO in emergenza in situazioni comuni e non**



CORSO  
**OEMS-757**

OPERATIONAL EMERGENCY MEDICAL SKILLS

**AUMENTA LE COMPETENZE DI SOCCORSO SANITARIO in teatro operativo tramite skills innovative dal settore militare**



CORSO  
**PFC-757**

PROLONGED FIELD CARE

**APPRENDI LE TECNICHE DI PROLONGED FIELD CARE in teatro operativo per gestire feriti in scenari ad alto rischio\***



*Le emergenze accadono. Continuamente. Come le affronteremo dipende solo da quanto ci siamo preparati per farlo.*

**Giulio Novarese MD, PhD**  
CEO, Medical Director GATE 757

\*corso PFC-757 edito da Uriah Popp, operatore delle forze speciali 18 DELTA U.S. ARMY

# OPERATIONAL MEDICINE OUTDOOR

realistic training

## AREA GATE-757 DI ADDESTRAMENTO PER ATTIVITÀ OPERATIVE REALISTICHE

Zona naturalistica boschiva con edifici di diverse tipologie e zona fluviale attraccabile. Oltre 12 mila m<sup>2</sup> di superficie totalmente recintata con capanni e strutture 100% amianto free. Preclusa alla vista esterna e utilizzabile 12 mesi all'anno 24/7 (vegetazione permanente 365/12). Possibilità di ospitare fino a 18 persone in B&B. Punto di ristoro con servizi igienici. Possibilità di simulazione di diversi scenari tattici:

1. Infiltrazione da ambiente acquatico
2. Irruzione e bonifica edifici
3. Interdizione veicoli su strada
4. Evacuazione con ala rotante



### MOUT SITE

Operazioni Militari in Ambito Urbano con capacità operative medico-strategiche TCCC



### PFC

Area idonea alla formazione per la Prolonged Field Care

1

**AREA ALFA  
GATE 757**

4

2

1

3

1

GUARDA  
IL VIDEO



**GATE 757**  
SPECIAL OPERATIONS TRAINING CENTER

# STRATEGIC MEDICAL RESEARCH & TRAINING

## STRUMENTI DIDATTICI DAL REALISMO SENZA PRECEDENTI

**Dispositivi, protesi, supporti e applicazioni di addestramento indossabili, in grado di simulare vere e proprie emorragie (moulage): ferite aperte sanguinanti ultra realistiche.**

I prodotti innovativi SMRT consentono di sostituire il manichino con una persona in carne e ossa, per rendere la formazione/addestramento di militari, forze dell'ordine, soccorritori e medici, estremamente coinvolgente e reale ma soprattutto efficace.

- **Prodotti nati dall'esperienza decennale in medicina operativa ed emergenza di ex militari**



**Rhys Williams**, *fondatore*  
di Strategic Medical RT

**PER  
APPRENDERE  
COMPETENZE  
DI SOCCORSO IN  
MODO RAPIDO  
ED EFFICACE**



GUARDA  
IL VIDEO



## SOLUZIONI MOULAGE UNICHE

Ampia gamma di strumenti per l'addestramento, che simulano numerose tipologie di ferite aperte e lesioni di varie parti del corpo: fratture, ustioni, lacerazioni, etc.



## TRAINING KIT DI ALTO LIVELLO

Sistema di prodotti e kit didattici dal realismo ineguagliabile per simulare interventi di cricotiroidotomia; corsi TCCC e TECC



contattaci  
per saperne  
di più

**GATE 757**  
SPECIAL OPERATIONS TRAINING CENTER

# Manichino per simulazione

## DESCRIZIONE

Simulatore di paziente avanzato in grado di fornire parametri vitali e reagire in maniera simulata durante l'addestramento alle principali abilità cliniche come cura dell'emostasi, bendaggio, immobilizzazione, manipolazione, rianimazione e ventilazione.

## SPECIFICHE

- ▶ Manichino maschile a corpo intero con strutture anatomiche corrette, punti di riferimento ossei realistici e anatomia delle vie aeree completa
- ▶ Dimensioni: 176 x 54 x 25 cm
- ▶ Peso: 50 Kg (Versione BASIC) e 60 Kg (Versione FULL)
- ▶ Materiali: struttura ossea bionica con connessioni in acciaio
- ▶ Simulazione di più sedi di emorragia e fattori di lesione con controllo remoto, di fratture di ossa lunghe e PNX iperteso
- ▶ Parti del corpo mobili per ottenere molteplici posizioni Ideale per corsi TCCC, Stop the Bleed e medicina tattica



	UM	cod.
Manichino TELLYES Trauma Buddy BASIC - SoFraPa	Pz	EMTYE911010
Manichino TELLYES Trauma Buddy FULL - SoFraPa	Kit	EMTYE9110

# Kit simulazione emorragie

## DESCRIZIONE

Simulatore medico completo, con sanguinamento attivo, per addestramento alla gestione delle emorragie provocate da ferita da arma da fuoco.

## SPECIFICHE

- ▶ Contiene: 1 Trainer Pad, 3 garze compresse, sacca per infusione, contenitore cilindrico per infusione e valigetta per il trasporto rigida
- ▶ Dimensioni: 9.2 x 9.2 x 8.5 cm
- ▶ Peso: 576 g
- ▶ Materiale siliconico ecologico latex free
- ▶ Addestramento realistico Stop The Bleed e perfetta simulazione della ferita da arma da fuoco



	UM	cod.
Training Kit emorragie da arma da fuoco - SoFraPa	Kit	EMPH04025

# Manichino tipo Crash Kelly

## DESCRIZIONE

Manichino con testa da intubazione, per l'addestramento di diverse abilità cliniche tra cui la gestione avanzata delle vie aeree, l'iniezione intramuscolare, la puntura e la perfusione tibiale, la puntura del pneumotorace e dell'idrotorace, la paracentesi addominale, la NIBP e il cateterismo maschile.

## SPECIFICHE

- ▶ Manichino maschile a corpo intero con strutture anatomiche corrette e punti di riferimento ossei e forma della pelle realistici
- ▶ Dimensioni: a grandezza naturale
- ▶ Materiali: struttura ossea bionica integrale con connessioni in acciaio per una maggiore durata
- ▶ Parti del corpo mobili per ottenere molteplici posizioni



	UM	cod.
Manichino adulto a corpo intero - SoFraPa	Pz	EMTYE9037

# Manichino simulazione pneumotorace

## DESCRIZIONE

Simulatore medico ecografabile con ultrasuoni per addestramento alla gestione del PNX ed esecuzione del drenaggio toracico chiuso. Il modello copre dal collo all'ombelico con chiari punti di reperi per identificare il sito di drenaggio (arcate costali e relativi spazi intercostali, cavi ascellari e capezzoli).

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: Modello di formazione ad ultrasuoni per pneumotorace e drenaggio toracico chiuso, siringa da 200 ml, connettore di ingresso dell'acqua, airbag portatile e manuale operativo
- ▶ Dimensioni: 59 x 49 x 33 cm
- ▶ Peso (imballato): 12.5 kg
- ▶ Materiale: Polimero ad alta densità molto simile alla pelle reale e compatibile con l'utilizzo degli ultrasuoni
- ▶ Permette l'addestramento alla puntura eco-guidata con l'utilizzo dei principali ecografi presenti sul mercato.



	UM	cod.
Simulatore Medico PNX - SoFraPa	Pz	EMTYE1566

# Sistema di simulazione cricotiroidotomia

## DESCRIZIONE

Simulatore medico Indossabile compatibile con manichini e pazienti standardizzati, per addestramento alla gestione delle vie aeree in emergenza mediante cricotiroidotomia e tracheostomia. Dotato di placche di sicurezza per chi indossa il simulatore, strutture anatomiche realistiche e copertura in simil pelle umana.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende: un colletto protettivo del collo, 12 pz a forma di trachea, 2 pz di simil pelle umana e un manuale operativo
- ▶ Dimensioni: 48 x 39 x 24 cm
- ▶ Peso imballato: 3.7 Kg
- ▶ Realismo anatomico di pelle, trachea e cartilagini



	UM	cod.
Simulatore medico per addestramento alla Cricotiroidotomia - SoFraPa	Kit	EMTYE1112

# Kit addestramento sutura

## DESCRIZIONE

Kit di sutura chirurgica composto da tutti gli strumenti di sutura necessari per l'addestramento, raccolti in una custodia, per la loro organizzazione e trasporto.

## SPECIFICHE

- ▶ Comprende:
- ▶ 24 suture con aghi misura 2/0, 3/0 e 4/0 (n.6 monofilamento in nylon + n.6 intrecciato in poliestere + n.6 polipropilene + n.6 intrecciato in seta)
- ▶ 8 strumenti in acciaio inox (pinza emostatica, forcice Iris, porta-ago, porta bisturi, pinza con denti Adson e n.3 lame di bisturi)
- ▶ Pelle da sutura in silicone riciclabile non tossico
- ▶ Accesso a video corsi in 5 lingue
- ▶ Dimensioni: 21 x 16 x 4 cm
- ▶ Peso: 465 g
- ▶ La pelle da sutura è riutilizzabile, durevole e sviluppata in 3 strati che rappresentano la pelle, il grasso sottocutaneo e il muscolo



	UM	cod.
Kit di addestramento alla sutura	Kit	EM00103310862

# Accesso intraosseo training kit

COMING  
SOON

## DESCRIZIONE

Sistema di simulazione per il reperimento dell'accesso intraosseo periferico. Funzionamento con rotazione generata da grilletto manuale, che combinata ad una pressione adeguata sul dispositivo, consente l'inserimento dell'ago nel comparto osseo. Adatto per la formazione al reperimento di accessi intraossei adulti e pediatrici.



## SPECIFICHE

- ▶ Contiene: set di aghi da 15, 25 e 45 mm, un simulatore di osso omerale per addestramento e un simulatore di dispositivo SAM IO, adattatore SAM IO, stabilizzatore per SAM IO e borsa da trasporto
- ▶ Dimensioni confezione: 17.7 x 28.5 x 14 cm
- ▶ Peso: 1 Kg

	UM	cod.
Training Kit Accesso intraosseo SAM IO - SAM Medical	Kit	EM300256

# Garza emostatica da addestramento

## DESCRIZIONE

Garza emostatica didattica coagulante piegata a Z, per effettuare piccoli bendaggi o il packing di ferite profonde.



## SPECIFICHE

- ▶ Dimensioni: 7.5 cm x 3.7 m (lunghezza)
- ▶ Confezionata singolarmente in busta di plastica bianca termosaldata

	UM	cod.
n.3 Garza emostatica didattica	Set	EM5123

  
**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT  
**EMERGENCY  
& RESCUE**

# TRAINING SENSORIALE SENAPTEC

+ INFO



## MIGLIORA LA PROPRIOCEZIONE SPAZIO TEMPORALE

Coinvolge il cervello in un modo unico consentendo di allenare mente e corpo insieme per affinare le abilità cognitive e oculo-motorie, migliorando la coordinazione, l'anticipazione e il processo decisionale. Disponibile sotto forma di occhiali (Senaptec Strobe), stazione sensoriale e tablet (Senaptec Sensory Station).

- **Migliora la capacità di concentrazione e velocizza i tempi di reazione**
- **Aiuta ad allenare la messa a fuoco su un obiettivo, la visione periferica e a mantenere l'equilibrio.**

ALLENA I  
RIFLESSI E  
MIGLIORA LE  
PERFORMANCE  
DEGLI  
OPERATORI

contattaci  
per saperne  
di più

  
**SAGO  
MEDICA**  
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY  
& RESCUE**



## DISCLAIMER

---

Tutte le fotografie dei prodotti e colori ivi contenute servono solo come rappresentazione di colore, eventuali variazioni possono verificarsi a seguito del processo di stampa. I colori non sono vincolanti.

Questo catalogo è stato costruito con precisione al meglio delle nostre competenze. Non si possono escludere errori o modifiche per ragioni tecniche nell'interesse di miglioramento. Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

Sago Medica e il logo Sago Medica, sono marchi o marchi registrati di Sago Medica srl. Tutti i marchi citati e rappresentati appartengono ai legittimi proprietari.

## CREDITI

---

Ideazione e progettazione: Riccardo Fabbri, Eleonora Lamborghini, Greta Bonazzi  
Progetto grafico, impaginazione e fotoritocco: Danilo Mistrone, Greta Bonazzi  
Editore: Sago Medica srl

### **Sago Medica s.r.l.**

Società Unipersonale  
Direzione e coordinamento di Sago Medica Holding s.r.l.  
Via Benedetto Zallone 25  
40066 Pieve di Cento, Bologna, Italy

Tel: +39 051 686 08 11  
Fax: +39 051 686 12 46  
PEC: sagomedica@legalmail.it  
info@sagomedica.it  
www.sagomedica.it

Identificativo PEPPOL: 9907:01122350380  
C.F./P.I./R.I. di Bologna 01122350380  
REA 371095  
Codice SDI: 7HE8RN5  
Cap. Soc. € 93.600,00 I.V.

## RIPRODUZIONE

---

La riproduzione totale o parziale dei contenuti sia grafici che testuali pubblicati, nonché la loro traduzione, è riservata e non può avvenire senza espressa autorizzazione di Sago Medica srl.

© 1989-2024 Sago Medica srl. Tutti i diritti riservati

Codice catalogo: CATMIL2024

Questo catalogo è valido da Settembre 2024

[www.sagomedica.it](http://www.sagomedica.it)





**EMERGENCY  
& RESCUE**

**sago-medica.it**

**Sago Medica srl**  
Via Benedetto Zallone 25,  
40066 Pieve di Cento  
Bologna, Italy

T: +39 051 6860811  
F: +39 051 6861246  
E: [info@sagomedica.it](mailto:info@sagomedica.it)  
PEC: [sagomedica@legalmail.it](mailto:sagomedica@legalmail.it)

Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi, i nomi dei prodotti e i loghi citati appartengono ai legittimi proprietari. © 2024 Sago Medica S.r.l. Tutti i diritti riservati.

CATMIL2024 | Rev.00 | Valido da Settembre 2024