

**GESTIONE
EMORRAGIE
E USTIONI**



SISTEMA DI ACCESSO VASCOLARE INTRAOSSEO

SAM[®]
MEDICAL

Distribuito da


**SAGO
MEDICA**
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY
& RESCUE**

Sistema di Accesso Vascolare Intraosseo SAM IO®

Accesso intraosseo manuale **rapido e sicuro.**

Il sistema di accesso intraosseo SAM IO® fornisce accesso intraosseo nella tibia prossimale, nella tibia distale e nella testa omerale (omero prossimale) di pazienti adulti e pediatrici, e nel femore distale nei pazienti pediatrici quando l'accesso endovenoso è difficile o impossibile da ottenere in casi di emergenza, urgenza o necessità medica.

- ▶ **Leggero e facile da usare**, anche nelle situazioni più impegnative
- ▶ **Controllo senza precedenti** grazie al feedback tattile quando l'ago raggiunge lo spazio midollare
- ▶ **Azionamento manuale**




Resistente a temperature estreme

SAM IO® DRIVER

cod. EMIO700

Driver ultra-leggero riutilizzabile per accesso intraosseo, ad azionamento manuale. In robusto policarbonato.



Conservazione degli aghi fino a **5 anni**

SAM IO® NEEDLES

- ▶ Sistema composto da stiletto e catetere fissato tramite connessione a pressione.
- ▶ Le 3 lunghezze soddisfano un'ampia gamma di pazienti e molteplici siti di applicazione.
- ▶ Gli aghi possono essere inseriti anche manualmente, senza l'uso del driver.

ULTRA LEGGERO E COMPATTO

Dimensioni:
140 x 25 x 108 mm
Peso: 700 g

Oltre **1000** inserimenti

SAM IO® NEEDLE ADAPTOR

cod.
EMIO742


Adattatore che consente di collegare al SAM IO® Driver aghi per accesso intraosseo alternativi



Ago per accesso intraosseo alternativo

SAM IO® Needle Adaptor

SAM IO® Driver



Puoi utilizzare aghi alternativi già in tuo possesso

Set aghi disponibili*

DESCRIZIONE	UM	CODICE
n.1 Pack Ago 15 mm	cf	EMIO705W1P
n.1 Pack Ago 25 mm	cf	EMIO706W1P
n.1 Pack Ago 45 mm	cf	EMIO707W1P


*ogni set include Tubo di estensione e NeedleVISE®



Accessori

- **STABILIZZATORE**
cod.
EMIO7401P

Sovradimensionato per non entrare in contatto con l'ago e proteggere il catetere dallo spostamento.



- **CUSTODIA MORBIDA**
cod.
EMIO7401P

Dotata di cinghie in velcro per il Driver, tasca in rete con cerniera per riporre gli aghi e scomparto per contenere i restanti componenti.

Dimensioni:
190 x 190 x 140 mm



SISTEMA DI ACCESSO VASCOLARE INTRAOSSEO

SAM[®]
MEDICAL

**SCOPRI TUTTI I PRODOTTI
SAGO MEDICA DEL
SETTORE EMERGENZA**



DISTRUBUITO DA



**EMERGENCY
& RESCUE**



**Sfoggia il
catalogo
Emergency
& Rescue**

Sago Medica s.r.l.

Via Zallone 25
40066 Pieve di Cento
Bologna, Italy

T: +39 051 686 08 11
F: +39 051 686 12 46
info@sagomedica.it

Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi, i nomi dei prodotti e i loghi citati appartengono ai legittimi proprietari. © 2025 Sago Medica S.r.l. Tutti i diritti riservati.