

**GESTIONE
EMORRAGIE
E USTIONI**



SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE EMORRAGIE MASSIVE

6:8 MEDICAL SOLUTIONS



Distribuito da


**SAGO
MEDICA**
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY
& RESCUE**



Bendaggio compressivo innovativo HEMGUARD 6:8 Medical Solutions

EVITA LA SINDROME COMPARTIMENTALE

Studiato per **massimizzare la pressione solo al punto di origine dell'emorragia** (anziché a 360° come un bendaggio classico), evitando il rischio di danni derivati dall'ostruzione del flusso sanguigno.

USO MONO-PAZIENTE
Latex-free



IL VANTAGGIO È NELL'INTEGRAZIONE

Ciò che lo distingue da un normale bendaggio è l'integrazione di un dispositivo che funge da **sistema di reindirizzamento** della benda (per semplificare anche il bendaggio di collo, ascelle, inguine e arti amputati) e da **testina di compressione** (per esercitare una pressione meccanica localizzata che, anche grazie all'altezza, equivale a quella delle dita e/o al palmo di una mano).



Hemguard 6"
Larghezza 15,24 cm

cod.
EMHGTPD06

Hemguard 4"
Larghezza 10,16 cm

cod.
EMHGTPD04



PACKAGING ERGONOMICO

- Tecnologia sottovuoto per un formato tascabile
- Occhielli con indicazione centrale pretagliata per un'apertura veloce anche in condizioni di scarsa visibilità
- Finestrella trasparente per vedere il prodotto all'interno

durata di conservazione
8 anni



**SISTEMA
MODULARE A
INCASTRO PER
UNA PRESSIONE
EFFICACE ANCHE
SU FERITE
PROFONDE**



**USO CONGIUNTO CON PRESIDI PER
LA GESTIONE DELLE EMORRAGIE**

Compatibile con tutti i lacci emostatici, le bende non compressive e i tourniquet raccomandati da CoTCCC.

**Dispositivi di
compressione
diretta
ADVANTAGE
6:8 Medical
Solutions**

**BLOCCA SOLO IL
PUNTO ESATTO
DELL'EMORRAGIA**

Progettato per inserirsi nella ferita e applicare una pressione mirata (anziché una costrizione circonferenziale), rimanendo fermo grazie alla sua superficie anti-scivolamento.

Questo dispositivo rappresenta un nuovo ed innovativo metodo per bloccare un'emorragia, senza incorrere in ischemia distale e sindrome compartimentale.

Compatibile con tutti i lacci emostatici, le bende e le bende non compressive raccomandati da CoTCCC.



**Agganci
compatibili con
sistema MOLLE**

*Basetta di
alloggiamento
per testine di
compressione
e Advantage
Pressure Bar*



**Advantage
Pressure Bar**

Testina prossimale
di compressione

cod.
EMTADV02



**Set Advantage
Pressure Bar**

Set composto da n.1 Advantage
Pressure Bar + n.3 testine di
compressione emorragia

cod.
EMTADV01

SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE EMORRAGIE MASSIVE

6:8 MEDICAL SOLUTIONS



SCOPRI TUTTI I PRODOTTI
SAGO MEDICA DEL
SETTORE EMERGENZA

DISTRUBUITO DA



**EMERGENCY
& RESCUE**



**Sfoggia il
catalogo
Emergency
& Rescue**



Sago Medica s.r.l.

Via Zallone 25
40066 Pieve di Cento
Bologna, Italy

T: +39 051 686 08 11

F: +39 051 686 12 46

info@sagomedica.it

Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi, i nomi dei prodotti e i loghi citati appartengono ai legittimi proprietari. © 2025 Sago Medica S.r.l. Tutti i diritti riservati.