

**IMMOBILIZZAZIONE,
SOLLEVAMENTO ED
ESFILTRAZIONE SPECIALE**



DISPOSITIVI DI ESTRICAZIONE, IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO

NORTHWALL®
INNOVATION 


Distribuito da


**SAGO
MEDICA**
MEDICAL EQUIPMENT

**EMERGENCY
& RESCUE**



Estricazione da auto rapida e sicura



N-E-X-T

Tavola per estricazione rapida anche da spazi ristretti **NORTHWALL ENHANCED XTRICATOR**

Consente l'extricazione in spazi confinati, garantendo una **rapida immobilizzazione della colonna vertebrale in posizione neutra**.

Utilizzabile in combinazione con imbracature di carico esterne, **può essere configurato in diversi modi grazie all'ampia gamma di accessori** e con diversi sistemi di ritenzione del paziente, **per adattarsi ad ogni tipo di emergenza**. Dimensione e peso ridotti lo rendono versatile in ogni ambiente e situazione.

- ▶ Dimensioni: 90 x 30 x 3 cm
- ▶ Peso: 1,5 kg (completo 2,6 kg)

<20"

TEMPO DI POSIZIONAMENTO

UTILIZZABILE SU TRAUMI TORACICI IN SICUREZZA PER IL PAZIENTE



NEXT|Hi-Viz

cod.
EMND000X003D

Tavola di estricazione ad **uso civile**. Completa di:

- ▶ Fermacapo (cod. MMP0001S)
- ▶ Tecnologia RFID (cod. EMMD200X0010D)
- ▶ Sistema di cinture
- ▶ Borsa di trasporto

Accessori Non Standard

DESCRIZIONE	UM	CODICE
Triangolo di evacuazione regolabile Tyrah	pz	EMNMA0033D
Sistema di galleggiamento Fluitans	pz	EMnMA0038D
Bombola di cO2 per Fluitans	pz	EMMMA0019S
Borsa trasporto morbida standard	pz	EMMD120X0008D
Borsa trasporto vericellabile	pz	EMNMA0026D
Dispositivo d'aiuto al galleggiamento SAR-TFA	kit	EMND120X0001S
Personalizzazione con logo cliente	pz	EMMHP0008S
Adattatore uso pediatrico Pedi N-E-X-T	pz	EMNMA0035D



NEXT|Green

cod.
EMNMF0006D

Tavola di estricazione ad **uso militare**. Completa di cuscino immobilizzatore per la testa e sistema di cinture completo.





Tavola spinale ripiegabile STILA TWIN

160 kg
PORTATA

cod.

EMND000X0004D

Composta da due parti unite da meccanismo a incastro, per essere ripiegata e ridurre notevolmente il suo ingombro: **100 x 44,5 x 9 cm da chiusa.**

Il telaio ai lati assicura sostegno durante la chiusura e apertura. Completo di:

- ▶ Cinture per immobilizzazione rapida Q-Evac (cod. EMMMA0013S)
- ▶ Kit fermacapo/casco Q-Head (cod. EMNMA0011D)

Accessori

DESCRIZIONE	UM	CODICE
n.8 maniglie sollevamento Short Handles	set	EMNDC20X0006D
Cintura di bloccaggio senza maniglie Additional Belt	pz	*
Sistema di ritenzione del paziente SRP	pz	*

*Codice in definizione

Tavola spinale STILA

160 kg
PORTATA

cod.

EMNMF0008D


Forma e spessore ridotto consentono di immobilizzare e trasportare un paziente traumatizzato, **minimiizzando le sollecitazioni** e consentendo alla tavola di **scivolare sulle superfici**. Completo di:

- ▶ Cinture per immobilizzazione rapida Q-Evac (cod. EMMMA0013S)
- ▶ Kit fermacapo/casco Q-Head (cod. EMNMA0011D)
- ▶ Tecnologia RFID (cod. EEMD200X0010D)

Accessori

DESCRIZIONE	UM	CODICE
Personalizzazione con logo cliente	pz	EMMHP0008S
Scudo protettivo Debris Shield	pz	*
Imbracatura di sollevamento	pz	*
Sistema di galleggiamento	pz	*

*Codice in definizione



S³ E-PREM

Dispositivo di addestramento alla **movimentazione dei pazienti**

cod.


EMND250X0001D-

Strumento di misurazione per verificare, durante l'addestramento, l'efficacia degli operatori nell'allineamento colonna vertebrale-testa durante le manovre di soccorso simulato, rilevando le sollecitazioni subite dal paziente mediante due sensori: uno posizionato sulla fronte e uno sul torace.

DISPOSITIVI DI ESTRICAZIONE, IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO



SCOPRI TUTTI I PRODOTTI
SAGO MEDICA DEL
SETTORE EMERGENZA



DISTRUBUITO DA



**EMERGENCY
& RESCUE**



**Sfoggia il
catalogo
Emergency
& Rescue**

Sago Medica s.r.l.

Via Zallone 25
40066 Pieve di Cento
Bologna, Italy

T: +39 051 686 08 11
F: +39 051 686 12 46
info@sagomedica.it

Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi, i nomi dei prodotti e i loghi citati appartengono ai legittimi proprietari. © 2025 Sago Medica S.r.l. Tutti i diritti riservati.